

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов для системы диагностической *careHPV* для выявления ДНК вируса папилломы человека, «*careHPV Test Kit*» включает три комплекта.

– Комплект № 1 в составе:


Щетка *careBrush* для забора клинического образца - 100 шт. в индивидуальной упаковке, по 50 шт. в коробке, 2 коробки

– Комплект № 2 в составе:


Среда *care HPV Collection Medium* для хранения и пробоподготовки клинического образца, 1 мл - 100 пробирок типа Эппендорф со средой, по 50 шт. в коробке, 2 коробки

– Комплект № 3 в составе:

№	Реактив/компонент	Объем/вес,	Кол-во, шт.
1.	Микропланшет	-	1
2.	Отрицательный калибратор	0.5 мл	1 флакон
3.	Положительный калибратор	0.5 мл	1 флакон
4.	Реагент 1 (пурпурная этикетка)	3 мл	1 флакон
5.	Индикаторный краситель	0.35 мл	1 флакон
6.	Реагент 2(желтая этикетка)	-	1 флакон
7.	Реагент 3(коричневая этикетка)	-	1 флакон
8.	Реагент 4(красная этикетка)	-	1 флакон
9.	Реагент 5(синяя этикетка)	250 мл	1 флакон
10.	Реагент 6(зеленая этикетка)	-	1 флакон
11.	Растворитель для реагента 2 (желтая этикетка)	4.5 мл	1 флакон
12.	Растворитель для реагента 3 (коричневая этикетка)	3 мл	1 флакон
13.	Растворитель для реагента 4 (красная этикетка)	5 мл	1 флакон
14.	Растворитель для реагента 6 (зеленая этикетка)	5 мл	1 флакон
15.	Наконечник для реагента 5	-	1



Комплект № 1







Набор реагентов для системы диагностической careHPV для
выявления ДНК вируса папилломы человека, «careHPV Test Kit»
«Комплект № 2»
Среда careHPV Collection Medium для хранения и пробоподготовки

50

REF 619025

COMP

NUM

VOL

MAT

careHPV Collection Medium

1

1 мл

1071063

LOT 20160804

2019-08-22



КАЙДЖЕН ГмбХ, КАЙДЖЕН Штрассе 1, 40724, г. Хильден, Германия, тел.: +49-2 103-29-0



0 6 1 9 0 2 5 1 9 0 8 2 2 2 0 1 6 0 8 0 4

Сделано в Китае



1071063



Набор реагентов для системы диагностической
careHPV для выявления ДНК вируса папилломы
человека, «careHPV Test Kit»

«Комплект № 2»

Среда careHPV Collection Medium для хранения и пробоподготовки



REF 619025

IVD



15°C 30°C



+EQIA61902503



Среда *care HPV Collection Medium* для хранения и пробоподготовки клинического образца, 1 мл



Набор реагентов для системы диагностической careHPV для выявления ДНК вируса папилломы человека «careHPV Test Kit»-96



REF 614015

	COMP	NUM	VOL	MAT
Микропланшет	PLATE	1	1	1070930
Отрицательный калибратор	CAL -	1	0,5 мл	1071050
Положительный калибратор	CAL +	1	0,5 мл	1070960
Реагент 1 (пурпурная этикетка)	REAG 1	1	3 мл	1071051
Индикаторный краситель	INDIC	1	0,35 мл	1071052
Реагент 2 (желтая этикетка)	REAG 2	1	1	1071053
Реагент 3 (коричневая этикетка)	REAG 3	1	1	1071054
Реагент 4 (красная этикетка)	REAG 4	1	1	1071055
Реагент 6 (зеленая этикетка)	REAG 6	1	1	1071057
Растворитель для реагента 2 (желтая этикетка)	REAG 2 DIL	1	4,5 мл	1071058
Растворитель для реагента 3 (коричневая этикетка)	REAG 3 DIL	1	3 мл	1071059
Растворитель для реагента 4 (красная этикетка)	REAG 4 DIL	1	5 мл	1071060
Растворитель для реагента 6 (зеленая этикетка)	REAG 6 DIL	1	5 мл	1071061
Реагент 5 (синяя этикетка)	REAG 5	1	250 мл	1071056
Наконечник для реагента 5	REAG 5 NOZZLE	1	1	1071062

LOT 20160704

2017-07-20



КАЙДЖЕН ГмбХ, КАЙДЖЕН Штрассе 1, 40724, г. Хильден, Германия, тел.: +49-2 103-29-0





061401517072020160704

Сделано в Китае










Отрицательный калибратор



Положительный калибратор




Реагент 1 (пурпурная этикетка)






Индикаторный краситель







Растворитель для реагента 2 (желтая этикетка)




Растворитель для реагента 3 (коричневая этикетка)




Растворитель для реагента 4 (красная этикетка)



Реагент 5(синяя этикетка)



Растворитель для реагента 6 (зеленая этикетка)



Генеральный директор
ООО «Кайджен РУС»

Апчелимов А.А.

21.11.17

