



DiaSorin




H317
P261
P280
P363

LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG

REF 311450 CE



2°C 8°C



www.diasorin.com
EU: 00 800 60 61 62 63

Kit contents

SORB 12.63 mL
Magnetic particles
Recombinant SARS-CoV-2
S1 and S2 antigens
(inactivation code), BSA

CAL 1 1.2 mL
Calibrator 1
Human serum/plasma

CONJ 25 mL
Conjugate
IgG to human IgG antibodies
(mouse monoclonal), BSA

DIL SPE 23 mL
Specimen diluent
Sheep serum, BSA

CAL 2 1.2 mL
Calibrator 2
Human serum/plasma




DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino SNC
13040 Saluggia (VC) - ITALY



(01) 08056771103640
(17) 201212
(10) 354019
(240) 311450

NEW!





DiaSorin



H317
P261
P280
P363


LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG

REF 311450 CE



2°C 8°C

IVD



www.diasorin.com
EU: ☎ 00 800 60 61 62 63

Kit contents

SORB 2.63 mL
Magnetic particles
Recombinant SARS-CoV-2
S1 and S2 antigens
(mammalian cells), BSA

DIL SPE 23 mL
Specimen diluent
Sheep serum, BSA

CAL 1 1.2 mL
Calibrator 1
Human serum/plasma

CAL 2 1.2 mL
Calibrator 2
Human serum/plasma

CONJ 25 mL
Conjugate
IgG to human IgG antibodies
(mouse monoclonal), BSA





DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC) - ITALY




(01) 08056771103640
(17) 201215
(10) 354020
(240) 311450

NEW!





LIASON®
SARS-CoV-2
S1/S2 IgG



www.diasorin.com
EU: 8 00 800 60 61 62 63

Info

2°C



REF 311450



2021 - 02 - 16


LOT

354021



(01) 080556771103640
(17) 210216
(10) 354021
(240) 311450

DiaSorin



H317
P281
P280
P363


LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG

REF 311450 CE



2°C 8°C

VD



www.diasorin.com
EU: ☎ 00 800 60 61 62 63

Kit contents

SORB 2.63 mL
Magnetic particles
Recombinant SARS-CoV-2
S1 and S2 antigens
(membraneless cells), BSA

DIL SPE 23 mL
Specimen diluent
Sheep serum, BSA

CAL 1 1.2 mL
Calibrator 1
Human serum/plasma

CAL 2 1.2 mL
Calibrator 2
Human serum/plasma


CONJ 25 mL
Conjugate
IgG to human IgG antibodies
(mouse monoclonal), BSA





DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC) - ITALY



(01) 08056771103640
(17) 210216
(10) 354021
(240) 311450







DiaSorin



H317
P281
P303

LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG

REF 311450 CE

2°C 8°C

IVD



EU: www.diasorin.com
800



DiaSorin S.p.A.
Via Crescentina snc
13040 Bialla (VC) - ITALY



(01) 05771103640
(17) 210216
(10) 354022
(240) 311450

Kit contents

SORE

Magnetic particles
Recombinant SARS-CoV-2
S1 and S2 antigens
(Human cell), BSA

CAL 1

Calibrator 1
Human serum/plasma

CAL 2

Calibrator 2
Human serum/plasma

CONU


Control
IgG in human IgG antibodies
control solution, BSA

DIL SPE

Specimen diluent
Sheep serum, BSA

CAL 2

Calibrator 2
Human serum/plasma





Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

12 (двенадцать) л.

Генеральный директор
ООО «Дельрус»

И.В. Федотов

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 259 от 10.12.2019
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМИ
М В КУЛЯС



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Дельрус»

И.В. Федотов

«30» сентября 2020 г.

ПО ДОЗЕРЕННОСТИ
№ 259 от 10.12.2019
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМИ
М В КУЛЯС

Макеты этикеток
на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения специфических антител класса иммуноглобулин G к S1/S2 вируса SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека или плазме "LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG", партии: 354019, 354020, 354021, 354022

Макет этикетки (упаковка)

Набор реагентов для количественного определения специфических антител
класса иммуноглобулин G к S1/S2 вируса SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке крови человека или плазме "LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG", партии: 354019, 354020, 354021, 354022

Номер по каталогу: 311450

Наименование и юр.
адрес производителя:
DiaSorin S.p.A. (ДиаСорин
С.п.А) Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC)
ITALY (Виа Кресцентино снц 13040
Саллагиа (ВЦ), Италия)
Tel. +(39) 0161 4871
affarisocietari.pec@legal.diasorin.it

Наименование страны
происхождения товара: Италия

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дельрус», 121108, г. Москва, ул.
Ивана Франко, д.4, корп.1, оф.64
Тел.: 8 (495) 120-77-00
delrus@delrus.ru

Регистрационное удостоверение:
<указывается дата и номер
регистрационного удостоверения>

Макет этикетки (интегральный картридж с реагентами)

Набор реагентов для количественного определения специфических антител
класса иммуноглобулин G к S1/S2 вируса SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке крови человека или плазме "LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG", партии: 354019, 354020, 354021, 354022

Номер по каталогу: 311450

Наименование и юр.
адрес производителя:
DiaSorin S.p.A. (ДиаСорин
С.п.А) Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC)
ITALY (Виа Кресцентино снц 13040
Саллагиа (ВЦ), Италия)
Tel. +(39) 0161 4871
affarisocietari.pec@legal.diasorin.it

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дельрус», 121108, г. Москва, ул.
Ивана Франко, д.4, корп.1, оф.64
Тел.: 8 (495) 120-77-00
delrus@delrus.ru

Наименование страны
происхождения товара: Италия

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Регистрационное удостоверение:
<указывается дата и номер
регистрационного удостоверения>

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) л.
Генеральный директор
ООО «Дельрус» И.В. Федотов



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 259 от 19.12.2019
РУКОВОДИТЕЛЯМИ
М В КУЛЯС