

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

По доверенности  
от 25.08.2020 г.  
Сысоева Н.В. «02» октября 2020 г.

Син Чэнь

Миндрей Медикал Рус  
Mindray  
Medical Rus  
МОСКВА \* 80691819


## ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2  
коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на  
анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, в вариантах исполнения:

1) Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, 2 x 50 тестов, в составе:


- Кассета с реагентами SARS-CoV-2 IgG - 2 шт




Калибратор SARS-CoV-2 IgG (C0), уровень 0 – 1 шт



- Калибратор SARS-CoV-2 IgG (C1), уровень 1 – 1 шт;



Маркировка упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, в вариантах исполнения: 1) Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, 2 x 50 тестов, в составе»



**mindray**

**SARS-CoV-2 IgG(CLIA)**

**Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 IgG(CLIA)**  
**2x50 tests**

**Contents:** Ra : 2x3.8 mL, Rb : 2x3.5 mL, Rc : 2x3.5 mL, Rd : 2x5.3 mL  
C0 : 1.2 mL, C1 : 1.0 mL



**SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China  
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680 www.mindray.com


EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



CE


IVD




Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, в вариантах исполнения:

2) Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, 2 x 100 тестов, в составе:


Кассета с реагентами SARS-CoV-2 IgG - 2 шт







Маркировка упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, в вариантах исполнения: 1) Набор реагентов для определения антител IgG к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, 2 x 50 тестов, в составе»



**mindray**

**SARS-CoV-2 IgG(CLIA)**



**Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 IgG(CLIA)**

**2x100 tests**



PL9202008011203345

**REF**

SARS-CoV-2 IgG122

**P/N: 105-019882-00**

**LOT**

**2020080112**



**2021-03-14**

047-035133-00 (1.0)

Исполнено и экспертно  
научено 11 августа

