

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Белла»



М.К. Ковальчик

«26» февраля 2021 г.

ЭТИКЕТКА (проект)

**Набор офтальмологический matoset, хирургический, стерильный
под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-069-11736425-2019**

- товарный знак производителя



- наименование Изделия: _____;
- вариант исполнения Изделия;
- ТУ 32.50.13-069-11736425-2019;
- состав Набора (с указанием количества штук составляющих и размера);
- графический символ «стерилизация оксидом этилена»;
- указание о том, что медицинское изделие не подлежит повторной стерилизации;
- номер и дата регистрационного удостоверения: № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг.;
- номер партии (LOT): _____;
- дата изготовления (ггггммдд);
- годен до (ггггмм);
- дата стерилизации (мм/гггг);
- не использовать после окончания срока годности;
- назначение Изделия;
- медицинское изделие предназначено для однократного применения;
- хранить в сухих помещениях, при температуре от +5°C до +25°C;
- информация о сертификации или декларировании (при наличии) в виде знака соответствия;
- штриховой код (при наличии);
- артикул Изделия (при наличии);

- способ применения: плавным движением руки вскрыть упаковку, извлечь содержимое упаковки, использовать содержимое по прямому назначению в том порядке, в котором это необходимо. После использования по назначению - утилизировать;
- противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия;
- не использовать при поврежденной упаковке;
- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию. Утилизировать использованное Изделие как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10»;
- «Производитель: ООО «Белла», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9», с применением символа «Изготовитель»;
- «Продавец: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9».

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

(2) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Белла»
М.К. Ковальчик



Фотоизображения медицинского изделия

**Набор офтальмологический
matoset, хирургический,
стерильный
под товарным знаком matorat
по ТУ 32.50.13-069-11736425-2019**

1. Общий вид составляющих Набора офтальмологического matoset, хирургического, стерильного под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-069-11736425-2019, производства ООО «Белла», Россия.




Рисунок 1.1. Канюли офтальмологические хирургические: канюли Viscoflow изогнутые
(лицевая сторона индивидуальной упаковки)



Рисунок 1.2. Канюли офтальмологические хирургические: канюли Viscoflow изогнутые
(оборотная сторона индивидуальной упаковки)

Инструменты офтальмологические хирургические
бужирующие и зондирующие
585007 Канюли офтальмологические хирургические:
канюли Viscoflow изогнутые 0,4 мм (10 шт/упак)
Производитель: "Бивер-Визитек Интернешнл, Инк.",
США, Beaver-Visitec International, Inc., 10 CityPoint -
500 Totten Pond Road, Waltham, MA 02451, USA
Место производства: Beaver-Visitec International, Inc.,
10 CityPoint - 500 Totten Pond Road,
Waltham, MA 02451, USA:
Рег.удостоверение № ФСЗ 2011/08973 от 16.09.2019 г.

01-MED-OFTM-005




Рисунок 1.3. Канюли офтальмологические хирургические: канюли Viscoflow изогнутые
(маркировка на упаковке)




Рисунок 1.4. Иглы (канюли) офтальмологические хирургические: перибульбарные (Atkinson)
(лицевая сторона индивидуальной упаковки)



Рисунок 1.5. Иглы (канюли) офтальмологические хирургические: перибульбарные (Atkinson)
(оборотная сторона индивидуальной упаковки)

Инструменты офтальмологические хирургические
бужирующие и зондирующие

585145 Иглы (канюли) офтальмологические
хирургические: перибульбарные (Atkinson)
0,4 мм x 22 мм (10 шт/упак)

Производитель: "Бивер-Визитек Интернешнл, Инк.",
США, Beaver-Visitec International, Inc., 10 CityPoint -
500 Totten Pond Road, Waltham, MA 02451, USA

Место производства: Beaver-Visitec International, Inc.,
Valle del Cedro, No. 1520, Parque Industrial Intermex
Ciudad Juarez, Chihuahua, CP 32575, Mexico:

г. Рег.удостоверение № ФСЗ 2011/08973 от 16.09.2019 г.

tec

781.906.80

com

y Ltd,

01-MED-OFTM-015





Рисунок 1.6. Иглы (канюли) офтальмологические хирургические: перибульбарные (Atkinson)
(маркировка на упаковке)



**Рисунок 1.7. Канюли офтальмологические хирургические: канюли для гидродиссекции различной модификации
(лицевая сторона индивидуальной упаковки)**




Рисунок 1.8. Канюли офтальмологические хирургические: канюли для гидродиссекции различной модификации
(оборотная сторона индивидуальной упаковки)




Рисунок 1.9. Канюли офтальмологические хирургические: канюли для гидродиссекции различной модификации (маркировка на упаковке на примере Канюли офтальмологические хирургические: канюли для гидродиссекции ядра)



Рисунок 1.10. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах



Рисунок 1.11. Простыни с отверстием, адгезивным краем и карманом




Рисунок 1.12. Простыни с отверстием, адгезивным краем и хирургической пленкой




Рисунок 1.13. Простыни с отверстием, адгезивным краем, хирургической пленкой и карманом




Рисунок 1.14. Простыни на инструментальный стол




Рисунок 1.15. Простыни на столик Майо




Рисунок 1.16. Простыни медицинские



Рисунок 1.17. Салфетки с отверстием, адгезивным краем, хирургической плёнкой и карманом




Рисунок 1.18. Салфетки с отверстием и адгезивным краем.




Рисунок 1.19. Салфетка медицинская




Рисунок 1.20. Салфетка




Рисунок 1.21. Салфетки медицинские из нетканого материала matovlies




Рисунок 1.22. Чехол



Рисунок 1.23. Салфетки марлевые медицинские абсорбирующие Matocomp с рентгеноконтрастной нитью



Рисунок 1.24. Салфетки марлевые с рентгеноконтрастной нитью Matocomp




Рисунок 1.25. Салфетки медицинские марлевые matocomp




Рисунок 1.26. Марлевые перевязочные материалы марки matopat:
Turfer A (Тупфер А) (форма шарика), Turfer C (Тупфер Ц) (форма усика), Turfer D (Тупфер Д) (форма треугольника)




Рисунок 1.27. Изделия защитные офтальмологические для правого глаза, с отверстиями (Eye shield (right))





Рисунок 1.28. Изделия защитные офтальмологические для левого глаза, с отверстиями (Eye shield (left))




**Рисунок 1.29. Манипулятор-векорасширитель офтальмологический хирургический (Eye Speculum) с открытыми браншами
(лицевая сторона индивидуальной упаковки)**



BVI Visitec®

Eye Speculum (Open Blade)

0.8mm



(01)00886158100515



2024-11-10


LOT

3321293



Beaver-Visitec International Ltd,
Waterloo Industrial Estate,
Bidford on Avon, Warwickshire, B50 4JH, UK
Made in UK

14130-02



REF

581413



0123



STERILE

R

Рисунок 1.30. Манипулятор-векорасширитель офтальмологический хирургический (Eye Speculum) с открытыми браншами
(оборотная сторона индивидуальной упаковки)

581413 Манипулятор-векорасширитель
офтальмологический хирургический (Eye Speculum)
с открытыми браншами 40 x 30 мм, бранши 14 мм,
проволока 0,8 мм (10 шт/упак)
Производитель: "Бивер-Визитек Интернешнл, Инк.",
США, Beaver-Visitec International, Inc., 10 CityPoint -
500 Totten Pond Road, Waltham, MA 02451, USA
Место производства: Beaver-Visitec International Ltd,
Waterloo Industrial Estate, Bidford on Avon,
Warwickshire, B50 4JH, UK:
Рег.удостоверение № ФСЗ 2011/09486 от 13.09.2019 г.




BVI Visitec®


Eye Speculum (Open Blade)

0.8mm


10



REF 581413



(17)241110(10)3321293(30)10



(01)30886158100516



2024-11-10

LOT

3321293

Рисунок 1.30. Манипулятор-векорасширитель офтальмологический хирургический (Eye Speculum) с открытыми браншами
(маркировка на упаковке)



Рисунок 1.31. Карман.




Рисунок 1.32. Карман с адгезивным элементом




Рисунок 1.33. Игла инъекционная
(лицевая и оборотная стороны индивидуальной упаковки с маркировкой, производства ООО «Стерин», Россия, ТУ 9432-005-11701993-2012)




Рисунок 1.34. Игла инъекционная
 (лицевая и обратная стороны индивидуальной упаковки с маркировкой, производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия)




Рисунок 1.35. Иглы (канюли) офтальмологические хирургические: ретробульбарные различных модификаций
(лицевая сторона индивидуальной упаковки)

bvi Visitec®

Retrobulbar (Curved)

[Atkinson / Straus]

.50 x 34mm (25G x 13/8in)



(01)00886158101277



2024-06-08


LOT

3296129

50190-02




REF 585019



Beaver-Visitec International Ltd,
Waterloo Industrial Estate,
Bidford on Avon, Warwickshire, B50 4JH, UK
Made In UK

CE 0120



STERILE R

Рисунок 1.35. Иглы (канюли) офтальмологические хирургические: ретробульбарные различных модификаций
(оборотная сторона индивидуальной упаковки на примере

Иглы (канюли) офтальмологические хирургические: канюля ретробульбарная изогнутая (Atkinson-Straus))

585015 Иглы (канюли) офтальмологические
хирургические:
ретробульбарные различных модификаций:
канюля ретробульбарная изогнутая (Atkinson-Straus)
10 шт/упак

Производитель: «Бивер-Визитек Интернешнл, Инк.»
США, Beaver-Visitec International, Inc., 10 CityPoint-
500 Totten Pond Road, Waltham, MA 02451, USA

Место производства: Beaver-Visitec International, Ltd,
Waterloo Industrial Estate, Bidford on Avon,
Warwickshire, B50 4JH, UK:

Per. удостоверение № ФСЗ 2011/08973 от 16.09.2019

itec

Customer Service:

US Tel: 866.906.8080 or 781.906.8080

US Fax: 866.906.4304

UK Tel: 44.1.789.868.730

UK Fax: 44.1.789.868.731

Email: customersupport@beaver-visitec.com

Web: www.Beaver-Visitec.com

BVI, BVI Logo and all other trademarks are property of
Beaver-Visitec International. (BVI) ©2010 BVI.

Рисунок 1.36. Иглы (канюли) офтальмологические хирургические: ретробульбарные различных модификаций
(маркировка на упаковке) (на примере Иглы (канюли) офтальмологические хирургические: канюля ретробульбарная изогнутая (Atkinson-Straus))





Рисунок 1.37. Шприц инъекционный
(лицевая и обратная стороны индивидуальной упаковки с маркировкой, производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия)




Рисунок 1.38. Шприц инъекционный
(лицевая и обратная стороны индивидуальной упаковки с маркировкой, производства ООО «Стерин», Россия)
ТУ 9398-004-11701993-2008)




Рисунок 1.39. Лоток пластмассовый круглый



Рисунок 1.40. Лоток пластмассовый прямоугольный




Рисунок 1.41. Палочки абсорбирующие




Рисунок 1.42. Клещи



Рисунок 1.43. Зажим




Рисунок 1.44. Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали
 (прим.: Carbon Steel – углеродистая сталь)




Рисунок 1.45. Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали



Рисунок 1.46. Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из нержавеющей стали
(в индивидуальной упаковке)



Рисунок 1.47. Пинцет




Рисунок 1.48. Повязка глазная



Рисунок 1.49. Перчатки синтетические хирургические




Рисунок 1.50. Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88




Рисунок 1.51. Перчатки латексные хирургические




Рисунок 1.52. Халат



**Рисунок 2. Общий вид Набора офтальмологического matoset, хирургического, стерильного под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-069-11736425-2019, в постстерилизационной упаковке с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.
(часть составляющих упакована в упаковку для финишной стерилизации – бумажно-пленочный пакет; лицевая сторона)**



COCTAB:

- [illegible]

способ применения, при этом денежное руно вскрыть, укладку и золью содержимое укладку.

использовать содержащее по прямому назначению в том порядке, в

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

на которых изготовлены вышесказанные изделия.

На величину z при порождении указов.

Не использовать после окончания срока годности
Утилизировать в соответствии с Методом как медицинские отходы


Учебное издание

Хранить в сухих помещениях
Дата изготовления LOT(пггммдд)


[illegible]

Рег. № РЗН 7777/XXIX от 04.04.2017г.

Продавец: ООО "БЕЛЛА Восток", 140301, Российская Федерация,
Московская область, г. Егорьевск, ул. Гагарина, д. 10, стр. 1



(часть составляющих упакована в упаковку для финишной стерилизации – бумажно-пленочный пакет; обратная сторона)




Продавец: ООО "Белла Вест", 140301, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Перемышльская дом 9.



 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



**Рисунок 5. Общий вид Набора офтальмологического matoset, хирургического, стерильного под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.13-069-11736425-2019, в постстерилизационной упаковке с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия
(часть составляющих упакована в упаковку для финишной стерилизации – неткано-пленочный пакет; лицевая сторона)**



набор предназначен для проведения офтальмологических хирургических операций.

Abstracts of papers presented at the 1997 Annual Meeting of the American Psychological Association, Washington, DC, August 1-5, 1997.

- [illegible]

Способ применения: планшеты движением руки вдавить упаковку, извлечь содержимое упаковки, сплюснуть содержимое по прямому направлению в лев порядке, в котором это соединено

Вопросы, связанные с применением

результаты исследования – это не только теория, но и практика. Она должна быть направлена на то, чтобы помочь людям в их жизни.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

ALCOHOL AND DRUGS IN THE HOME

Figure 1. The effect of the concentration of the solution on the adsorption of the dye.

1987-1988

Voluntary or Coerced? Transplantation

Татьяна Владимировна - с.м. (ОТКРЫТЫЙ)

Our No. 124 variety of 28 mm. MC.

Продукция: ООО "Болла", 140301, Российская Федерация, Московская область, Егорьевск ул. Промышленная, дом 9

Продавец: ООО "БЕЛПА Восток", 140301, Российская Федерация,
Челябинская область, г. Брестский, ул. Промышленная д. 9.






Рисунок 6. Общий вид Набора офтальмологического matoset, хирургического, стерильного под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.13-069-11736425-2019, в постстерилизационной упаковке с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия
(часть составляющих упакована в упаковку для финишной стерилизации – неткано-пленочный пакет; обратная сторона)






Рисунок 8. Общий вид Набора офтальмологического matoset, хирургического, стерильного под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-069-11736425-2019, в блистерной упаковке с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия (лицевая сторона)

Набор офтальмологический matoset, хирургический, СТЕРИЛЬНЫЙ
под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-069-11736425-2019,
Набор № 59.



Набор предназначен для проведения офтальмологических
хирургических операций.

Состав:

- 1 шт. Салфетки медицинские 25 см x 22 см, 35 г/м²
- 2 шт. Марлевые перевязочные материалы марки matopat: Tupfer D (Тупфер Д)
(форма треугольника): 12 см x 12 см.
- 1 шт. Лоток пластмассовый круглый: 250 мл
- 1 шт. Клеши: 190 мм
- 1 шт. Пинцет: 125 мм
- 1 шт. Повязка глазная: 5 см x 6 см
- 1 пара Перчатки хирургические резиновые по ГОСТ 3-88: 4,0

Способ применения: плавным движением руки вскрыть упаковку, извлечь содержимое упаковки,
использовать содержимое по прямому назначению в том порядке, в котором это необходимо.
После использования по назначению — утилизировать.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов,
из которых изготовлены составляющие Изделия.
Не использовать при поврежденной упаковке.
Не использовать после окончания срока годности.
Утилизировать использованное Изделие как медицинские отходы
класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Хранить в сухих помещениях.
Дата изготовления - см. LOT(ггггммдд).

Рег. № РЗН хххх/хххх от дд.мм.гггг.

 **Производитель:** ООО "Белла", 140301, Российская Федерация,
Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9

Продавец: ООО "БЕЛЛА Восток", 140301, Российская Федерация,
Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.

LOT	RU 20200727
Дата стерилизации: 08/2020	
	202507

STERILE EO





Рисунок 9. Общий вид Набора офтальмологического matoset, хирургического, стерильного под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.13-069-11736425-2019, в блистерной упаковке с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия (оборотная сторона)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
64 (*Шестдесят четыре*) листа(ов)
Генеральный директор ООО «Белла»
М.К. Ковальчик