

Юридический адрес: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, стр.1, этаж 3, пом. 311

Фактический адрес: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, стр.1, этаж 3, пом. 311

Телефон: (495) 786-99-42

E-mail: fobosmed@mail.ru

<http://www.fobosmed.ru>



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ESR LAB ELIS» ПО ТУ 58.29.29-001-17844156-2019




Рис. 1 – Окно авторизации пользователя

ELIS Laboratory System X

ESRI

Имя пользователя
admin

Пароль

OK Отмена

☐ Счетчик >>

Параметры подключения

☐ Строка подключения:

Сервер

Локальный путь к БД

Имя пользователя БД

Пароль

FBClient.dll

☒ DSN:

DSN= LAB

Рис. 2 – Окно авторизации пользователя с открытыми настройками подключения

Регистрация заявки

Новая заявка (Ctrl+N) Сохранить (Ctrl+S) Сохранить и новая (Ctrl+D) Печать ШК

Заявка №: 10 012

☐ Срочная ☐ фиксировать для следующей заявки

Данные о пациенте

Фамилия: Код пациента:

Имя:

Отчество:

Возраст (дата рождения): Пол: ☒ М ☐ Ж Канал поступления:

Тип документа: Заказчик:

Серия: №: Биоматериал:

Страховая компания: Адрес:

Гражданство: Место рождения:

Дата заявки: 11.14.38

Дата взятия пробы: 11.14.38

ЛПУ: ☒ Инфекция Комментарий: Общий

Отделение: ☒ 8 Инфекция

Врач ФИО:

Исследование мочи

- ☐ Микроскопия мочи
- ☐ Нечайперенко
- ☐ Каковского-Аддиса
- ☐ Опр. белка в моче
- ☐ Иссл. осадка мочи
- ☐ Физ. хим. свойства
- ☐ Анализ по Зимницкому
- ☐ Суточ. белок в моче

Исследование кала

- ☐ Макро. исследование
- ☐ Хим. исслед.
- ☐ Микро. исследование
- ☐ На энтеробиоз
- ☐ Углеводы в кале
- ☐ На скрытую кровь
- ☐ На яйца гельминтов
- ☐ На простейшие
- ☐ На лямблии (ИФА)
- ☐ На стронгилоидоз

Коагулология

- ☐ Волчаночные антикоаг.
- ☐ ПВ, % по Кавку, МНО
- ☐ D-димеры
- ☐ Антитромбин III
- ☐ АЧТВ
- ☐ Плазминоген
- ☐ Тромбиновое время
- ☐ Фибриноген
- ☐ Анти-Ха

Общеклинические исследования

Группы исследований


- ☐ Все ☐ Гематология
- ☐ Исследование мочи
- ☐ CMV+EBV+HHV6
- ☐ РПГА, РНГА

№ пробы	Участок	Биоматериал	Исследования	Статус	Дата закрытия	Объем пробирки	Объем иссл.	Кол-во пробирок
---------	---------	-------------	--------------	--------	---------------	----------------	-------------	-----------------

Рис. 6 – Окно создания заявки

проект	
Заново	
3 человека - из центра	
Зачеки в аэро	
Самолет	
Одобрено	
Открытия	
Самолет - в полете	
Самолет - в полете	
Одобрено - в полете	
Одобрено - в полете	

Рис. 7 – Окно просмотра результатов исследований



Новый пациент

Фамилия:

Имя:

Отчество:


Код пациента:

OK Отмена

Рис. 11 – Окно ввода нового пациента



Рис. 12 – Окно серии контроля качества



ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«ESR Lab ELIS»

по ТУ 58.29.29-001-17844156-2019

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ,
НАКОПЛЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА РАБОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ.

Версия ПО 1.5.7.8
от 12.12.2018

Рис. 13 – Фронтальная сторона внешней упаковки





Рис. 14 – Тыльная сторона внешней упаковки



ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«ESR Lab ELIS»

по ТУ 58.29.29-001-17844156-2019

**ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ,
НАКОПЛЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА РАБОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ.**

**Версия ПО 1.5.7.8
от 12.12.2018**

Рис. 15 – Фронтальная сторона внутренней упаковки



Общество с ограниченной ответственностью «Фобос»

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:

программное обеспечение «ESR Lab ELIS» на диске – 1 шт.
лицензионный ключ – 1 шт.
лицензия на использование – 1 шт.
инструкция пользователя и администратора – 1 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/РАЗРАБОТЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Фобос» (ООО «Фобос»)
Адрес: 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.1, пом.311
Тел.: + 7 (495) 786-99-42
E-mail: fobosmed@mail.ru

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:

Прикладное программное обеспечение «ESR Lab ELIS»
по ТУ 58.29.29-001-17844156-2019.

Изделие предназначено для управления, накопления, обработки и
анализа рабочей информации технологического процесса
клинико-диагностической лаборатории.

Сведения о конфигурации, памяти и т.п. сведений о технических
средствах, на которых возможен прогон программного пакета:

Процессор - аналог Intel Pentium Core I3 или выше.

Графика - 1280 x 1024 или выше.

ОЗУ - 8 ГБ

Жесткий диск - 40 ГБ

Привод для чтения и записи дисков CD и DVD

Наличие портов - 1 USB 2.0 или 3.0

Наличие сети: подключение на скорости не менее 100 Мбит/сек.

Код ОКПД2
58.29.29.000

Версия ПО 1.6.7.8
от 12.12.2018

Рис. 16 – Тыльная сторона внутренней упаковки



Рис. 17 – Упаковка с диском и лицензионным ключом в развороте




Рис. 18 – Диск с программным обеспечением



Рис. 19 – Лицензионный ключ с лицензией на использование

Прошито и пронумеровано 20/01/2020 листов

Генеральный директор

ООО «Фобос» Б.Н. Шугаль

