



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Окей Вижен Ритейл»

А.В. Мягков

Фотографические изображения

Раствор универсальный OKVision BioTwin по уходу за контактными линзами, варианты исполнения:

- 1) Раствор универсальный OKVision BioTwin по уходу за контактными линзами во флаконе 120 мл;
- 2) Раствор универсальный OKVision BioTwin по уходу за контактными линзами во флаконе 360 мл + антибактериальный контейнер.

производства
«Оу Финнсусп АБ», Финляндия

1



Наклейка на флакон раствора:

Раствор универсальный OKVision® BioTwin™ по уходу за контактными линзами предназначен для очистки, дезинфекции, хранения, ополаскивания и увлажнения всех типов контактных линз. Twin-EdaXyl™ - это эффективная комбинация биологического чистящего средства и оксалата. При ежедневном использовании он удаляет белки и другие загрязнения, скопившиеся на поверхности линз, и смазывает линзы. Биотехнологически произведенная гиалуроновая кислота одновременно увлажняет контактные линзы и глаза. OKVision® BioTwin™ произведен в Финляндии и разработан совместно со специалистами Общества Аллергии и Астмы Финляндии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: ежедневно очищайте, ополаскивайте и дезинфицируйте ваши контактные линзы для профилактики отложений на их поверхности различных депозитов и микроорганизмов.

1. Тщательно вымойте, ополосните и высушите ваши руки.
2. Снимите линзу и поместите ее на ладонь. Нанесите небольшое количество раствора OKVision® BioTwin™ и осторожно протрите линзу пальцем другой руки в течение 10-15 секунд.
3. Тщательно ополосните линзу раствором OKVision® BioTwin™ и поместите ее в контейнер. Повторите ту же самую процедуру для другой линзы.
4. Заполните обе ячейки контейнера раствором OKVision® BioTwin™ и герметично закройте для дезинфекции не менее чем на 4 часа или на ночь. После установки контактной линзы в глаз вы можете использовать раствор, ополосните контейнер свежим раствором OKVision® BioTwin™ и просушите его. Никогда не используйте раствор повторно.

ВАЖНО: контактные линзы могут биологично использоваться только после консультации со специалистом по контактной коррекции зрения или офтальмологом. Строго следуйте этим инструкциям и рекомендациям вашего специалиста, чтобы гарантировать безопасное и соответствующее использование контактных линз. • При возникновении раздражения или неприятных ощущений в глазах немедленно снимите контактные линзы и обратитесь за помощью к вашему офтальмологу. • Не используйте раствор при нарушении целостности контактного контейнера или флакона. • Не касайтесь кончиком флакона и контейнера возду из-под крышки. • Всегда ополаскивайте свои контактные линзы свежим раствором OKVision® BioTwin™ прежде, чем их использовать. Если линзы не использовались больше двух недель, вновь продезинфицируйте их перед использованием (см. шаг 4). • Убедитесь, что ваш контейнер чистый, регулярно мойте его. • Ополаскивайте контейнер свежим раствором и давайте ему просохнуть в открытом виде. • Держите подальше от детей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не используйте раствор, если вы имеете повышенную чувствительность к какому-либо из его компонентов. Не используйте контейнер OKVision® BioTwin™, если вы чувствительны к серебру.

СРОК ГОДНОСТИ: раствор OKVision® BioTwin™ должен использоваться в течение 4 месяцев с момента вскрытия флакона. Не используйте после окончания срока годности, указанного на флаконе. Не храните раствор в холодильнике и на открытом солнце.

СОСТАВ: Дисодиум 3ДТА, Twin-EdaXyl™, гиалуроновая кислота, поли-гексилонид 0,0001% в стерильном изотоническом буферном растворе.

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ: ООО «Оней Вижн Ритейл», 125438, г. Москва, ул. Миклаковская, д. 63Б, стр. 4, www.okvision.ru

Регистрационное удостоверение



РАСТВОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

**OKVision®
BioTwin**

ПО УХОДУ ЗА
КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

УХОДНЕЕ КАК И КАРТИНУ
ПИЛОУНСЕЛЛЕ
360 мл

OKVISION®
HYPOALLERGENIC

Современный OKVision® BioTwin™ на каике-
тупе пилонессии пудитусе, дезинфицирует
и увлажняет линзы. Это средство для ухода за
линзами. Оно эффективно удаляет белки и
другие загрязнения, скопившиеся на поверхности
линз, и смазывает линзы. Биотехнологически
произведенная гиалуроновая кислота
одновременно увлажняет контактные линзы и глаза.
OKVision® BioTwin™ произведен в Финляндии и
разработан совместно со специалистами
Общества Аллергии и Астмы Финляндии.

Краткое руководство по использованию: ежедневно очищайте, ополаскивайте и дезинфицируйте ваши контактные линзы для профилактики отложений на их поверхности различных депозитов и микроорганизмов.

1. Тщательно вымойте, ополосните и высушите ваши руки.
2. Снимите линзу и поместите ее на ладонь. Нанесите небольшое количество раствора OKVision® BioTwin™ и осторожно протрите линзу пальцем другой руки в течение 10-15 секунд.
3. Тщательно ополосните линзу раствором OKVision® BioTwin™ и поместите ее в контейнер. Повторите ту же самую процедуру для другой линзы.
4. Заполните обе ячейки контейнера раствором OKVision® BioTwin™ и герметично закройте для дезинфекции не менее чем на 4 часа или на ночь. После установки контактной линзы в глаз вы можете использовать раствор, ополосните контейнер свежим раствором OKVision® BioTwin™ и просушите его. Никогда не используйте раствор повторно.

ВАЖНО: контактные линзы могут биологично использоваться только после консультации со специалистом по контактной коррекции зрения или офтальмологом. Строго следуйте этим инструкциям и рекомендациям вашего специалиста, чтобы гарантировать безопасное и соответствующее использование контактных линз.

• При возникновении раздражения или неприятных ощущений в глазах немедленно снимите контактные линзы и обратитесь за помощью к вашему офтальмологу. • Не используйте раствор при нарушении целостности контактного контейнера или флакона. • Не касайтесь кончиком флакона и контейнера возду из-под крышки. • Всегда ополаскивайте свои контактные линзы свежим раствором OKVision® BioTwin™ прежде, чем их использовать. Если линзы не использовались больше двух недель, вновь продезинфицируйте их перед использованием (см. шаг 4). • Убедитесь, что ваш контейнер чистый, регулярно мойте его. • Ополаскивайте контейнер свежим раствором и давайте ему просохнуть в открытом виде. • Держите подальше от детей.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не используйте раствор, если вы имеете повышенную чувствительность к какому-либо из его компонентов. Не используйте контейнер OKVision® BioTwin™, если вы чувствительны к серебру.

СРОК ГОДНОСТИ: раствор OKVision® BioTwin™ должен использоваться в течение 4 месяцев с момента вскрытия флакона. Не используйте после окончания срока годности, указанного на флаконе. Не храните раствор в холодильнике и на открытом солнце.

СОСТАВ: Дисодиум 3ДТА, Twin-EdaXyl™, гиалуроновая кислота, поли-гексилонид 0,0001% в стерильном изотоническом буферном растворе.

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ: ООО «Оней Вижн Ритейл», 125438, г. Москва, ул. Миклаковская, д. 63Б, стр. 4, www.okvision.ru


Регистрационное удостоверение



Флакон с раствором OKVision BioTwin



Крышка с защитой от вскрытия.



Наконечник флакона.



Контейнер для линз (в комплекте с флаконом 360 мл)



Контейнер.



Крышки от контейнера



Прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью 6 (*шесть*) листов

КОПИЯ
ВЕРНА

Генеральный директор

ООО «Окей Вижен Ритейл»

Мягков А.В.

