

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»



Кудинов А.С.

2019 г.


Фотографическое изображение медицинского изделия

Система для поддержания постоянного положительного давления в воздушных путях (СРАР/СИПАП):

Flow-Safe, Flow-Safe II и Flow-Safe II EZ


I. Система для поддержания постоянного положительного давления в воздушных путях (СРАР/СИПАП): Flow-Safe в составе

- 1. устройство для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (пластиковая камера) с манометром (1-1), предохранительным клапаном сброса давления (1-2);**
- 2. трубка кислородная;**
- 3. маска лицевая СРАР/СИПАП большая, средняя, детская (при необходимости) до 5 шт;**
- 4. наголовник с ремнями головными (при необходимости) до 20 шт.;**
- 5. наголовник с ремнями головными с адаптером с подставкой мягкой для лба (черный, синий) (при необходимости) до 5 шт.;**
- 6. ремни головные силиконовые (черный или синий) (при необходимости) до 20 шт.;**
- 7. отвод фиксированный прямой (при необходимости);**
- 8. отвод прямой поворотный (при необходимости) до 5 шт.;**
- 9. отвод поворотный с углом (коленом) на 90° (при необходимости) до 5 шт.;**
- 10. небулайзер (ингалятор) (при необходимости);**
- 11. клапан анти-асфиксии (при необходимости);**
- 12. инструкция.**




II. Система для поддержания постоянного положительного давления в воздушных путях (СРАР/СИПАП): Flow-Safe II в составе

1. устройство для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (пластиковая камера) с манометром (1-1), предохранительным клапаном сброса давления (1-2);
2. трубка кислородная;
3. маска лицевая СРАР/СИПАП большая, средняя, детская (при необходимости) до 5 шт.;
4. наголовник с ремнями головными (при необходимости) до 20 шт.;
5. наголовник с ремнями головными с адаптером с подставкой мягкой для лба (черный, синий) (при необходимости) до 5 шт.;
6. ремни головные силиконовые (черный или синий) (при необходимости) до 20 шт.;
7. отвод фиксированный прямой (при необходимости);
8. отвод прямой поворотный (при необходимости) до 5 шт.;
9. отвод поворотный с углом (коленом) на 90° (при необходимости) до 5 шт.;
10. небулайзер (ингалятор) (при необходимости);
11. клапан анти-асфиксии (при необходимости);
12. Т-образная трубка (при необходимости);
13. инструкция.



III. Система для поддержания постоянного положительного давления в воздушных путях (СРАР/СИПАП): Flow-Safe II EZ в составе

1. устройство для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (пластиковая камера) с манометром (1-1), предохранительным клапаном сброса давления (1-2);
2. трубка кислородная;
3. маска лицевая СРАР/СИПАП большая, средняя, детская (при необходимости) до 5 шт.;
4. наголовник с ремнями головными (при необходимости) до 20 шт;
5. наголовник с ремнями головными с адаптером с подставкой мягкой для лба (черный, синий) (при необходимости) до 5 шт;
6. ремни головные силиконовые (черный или синий) (при необходимости) до 20 шт;
7. отвод фиксированный прямой (при необходимости);
8. отвод прямой поворотный (при необходимости) до 5 шт;
9. отвод поворотный с углом (коленом) на 90° (при необходимости) до 5 шт;
10. порт стандартный для отбора проб CO₂ (при необходимости);
- 12.небулайзер (ингалятор) интегрированный EZflow MAX (при необходимости);
- 13.клапан анти-асфиксии (при необходимости);
- 14.Т-образная трубка (при необходимости);
- 15.инструкция.



Прошито 7 (семь) листов

Генеральный директор

