

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор

ООО «Мерит Текнолоджис»

Шаламов А.В.


» январь 2021 г.




Фотографические изображения «Интродьюсер разрывной Prelude»

производитель: Merit Medical Systems, Inc.
(«Мерит Медикал Системз, Инк»), США
1600 West Merit Parkway South Jordan, Utah, 84095, USA
(1600 Вест Мерит Паркуэй Саут Джордан, Юта, 84095, США)






Расширитель, типоразмеры: 6F(2.0мм), 7F(2.3мм), 8F(2.6мм), 8.5F(2.8мм), 9F(3.0мм), 9.5F(3.1мм), 10F(3.3мм), 10.5F(3.4мм), 11F(3.6мм), 12F(4.0мм), 12.5F(4.1мм); длина 13см, 25см – 1 шт.




1.3. Проводник 0.038" (0.97 мм); длина: 50см, 80см – 1 шт.




1.4. Игла Merit Advance 18G (1.2мм); длина 70мм – 1 шт.




1.5. Шприц объем 12 см³ – 1 шт.







2.1. Интродьюсер разрывной Prelude SNAPT[™] Hydrophilic (гидрофильный), типоразмеры: 6F(2.0мм), 7F(2.3мм), 8F(2.6мм), 8.5F(2.8мм), 9F(3.0мм), 9.5F(3.1мм), 10F(3.3мм), 10.5F(3.4мм), 11F(3.6мм), 12F(4.0мм), 12.5F(4.1мм); длина 13см, 25см – 1 шт.



5.2. Расширитель, типоразмеры: 6F(2.0мм), 7F(2.3мм), 8F(2.6мм), 8.5F(2.8мм), 9F(3.0мм), 9.5F(3.1мм), 10F(3.3мм), 10.5F(3.4мм), 11F(3.6мм), 12F(4.0мм), 12.5F(4.1мм); длина 13см, 25см – 1 шт.



2.3. Проводник 0.038" (0.97 мм); длина: 50см, 80см – 1 шт.



Игла Merit Advance 18G (1.2мм); длина 70мм – 1 шт.





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ШАЛАМОВ А.В.

