

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления по регистрации продукции
для in vitro диагностики, иммунохимия,
гематология и гемостаз
«ООО «Сименс Здоровье»»

Чигринец Е.А.

2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Раствор промывающий дополнительный 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Ancillary Probe Wash 1 (Atellica IM APW1))»

производства «Сименс Хелскеа Диагностика Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США




Рисунок 1. Раствор промывающий дополнительный 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Ancillary Probe Wash 1 (Atellica IM APW1)), в составе: 1. Раствор промывающий дополнительный 1 (Atellica IM Ancillary Probe Wash 1 (Atellica IM APW1)) – 25,0 мл/уп. – 2 шт.




Рисунок 2. Раствор промывающий дополнительный 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Ancillary Probe Wash 1 (Atellica IM APW1)), в ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU дополнительный 1 (Atellica IM Ancillary Probe Wash 1 (Atellica IM APW1)) – 25,0 мл/уп. – 2 шт.

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

APW1

WASH


2 x 25.0 mL

ReadyPack®



WARNING

H290, H319, H315
P234, P264,
P280, P337+P313,
P390, P501



IVD






siemens.com/eifu

For US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use with an Atellica® immunoassay analyzer.

Contains: Sodium hydroxide (0.4 N).



Atellica® IM
APW1

IVD

2°C - 8°C

WASH

ReadyPack®

25.0 mL



 Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591 USA

10995772/10996300 Rev. 02

Рисунок 5. Раствор промывающий дополнительный 1 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Ancillary Probe Wash 1 (Atellica IM APW1)), в ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU лнительный 1 (Atellica IM Ancillary Probe Wash 1 (Atellica IM APW1)) – 25,0 мл/уп. – 2 шт.

10995458

**Раствор промывающий дополнительный 1 для
анализаторов иммунохимических серии Atellica
(Atellica IM Ancillary Probe Wash 1 (Atellica IM APW1))**

**Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке**

**Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2021/13178 то 15.01.2021**

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

**Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке**

Инструкция по применению на русском языке Rev. 01

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

**Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96**



Всего прошито и пронумеровано
7 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

