

ВЕКТОР

БЕСТ - БАЛТИКА

АО "Вектор-Бест-Балтика"

Юридический адрес:

196240, г. Санкт-Петербург, проезд 2-й

Предпортовый, д.4, литер А

тел./факс: (812) 495-55-99 (многокан.)

e-mail: ybbalt@vbest.ru <http://vector-best.ru/>

ОКПО: 46922822

ИНН: 7810118490 КПП: 781001001

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Автоматический анализатор клеточного состава мочи Uscanner (E)

в составе с принадлежностями

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО "Вектор-Бест-Балтика"


Боднар Иван Степанович



2017 г.



Автоматический анализатор клеточного состава мочи Uscanner (E)



пластиковая камера T-PLATE для USCANNER




окрашивающий раствор для USCANNER



промывающий раствор для USCANNER (5 л)




промывающий раствор для USCANNER (20 л)



калибратор Р для USCANNER



камера




кассеты для сбора использованных пластиковых камер T-PLATE




картридж подачи пластиковых камер T-PLATE на 4 камеры




устройство для помещения пластиковых камер T-PLATE в картридж подачи




плоская крышка для скольжения пластиковых камер T-PLATE




рэк для образцов



датчик перелива отходов



датчик положения дверцы



трубки для промывающей жидкости с датчиком уровня жидкости



трубки для удаления отходов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ




ёмкость для сбора отходов



АС Кабель питания основного блока




устройство подачи рэков с образцами



предохранитель (250 В/3 А)



LCD монитор Mitsubishi RDT234WLM/RDT234WLM(BK)




кабель RGD для передачи данных от основного блока на LCD монитор



АС кабель питания LCD монитора

[Appearances, dimensions]

1. Appearance



yeast, sperm)

3. Sample volume

Specimen 112.5 μ L, Stainer 37.5 μ L

4. Saved record number

Approx. 1,200 specimens (bitmap format)


Approx. 66,000 specimens (JPEG format)

[Operation condition and method]

1. Setting condition

- 1) It should be not dusty and well ventilated.
- 2) Avoid direct sun light on the instrument.
- 3) There should be fewer vibrations.
- 4) It should be set on a flat table.
- 5) There should be less electric noises.
- 6) Avoid using the same AC outlet with radio frequency generating machine (ex. Centrifuge, discharging device, etc), and avoid placing near such machines.
- 7) Make a ground connection correctively.

упаковочный лист



инструкция оператора

и скреплено печатью

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест-Балтика»

Боднар И.С.

