


Начальник
Управления регистрации
и медицинских исследований
ФГБУ «НПО «МИКРОГЕН»



А.Е. БЕРШОВ

	Серия 10818 Годен до 07.21 Число единиц потребит упак. изделия 40
СЫВОРОТКА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА КОНТРОЛЬНАЯ, ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РСК по ТУ 21.20.21-152-20401675-2019	
БЮРОПРЕПАРАТЫ	
Транспортировать в темноте при температуре от 2 до 8 °C. Допустима температура от 2 до 8 °C. Хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 °C. Хранить в упаковке, защищенной от света. Всего срок годности при температуре от 2 до 8 °C.	
Масса нетто 2,15 г	Масса брутто 4,15 г
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «НПО «МИКРОГЕН» Россия, 115068, Москва г. Дубовая ул., д. 15, Строение 2 Адрес: г. Москва, ул. Дубовая, д. 15 Рос. № 105019, Свидетельство г. Москва, ул. Дубовая, д. 15, стр. 2 Рос. № 105019, Свидетельство	



ИНСТРУКЦИЯ
для применения контрольной сыворотки для диагностики сифилиса
для РСК по ТУ 21.20.21-152-20401675-2019

НАЗНАЧЕНИЕ
Контрольная сыворотка для диагностики сифилиса используется для контроля правильности результатов при постановке реакции сыворотки (РСК) с сыворотками больных сифилисом.
Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике сифилиса.
Показания к применению илляции в соответствии с его назначением.
Противопоказания для применения илляции согласно инструкции отсутствуют.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
10 ампул, ампулат из 1 мл

СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, отрицательная для РСК

Показатель	Характеристики и норма	Результат
1. Внешний вид	Кристальная аморфная масса и ампулы без осадка или светлого оттенка	Кристальная аморфная масса и ампулы без осадка или светлого оттенка
2. Технические характеристики	Содержимое ампулы должно полностью растворяться в 1 мл	Содержимое ампулы должно полностью растворяться в 1 мл