

Схематическое описание

Лицевая сторона

4

3

5

6

2

1

figure 1

7

Обозначения:

Ролик

Крепление ролика

Панель управления

Стеклопанель

Соединитель трубки для терапии

Трубка для терапии

Емкость для конденсата

Задняя сторона

10

9

8




figure2

20

Значения:



Воздушный фильтр

Кнопка включения

Разъем для подключения кабеля питания

Идентификационная метка

Панель управления: кнопки и дисплей



Функции кнопок:

- 1 Увеличение времени терапии
- 2 Уменьшение времени терапии
- 3 Переход на программу выше (рис. 3) или повышение скорости охлаждения (рис. 4)
- 4 Переход на программу ниже (рис. 3) или понижение скорости охлаждения (рис. 4)
- 5 OK
- 6 Старт/Стоп
- 7 Указатель номера программы (рис. 4)
- 8 Охлаждение
- 9 Скорость охлаждения
- 10 Указатель времени
- 11 Время терапии