

Макет русскоязычной маркировки на медицинское изделие

**Шкафы лабораторные с ламинарным потоком серии MSC Advantage, варианты исполнения:
MSC Advantage 1.2, MSC Advantage 1.8**

После получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие маркировка будет введена в обращение и нанесена на медицинское изделие.

Макет маркировки на медицинское изделие Шкафы лабораторные с ламинарным потоком серии MSC Advantage, варианты исполнения: MSC Advantage 1.2, MSC Advantage 1.8:

**Шкафы лабораторные с ламинарным потоком серии MSC Advantage,
вариант исполнения: MSC Advantage 1.2
в составе**



Для использования только медицинским персоналом!
Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Производитель: «Термо Электрон ЛЕД ГмбХ» (Thermo Electron LED GmbH), адрес: Роберт-Босх-Штрассе, 1 Д-63505 Лангенселболд, Германия (Robert-Bosch-Straße, 1 D-63505 Langenselbold, Germany). Сделано в Германии.

Соблюдать меры предосторожности.
Серийный номер: смотри на англоязычной маркировке
Дата производства: смотри на англоязычной маркировке

Расшифровка символов представлена в Руководстве по эксплуатации
Условия хранения: ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Уполномоченный Представитель Производителя в РФ:

АО «Термо Фишер Сайентифик»
Россия, 196240, Санкт-Петербург, ул. Кубинская д. 73, лит. А., корп. 1.
Тел. +7 (495) 739-76-41, +7 (812) 703-42-15, Факс +7 (495) 739-76-42
info@thermofisher.com

Регистрационное удостоверение № ФСЗ ****/**** от ** **** *

**Шкафы лабораторные с ламинарным потоком серии MSC Advantage,
вариант исполнения: MSC Advantage 1.8
в составе**



Для использования только медицинским персоналом!
Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Производитель: «Термо Электрон ЛЕД ГмбХ» (Thermo Electron LED GmbH), адрес: Роберт-Босх-Штрассе, 1 Д-63505 Лангенселболд, Германия (Robert-Bosch-Straße, 1 D-63505 Langenselbold, Germany). Сделано в Германии.

Соблюдать меры предосторожности.
Серийный номер: смотри на англоязычной маркировке
Дата производства: смотри на англоязычной маркировке

Расшифровка символов представлена в Руководстве по эксплуатации
Условия хранения: ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Уполномоченный Представитель Производителя в РФ:

АО «Термо Фишер Сайентифик»
Россия, 196240, Санкт-Петербург, ул. Кубинская д. 73, лит. А., корп. 1.
Тел. +7 (495) 739-76-41, +7 (812) 703-42-15, Факс +7 (495) 739-76-42
info@thermofisher.com

Регистрационное удостоверение № ФСЗ ****/**** от ** **** *

Пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью 2 (два)

АО "Термо Фишер Сайентифик"

Генеральный директор




**Фотографические изображения медицинского изделия
«Шкафы лабораторные с ламинарным потоком серии
MSC Advantage, варианты исполнения: MSC Advantage 1.2,
MSC Advantage 1.8, в составе»**

Фотографические изображения медицинского изделия «Шкафы лабораторные с ламинарным потоком серии MSC Advantage, варианты исполнения: MSC Advantage 1.2, MSC Advantage 1.8, в составе»


1. Базовый блок (рабочая камера);




2. Подставка для рук



На фото ниже обе подставки (набор – 2 штуки) для рук установлены на рабочей поверхности.



3. Подставка для ног, в составе (при необходимости): боковые держатели, 2 штуки, штанга.
Боковые держатели:




Штанга:




4. Опоры роликовые в сборе, набор – 2 шт. (при необходимости);



5. Кран газовый (при необходимости)



6. Клапан соленоидный для крана газового, в составе (при необходимости):




- Кабель соединительный (цифра «1» на фото);
- Стяжки кабельные, 5 штук (2);
- Переходники, 3 штуки (3);
- Пластины монтажные, 5 штук (4);
- Клапан в сборе (5);
- Уплотнители, 4 штуки (6);
- Коннектор (7);
- Электрический модуль с пластиной для монтажа (8).

7. Кран вакуумной магистрали (при необходимости)




8. Кран для подачи воды (при необходимости)



9. Лампа ультрафиолетовая, при необходимости





10. Набор для подключения к внешней вытяжной системе:



11. НЕРА-фильтр выпускной, в составе (при необходимости):

- НЕРА-фильтр выпускной;
- Шпильки, 4 шт.;
- Гайки с шайбами, 8 шт.;
- Герметик силиконовый для герметизации соединения.





Шпильки, 4 шт.;

Гайки с шайбами,
8 шт.;

Герметик силиконовый
для герметизации
соединения
(Полиуретановый адгезив)

12. Фильтр угольный выпускной, в составе (при необходимости):

- Фильтр угольный выпускной;
- Шпильки, 4 шт.;
- Гайки с шайбами, 8 шт.;
- Герметик силиконовый для герметизации соединения.

Фото ниже

Фото аналогично п. 11



13. Набор для формальдегидной дезинфекции, в составе (при необходимости):

- Основной дезинфекционный кожух;
- Крышка кожуха;
- Фланец кольца;
- Центральный сегмент панели;
- Сегменты панели 225 мм, 2 штуки;
- Сегменты панели 300 мм, 2 штуки;
- Сегменты панели 375 мм, 2 штуки;
- Комплект соединителей с зажимами и переходников: соединитель с зажимом; заглушка с цепочкой; заглушки с уплотнителями, 2 штуки; быстроразъемный переходник, заглушка с зажимом, переходник с цепочкой, переходники SmartPort, 2 штуки;
- Комплект уплотнителей: шайбы – 2 шт., хомуты – 2 шт., резиновые уплотнители – 2 шт., гайка;
- Инструкция по сборке.

Фото 13.1 – Общий вид набора

Фото 13.2 – 13.4 Внешний вид элементов набора

13.1 Общий вид набора



Фото 13.2 Основной дезинфекционный кожух и крышка кожуха



Фото 13.3 Фланец кольца и Центральный сегмент панели:






Фото 13.4 Следующие элементы (сегменты панелей) представляют собой квадратные металлические пластины.




14. Комплект соединителей с зажимами и переходников:


1 – соединитель с зажимом; 2 – заглушка с цепочкой; 3 – заглушки с уплотнителями, 2 штуки; 4 – быстроразъемный переходник, 5 – заглушка с зажимом, 6 – переходник с цепочкой, 7 – переходники SmartPort, 2 штуки.



Комплект уплотнителей:


1 - шайбы (2 шт.), 2- хомуты (2 шт.), 3 - резиновые уплотнители (2 шт.), 4 - гайка.





14. Поверхность рабочая, 4 штуки

15. Подставка для шкафа



System requirement

- Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7
- CD-ROM Drive

Copyright

This CD is protected by copyright.

No part of the content may be reproduced in any form without the express permission of Thermo Fisher Scientific.

Running the CD

Autorun-function or double-click on file: start.pdf.

Using Windows 7 the autoplay function must be enabled.

Documents

To display the documents Acrobat Reader version 8.0 or higher is required.

Systemanforderungen

- Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7
- CD-ROM Laufwerk

Copyright

Diese CD ist urheberrechtlich geschützt.

Die Vervielfältigung und Verbreitung, auch in Auszügen, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung von Thermo Fisher Scientific.

Start der CD

Autorun-Funktion oder Doppelklick auf: start.pdf.

Bei Windows 7 muss die Autorun-Funktion aktiviert sein.

Dokumente

Zum Anzeigen der Dokumente ist der Acrobat Reader, Version 8.0 oder höher erforderlich.

Thermo Electron LED GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
D-63505 Langerfeld
Germany

www.thermofisher.com

thermo
scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

Spécification techniques

- Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7
- Lecteur de CD-ROM

Copyright

Ce CD est protégé par droit d'auteur.

La reproduction et la distribution, même partielle, requiert l'autorisation expresse de Thermo Fisher Scientific.

Démarrer le CD

Autorun-Funktion ou double-click dans start.pdf.

Lorsque vous utilisez Windows 7, la fonction d'exécution automatique doit être activée.

Documents

Pour afficher les documents Acrobat Reader, version 8.0 ou ultérieure est nécessaire.



Пронумеровано,
прошито и

скреплено печатью

АО "Термо Фишер Сайентифик"

Генеральный директор

Лашков С.А.

26 (Двадцать шесть)
листов

