



Облучатель медицинский бактерицидный «ОРТОРЕНТ»



Облучатель медицинский бактерицидный «ОПТОРЕНТ»
«Рециркулятор – 2»



Облучатель медицинский бактерицидный «ОРТОПЕНТ»
«Дезинфеклятор – 3»



Облучатель медицинский бактерицидный «ОРТОРЕНТ»

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Ятор – 4»


Handwritten signature or mark.



Передвижная опора









Сделано в России

**Облучатель медицинский
бактерицидный «ОРТОРЕНТ».
модель «Рециркулятор - 1»**

ОРТО.941712.005 ТУ

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 34 ВА

Условия транспортирования: t от -50 до +50, влажность до 100%

Условия хранения: t от -40 до +50, влажность до 98%

Серийный номер: УП 01-20000

29.04.2020

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru

ООО "Орторент"



Сделано в России

**Облучатель медицинский
бактерицидный «ОРТОРЕНТ».
модель «Рециркулятор - 2»**

ОРТО.941712.005 ТУ

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 34 ВА

Условия транспортирования: t от -50 до +50, влажность до 100%

Условия хранения: t от -40 до +50, влажность до 98%

Серийный номер: УП 01-20000

29.04.2020

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru

ООО "Орторент"



Сделано в России

**Облучатель медицинский
бактерицидный «ОРТОРЕНТ».
модель «Рециркулятор - 3»**

ОРТО.941712.005 ТУ

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 68 ВА

Условия транспортирования: t от -50 до +50, влажность до 100%

Условия хранения: t от -40 до +50, влажность до 98%

Серийный номер: УП 01-20000

29.04.2020

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru

ООО "Орторент"



Сделано в России

**Облучатель медицинский
бактерицидный «ОРТОРЕНТ».
модель «Рециркулятор - 4»**

ОРТО.941712.005 ТУ

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 68 ВА

Условия транспортирования: t от -50 до +50, влажность до 100%

Условия хранения: t от -40 до +50, влажность до 98%

Серийный номер: УП 01-20000

29.04.2020

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru

ООО "Орторент"



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» _____ Великов О. А.

