

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС.»

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5,

антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А

УТВЕРЖДАЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Чэнь Син



Дополнение к фотографическим изображениям медицинского изделия

Система мониторинга физиологических показателей пациентов BeneVision с принадлежностями

Макет упаковки

Макет русскоязычного стикера «Система мониторинга физиологических показателей пациентов BeneVision с принадлежностями BeneVision N19»



Система мониторинга физиологических показателей пациентов BeneVision с принадлежностями, варианты исполнения: BeneVision N19

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд.
Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут,
Промышленный парк высоких технологий,
Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская
Народная Республика

**Страна
происхождения:** Китай

**Уполномоченный
представитель в
РФ:** ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090,
г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5,
антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А
Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное № РЗН от
удостоверение:**



047-035895-00(2.0)

Макет русскоязычного стикера «Система мониторинга физиологических показателей пациентов BeneVision с принадлежностями BeneVision N22»



Система мониторинга физиологических показателей пациентов BeneVision с принадлежностями, варианты исполнения: BeneVision N22

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд.
Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут,
Промышленный парк высоких технологий,
Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская
Народная Республика

**Страна
происхождения:** Китай

**Уполномоченный
представитель в
РФ:** ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090,
г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5,
антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А
Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное № РЗН от
удостоверение:**



047-035895-00(2.0)

Информация, которая содержится на транспортной таре

Макет этикетки на транспортной таре

Patient Monitor

mindray

Model: XXXXXXXX

Size: 705mm×445mm×530mm

Qty.: 1 N.W.: 12 kg G.W.:



(01)00000000000000

(11)XXXXXX

(21)00000000

W#:



XXXXXXXX

P/N:



XXXXXXXX

XXXXXXXX




XXXXXXXX



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



00000000



XXXXXXXX



60°C

-20°C

95%

10%

107.4kPa

16.0kPa

XXXXXXXX

CE 0123





047-014586-00(7.0)

Надпись/символ на маркировке на основном блоке и на транспортной коробке	Перевод
Patient Monitor	Монитор пациента
Model	Модель
Qty	Кол-во
Size	Размер
N.W.	Вес нетто
G.W.	Вес брутто
W	Вес
P/N	Номер по каталогу
SN	Серийный номер
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD Mindray Building, Keji 12 th Road South, high-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China Tel.: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика Тел.:+86-755-81888998 Факс: +86-755-26582680
CE	На изделии имеется маркировка CE, указывающая, что оно соответствует положениям директивы Совета ЕС 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам, а также основным требованиям Приложения I данной директивы. Примечание: данное изделие соответствует требованиям Директивы Совета 2011/65/EU.
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany	Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГмбХ (Европа) Айффештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия
Model: Benevision N19	Модель: Benevision N19
	Уполномоченный представитель в ЕС
IPX1	Защищено от вертикально падающих капель воды по стандарту IEC 60529
 ETL classified	См. буклет/руководство оператора
REF	Номер по каталогу

	Дата изготовления
	Ограничения температуры
	Ограничения влажности
	Ограничения атмосферного давления (кПа)
	Изготовитель
100-240V~50/60Hz	100-240В~50/60Гц
2.8-1.6A	2.8-1.6А
	Утилизируйте в соответствии с действующими требованиями
ETL CLASSIFIED 3191955	Соответствует требованиям стандарта AAMI, IEC ES 60601-1, IEC 60601-1-6, IEC 60601-1-8, IEC 60601-2-10, IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-26, IEC 60601-2-27, IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-34, ISO 60601-2-49, ISO 80601-2-55, ISO 80601-2-56, 80601-2-61 Сертифицировано CSA Std. C22.2 № № 60601-1, № 60601-1-6, № 60601-1-8, № 60601-2-10, № 60601-2-25, № 60601-2-26, № 60601-2-27, № 80601-2-30, № 60601-2-34, № 60601-2-49, № 80601-2-55, № 80601-2-56, 80601-2-61

Символ	Описание	Символ	Описание
	Общее обозначение предостережения		См. буклет/руководство оператора
	Серийный номер		Номер по каталогу
	Дата изготовления		Производитель

	Разъем USB	IPX1	Защищено от вертикально падающих капель воды по стандарту IEC 60529
	Индикатор питания от аккумулятора		Компьютерная сеть
	Эквипотенциальность		Переменный ток
	ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ РАЗРЯДОВ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТИПА CF		ЧАСТЬ, НАХОДЯЩАЯСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ С ПАЦИЕНТОМ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ ОТ РАЗРЯДА ДЕФИБРИЛЛЯТОРА, ТИПА VF
	Остановка использования USB-порта		Клавиша обнуления
	Пуск/стоп НИАД		Калибровка
	Пуск		Стоп
	Установка исходного значения		Код партии
	Разблокировка		Меню
	Проверка датчика		Графическая регистрация

Символ	Описание	Символ	Описание
	Газовыпускной патрубок		Газовпускной патрубок
	Вывод		Вход/Выход
	Режим ожидания		УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕС
	Ограничения влажности		Ограничения атмосферного давления
	Ограничения температуры		Неионизирующее электромагнитное излучение
	Утилизируйте в соответствии с действующими требованиями		
	На изделии имеется маркировка CE, указывающая, что оно соответствует положениям директивы Совета ЕС 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам, а также основным требованиям Приложения I данной директивы. Примечание. Данное изделие соответствует требованиям Директивы Совета 2011/65/EU.		

Сосаев
Яков

по доверенности
Сычева Н.В.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС.»

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5,


антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А




Фотографические изображения медицинского изделия

Система мониторинга физиологических показателей

пациентов BeneVision с принадлежностями



Система мониторинга физиологических показателей пациентов BeneVision N19, BeneVision №22. Основной блок



Система мониторинга физиологических показателей пациентов BeneVision N22. Дисплей, 22 дюйма

Система мониторинга физиологических
показателей пациентов BeneVision с
принадлежностями


BeneVision N19, BeneVision N22

Руководство пользователя

Телефон технической поддержки пользователей
(бесплатно по России 800-333-5323)
8-800-333-5323
(Тел.-ф., 800-333-5323)
E-mail: rus@kissu.mindray.com

mindray

Руководство пользователя печатное



Руководство пользователя CD




Кабель питания



Станция iView




Модуль расширения



Кабель соединительный для модуля расширения



Набор для совместного крепления основного блока и дисплея в составе : винты – 4 шт., кабель – 1 шт.



Набор для раздельного крепления основного блока и дисплея в составе : кабель – 5 шт, фиксирующие ленты – 5 шт, поворотная пластина – 1 шт, винты – 4 шт.



Мультипараметрический модуль: НИАД, температура, SpO₂, 3/5 отведений ЭКГ



Мультипараметрический модуль: НИАД, температура, SpO2, 3/5 отведений ЭКГ, ИАД




Мультипараметрический модуль: НИАД, температура, SpO₂, 12 отведений ЭКГ, ИАД



Модуль SpO2




Модуль CO₂, O₂ парамагнитный



Модуль CO₂, O₂ гальванический




Модуль капнометрии Sidestream




Модуль капнометрии Microstream




Модуль капнометрии в основном потоке




Модуль анестезиологических газов



Модуль анестезиологических газов, кислорода




Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS)



Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS)




Модуль механики дыхания



Модуль нейромышечной проводимости




Модуль биспектрального индекса (BIS)



Модуль электроэнцефалографии



Модуль инвазивного давления




Модуль сердечного выброса



Модуль импедансной кардиографии



Модуль измерения непрерывного сердечного выброса PiCCO



Модуль измерения насыщения кислородом центральной венозной крови ScvO2




Интерфейсный модуль CCO/SvO2



Модуль регионарной оксиметрии rSO2




Модуль Nellcor SpO2



Модуль температуры




Модуль температуры инфракрасный



Модуль подключения внешних устройств BeneLink




Адаптер для модуля BeneLink




Кабель сетевой для модуля BeneLink




Кабель-адаптер для модуля BeneLink




Электрод ЭКГ, взрослый




Электрод ЭКГ, детский



Электрод ЭКГ, неонатальный




3 отведения ЭКГ, неонатальные, интегрированные с электродами, рентген непрозрачные



3 отведения ЭКГ, неонатальные, интегрированные с электродами, рентген прозрачные




Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный




Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский




Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый/детский



Кабель ЭКГ, взрослый/детский




Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип зажим




Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, тип зажим




Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, тип защелка




Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный, тип зажим




Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный, тип защелка




Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип зажим




Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, тип защелка




Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый/детский, тип защелка



Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый/детский, тип зажим




Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип зажим




Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип зажим




Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, тип защелка




Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, тип защелка




Кабель SpO2




Кабель удлинительный SpO2




Датчик SpO2 взрослый, одноразовый




Датчик SpO2 детский, одноразовый




Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый




Датчик SpO2 неонатальный, одноразовый




Датчик SpO2 взрослый, адгезивный, одноразовый




Датчик SpO2 детский, адгезивный, одноразовый



Датчик SpO2 детский маленький, адгезивный, одноразовый




Датчик SpO2 неонатальный, адгезивный, одноразовый




Датчик SpO2 взрослый/детский/неонатальный, многоразовый




Датчик SpO2 взрослый, многоцветный, напалечный, мягкий



Датчик SpO2 взрослый, многоразовый, напалечный



Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный, мягкий




Датчик SpO2 детский, многоцветный, напалечный




Датчик SpO₂ неонатальный, многоцветный, на ногу, со сменным мягким фиксатором



Фиксатор для датчика SpO2



Датчик SpO2 многоцветный, ушной




Датчик SpO2 неонатальный/детский, одноразовый



Датчик SpO2 взрослый, многоразовый



Датчик SpO2 детский, многоразовый



Датчик SpO2 Y-тип взрослый/детский/неонатальный, многоразовый




Датчик SpO2 взрослый/неонатальный, одноразовый




Датчик SpO2 взрослый/ неонатальный, многоразовый




Трубка НИАД взрослая/детская, многожильная




Трубка НИАД неонатальная, многоцветная



Адаптер НИАД



Манжета многоцветная, детская маленькая, с коннектором



Манжета многоразовая, детская, с коннектором




Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором



Манжета многоцветная, взрослая большая, с коннектором



Манжета многоцветная, набедренная, с коннектором



Манжета многоразовая, бескамерная, детская, с коннектором



Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая, с коннектором




Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая, с коннектором



Манжета многоцветная, бескамерная, набедренная, с коннектором



Манжета многоразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, с коннектором



Манжета одноразовая, неонатальная



Манжета одноразовая, детская



Манжета одноразовая, взрослая




Манжета одноразовая, набедренная




Манжета одноразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая



Манжета одноразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая большая



Адаптер для кабеля температуры



Датчик температуры, многожильный, взрослый, эзофагеальный/ректальный




Датчик температуры, многожильный, взрослый, накожный




Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, эзофагеальный/ректальный




Датчик температуры, многожильный, детский/неонатальный, наконечник




Датчик температуры, одноразовый, эзофагеальный/ректальный




Датчик температуры, одноразовый, накожный




Кабель инвазивного давления



Датчик ИАД, однопроводной, одноразовый




Датчик ИАД, двухпроводной, одноразовый




Крепление для датчиков/кабелей инвазивного давления




Датчик ИАД




Крепление для датчиков



Зажим для датчиков инвазивного давления



Датчик инвазивного давления, многоразовый



Купол для инвазивного давления, одноразовый



Кабель-адаптер ИАД




Кабель ВЧД




Датчик ВЧД




Набор принадлежностей для подключения ВЧД, в составе: адаптер – 1 шт., кабель-адаптер – 1 шт.




Кабель сердечного выброса



Датчик температуры инъекции




Адаптер для датчика температуры инъекции сердечного выброса




Контрольный шприц



Катетер термодилуционный



Кабель соединительный ССО



Датчик для импедансной кардиографии




Кабель пациента для импедансной кардиографии




Преобразователь сигнала с кабелем BIS, взрослый/детский




Преобразователь сигнала с кабелем BIS x4, взрослый/детский



Датчик BIS, взрослый, одноразовый




Датчик BIS, детский, одноразовый




Кабель ИАД типа "Y" для RiCCO




Кабель PiCCO




Кабель АД/ЦВД для RiCCO



Катетер артериальный, взрослый



Катетер артериальный, детский




Набор для PiCCO мониторинга, в составе: датчик давления - 1 шт.; адаптер для датчика температуры инъекции - 1 шт




Крепление для принадлежностей PiCCO




CeVox оптический модуль с кабелем Не более 3 шт.




Оптический датчик




Кабель ЭЭГ



Электроды ЭЭГ игольчатые подкожные, одноразовые, взрослые/детские




Электроды для ЭЭГ чашечковые, многоцветные, взрослые/детские



Электроды для ЭЭГ чашечковые, многоцветные, детские/неонатальные




Кабель НМП




Кабель датчика для НМП



Кабель стимуляционный




Фиксатор для датчика НМП




Кабель rSO₂, 1 канал



Кабель rSO₂, 2 канал




Датчик одноразовый гSO₂, взрослый




Датчик одноразовый rSO₂, детский



Датчик одноразовый, соматический, с кабелем



Датчик одноразовый, церебральный, с кабелем



Датчик одноразовый, соматический/церебральный, с кабелем



Предусилитель сигнала




Защитная трубка для кабеля



Ремешок для фиксации кабеля



Влагосборник, взрослый/детский



Влагосборник, неонатальный

Линия забора пробы газа взрослая/детская



Линия забора пробы газа, неонатальная



Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая




Канюля назальная для забора пробы газа, детская




Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная




Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой




Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный




Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой



Линия забора пробы газа, взрослая/детская для капнометрии Microstream




Линия забора пробы газа, детская/неонатальная для капнометрии Microstream



Линия забора пробы газа назальная, взрослая/детская




Линия забора пробы газа назальная, детская/неонатальная



Адаптер для подключения в дыхательный контур, одноразовый




Адаптер для подключения в дыхательный контур, одноразовый, с загубником



Адаптер для подключения в дыхательный контур, многоразовый



Крепление для датчика CO2



Маска дыхательная, большая взрослая




Маска дыхательная, взрослая




Маска дыхательная, детская



Датчик CO2 с кабелем



Линия забора пробы газа с адаптером, взрослая/детская



Линия забора пробы газа с адаптером, неонатальная



Влагосборник компакт



Адаптер для подключения влагосборника




Датчик потока, взрослый/детский



Датчик потока, неонатальный


Принадлежности:



Модуль-заглушка



Термопринтер



Бумага для термопринтера



Кабель для подключения док-станции



Кабель вызова медицинского персонала




Кабель заземления



Пульт дистанционного управления




Напольный передвижной штатив



Рукоятка




Крючок



Ручка для монитора




Набор для вспомогательного дисплея, в составе: основной блок – 1 шт., адаптер – 1 шт., кабель – 2 шт., фиксирующие ленты – 5 шт




Крепление для монитора с регулировкой высоты



Крепление для монитора



Крепление для монитора с удлинительной рукой




Крепление для монитора с вертикальной колонной




Крепление с полкой для клавиатуры, настенное/потолочное




Крепление с полкой для клавиатуры, на НДА



Крепление для модуля расширения, регулируемое



Крепление для модуля расширения, фиксированное



Крючок-фиксатор



Вспомогательный дисплей 18,5"




Вспомогательный дисплей, в составе: дисплей 19" – 1 шт., кабель– 2 шт., адаптер питания – 1 шт.



Вспомогательный дисплей, в составе: дисплей 22" – 1 шт., кабель – 2 шт., адаптер питания – 1 шт.




Адаптер питания



Видеокабель



Кабель USB




Крепление для адаптера питания




Панель управления




Фиксатор для кабеля




Поворотная пластина




Крепление поворотное



Основание потолочного крепления




Настольный штатив



Фиксирующий зажим



Фиксирующий зажим со стойкой



Адаптер для крепления



Кабель аналогового сигнала



Операционная система для центральной системы мониторинга BeneVision



Программное обеспечение McAfee



USB-ключ для центральной системы мониторинга



USB-ключ ViewStation



USB-ключ WorkStation




Термопринтер внешний



USB-ключ Mobile Server, на 1 – 64 места



USB-ключ Mobile Server, на 65 – 200 мест



Лицензия Windows 7 EMB

MobileServerManager

X

Basic Setting

Unit Setting

CMS Settings

Master Server: 196 . 76 . 0 . 25

Central Stations: 196 . 76 . 0 . 25

196.76.0.25

Add

Delete

Others Settings

Language: English

Authentication: Local

Domain Name:

ECG Standard: AHA

Network Settings

ServerRoot: C:\Mindray\MobileServer


IP Address: all

Port: 80


SSL Port: 443

Submit


Программное обеспечение Mobile Server




Программное обеспечение BeneVision Mobile Viewer




Программное обеспечение ЦСМ для телеметрии




Программное обеспечение ЦСМ для HL7



Программное обеспечение ЦСМ для анализа НИАД



Лицензия WorkStation на 8 мест



Лицензия WorkStation на 16 мест




Лицензия WorkStation более 16 мест



Программное обеспечение CMSViewer



Программное обеспечение CMS Viewer для отображения в реальном времени



Программное обеспечение eGateway



Операционная система для eGateway



USB-ключ eGateway

Прошито 261 лист
Генеральный директор
ООО "Миндрей Медикал Рус"
 Чэнь Син

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
26.08.19
СЫСОВА Н.В.