


Генеральный директор


ООО «СИНОФАРМ»

 Соколов В.В.




 2020г.


Фотографические изображения медицинского изделия
Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные
"Формула пяти элементов"




Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" со стальной ручкой с направителем
(в блистере с отдельными ячейками для каждой иглы)




Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" со стальной ручкой без направителя (в блистере с отдельными ячейками для каждой иглы)




Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" с серебряной ручкой с направителем
(в блистере с отдельными ячейками для каждой иглы)




**Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" с серебряной ручкой без направителя
(в блистере с отдельными ячейками для каждой иглы)**




Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" со стальной ручкой без направителя




Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" с серебряной ручкой без направителя




Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" со стальной ручкой с направителем




Иглы акупунктурные (корпопальные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" со стальной ручкой с направителем




Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" с серебряной ручкой с направителем



Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" с серебряной ручкой с направителем



Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" со стальной ручкой без направителя Ø 0,16x7мм в блистере из двух ячеек



Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов"
(со стальной ручкой без направителя Ø 0,18x7мм в блистере из двух ячеек)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов (Тринадцать)
Генеральный директор
ООО «СИНОФАРМ»
Соколов В.В. «СИНОФАРМ»



Генеральный директор
ООО «СИНОФАРМ»
Соколов В.В.



11 ноября 2020г.

Проект

маркировки для рынка Российской Федерации на медицинское изделие

**Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового
применения стерильные «Формула пяти элементов»**



Рекомендовано
Профессиональной
ассоциацией
рефлексотерапевтов



СИНОФАРМ

**ИГЛЫ
АКУПUNKTYPHIE
(корпоральные)
одноразового применения
стерильные
ФОРМУЛА
ПЯТИ ЭЛЕМЕНТОВ**

100 шт.

Без направителя
со стальной ручкой

Стерилизовано
окисью этилена



STERILE EO



Размер:
Номер партии:

Lot

Дата произв.



Годен до:



Регистрационное
удостоверение:

№ РЗН 2018/6786
от 02.02.2018



СИНОФАРМ

JIAVIAN®
佳医医疗

**ИГЛЫ
АКУПUNKTYPHIE
ФОРМУЛА
ПЯТИ ЭЛЕМЕНТОВ**

Производитель Компания
«Уси Цзяцзянь Медикал
Инструмент Ко. Лтд»
Wuxi Jiajian Medical
Instrument Co. Ltd)
No.35 Baiqiao Rd., Ehu
Town, Xishan
District, Wuxi, China

Номер ISO
GB/T 19001-2008
EN ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2003
EN ISO 13485:2012


Уполномоченный
представитель
на территории РФ
ООО «Синофарм» 115114,
Москва, Летниковская 5
Тел. 8 (495) 981-42-19,
email: info@cinofarm.ru



СИНОФАРМ

Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" со стальной ручкой без направителя расфасовка

по 100 шт



Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" с серебряной ручкой без направителя

расфасовка по 100 шт

Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациента, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.7.2790-2010 по классу Б. Неиспользуемые изделия (не имеющие контакта с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациента), неиспользуемые упаковки, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.7.2790-2010 по классу А. Иглы в упаковке производителя хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40С° и относительной влажности до 80% (1-25С°). Запрещается использовать по истечении срока годности и в случае нарушения упаковки. Условия транспортировки: любым видом транспорта, при температуре -30...+30С°, относительной влажности 95% (1-25С°).



ЦИНОФАРМ

**ИГЛЫ
АКУПUNKТУРНЫЕ
(корпоральные)
одноразового применения
стерильные
ФОРМУЛА
ПЯТИ ЭЛЕМЕНТОВ**

100 шт.

С направителем
со стальной ручкой

Стерилизовано
окисью этилена

STERILE EO



Размер:
Номер партии:
Дата произв.
Годен до:
Регистрационное
удостоверение:
№ РЗН 2018/6786
от 02.02.2018



ЦИНОФАРМ

JIAVIAN®
佳医医疗

**ИГЛЫ
АКУПUNKТУРНЫЕ
ФОРМУЛА
ПЯТИ ЭЛЕМЕНТОВ**

Производитель Компания
«Уси Цзяцзянь Медикал
Инструмент Ко. Лтд»
Wuxi Jiajian Medical
Instrument Co., Ltd.
No. 35 Baicao Rd., Ehu
Town, Xishan
District, Wuxi, China

Номер ISO
GB/T 19001-2008
EN ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2003
EN ISO 13485:2012

Рекомендовано
Профессиональной
ассоциацией
рефлексотерапевтов



Уполномоченный
представитель
на территории РФ
ООО «Синофарм» 115114,
Москва, Летниковская 5
Тел. 8 (495) 981-42-19,
email: info@cinofarm.ru




ЦИНОФАРМ

СМУК 4+0

P. 471 C

P. 202 C



Иглы акупунктурные (корпоральные) одноразового применения стерильные "Формула пяти элементов" со стальной ручкой без направлятеля расфасовка по 200 шт

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью шесть листов
Генеральный директор
ООО «СИНОФАРМ» _____
Соколов В.В. _____

