

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НекстБио»

О. О. Лавинюков

2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для определения ДНК *Gardnerella vaginalis*, *Atopobium vaginae*,
Lactobacillus spp. и общего количества бактерий (*Bacteria*) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) для диагностики *in vitro*

«АмплиПрайм»[®] ФЛОРОСКРИН[®]-Бактериальный вагиноз»

по ТУ 9398-021-09286667-2014

«Набор реагентов для определения ДНК *Gardnerella vaginalis*, *Atopobium vaginae*, *Lactobacillus spp.* и общего количества бактерий (*Bacteria*) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики *in vitro* «АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Бактериальный вагиноз» по ТУ 9398-021-09286667-2014

Набор реагентов выпускается в 3 формах комплектации:

Форма 1 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-100 в составе:

1. ПЦР-смесь Флороскрин-БВ (раскапана под воск)
2. ПЦР-буфер-К
3. K1 complex
4. K2 complex
5. K-

Комплект реагентов рассчитан на проведение 110 реакций амплификации, включая контроли. К набору реагентов прилагается диск, содержащий руководство оператора и программное обеспечение версии 1.0 в формате Microsoft Excel для автоматической обработки исходных данных и получения результатов.

Форма 2 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-100 FN в составе:

1. ПЦР-смесь Флороскрин-БВ
2. ПЦР-буфер-Н
3. K1 complex
4. K2 complex
5. K-

Комплект реагентов рассчитан на проведение 110 реакций амплификации, включая контроли. К набору реагентов прилагается диск, содержащий руководство оператора и программное обеспечение версии 1.0 в формате Microsoft Excel для автоматической обработки исходных данных и получения результатов.

Форма 3 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-L в составе:


1. ПЦР-смесь Флороскрин-БВ-Lyo
2. K1 complex
3. K2 complex
4. K-
5. Буфер для элюции В

Комплект реагентов рассчитан на проведение 96 реакций амплификации, включая контроли. К набору реагентов прилагается диск, содержащий руководство оператора и программное обеспечение версии 1.0 в формате Microsoft Excel для автоматической обработки исходных данных и получения результатов.

Форма 1

«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Бактериальный вагиноз»


Лицевая сторона упаковки:



Форма 1

«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Бактериальный вагиноз»

Оборотная сторона упаковки:



Форма 1

«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Бактериальный вагиноз»

Состав (общий вид):




Форма 2

«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН® -Бактериальный вагиноз»

Лицевая сторона упаковки:




Форма 2
«АмплиПрайм[®] ФЛОРОСКРИН[®]-Бактериальный вагиноз»
 Обратная сторона упаковки:



Форма 2

«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Бактериальный вагиноз»


Состав (общий вид):



Форма 3

«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Бактериальный вагиноз»

Лицевая сторона упаковки:



Форма 3

«АмплиПрайм® ФЛОРОСКРИН®-Бактериальный вагиноз»

Оборотная сторона упаковки:



Состав (общий вид):



Пронумеровано, скреплено и прошито
11 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

О.О. Лавинюков

