

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мега-Оптим»



Ю.А. Горшков

Фотографические изображения медицинского изделия
«Технические средства для профилактики инвалидности и реабилитации
инвалидов: Противопрележневые системы (матрасы) торговой марки
«Мега-Оптим»[®], модели APP-B01, APP-B02, APP-T01, APP-T02, APP-
T03, APP-T04, APP-T05, APP-T06, APP-T07, APP-T08»

**Противопролежневая система (матрас) торговой марки «Мега-Оптим»[®]
модель APP-B01**




индивидуальная упаковка

Противопролежневая система (матрас) торговой марки «Мега-Оптим»[®] модель APP-B01




**Противопротезная система (матрас) торговой марки «Мега-Оптим»[®]
модель APP-B02**



«Матрас» торговой марки
«Мега-Оптим»[®] модель APP-B02






Противопролежневая система (матрас)
торговой марки «Мега-Оптим»®
МОДЕЛЬ: APP-B02

Тип противопролежневого матраса – ячеистый;
Размер рабочей области в надутом состоянии: 182см
(Д) x 85см (Ш) x 7см (В);
Количество воздушных камер: 96 ячеек;
Максимальная нагрузка: 135 кг;
Вес матраса: 1.8 кг.

Компрессор APP-P01:
Выход воздуха: 7-8 литров/мин;
Диапазон давления: 70 мм рт.ст. – 130 мм рт.ст.;
Время цикла: 12 минут;
Потребляемая мощность: 7 Вт;
Уровень шума: 30 дБ;
Размер: 29см (Д) x 12см (Ш) x 10см (В);
Вес компрессора: 1,15 кг;
Длина кабеля питания: 170 см;
Класс защиты от поражения электрическим током: II

Производитель: Сямэн Сеньянг Ко. Лтд.
Адрес: Китай, 361000, Фуцзянь, Синлинь Сямэн,
Джиу Тианху, Вест 2 Роуд, 95-99, Синбэй Индустри,
4-5 эт.
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «Мега-Оптим».
Адрес и контакты уполномоченного представителя:
143398, Россия, г. Москва, поселение Первомайское,
хутор Ильичевка, стр.3
Тел.: +7 (495) 968-80-83
www.mega-optim.ru

Дата изготовления: 10.08.2017
Номер серии (партии): B-2017/02-137
Гарантийный срок - 1 год с момента продажи.
Срок службы – 5 лет.
Срок хранения – 5 лет.
Условия транспортировки:
Температура: от -50°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия хранения:
Температура: от -20°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия эксплуатации:
Температура: от +10°C до +40°C.
Влажность: до 75% при 25°C.
Хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении.
При транспортировке будьте осторожны: избегайте
влажности и тряски.
Утилизация: уничтожение медицинских отходов
класса А регламентируется и утверждается СанПиН
2.1.7.2790-10.




**Противопролежневая система (матрас) торговой марки «Мега-Оптим»[®]
APP-T01**



стандартная упаковка Противопролежневой системы (матраса) торговой марки «Мега-Оптим»® модель APP-T01






**Противопролежневая система (матрас) торговой марки «Мега-Оптим»[®]
модель APP-T02**



индивидуальная упаковка Противопролежневая система (матрас) торговой марки «Мега-Оптим» модель APP-T02








Индивидуальная упаковка Противопролежневая система (матрас) торговой марки «Мега-Оптим» модель APP-T03





**Противопролежневая система (матрас) торговой марки «Мега-Оптим»[®]
модель APP-T04**





Противопролежневая система (матрас)
торговой марки «Мега-Оптим»[®]

Модель APP-T04

Тип противопролежневой системы – трубчатый
Трубки: 20мм (2) и 10мм (8) и 25мм (8)
Количество воздушных камер: 16 шт.
Максимальная нагрузка: 210 кг
Воздух: 1 атм.

Материал APP-T04-1
Высота матраса: 7 см (сборный)
Длина: 200 см, ширина: 90 см (сборный)
Вес: 10 кг (сборный)
Плотность: 0,12 г/см³
Удельная нагрузка: 20 кг/м²
Температура: 20 ± 2 °C (сборный)
Воздух: 1 атм (сборный)
Время сборки: 10 мин.
Время работы: 10 лет (сборный)

Гарантия: 10 лет (сборный)
Длина: 200 см, ширина: 90 см (сборный)
Вес: 10 кг (сборный)
Плотность: 0,12 г/см³
Удельная нагрузка: 20 кг/м²
Температура: 20 ± 2 °C (сборный)
Воздух: 1 атм (сборный)
Время сборки: 10 мин.
Время работы: 10 лет (сборный)

Противопролежневая система (матрас)
торговой марки «Мега-Оптим»[®]

• Предотвращает застой крови и лимфы в тканях, обеспечивает нормальное питание и дыхание

• Повторяет форму тела, снимая нагрузку с суставов

• Обеспечивает массажный эффект за счет воздушного подушки

• Сделан из качественного материала

APP-T04

Противопролежневая система (матрас)
торговой марки «Мега-Оптим»®
МОДЕЛЬ: APP-T04

Тип противопролежневого матраса – трубчатый.
Размер: 200см (Д) x 93см (Ш) x 25см (В).
Количество воздушных камер: 16 шт.
Максимальная нагрузка: 200 кг.
Вес матраса – 7 кг.

Компрессор APP-P05-A:
Выход воздуха: 7-14 литров/мин.
Диапазон давления: 30 мм рт.ст. – 80 мм рт.ст.
Время цикла: 6/9/12/25 минут.
Потребляемая мощность: 9 Вт.
Уровень шума: 30 дБ.
Размер: 34см (Д) x 11см (Ш) x 19.5см (В).
Вес: 2.55 кг.
Длина кабеля питания: 350 см.
Класс защиты от поражения электрическим током – II.

Производитель: Саман Синьин Ко. Лтд.
Адрес: Китай, 361000, Фуцзянь, Сялун Сяман,
Джан Танху, Вост. 2 Род, 99-99, Синьбай Индустри,
4-4 эт.
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «Мега-Оптим».
Адрес и контакты уполномоченного представителя:
143386, Россия, г. Москва, поселение Парусная,
хутор Ильинский, стр. 3.
Тел.: +7 (495) 908-80-83
www.mega-optim.ru

Дата изготовления: 10.08.2017
Номер серии (партии): T201704-126
Гарантийный срок – 1 год с момента продажи.
Срок службы – 5 лет.
Срок хранения – 5 лет.
Условия транспортировки:
Температура: от -50°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия хранения:
Температура: от -20°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия эксплуатации:
Температура: от +10°C до +45°C.
Влажность: до 75% при 25°C.
Хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении.
При транспортировке будьте осторожны, избегайте
влажности и тряски.
Утилизация: уничтожение медицинскими отходами
класса А регламентируется и утверждается СанПиН
2.1.7.2780-10.

 **Мега-Оптим®**
технические средства реабилитации

Противопролежневая система (матрас)


торговой марки «Мега-Оптим»®

- ☐ Препятствует застою крови и лимфы в тканях, обеспечивает их нормальное питание и дыхание
- ☐ Предотвращает образование пролежней, сглаживает неровности спального места
- ☐ Обеспечивает массажный эффект за счет попеременного надувания соседних секций
- ☐ Супер тихий компрессор



APP-T04





«Мега-Оптим»[®] модель APP-T05



Мега-Оптим[®]
технические средства реабилитации


Противопротезная система (матрас)

торговой марки «Мега-Оптим»[®]

- Препятствует застою крови и лимфы в тканях, обеспечивает их нормальное питание и дыхание
- Предотвращает образование пролежней, сглаживает неровности спального места
- Обеспечивает массажный эффект за счет попеременного надувания соседних секций
- Супер-тихий компрессор



APP-T05



Противопролежневая система (матрас)
торговой марки «Мега-Оптим»®
МОДЕЛЬ: APP-T05


Тип противопролежневого матраса – трубчатый.
Размер: 200см (Д) x 90см (Ш) x 11.5 см (В)
Количество воздушных камер: 18 шт.
Максимальная нагрузка: 145 кг
Вес матраса – 4 кг.

Компрессор APP-P08:
Выход воздуха: 7-8 литров/мин;
Диапазон давления: 50 мм рт.ст. – 110 мм рт.ст.;
Время цикла: 12 минут;
Потребляемая мощность: 7 Вт;
Уровень шума: 30 дБ;
Размер: 27см (Д) x 13см (Ш) x 9см (В);
Вес компрессора: 1,25 кг;
Длина кабеля питания: 170 см;
Класс защиты от поражения электрическим током: II

Производитель: Сямэн Сеньянг Ко. Лтд.
Адрес: Китай, 361000, Фуцзянь, Синпин Сямэн,
Джиу Тяньху, Вест 2 Роуд, 95-99, Синбэй Индастри,
4-5 эт.
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «Мега-Оптим».
Адрес и контакты уполномоченного представителя:
143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское,
хутор Ильичевка, стр.3.
Тел.: +7 (495) 968-80-83
www.mega-optim.ru

Дата изготовления: 10.08.2017
Номер серии (партии): T:2017/05-74
Гарантийный срок – 1 год с момента продажи.
Срок службы – 5 лет.
Срок хранения – 5 лет.
Условия транспортировки:
Температура: от -50°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия хранения:
Температура: от -20°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия эксплуатации:
Температура: от +10°C до +40°C.
Влажность: до 75% при 25°C.
Хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении.
При транспортировке будьте осторожны: избегайте
влажности и тряски.
Утилизация: уничтожается медицинскими отходами
класса А регламентируется СанПиН
2.1.7.2790-10.

CE T II





Противопролежневая система (матрас)
торговой марки «Мега-Оптим»
МОДЕЛЬ: APP-T06

Тип противопролежневой системы – трубчатый.
Размер: 195см (Д) x 87см (Ш) x 18 см (В)
Количество воздушных камер: 18 шт.
Максимальная нагрузка: 200 кг
Вес матраса – 7,8 кг.

Компрессор APP-P06-A:
Выход воздуха: 7-14 л/мин.
Давление: 30 мм рт.ст. – 80 мм рт.ст.
Время цикла: 8/9/12/25 минут.
Потребляемая мощность: 9 Вт.
Уровень шума: 30 дБ.
Размер: 34см (Д) x 11см (Ш) x 18,5см (В).
Вес: 2,55 кг.
Длина кабеля питания: 350 см.
Класс защиты от поражения электрическим током – II.

Производитель: Симан Сильент Ко. Лтд.
Адрес: Китай, 301000, Фучунь, Синлун Силан.
Дингу Тяньху, Вост 2 Роуд, 98-99, Синьба Индустри.
4-5 эт.
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «Мега-Оптим».
Адрес и контакты уполномоченного представителя:
143306, Россия, г. Москва, поселение Переславское,
хутор Иглицкая, стр.3.
Тел.: +7 (495) 968-65-83
www.mega-optim.ru

Дата изготовления: 10.08.2017
Номер серии (партии): T.2017/06-96
Гарантийный срок – 1 год с момента продажи.
Срок службы – 5 лет.
Срок хранения – 5 лет.
Условия транспортировки:
Температура: от -50°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия хранения:
Температура: от -20°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия эксплуатации:
Температура: от +10°C до +40°C.
Влажность: до 75% при 25°C.
Хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении.
При транспортировке будьте осторожны: избегайте
аппроксимации и треска.
Утилизация: уничтожение медицинских отходов
классов А регламентируется и утверждается СанПиН
2.1.7.2790-10.



Мега-Оптим®
технические средства реабилитации

Противопролежневая система (матрас)

торговой марки «Мега-Оптим»®

- Препятствует застою крови и лимфы в тканях, обеспечивает их нормальное питание и дыхание
- Предотвращает образование пролежней, сглаживая неровности спального места
- Обеспечивает массажный эффект за счет попеременного надувания соседних секций
- Супер тихий компрессор




APP-T06





«Мега-Оптим»[®] модель APP-T07






Противопролежневая система (матрас)
торговой марки «Мега-Оптим»®
МОДЕЛЬ: APP-T07

Тип противопролежневого матраса – трубчатый.
Размер: 195см (Д) x 90см (Ш) x 11,5 см (В)
Количество воздушных камер: 18 шт.
Максимальная нагрузка: 150 кг
Вес матраса – 4,2 кг.


Компрессор APP-P08:
Выход воздуха: 7-8 литров/мин;
Диапазон давления: 50 мм рт.ст. – 110 мм рт.ст.;
Время цикла: 12 минут;
Потребляемая мощность: 7 Вт;
Уровень шума: 30 дБ;
Размер: 27см (Д) x 13см (Ш) x 9см (В);
Вес компрессора: 1,25 кг;
Длина кабеля питания: 170 см;
Класс защиты от поражения электрическим током: II

Производитель: Сямэн Сеньянг Ко. Лтд.
Адрес: Китай, 361000, Фуцзянь, Синлинь Сямэн,
Джиу Тианху, Вест 2 Роуд, 95-99, Синбэй Индастри,
4-5 эт.
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «Мега-Оптим».
Адрес и контакты уполномоченного представителя:
143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское,
хутор Ильичевка, стр.3.
Тел.: +7 (495) 968-80-83
www.mega-optim.ru

Дата изготовления: 10.08.2017
Номер серии (партии): T:2017/07-112
Гарантийный срок – 1 год с момента продажи.
Срок службы – 5 лет.
Срок хранения – 5 лет.
Условия транспортировки:
Температура: от -50°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия хранения:
Температура: от -20°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия эксплуатации:
Температура: от +10°C до +40°C.
Влажность: до 75% при 25°C.
Хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении.
При транспортировке будьте осторожны: избегайте
влажности, влаги, ударов, тряски.
Утилизация: уничтожение медицинских отходов
класса А регламентируется и утверждается СанПиН
2.1.7.2790-10.



CE T II





Противопролежневая система (матрас)
торговой марки «Мега-Оптим»®
МОДЕЛЬ: APP-T08

Тип противопролежневой системы – трубчатый.
Размер: 200см (Д) x 95см (Ш) x 28см (В).
Количество воздушных камер: 20 шт. ячейка в
ячейку и ячейка на ячейку.
Максимальная нагрузка: 200 кг.
Вес матраса – 8,4 кг.

Компрессор APP-P06-B:
Выход воздуха: 7-14 литр/мин.
Диапазон давления: 30 мм рт.ст. – 80 мм рт.ст.
Время цикла: 6/9/12/25 минут.
Потребляемая мощность: 9 Вт.
Уровень шума: 30 дБ.
Размер: 34см (Д) x 11см (Ш) x 18,5см (В).
Вес: 2,55 кг.
Длина кабеля питания: 350 см.
Класс защиты от поражения электрическим током: II.

Производитель: Симза Сенянь Ко, Лтд.
Адрес: Китай, 361000, Фудзянь, Синлинь Симза,
Джун Тинху, Вост. 2 Роуд, 95-99, Синбай Индустри,
4-5 эт.
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «Мега-Оптим».
Адрес и контакты уполномоченного представителя:
143306, Россия, с. Москва, поселение Первомайское,
аутор Ильичевки, стр. 3.
Тел.: +7 (495) 968-80-83
www.mega-optim.ru

Дата изготовления: 10.05.2017
Номер серии (партии): T.2017/06-09
Гарантийный срок – 1 год с момента продажи.
Срок службы – 5 лет.
Срок хранения – 3 лет.
Условия транспортировки:
Температура: от -50°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия хранения:
Температура: от -20°C до +40°C.
Влажность: до 98% при 25°C.
Условия эксплуатации:
Температура: от +16°C до +40°C.
Влажность: до 75% при 25°C.
Хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении.
При транспортировке будьте осторожны: избегайте
влажности и тряски.
Утилизация: уничтожение медицинских отходов
класса А регламентируется и утверждается СанПиН
2.1.7.2790-10.



Мега-Оптим®
технические средства реабилитации

Противопролежневая система (матрас)

торговой марки «Мега-Оптим»®

- Препятствует застою крови и лимфы в тканях, обеспечивает их нормальное питание и дыхание
- Предотвращает образование пролежней, сглаживая неровности спального места
- Обеспечивает массажный эффект за счет попеременного надувания соседних секций
- Супер тихий компрессор



APP-T08




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫХ СИСТЕМ (МАТРАСОВ) ТОРГОВОЙ МАРКИ «МЕГА- ОПТИМ»®


Воздушный компрессор модель APP-P01




Воздушный компрессор модель APP-P06-A




Воздушный компрессор модель APP-P06-B




Воздушный компрессор модель APP-P08







Ремкомплект для противопротезных систем (матрасов) модель RK-T01




Ремкомплект для противопротезных систем (матрасов) модель RK-T02




Ремкомплект для противопротезных систем (матрасов) модель RK-T03




Ремкомплект для противопротезных систем (матрасов) модель RK-T04




Ремкомплект для противопротезных систем (матрасов) модель RK-T05




Ремкомплект для противопротезных систем (матрасов) модель RK-T06




Ремкомплект для противопротезных систем (матрасов) модель RK-T07




Ремкомплект для противопротезных систем (матрасов) модель RK-T08




Запасная воздушная камера для противопролежневых систем (матрасов) модель SP-T01




Запасная воздушная камера для противопролежневых систем (матрасов) модель SP-T02




Запасная воздушная камера для противопролежневых систем (матрасов) модель SP-T03




Запасная воздушная камера для противопролежневых систем (матрасов) модель SP-T04




Запасная воздушная камера для противопролежневых систем (матрасов) модель SP-T05




Запасная воздушная камера для противопролежневых систем (матрасов) модель SP-T06



Запасная воздушная камера для противопролежневых систем (матрасов) модель SP-T07



Запасная воздушная камера для противопролежневых систем (матрасов) модель SP-T08



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
44 (срок замены) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Мега-Оптим»

Ю.А. Горшков

