



ООО «Проф Фарм»

ОГРН 1157746542524
ИНН/КПП 7723395515/772301001
р/сч 40702810238000039879

109429, г. Москва ул. Верхние поля д. 45 корп. 4
Тел: 495-641-34-97
farmprof@mail.ru

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
БИК 044525225
ОГРН 1157746542524
ОКАТО 45290568000
ОКТО 45389000
ОКВЭД (52.32)
ОКФС 16
ОКОПФ 12300

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «ПРОФ ФАРМ»



Проценко А.В.

2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ:

**«А1 парат физиотерапевтический экстракорпоральный электронный для ударно-волновой терапии
вариант исполнения LGT-2500S Plus с принадлежностями»**

**ОБЩИЙ ВИД МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ «Аппарат физиотерапевтический экстракорпоральный электронный для ударно-волновой терапии
вариант исполнения LGT-2500S Plus с принадлежностями»**



1. Базовый состав





1. Блок управления




2. Шнур питания









5. Глубокий передатчик Ø 15 мм




6. Радиальный передатчик Ø 20 мм




7. Радиальный передатчик Ø 36 мм






0. Аппликатор наконечника в комплекте, в составе: черный чехол; внутренняя металлическая трубка с одним радиальным передатчиком Ø 15 мм)



10. Держатель аппликатора



11. Аппликатор вибрационного наконечника в комплекте, в составе: аппликатор вибрационного наконечника (с установленным вибрационным наконечником Ø 25 мм); запасное уплотнительное кольцо Ø 17,2 мм; запасное распорное кольцо)



12. Глубокий титановый передатчик Ø 15 мм



13. Вибрационный передатчик Ø 10 мм



14. Вибрационный передатчик Ø 40 мм


15. Руководство по эксплуатации




II. Принадлежности

1. Ревизионный комплект в составе:

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



1.1.2. Металлическая трубка




2. Запасное уплотнительное кольцо Ø 11 мм




3. Запасное уплотнительное кольцо Ø 13 мм




4. Запасное уплотнительное кольцо Ø 16,5 мм




5. Запасное уплотнительное кольцо Ø 21,2 мм




6. Запасное распорное кольцо




7. Запасное уплотнение




8. Запасная распорка




9. Дисконные магниты



10. Мягкий чехол-насадка




11. Отвертка (0.3*75 мм)





13. Чемодан для принадлежностей



Longest®

Аппликатор наконечника

Модель №: C6WR



Гуанчжоу Лонгест Сайнс энд Текнолоджи К., Лтд.
5&6F, Здание B4, №11, Кайюазнь Авеню, Научный городок, Зона
высокотехнологичного индустриального развития Гуанчжоу,
510530 Гуанчжоу, Китайская Народная Республика



2500CJB198



2019-11

Маркировка аппликатора наконечника

Longest®

Аппликатор вибрационного наконечника

Модель №: C6D0

‘Гуанчжоу Лонгест Сайнс энд Текнолоджи К., Лтд.’



58&6F, Здание B4, №11, Кайюазнь Авеню, Научный городок, Зона
высокотехнологичного индустриального развития Гуанчжоу,
510530 Гуанчжоу, Китайская Народная Республика



2500CJB198



2019-11

Маркировка аппликатора вибрационного наконечника



ВНИМАНИЕ

максимум 1 миллион ударов

Маркировка предупреждения числа ударов

Longest®

15мм Фокусирующий Передатчик

Модель №: 15F



‘Гуанчжоу Лонгест Сайнс энд Текнолоджи К., Лтд.’

**5&6F, Здание В4, №11, Кайюань Авеню, Научный городок, Зона
высокотехнологичного промышленного развития Гуанчжоу,
510530 Гуанчжоу, Китайская Народная Республика**



2500CJB205



201912

Маркировка фокусирующего передатчика Ø 15 мм

Longest®

15мм ГЛУБОКИЙ ПЕРЕДАТЧИК

Модель №: 15D



‘Гуанчжоу Лонгест Сайнс энд Текнолоджи К., Лтд.’
5&6F, Здание В4, №11, Кайюань Авеню, Научный городок, Зона
высокотехнологического индустриального развития Гуанчжоу,
510530 Гуанчжоу, Китайская Народная Республика



FG2500478



201912

Маркировка глубокого передатчика Ø 15 мм

Longest®

15мм РАДИАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК

Модель №: 15R



Гуанчжоу Лонгест Сайнс энд Текнолоджи К., Лтд.
5&6F, Здание В4, №11, Кайюазнь Авеню, Научный городок, Зона
высокотехнологичного индустриального развития Гуанчжоу,
510530 Гуанчжоу, Китайская Народная Республика



2500CJB198



201911

Маркировка радиального передатчика Ø 15 мм

Longest®

20мм РАДИАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК

Модель №: 20R



**‘Гуанчжоу Лонгест Сайнс энд Текнолоджи К., Лтд.’
5&6F, Здание В4, №11, Кайюазнь Авеню, Научный городок, Зона
высокотехнологичного индустриального развития Гуанчжоу,
510530 Гуанчжоу, Китайская Народная Республика**



2500CJB198



201911

Маркировка радиального передатчика Ø 20 мм

Longest®

36 мм РАДИАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК

Модель №: 36R



‘Гуанчжоу Лонгест Сайнс энд Текнолоджи К., Лтд.’

**5&6F, Здание В4, №11, Кайюазнь Авеню, Научный городок, Зона
высокотехнологичного индустриального развития Гуанчжоу,
510530 Гуанчжоу, Китайская Народная Республика**



2500CJB204



201912

Маркировка радиального передатчика Ø 36 мм

Longest®

6мм Аккупунктурный передатчик

Модель №: 6А




«Гуанчжоу Лонгест Сайнс энд Текнолоджи К., Лтд.»

5&6F, Здание В4, №11, Кайюазнь Авеню, Научный городок, Зона
высокотехнологичного индустриального развития Гуанчжоу,
510530 Гуанчжоу, Китайская Народная Республика



FG2500478



201912

Маркировка аккупунктурного передатчика Ø 6 мм

Longest®

15мм ГЛУБОКИЙ ПЕРЕДАТЧИК (ТИТАНОВЫЙ)

Модель №: 15D



‘Гуанчжоу Лонгест Сайнс энд Текнолоджи К., Лтд.’

**5&6F, Здание В4, №11, Кайюань Авеню, Научный городок, Зона
высокотехнологичного промышленного развития Гуанчжоу,
510530 Гуанчжоу, Китайская Народная Республика**



2500CJB205



201912

Маркировка глубокого титанового передатчика Ø 15 мм

Longest®

IP20



Аппарат физиотерапевтический экстракорпоральный электронный для ударно-волновой терапии вариант исполнения LGT-2500S Plus с принадлежностями
Модель № LGT-2500S Plus

Размеры 565x390x194 мм

Вес: 13 кг

Входное напряжение: 100-240В

Частота: 50/60 Гц


Серийный номер: EN2500S001800090

Номинальная мощность: 100-150 ВА

Режим эксплуатации: 10000 ударов / 10 мин перерыв



"Гуанчжоу Лонгест Сайнс энд Текнолоджи К., Лтд."
5&6F, Здание В4, №11, Кайюазнь Авеню, Научный городок, Зона
высокотехнологичного индустриального развития Гуанчжоу,
510530 Гуанчжоу, Китайская Народная Республика



ООО «Проф Фарм»

Адрес: 109959, г Москва, улица -Верхние Поля, дом 45, корпус 4, Россия


Тел.: +7(499)702-55-07, 8(800)200-87-97



2019-12

Маркировка блока управления

Longest®

 201912

ISO9001:2015

ISO13485:2016

**Аппарат физиотерапевтический
экстракорпоральный электронный
для ударно-волновой терапии**

Серийный № EN2500S001800090

Модель № LGT-2500S Plus

Размеры 56.3x55x44 см

Кол-во: 1 шт в упк.

Нетто: ☐ 10кг


☐ 10.5кг

☐ 13кг


Брутто: ☐ 15.5кг

☐ 16кг

☐ 19.8кг



Маркировка упаковки



Маркировка защитного заземления и кнопки вкл/выкл

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 44 лист
Генеральный директор ООО «Проф Фарм»
_____ А.В. Проценко
« _____ » _____ 2020г.

