


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

*Ножницы для разрезания повязок по Листеру по ТУ 32.50.13 - 196 - 10973749 – 2019,
производства ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия*



Общий вид изделия:
Ножницы для разрезания повязок по Листеру по ТУ 32.50.13 - 196 - 10973749 – 2019

Общий вид индивидуальной упаковки изделия:
Ножницы для разрезания повязок по Листеру по ТУ 32.50.13 - 196 - 10973749 - 2019



Общий вид индивидуальной упаковки изделия:
Ножницы для разрезания повязок по Листеру по ТУ 32.50.13 - 196 - 10973749 - 2019

Инструкция по уходу

1. Точно следуйте инструкциям для увеличения срока службы использования инструмента.
2. Стерилизуйте перед использованием.
3. После использования чистите, смазывайте и стерилизуйте.
4. Тщательно и осторожно полощите после чистки.
По возможности используйте деминерализованную воду.
5. Хорошо просушите после полоскания.
6. Место сочленения (соединения) половин ножниц смазывайте составами на основе парафинового масла.
7. Обработка в автоклаве производится насыщенным паром при температуре +134 °C.



Общий вид транспортной упаковки изделия:
Ножницы для разрезания повязок по Листеру по ТУ 32.50.13 - 196 - 10973749 – 2019

Прошито, пронумеровано,
опечатано

5 (17876) _____ листок

Копия верна
Директор Якунов В.В.

