

Фотографии медицинского изделия:

«Анализатор вибрационной чувствительности АНВЧ-01»

Производства ООО «Белинтелмед», Республика Беларусь, 220138, г. Минск, ул. Геологическая, 117, к.8

Список фотографий:

- 1. МИ «Анализатор вибрационной чувствительности АНВЧ-01»;**
- 2. Анализатор вибрационной чувствительности АНВЧ-01;**
- 3. Маркировка Анализатора вибрационной чувствительности АНВЧ-01;**
- 4. Вибратор с соединительным кабелем БПИЯ 501.11.00.00;**
- 5. Маркировка Вибратора с соединительным кабелем БПИЯ 501.11.00.00;**
- 6. Кнопка пациента с соединительным кабелем БПИЯ 501.12.00.00;**
- 7. Маркировка Кнопки пациента с соединительным кабелем БПИЯ 501.12.00.00;**
- 8. Кабель интерфейсный типа USB-AB;**
- 9. Сетевой адаптер типа «втыкаемый в сетевую розетку блок» с напряжением постоянного тока 12 В, 2А, длина кабеля 1,5 м;**
- 10. Маркировка Сетевого адаптера типа «втыкаемый в сетевую розетку блок» с напряжением постоянного тока 12 В, 2А, длина кабеля 1,5 м;**
- 11. Внешнее программное обеспечение «ИнтелВибро Win» на физическом носителе.**

Генеральный директор
ООО «МедТестКонсалтинг»



В.К.Бунзя




Рис. 1. МИ «Анализатор вибрационной чувствительности АНБЧ-01».



Рис. 2. Анализатор вибрационной чувствительности АНВЧ-01.



Рис 3. Маркировка Анализатора вибрационной чувствительности АНВЧ-01




Рис. 4. Вибратор с соединительным кабелем БПИА 501.11.00.00






Рис. 5. Маркировка Вибратора с соединительным кабелем БПИЯ 501.11.00.00.









Рис. 8. Кабель интерфейсный типа USB-AB








Рис. 11. Внешнее программное обеспечение «ИнтелВибро Win» на физическом носителе

