

Фотографические изображения медицинского изделия


Внутривенные канюли с инъекционным портом «Вазофикс» (Vasofix)

Содержание

I. Внутривенные канюли с инъекционным портом «Вазофикс» (Vasofix), вариант исполнения: «Вазофикс Браунюля» (Vasofix Braunüle): 14G × 50 мм, 16G × 50 мм, 17G × 45 мм, 18G × 45 мм, 18G × 33 мм, 20G × 33 мм, 22G × 25 мм.	3
1. Индивидуальная упаковка (на примере арт. номера 4268091В).	3
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (<i>лицевая сторона</i>) (на примере арт. номера 4268091В).	3
2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4268091В).	4
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере арт. номера 4268091В).	5
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере арт. номера 4268091В).	6
2. Групповая упаковка (на примере арт. номера 4268091В).	7
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере арт. номера 4268091В).	7
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку и сверху</i>) (на примере арт. номера 4268091В).	8
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сверху</i>) (на примере арт. номера 4268091В).	9
3. Индивидуальная упаковка (на примере арт. номера 4268334В).	10
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (<i>лицевая сторона</i>) (на примере арт. номера 4268334В).	10
2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4268334В).	11
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере арт. номера 4268334В).	12
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере арт. номера 4268334В).	13
4. Групповая упаковка (на примере арт. номера 4268334В).	14
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере арт. номера 4268334В).	14
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку и сверху</i>) (на примере арт. номера 4268334В).	15


3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сверху</i>) (на примере арт. номера 4268334B).	16
II. Внутривенные катюли с инъекционным портом «Вазофикс» (Vasofix), вариант исполнения: «Вазофикс Церто» (Vasofix Certo): 14G × 50 мм, 16G × 50 мм, 17G × 45 мм, 18G × 45 мм, 18G × 33 мм, 20G × 33 мм, 20G × 25 мм, 22G × 25 мм, 24G × 19 мм.....	
1. Индивидуальная упаковка (на примере арт. номера 4269217).	17
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (<i>лицевая сторона</i>) (на примере арт. номера 4269217).	17
2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4269217).	18
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере арт. номера 4269217).	19
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере арт. номера 4269217).	20
2. Групповая упаковка (на примере арт. номера 4269217).	21
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди и сверху</i>) (на примере арт. номера 4269217).	21
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере арт. номера 4269217).	22
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади</i>) (на примере арт. номера 4269217).	23
3. Индивидуальная упаковка (на примере арт. номера 4269110).	24
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (<i>лицевая сторона</i>) (на примере арт. номера 4269110).	24
2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4269110).	25
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере арт. номера 4269110).	26
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере арт. номера 4269110).	27
4. Групповая упаковка (на примере арт. номера 4269110).	28
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди и сверху</i>) (на примере арт. номера 4269110).	28
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере арт. номера 4269110).	29
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади</i>) (на примере арт. номера 4269110).	30

1. Внутривенные канюли с инфузионным портом «Вазофикс» (Vasofix), вариант исполнения: «Браунюль» (Braunüle), артикул: 4268091B.
1. Индивидуальная упаковка (на примере арт. номера 4268091B).
- 1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4268091B).




1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 - Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); 3 - Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно зарубежному стандарту ISO 10555-1) и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); 4 - Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 5 – Указание, что павильон катетера имеет коннектор Люэр Лок (на латинице); 6 - Указание, что катетер является рентгеноконтрастным (на латинице); 7 - Указание, что основным материалом трубки катетера является фторированный этиленпропилен (ФЭП) (на латинице); 8 - Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); 9 - Логотип фирмы-производителя (на латинице); 10 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально); 11 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Артикулярный номер; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Указание на апиогенность (на кириллице); - символ «Не использовать при повреждении упаковки»; - Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO 10555-1).


После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).




1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Защитная крышка; 5 – Павильон катетера (с неперфорированными крылышками); 6 – Защитный колпачок



1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Защитная крышка; 5 – Павильон катетера (с неперфорированными крылышками); 6 – Трубка катетера; 7 – Игла-проводник; 8 – Защитный колпачок




1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Игла-проводник; 5 – Защитная крышка; 6 – Павильон катетера (с неперфорированными крылышками); 7 – Трубка катетера; 8 – Защитный колпачок



1 – Количество изделий в упаковке, шт.; 2 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 3 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 4 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); 5 – Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно зарубежному стандарту ISO 10555-1) и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); 6 – Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 7 – Указание, что основным материалом трубки катетера является фторированный этилен-пропилен (ФЭП) (на латинице); 8 – Указание, что катетер является рентгеноконтрастным (на латинице); 9 – Указание, что павильон катетера имеет коннектор Люэр Лок (на латинице); 10 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); 11 – Страна места производства (на латинице); 12 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 13 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного квадрата; 14 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Артикулярный номер; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Указание на апиrogenность (на кириллице); - Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO 10555-1).

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).



1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально); 4 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).

Vasofix® Braunüle®

FI IV kanyyli. Röntgenpositiivinen. Injektioventtiilillä. FEP. Huomio: Älä työnnä teräsneulaa takaisin muovikanyyliin.

FR Cathéter court en FEP, radio-opaque, avec site d'injection. Attention: Ne pas repousser l'aiguille dans le cathéter.

GR Ενδοφλέβιος καθετήρας από FEP, ακτινοοπίκτος, με βαλβίδα έγχυσης. Προσοχή: Μην επανεισάγετε τη καλύβδινη βελόνα στον πλαστικό καθετήρα.

HU Perifériás tartós véna-kanyül, RTG, árnyékot adó FEP kapillárisal és injekciós adagolóporttal. Figyelem! Az acél szűrőtűt a poliuretán kapillárisba visszadugni tilos!

IT Ago a permanenza per terapia intravenosa in FEP, radiopaco, con valvola d'iniezione. Attenzione: Non reinserire l'ago metallico nella cannula.

LT Nepraleidžiantis rentgeno spindulių pagamintas iš FEP veninis kateteris su injekcinio vožtuvu. Dėmesio: plieninės adatos pakartotinai stumti į kateterį negalima.

LV Fluoretilēnpropilēna (FEP) venozais katētrs, piemērots rentgenuzņēmumu veikšanai, ar injekciju atveri. Uzmanību: Tērauda injekcijas adatu neatbīdīt katetra plastikas daļiā.

NL Perifere I.V. canule van FEP, met röntgencontraststrep en bijspuitventiel. Let op: tijdens punktie de staalcannule niet terugtrekken in de kunststofcanule.

NO Kanyle av FEP. Røntkentett. Med injeksjonsventil for innlegging i vener. Forsiktig: Stålkanylen må ikke settes tilbake i kunststoffkanylen.


PL Kaniula z FEP, nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, do umieszczania w żyłę na stałe, wykonana z zaworem iniekcijnym. Uwaga: nie wkładać powtórnie stalowej kaniuli (mandryny) do kaniuli z tworzywa sztucznego.

B | BRAUN

3


2

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально); 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).




1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); 3 – Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно зарубежному стандарту ISO 10555-1) и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); 4 – Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 5 – Указание, что павильон катетера имеет коннектор Люэр Лок (на латинице); 6 – Указание, что катетер является рентгеноконтрастным (на латинице); 7 – Указание, что основным материалом трубки катетера является фторированный этилен-пропилен (ФЭП) (на латинице); 8 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); 9 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 10 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально); 11 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Артикулярный номер; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Указание на апиrogenность (на кириллице); - символ «Не использовать при повреждении упаковки»; - Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO 10555-1).


После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).




1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Защитная крышка (с нанесенным кругом белого цвета); 5 – Павильон катетера (с перфорированными крылышками); 6 – Защитный колпачок



1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Защитная крышка (с нанесенным белым кругом); 5 – Павильон катетера (с перфорированными крылышками); 6 – Трубка катетера; 7 – Игла-проводник; 8 – Защитный колпачок



4. Групповая упаковка (на примере арт. номера 4268334В).
- 1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 4268334В).



1 – Количество изделий в упаковке, шт.; 2 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 3 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 4 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); 5 – Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно зарубежному стандарту ISO 10555-1) и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); 6 – Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 7 – Указание, что павильон катетера имеет коннектор Люэр Лок (на латинице); 8 – Указание, что катетер является рентгеноконтрастным (на латинице); 9 – Указание, что основным материалом трубки катетера является фторированный этилен-пропилен (ФЭП) (на латинице); 10 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); 11 – Страна места производства (на латинице); 12 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 13 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного квадрата, с нанесением белых полос; 14 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Артикулярный номер; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Указание на апирогенность (на кириллице); - Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO 10555-1).

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).



دیکھو نقشہ براؤنڈا
آئی وی کیلیم، FEP سے چمک رہا ہے۔ پورے ایک
گھنٹہ کے بعد اس کے ساتھ صرف ایک بار سنبھل گیا۔
پھر اس کی پیدل کو بار بار چاکلے کی طرح
کھینچتے رہے۔

VI Cânula intravenosa em FEP, radiopaca, de permanência prolongada, com válvula de injeção. Atenção: Não reintroduzir a agulha metálica na cânula plástica.

RO Canulă intravenoasă de durată din FEP, rezistentă la raze roentgen, cu supapă de injecție. Atenție: Nu încercați să reintroduceți canula metalică în cateter.

RS IV kanila, napravljena od FEP-a, nepropusna za rentgenske zrake i sa injekcionim priključkom. Samo za jednokratnu upotrebu. Pažnja: Ne umećite ponovo želičnu iglu u plastičnu kanilu.


Вазофикс Браунюля. Внутривенная канюля с инъекционным портом, рентгеноконтрастная, из ФЭП. Для одноразового использования. Внимание: стальную иглу не вставлять обратно в пластиковую канюлю.

SE Venkanyl med kateter av FEP, röntgentät, med injektionsport. Varning: Återinför aldrig metallmandrinen i katetern.


S Intravenska kanila iz FEP, radiooporna, z injekcijskim portom. Za enkratno uporabo. Pozor: ne uvajajte kovinske igle nazaj v kanilo.

☒ Venózná kanyla z FEP, znáša tiež ožiarenie rentgenom, s injekčným ventilom. Pozor: oceľovú kanylu nezastriekavajte späť do kanyly z umelej hmoty.

IR Tek kullanımlık, radyo-opak, enjeksiyon portlu, FEP i.v. kanül. Dikkat: Çelik iğne plastik kanüle tekrar sokulmamalıdır.




B BRAUN



1 — Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 — Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально); 3 — Логотип фирмы-производителя (на латинице).

1. Индивидуальная упаковка (на примере арт. номера 4269217).
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4269217).




1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); 3 – Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно зарубежному стандарту ISO 10555-1) и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); 4 – Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 5 – Указание, что павильон катетера имеет коннектор Люэр Лок (на латинице); 6 – Указание, что катетер является рентгеноконтрастным (на латинице); 7 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице); 8 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); 9 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 10 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);

11 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Артикулярный номер; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Указание на апиrogenность (на кириллице); - символ «Не использовать при повреждении упаковки»; - Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO 10555-1).


После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4269217).




1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Защитная крышка (с нанесенным кругом белого цвета); 5 – Павильон катетера (с неперфорированными крылышками); 6 – Защитный колпачок

3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере арт. номера 4269217)



1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Защитная крышка (с нанесенным белым кругом); 5 – Павильон катетера (с неперфорированными крылышками); 6 – Трубка катетера; 7 – Игла-проводник; 8 – Защитный колпачок


4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере арт. номера 4269217)



1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Игла-проводник; 5 – Павильон катетера (с неперфорированными крылышками); 6 – Защитная крышка (с нанесенным белым кругом); 7 – Трубка катетера; 8 – Защитный колпачок

Групповая упаковка (на примере арт. номера 4269217).


1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди и сверху) (на примере арт. номера 4269217).




1 – Количество изделий в упаковке, шт.; 2 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 3 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 4 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице); 5 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); 6 – Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно зарубежному стандарту ISO 10555-1) и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); 7 – Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 8 – Указание, что павильон катетера имеет коннектор Люэр Лок (на латинице); 9 – Указание, что катетер является рентгеноконтрастным (на латинице); 10 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); 11 – Страна места производства (на латинице); 12 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 13 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного квадрата, с нанесением белых полос; 14 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Артикулярный номер; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Указание на апиогенность (на кириллице); - Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO 10555-1).

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).


2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 4269217).



1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально); 4 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).




1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально); 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).




1 – Торговое наименование варианта исполнения медицинского изделия (на латинице); 2 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); 3 – Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно зарубежному стандарту ISO 10555-1) и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); 4 – Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 5 – Указание, что павильон катетера имеет коннектор Люэр Лок (на латинице); 6 – Указание, что катетер является рентгеноконтрастным (на латинице); 7 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице); 8 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); 9 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 10 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально); 11 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Артикулярный номер; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Указание на апиrogenность (на кириллице); - символ «Не использовать при повреждении упаковки»; - Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO 10555-1).


После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).



1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Защитная крышка (с нанесенным кругом белого цвета); 5 – Павильон катетера (с неперфорированными крылышками); 6 – Защитный колпачок




1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Защитная крышка; 5 – Павильон катетера (с перфорированными крылышками); 6 – Защитный колпачок; 7 – Трубка катетера; 8 – Защитный колпачок



1 – Заглушка; 2 – Кровоостанавливатель (гидрофобная заглушка); 3 – Павильон иглы; 4 – Игла-проводник; 5 – Павильон катетера (с перфорированными крылышками); 6 – Защитная крышка; 7 – Трубка катетера; 8 – Защитный колпачок

4. Групповая упаковка (на примере арт. номера 4269110).

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди и сверху) (на примере арт. номера 4269110).




1 – Количество изделий в упаковке, шт.; 2 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 3 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 4 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); 5 – Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно зарубежному стандарту ISO 10555-1) и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 6 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице); Указание, что катетер является рентгеноконтрастным (на латинице); Указание, что павильон катетера имеет коннектор Люэр Лок (на латинице); 7 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); Страна места производства (на латинице); 8 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 9 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного квадрата; 10 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Артикулярный номер; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Указание на апиrogenность (на кириллице); - Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах (согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO 10555-1).

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).



1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 4 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально)



1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально); 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).

Прошито и пронумеровано и скреплёно
печатью Тригун
(30) листа(ов)

Руководитель отдела регистрации,
обеспечения и контроля качества
Пашков И.В.

(подпись) И.В. Пашков М.П.
«10» марта 2021 года

