



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор



Андросов В.В.

КОНТРЕТИКЕТКА

Аптечка первой помощи автомобильная
«Дорожная Медицина ВИТАЛ» по ТУ 9398-046-85535470-2017,
в вариантах исполнения:

- Тип 03;
- Тип 09;
- Тип 10/2;
- Тип 10/2 TL;
- Тип 12;
- Тип 14/2;
- Тип 20;
- Тип 02;
- Тип 38;
- Тип 38 TL

Производства ЗАО «Виталфарм»



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНАЯ «ДОРОЖНАЯ МЕДИЦИНА ВИТАЛ»

Перечень вложений

1. Медицинские изделия	
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М	2 пары
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	1 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см №10	2 уп.
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см	1 шт.
2. Прочие средства	
2.1 Ножницы	1 шт.
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3 Футляр	1 шт.

Зарегистрирована под названием: Аптечка первой помощи автомобильная «Дорожная Медицина ВИТАЛ» по ТУ 9398-046-85535470-2017, в вариантах исполнения. РУ № РЗН 2017/6122 от Разработана в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2020 № 1080н. Предназначена для оснащения транспортных средств (автомобилей). Аптечка пополняется по мере расходования или истечения срока годности комплектующих.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте!
Условия хранения и транспортирования при температуре от + 5°C до + 25°C.
Не подлежит обязательной сертификации.
Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты и утилизировать как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм»,
Россия, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н,
городское поселение Снявино, ул. Садовая д.2 т/ф:
+7(812) 335-05-85 www.vitalfarm.ru
Срок годности аптечки: 4 года.
Гарантийный срок службы футляра: 12 месяцев.

Тип ...
Дата изготовления/номер партии:
см. на упаковке

ВЛТС.939.500-КЭ


Фотографическое изображение медицинского изделия
Аптечка первой помощи автомобильная «Дорожная Медицина
ВИТАЛ» по ТУ 9398-046-85535470-2017, в вариантах исполнения:
- Тип 03; - Тип 09; - Тип 10/2; - Тип 10/2 TL; - Тип 12; - Тип 14/2; -
Тип 20; - Тип 02; - Тип 38; - Тип 38 TL

АПТЕЧКА +

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ

ДОРОЖНАЯ МЕДИЦИНА *Витал*




www.vitalfarm.ru



Высокое качество

СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ
★ ★ ★ ★ ★





Код: 56589

Артикул: АЭ-555

Изготовлено по заказу: ООО «АрминаЭ»

115088, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д.4

Тел: +7 499 18 18 495

Производитель: ЗАО «Виталфарм»

с разрешением использования ТМ «Тоша»

www.armina24.ru



Тоша

АПТЕЧКА

первой помощи
автомобильная
«Дорожная Медицина ВИТАЛ»

Водитель должен обязательно
иметь в своем автомобиле.

#купитьТоша #АрминаЭ



Этикетка ВЛТС.939.500-4Э



Код: 56588
Артикул: АЭ-03

www.armina24.ru



Тоша

АПТЕЧКА

первой помощи
автомобильная
«Дорожная Медицина Витал»

Водитель должен обязательно
иметь в своем автомобиле.



аптечка первой помощи АВТОМОБИЛЬНАЯ





По приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 08.10.2020
№ 1080н "Об утверждении требований
к комплектации медицинскими изделиями
аптечки для оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (автомобильной)"
Зарегистрирован: 09.11.2020 №60796

www.glavdor-auto.ru
WWW.ARMINA.RU
Срок годности: 4 года

код: 54576
Артикул: GL-786



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНАЯ

«Дорожная Медицина ВИТАЛ»

Предъяви
на техосмотре!





АПТЕЧКА
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
автомобильная
«Дорожная Медицина ВИТАЛ»




Код:
Артикул:
WWW.ARMINA.RU
www.glavdor-auto.ru



АПТЕЧКА

**ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
АВТОМОБИЛЬНАЯ**
«Дорожная Медицина ВИТАЛ»

Изготовлено в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 08.10.2020 № 1080н





АВТОМОЕ

АПТЕЧКА

первой помощи

АВТОМОБИЛЬНАЯ

«Дорожная Медицина ВИТАЛ»

Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 № 1080н



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНАЯ «ДОРОЖНАЯ МЕДИЦИНА ВИТАЛ»

Перечень вложений

1. Медицинские изделия	2 шт.
1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 пары
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М	1 шт.
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	1 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий	4 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см	3 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см	2 уп.
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см №10	1 шт.
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см	
2. Прочие средства	1 шт.
2.1 Ножницы	1 шт.
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3 Футляр	

Зарегистрирована под названием: Аптечка первой помощи автомобильная «Дорожная Медицина ВИТАЛ» по ТУ 9398-046-85535470-2017. в вариантах исполнения. РУ № РЗН 2017/6122 отРазработана в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2020 № 1080н. Предназначена для оснащения транспортных средств (автомобилей). Аптечка пополняется по мере расходования или истечения срока годности комплектующих.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте!
Условия хранения и транспортирования при температуре от + 5°C до + 25°C.
Не подлежит обязательной сертификации.
Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты и утилизировать как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм»,
Россия, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н,
городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2 т/ф:
+7(812) 335-05-85 www.vitalfarm.ru
Срок годности аптечки: 4 года.
Гарантийный срок службы футляра: 12 месяцев.

Тип ...

Дата изготовления/номер партии:
см. на упаковке

Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях:
однослойные, двухслойные, трехслойные, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР
2010/07908



Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-202, производства
ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733

Маска медицинская из нетканых материалов
нестерильная, одноразовая. Арт. 3(1)-Г-Ст.
ТУ 32.50.50-004-64015714-2020
"Стандарт" • НЕСТЕРИЛЬНО • Одноразовая • Тип 1

Размер: 17,5 см х 9,5 см
Количество слоев: 3. Вариант расположения слоев
СМАС (12 нм2), СМС (17 нм2), СМАС (17 нм2)
Изготовитель: ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита"
Юридический адрес: Россия, 105004, г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д.2 лит.В пом. 28Н. Тел.: 8(812)400-81-00
Упаковка, хранение, хранение изделий у изготовителя и приобретение
должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в
соответствии с условиями хранения в по ГОСТ 15160-69 (при
температуре от +40С до +40С) и должны быть защищены от
осветления лучей и атмосферных воздействий.
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.
Средний срок годности - не менее 3 лет

Цвет: **Голубой** РУ № РЗН 2020/10733 от 10.08.2020 г.
Дата изготовления: 08.2020 Количество: **50 шт.**
Номер партии: 082020Г-507

4 603728 320656

2

смена 3

www.bascom.ru

Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512

RU Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010. Маска медицинская трёхслойная нестерильная на резинках обеспечивает высокий уровень фильтрации от бактерий и свободное дыхание.

Рекомендуемое время использования: 2 часа.
Только для одноразового применения!

Инструкция по применению:

1. Достать маску из упаковки и расположить её горизонтально перед лицом, держа за резинки.
2. Заведя резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской.
3. Слегка продавить пальцами проволочку в верхней части маски слева и справа от носа для более удобного расположения маски на лице.

Использованные маски относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10. Возможна утилизация с бытовыми отходами.

Хранить в проветриваемых помещениях, в защищённом от солнечных лучей и атмосферных воздействий месте, вдали от источников тепла.

ТУ 9398-001-64260744-2010
РУ № ФСР 2010/08512 от 03.08.2010 г.

Срок годности: 5 лет.

Произведено и упаковано: ООО «МАСКА», Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., линия 14, д. 31-33, пом. 14-Н, литер А.
Телефон для предъявления претензий: +7 (812) 670-80-80
E-mail: info@senserussia.com; www.senserussia.com

ВУ Маска медицинская из нетканого материала одноразовая ТУ 9398-001-64260744-2010: исполнение - маска медицинская 3-х слойная одноразовая на резинках. Продукция зарегистрирована Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
РУ № ИМ-7.99217/1708 от 02.08.2017 г.

КГ Маска SENSE в картонной коробке по 50 шт. Продукция зарегистрирована департаментом лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.
РУ Серия PMT-2016-893
КР-№ 4887 от 14.12.2016 г.

Дата изготовления:


Май 2020 г.

Номер партии:

КБ50052020



Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012, производства ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158



Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010, производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707



Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010, производства ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436




МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ
из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА»
ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКЕ
ГОЛУБАЯ

- Одноразового использования
- Обеспечивает свободное дыхание
- Микробонепроницаемая
- Соответствует мировым стандартам качества

для здоровья и красоты

100 штук



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство индивидуальной защиты.

1. Приложите маску белой стороной к лицу, жестким фиксатором к переносице.
2. Заведите резинки за уши.
3. Расправьте складки маски так, чтобы маска закрывала подбородок.
4. Прижмите фиксатор к переносице.

Противопоказания к применению:

- Истекший срок годности.
- Механические повреждения изделий.
- Индивидуальная непереносимость компонентов сырья

Резинки для фиксации маски

Жесткий фиксатор на переносице

Складки маски

100 штук

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ
из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА»
ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКЕ
ГОЛУБАЯ

НЕСТЕРИЛЬНО НЕТОКСИЧНО

ТУ 9398-017-18603495-2010
РУ №ФСР 2010/09436 от 03 апреля 2020 года

Срок годности 4 года

Добровольная сертификация

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ГОСТ ISO 13485-2017 и ISO 9001-2015.




4 660038 343997

Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов, производства Хубэй Сяньмэн Хелс
Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740



Маска медицинская одноразовая "Виталфарм" по ТУ 32.99.11-061-85535470-2020, производства ЗАО «Виталфарм»,
Россия, РУ РЗН 2020/10975

Маска медицинская одноразовая «Виталфарм»
трехслойная



РУ № РЗН 2020/10975 от 25.06.2020 ТУ 32.99.11-061-85535470-2020 Нестерильно.

Изделие предназначено для наружного закрытия нижней части лица в целях снижения риска инфицирования населения.

Применение:

- Наденьте маску таким образом, чтобы она плотно прилегала к лицу и закрывала нос, рот, подбородок.
- При использовании маски необходимо избегать прикосновений к ней руками.
- Рекомендуемое время использования не более 2 часов.
- Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
- Не используйте повторно одноразовую маску.

Не является защитным средством от проникновения газов, паров ртути и других сильнодействующих химических веществ. Не следует использовать в непосредственной близости от открытого огня, сильно нагретых и раскаленных предметов. Противопоказания отсутствуют.

Хранение должно осуществляться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Хранить на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/Уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322, Ленинградская обл.,
Кировский р-н, городское поселение Сиявино, ул. Садовая д.2,

т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Срок годности: 5 лет.

Дата изготовления/номер партии: 07.2020 г./072020

50 шт.

Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см х 14,0 см; 9,5 см х 14,5 см; 9,5 см х 17,5 см, производства ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118

МАСКА

МЕДИЦИНСКАЯ

НЕСТЕРИЛЬНАЯ

ОДНОРАЗОВАЯ

Размер маски:

9.5 см х 17.5 см

по ТУ 9398-011-14959781-2015

50 шт

Упаковщик:

56


Партия №:

2204

Изготовлено:

04 2019Г

Способ вскрытия: разорвите упаковку либо разрежьте ножницами.
Показания к применению: для наружного закрытия носовой и ротовой полости в целях предупреждения внешнего инфицирования человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду.
Применение: 1. Маску необходимо одеть таким образом, чтобы внешняя складка, расположенная посередине маски оказалась снаружи. 2. Верхний край маски необходимо зафиксировать на носу путем сдвигания пальцами гибкой проволочной зоны (наносника). 3. Расправьте складки маски таким образом, чтобы она охватывала ваш подбородок. 4. Необходимо добиться такого расположения (прилегания) маски, чтобы края маски плотно прилегали к лицу, закрывая нос и рот. 5. Не используйте повторно одноразовую маску. 6. Использование маски следует немедленно выбросить в отходы.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала.
Состав: Спанбонд/Желтый блан/Спанбонд. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 0 °С до +30 °С. Срок годности: 5 лет. ТУ 9398-011-14959781-2015 РУ № РЗН 2016/4118 от 17.05.2016 г.
Произведено: Обществом с ограниченной ответственностью «ЭВТЕКС» (ООО «ЭВТЕКС»), 153025, Россия, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1, тел. +7 (499) 707-10-09, www.evers.ru



4640000906245


Одежда медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе, производства ООО "Фарм-Глобал", Россия, РУ РЗН 2018/6739

ООО «Фарм - Глобал»

Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2,
помещение II, комната 6 (495) 786-34-91 pharm-global@mail.ru
Одежда медицинская одноразовая **нестерильная**
по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе

Маска 3-х слойная с резинками

Размер маски – 17.5 см x 9.5 см



Количество – 100 шт/пакет

Номер партии

Дата изготовления 01

Годен до

05.2020

05.2025



РУ № РЗН 2018/6739 от 25 января 2018 г.

не применять в случае нарушения целостности потребительской тары.
Хранить при температуре от +5°C до +40°C по ГОСТ 15150, группа 1 (Л).
Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.27910.

Адрес производства – Россия, Московская область, г. Электросталь,
ул. Красная, д.19

Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020,
производства ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944

**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКАХ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ ПО ТУ 32.50.50-001-14382957-2020**

Материалы слоев: спанбонд, СМС, СМС. **100 штук в пакете**

Размер: длина (175±5) мм; ширина (95±5) мм; Срок годности: 3 года.

НЕСТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО

ГОСТ Р 58396-2019

ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП МАСКИ I

м е д с к л а д
многопрофильная компания


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", ИНН 5408002620


Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. РУССКАЯ, 41, ОФ. 607

ТЕЛ. 8-800-201-7-701, +7 (383) 304-78-01 (ф. 02, 03)


HTTP://МЕДСКЛАД.РФ, INFO@MED-SKLAD.RU



Маски медицинские трехслойные нестерильные одноразовые по ТУ 32.50.50-002-22735274-2020, производства ООО
"ИРИС ТЕКСТИЛЬ", Россия, РУ РЗН 2020/11242



Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017, производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773




МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ трехслойные на резинках (50 штук)

из нетканого материала одноразовые «Стандарт» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ТУ 32.50.50-009-71847378-2017

Размер - 17,5 см x 9,5 см
Сырьевой состав: Спанбонд, МС/Спанбонд
РУ № РЗН 2018/7773 от 02.11.2018 г.
Дата изготовления: июль 2020 г.
Годен до: июль 2025 г.
Партия № 50720

Производитель: ООО «НЬЮФАРМ»
Юридический, почтовый адрес, место производства: Россия, 155815,
Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1
www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru, тел. (49331) 2-00-83
Условия хранения: хранить в сухом месте
Утилизация: относятся к отходам класса Б,
утилизуются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10
Показания к применению: для предотвращения распространения
возбудителей инфекционных заболеваний. Противопоказаний не выявлено.
Способ применения: вскрыть упаковку, изделие использовать по назначению.



4 612741 860674

Маска медицинская, одноразовая, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-34577351-2020, производства ООО
"Типография ФС ПРИНТ", Россия, РУ РЗН 2020/10026

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ

из нетканых материалов нестерильная
ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКЕ
ГОЛУБАЯ

НЕСТЕРИЛЬНО НЕТОКСИЧНО

ТУ 32.50.50-001-34577351-2020
РЗН 2020/10026

Срок годности 5 лет с даты изготовления
(см. дату изготовления на упаковке)




МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ




- Одноразового использования
- Обеспечивает свободное дыхание
- Микробонепроницаемая
- Соответствует мировым стандартам качества



Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная по ТУ 32.50.50-001-25471752-2020, производства
ООО "НЬЮ-БОРН", Россия, РУ РЗН 2020/10513



Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010,
производства ООО "КИТ", Россия, РУ ФСР 2010/09673



КИТ
ЭЛИТ

Aario



Назначение:

Одежда одноразовая медицинская (маска медицинская классик) из нетканого материала, нестерильная, предназначенная для минимизации распространения возбудителей инфекций.

Применение маски медицинской:

1. Достаньте маску из упаковки.
2. Наденьте маску на лицо таким образом, чтобы надписи (торговое наименование) на маске оказались в верхнем левом углу.
3. В случае отсутствия надписи (торгового наименования), маску необходимо надеть таким образом, чтобы внешняя складка, расположенная посередине маски, оказалась снаружи.
4. Верхний край маски необходимо зафиксировать на носу путем сдвигания пальцами покрывной проволоочной зоны (наоски).
5. Разгладьте складки маски таким образом, чтобы она облегла ваш подбородок.
6. Необходимо добиться такого расположения (прилегания) маски, чтобы все ее края плотно прилегали к лицу, закрывая нос и рот.
7. Не используйте повторно одноразовую маску.
8. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в ОХОДЫ.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала.

Одежда одноразовая медицинская
по ТУ 9398-001-65578626-2010
Маска медицинская классик

РУ № ФСР 2010/09673 от 22 сентября 2010 года
Нестерильно, не содержит латекс.
Используется фильтр **мелтблаун**
Для одноразового применения

Производитель: ООО «КИТ»

Юридический адрес: Россия, 121352,
г. Москва, ул. Верхняя, д.12, стр.2, п.Тройка
Адрес производства: Россия, 610016,
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81а
Тел.: +7 (493) 150-08-85, к.м.м. kit@kit.com
Для заказов: тел. 8 (800) 500-14-85,
info@kitzinsk.com

Хранить в сухом месте.
Срок годности - 5 лет.



Дети и беременные
использовать
не следует.

КИТ
ЭЛИТ

Aario

медицинская
МАСКА
классик

50 шт.



КИТ
ЭЛИТ

Aario

медицинская
МАСКА
классик




50 шт.

Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые, производства «Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.», Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932



Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные, производства «Хелиомед Хандельсгез м.б.Х.», Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144



Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102


BI-SAFE®

Нитриловые перчатки
текстурированные на пальцах

Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки "Bi-Safe"
Соответствуют ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 32337-2013.

Нитриловые перчатки обеспечивают надёжный биологический барьер, но не являются химической защитой. Незаменимы для людей, имеющих аллергическую реакцию на латекс. Обеспечивают комфортную защиту кожи рук. Очень пластичные, плотно облегают руку. Сохраняют высокие тактильные ощущения при любых манипуляциях.

Хранить в сухом месте, вдали от солнечных лучей.



VRG Khai Hoan Joint Stock Company (Vietnam)
ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани(Вьетнам)
Адрес: Cau Sat Hamlet, Lai Hung Commune,
Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: +84 650 3591 220

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2017/6102
от 17.02.2020

Номер партии: 14104202020

Дата производства: 04.12.2020

Срок годности: 5 лет



4 607031 210994



**Жгут кровоостанавливающий
резиновый Эсмарха**
для применения в стационарных условиях

ТУ 9398-002-00149535-2007

РУ № ФСР 2007/00032 от 09.02.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях предназначен для временной остановки кровотечения.

2. Эксплуатация

Перед применением жгут следует продезинфицировать дежурным противомикробным средством из бумажной упаковки, смоченной в 3%-ном растворе перекиси водорода с 0,5% моющего средства ("Новость", "Потос" и др.), с интервалом между протираанием 10-15 мин. Температура дезинфицирующего раствора должна быть не менее 18°C. Дезинфицирующий раствор должен применяться однократно.

3. Хранение

Жгут следует хранить в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих резину.

Гарантийный срок годности жгута - 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации жгута - 1 год со дня продажи в пределах гарантийного срока годности.

Дата изготовления.


Производитель: ООО «Объединение Альфапластик», Россия,
107150, г. Москва, 4-й проезд Пудальского д.3.

Тел: (495) 603-28-27

302011, г. Орен, Новомыльское шоссе, д. 14.

Тел: (4862) 59-84-10

Сайт: www.abpplastic.ru






Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014, производства ООО "ХБК Навтекс",
Россия, РУ РЗН 2015/2557



Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия,
РУ РЗН 2015/2558





Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014, производства ООО "ХБК Навтекс", Россия,
РУ РЗН 2015/2557



Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия,
РУ РЗН 2015/2558



Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93, производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441



Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93, производства
ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649

4 607131 360285

САЛФЕТКИ

МАРЛЕВЫЕ 16x14см
МЕДИЦИНСКИЕ
ДВУХСЛОЙНЫЕ №10
СТЕРИЛЬНЫЕ

10 ШТ.

ГОСТ 16427-93



Производитель-изготовитель/прием претензий: ООО «ЛЕЙКО»
Россия, г.Тверь, проезд Стеклопластик, д.5
тел.: (4822) 56-07-69, 8-800-777-75-75, E-mail: leikoliver@mail.ru, www.ele-leiko.ru

Рег. Уд. № ФСР 2009/05649 от 09 сентября 2009 г.
Дата изготовления указана на упаковке. Дата стерилизации указана на упаковке. Показания к применению:
салфетки предназначены для использования в качестве готовых операционно-аппаратных средств.
СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ.

Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский), производства фирмы «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442



Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip, производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский фиксирующий

по ТУ 9393-004-56334457-2007

Способ применения: извлечь лейкопластырь из упаковки, отрезать нужное количество и применить по назначению.

Показания к применению: предназначен для фиксации медицинских приспособлений и перевязочных средств.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте.

Допустимая температура хранения от -30 °С до +40 °С.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость

Утилизация: лейкопластырь утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.2790-10



ООО "ЛЕЙКО"

Рег. уд.: ФСР 2007/01017
от 25 октября 2007 года
ТУ 9393-004-56334457-2007



Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах, производства
«ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959

RUS Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Для фиксации различного вида переломных средств, компрессов, тампонов и дрессингов на коже остолостальных медицинских устройств.
Хранить в сухом месте при комнатной температуре.
РУФСЗ 2008/01959 от 23.06.2008г.
Протокол: Pharm Line Limited, Cornwell Buildings, 45-51 Newhall Str., Office 330, Birmingham, B3 3QR, Great Britain, Tel. +44 121 404 80 22.
«ФармЛайн Лимитед», Корнвелл Билдингс, 45-51 Ньюхолл стрит, офис 330, Бирмингем, Великобритания. Тел. +44 121 404 80 22.
Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 129626, г. Москва, ул. Платва Корсакина, дом 2, эт. 3, пом. III, ком. 4.
Тел/факс: +7 495 665 60 58.

MASTER UNI

MASTER UNI

UNIFIX

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский
фиксирующий
на тканевой основе


- Натуральная тканевая основа
- Надежная фиксация
- Особая эластичность

2x500 cm

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT:



MASTER UNI



МАСТЕР ЮНИ

ЮНИФИКС

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Эластичность

пластырь принимает
форму изгибов
тела и не стесняет
движения


Тканевая основа

натуральная основа для
любого типа кожи



Стойкая фиксация

плотно прилегает
и надёжно фиксируется
на коже



Пластиковая втулка

катушка отлично держит
форму и не сминается

Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед», производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807

Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой основе «Импэкс-Мед». Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02807 от 20.10.2008г. Производитель «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd., № 55 Yuejin Road, Zouqu, Changzhou, Jiangsu, China



Используется для фиксации защитных повязок, тампонов и компрессов.

2 см x 500 см

гарантия качества



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ

ФИКСИРУЮЩИЙ КАТУШЕЧНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ «Импэкс-Мед»

2 см x 500 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ

Инструкция по применению:
1. Вскрыть индивидуальную упаковку.

2. Отрезать ленту необходимой длины.
3. Зафиксировать тампон, защитную повязку или компресс.


Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, в защищенном от света месте и влажности не более 80%.


Дата изготовления: 01.10.20
Срок годности: 01.10.25
Лот/Серия: 20742

Гарантийный срок годности пластыря 5 лет от даты изготовления.

Импортер: ООО «Импэкс-Мед» 127644, Россия, Москва, улица Лобненская дом 21 стр. 2. Тел.: +7(495)921-30-58



Лейкопластырь медицинский фиксирующий, производства «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ
ФСЗ 2011/09593



на основе
натуральной
хлопчатобумажной
ткани

Лейкопластырь
унипласт®
фиксирующий


Гипоаллергенный клеевой слой
Из натуральной ткани,
незаметен на коже
Легко рвется
без использования ножниц

Способ и условия применения:
От лейкопластыря отрезать полосу необходимого
размера. Клейкой стороной наложить на повязку,
трубку, зонд и т. д., края полосы прижать к сухой,
чистой, неповрежденной коже.

Безопасность при использовании:
Не использовать по истечении срока годности.
Свидетельство на товарный знак № 202223
Р № ФСР 2008/03212 от 15.06.2015
ТУ 21.20.24-010-45961725-2019


2,5x500 см

Хранить при температуре от 15 до 25 °С
в герметичной упаковке не более 30 %
Гипоаллергенный в индивидуальной упаковке
Устойчив к воздействию прямых солнечных лучей
Полоски лейкопластыря относятся к отходам класса
«Биологические отходы» и подлежат утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.117-02



унипласт®
фиксирующий
ткань

натуральный
гипоаллергенный




2,5x500 см


АРМА®

Лейкопластырь ФИКСИРУЮЩИЙ

2.5x500 см



на тканевой основе



Лейкопластырь фиксирующий
по ТУ 9393-004-01716953-2017
телесного цвета: 2,5x500 см.

На тканевой основе

Для фиксации повязок или закрепления
предметов медицинского назначения.

Способ применения:

- Перед использованием необходимо убедиться в том, что срок хранения изделия не закончился.
- Извлечь лейкопластырь фиксирующий из потребительской упаковки. Отрезать ножницами полосу необходимого размера.
- Клейкой стороной наложить на повязку или на фиксируемое изделие. Края полосы прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже.
- Лейкопластырь фиксирующий меняют по мере необходимости. Изделие можно использовать только один раз.

Противопоказания к применению: воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности: при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам изделия прекратите использование лейкопластыря фиксирующего и обратитесь к врачу.

Состав: тканевая основа, гипоаллергенный клей.

РУ № РЗН 2017/6112 от 17.08.2017 г.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до +28 °C.



Ножницы тупоконечные
10 см

ГОСТ Р 51268-99


Производитель: YIWU PENGHAO
STATIONERY CO., LTD, Китай

Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию.

Дата выпуска: 07.2018

Срок годности: 07.2023

Номер партии: 18641





Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

50 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.



Фотографическое изображение медицинского изделия

**Аптечка первой помощи автомобильная «Дорожная Медицина
ВИТАЛ» по ТУ 9398-046-85535470-2017, в вариантах исполнения:**


**- Тип 03; - Тип 09; - Тип 10/2; - Тип 10/2 TL; - Тип 12; - Тип 14/2; -
Тип 20; - Тип 02; - Тип 38; - Тип 38 TL**

АПТЕЧКА +

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ

ДОРОЖНАЯ МЕДИЦИНА *Витал*



www.vitalfarm.ru



Высокое качество

СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ





АПТЕЧКА

АВТОМОБИЛЬНАЯ






Код: 56589
Артикул: АЭ-555

Изготовлено по заказу: ООО «АрминаЭ»
115088, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д.4
Тел: +7 499 18 18 495

Производитель: ЗАО «Виталфарм»
с разрешением использования ТМ «ТошА»

www.armina24.ru



ТошА

АПТЕЧКА

первой помощи
автомобильная
«Дорожная Медицина ВИТАЛ»

Водитель должен обязательно
иметь в своем автомобиле.

#купитьТошА #АрминаЭ





Код: 56588
Артикул: АЭ-03

www.armina24.ru



ТошА

АПТЕЧКА

первой помощи
автомобильная
«Дорожная Медицина Витал»

Водитель должен обязательно
иметь в своем автомобиле.



аптечка первой помощи АВТОМОБИЛЬНАЯ





По приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 08.10.2020
№ 1080н "Об утверждении требований
к комплектации медицинскими изделиями
аптечки для оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (автомобильной)"
Зарегистрирован: 09.11.2020 №60796

www.glavdor-auto.ru
WWW.ARMINA.RU
Срок годности: 4 года

код: 54576
Артикул: GL-786



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНАЯ

«Дорожная Медицина ВИТАЛ»

Предъяви
на техосмотре!





АПТЕЧКА
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
автомобильная
«Дорожная Медицина ВИТАЛ»



Код:
Артикул:
WWW.ARMINA.RU
www.glavdor-auto.ru




АПТЕЧКА

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНАЯ

«Дорожная Медицина ВИТАЛ»

Изготовлено в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 08.10.2020 № 1080н





АВТОМОЕ
АПТЕЧКА
первой помощи
АВТОМОБИЛЬНАЯ
«Дорожная Медицина ВИТАЛ»

Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 № 1080н



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНАЯ «ДОРОЖНАЯ МЕДИЦИНА ВИТАЛ»

Перечень вложений

1. Медицинские изделия

1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М	2 пары
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	1 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см №10	2 уп.
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см	1 шт.

2. Прочие средства

2.1 Ножницы	1 шт.
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3 Футляр	1 шт.

Зарегистрирована под названием: Аптечка первой помощи автомобильная «Дорожная Медицина ВИТАЛ» по ТУ 9398-046-85535470-2017, в вариантах исполнения. РУ № РЗН 2017/6122 от Разработана в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2020 № 1080н. Предназначена для оснащения транспортных средств (автомобилей). Аптечка пополняется по мере расходования или истечения срока годности комплектующих.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте!

Условия хранения и транспортирования при температуре от + 5°C до + 25°C.

Не подлежит обязательной сертификации.

Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты и утилизировать как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм».

Россия, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н,

городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2 т/ф:

+7(812) 335-05-85 www.vitalfarm.ru

Срок годности аптечки: 4 года.

Гарантийный срок службы футляра: 12 месяцев.

Тип ...

Дата изготовления/номер партии:

см. на упаковке

Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях:
однослойные, двухслойные, трехслойные, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР
2010/07908



Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-202, производства
ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733

Маска медицинская из нетканых материалов
нестерильная, одноразовая, Арт. 3(1)-Ст.
ТУ 32.50.50-004-64015714-2020
"Стандарт" • НЕСТЕРИЛЬНО • Одноразовая • Тип 1
Размер 17,5 см х 9,5 см
Количество слоев - 3. Вариант расположения слоев
СМО (12 лм2), СМО (17 лм2), СМО (17 лм2)
Изготовитель: ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита"
Юридический адрес: Россия, 190006, г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 2 лит. В пом. 20Н. Тел. 8(812)400-51-00
Решение хранения, хранение изделий у изготовителя и потребителя
должно осуществляться в герметичной таре либо в транспортной таре в
соответствии с условиями хранения в по ГОСТ 15150-69 (при
температуре от -40°C до +40°C) и должны быть защищены от
солнечного луча и атмосферных воздействий
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления
Средний срок годности - не менее 5 лет
Цвет: **Голубой** РУ на РЗН 2020/10733 от 10.06.2020 г.
Дата изготовления: 06.2020 Количество: **50 шт.**
Номер партии: 06202001-500
4 603728 320656  СМЕНА 3
www.banquet.ru

Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА»,
Россия, РУ ФСР 2010/08512

U Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010. Маска медицинская трёхслойная нестерильная на резинках обеспечивает высокий уровень фильтрации от бактерий и свободное дыхание.

Рекомендуемое время использования: 2 часа.
Только для одноразового применения!

Инструкция по применению:

1. Достать маску из упаковки и расположить её горизонтально перед лицом, держа за резинки.
2. Заведя резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской.
3. Слегка продавить пальцами проволочку в верхней части маски слева и справа от носа для более удобного расположения маски на лице.

Использованные маски относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Возможна утилизация с бытовыми отходами.

Хранить в проветриваемых помещениях, в защищённом от солнечных лучей и атмосферных воздействий месте, вдали от источников тепла.

ТУ 9398-001-64260744-2010
РУ № ФСР 2010/08512 от 03.08.2010 г.

Срок годности: 5 лет.

Произведено и упаковано: ООО «МАСКА», Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., линия 14, д. 31-33, пом. 14-Н, литер А.
Телефон для предъявления претензий: +7 (812) 670-80-80
E-mail: info@senserussia.com; www.senserussia.com

ВУ Маска медицинская из нетканого материала одноразовая ТУ 9398-001-64260744-2010: исполнение - маска медицинская 3-х слойная одноразовая на резинках. Продукция зарегистрирована Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
РУ № ИМ-7.99217/1708 от 02.08.2017 г.

КГ Маска SENSE в картонной коробке по 50 шт. Продукция зарегистрирована департаментом лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.
РУ Серия PMT-2016-893
КР-№ 4887 от 14.12.2016 г.

Дата изготовления:


Май 2020 г.

Номер партии:

КБ50052020



Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012, производства ООО
«УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158



Производитель: ООО «УралПромМед»
Россия, 426052, Удмуртская Республика
г. Ижевск, Заречное шоссе, д. 27, оф. 185
Тел. +7(3412) 477-085, e-mail med.mask@mail.ru



**Маски медицинские одноразовые
из нетканых материалов
по ТУ 9398-001-90082438-2012**

Вариант исполнения: маска медицинская одноразовая 3-х слойная на
резинках
Размер (длина x ширина): 175±5 x 95±5 мм
Количество 50 шт.

Дата изготовления: январь 2017 года
Номер партии: 012
Срок годности: 5 лет
Рег. уд. РЗН на ФСР 2012/14158 от 23.01.2017г.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и влажности
от 0% до 80%, не стерильно, не использовать повторно

Производитель: ООО «УралПромМед»
Россия, 426052, Удмуртская Республика
г. Ижевск, Заречное шоссе, д. 27, оф. 185
Тел. +7(3412) 477-085, e-mail med.mask@mail.ru






Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов, производства Хубэй Сяньмэн Хелс
Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740



**Маска медицинская одноразовая «Виталфарм»
трехслойная**



РУ № РЗН 2020/10975 от 25.06.2020 ТУ 32.99.11-061-85535470-2020 Нестерильно.
Изделие предназначено для наружного закрытия нижней части лица в целях снижения риска
инфицирования населения.

Применение:

- Наденьте маску таким образом, чтобы она плотно прилегала к лицу и закрывала нос, рот,
подбородок.
- При использовании маски необходимо избегать прикосновений к ней руками.
- Рекомендуемое время использования не более 2 часов.
- Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
- Не используйте повторно одноразовую маску.

Не является защитным средством от проникновения газов, паров ртути и других сильнодействую-
ющих химических веществ. Не следует использовать в непосредственной близости от открытого
огня, сильно нагретых и раскаленных предметов. Противопоказания отсутствуют.

Хранение должно осуществляться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 в сухом, проветриваемом
помещении, защищенном от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Хранить на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/Уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322, Ленинградская обл.,
Кировский р-н, городское поселение Сипявино, ул. Садовая д.2,
т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Срок годности: 5 лет.

Дата изготовления/номер партии: 07.2020 г./072020

50 шт.

Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см x 14,0 см; 9,5 см x 14,5 см; 9,5 см x 17,5 см, производства ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118

МАСКА

МЕДИЦИНСКАЯ

НЕСТЕРИЛЬНАЯ

ОДНОРАЗОВАЯ

Размер маски:

9.5 см x 17.5 см 50 шт

по ТУ 9398-011-14959781-2015

Упаковщик: 56

Партия №:

Изготовлено: 2204 04 2019Г

Способ вскрытия: разорвите упаковку либо разрежьте ножницами.

Показания к применению: для наружного закрытия носовой и ротовой полости в целях предупреждения внешнего инфицирования человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду.

Применение: 1. Маску необходимо одеть таким образом, чтобы внешняя складка, расположенная посередине маски оказалась снаружи. 2. Верхний край маски необходимо зафиксировать на носу путем сдавливания пальцами гибкой проволочной зоны (наносника). 3. Расправьте складки маски таким образом, чтобы она опиралась на подбородок. 4. Необходимо добиться такого расположения (прилегания) маски, чтобы края маски плотно прилегали к лицу, закрывая нос и рот. 5. Не используйте повторно одноразовую маску. 6. Использование маски следует немедленно выбросить в отходы.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала.

Состав: Спанбонд/нелыблун/спанбонд. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 0 °C до +30 °C. Срок годности: 5 лет. ТУ 9398-011-14959781-2015 РУ № РЗН 2016/4118 от 17.05.2016 г.

Произведено: Обществом с ограниченной ответственностью «ЭВТЕКС» (ООО «ЭВТЕКС»), 153025, Россия, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1, тел. +7 (499) 707-10-09, www.evers.ru.




4640000906245

ООО «Фарм - Глобал»

Россия 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2,
помещение II, комната 6 (495) 786-34-91 pharm-global@mail.ru
Одежда медицинская одноразовая **нестерильная**
по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе

Маска 3-х слойная с резинками

Размер маски – 17.5 см х 9.5 см



Количество – 100 шт/пакет

Номер партии

Дата изготовления 01

Годен до

05.2020


05.2025




РУ № РЗН 2018/6739 от 25 января 2018 г.

не применять в случае нарушения целостности потребительской тары.
Хранить при температуре от +5°C до +40°C по ГОСТ 15150, группа 1 (Л).
Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.27910.
Адрес производства – Россия, Московская область, г. Электросталь,
ул. Красная, д.19

Маски медицинские трехслойные нестерильные одноразовые по ТУ 32.50.50-002-22735274-2020, производства ООО
"ИРИС ТЕКСТИЛЬ", Россия, РУ РЗН 2020/11242





МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ трехслойные на резинках (50 штук)

из нетканого материала одноразовые «Стандарт» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ТУ 32.50.50-009-71847378-2017

Размер - 17,5 см x 9,5 см

Сырьевой состав: Спанбонд/МС/Спанбонд

РУ № РЗН 2018/7773 от 01.11.2018 г.

Дата изготовления: июль 2020 г.

Годен до: июль 2025 г.

Партия № 50720

Производитель: ООО «НЬЮФАРМ»

Юридический, почтовый адрес, место производства: Россия, 155815,

Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1

www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru, тел. (49331) 2-00-83

Условия хранения: хранить в сухом месте

Утилизация: относится к отходам класса Б,

упаковываются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Показания к применению: для предотвращения распространения

возбудителей инфекционных заболеваний. Противопоказаний не выявлено.

Способ применения: вскрыть упаковку, изделие использовать по назначению.



LDPE




4 612741 420674


Маска медицинская, одноразовая, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-34577351-2020, производства ООО

"Типография ФС ПРИНТ", Россия, РУ РЗН 2020/10026



Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная по ТУ 32.50.50-001-25471752-2020, производства
ООО "НЬЮ-БОРН", Россия, РУ РЗН 2020/10513





**КАТ
ЭЛИТ**

Aario



Назначение:

Одежда одноразовая медицинская (маска медицинская классик) из нетканого материала, нестерильная, предназначенная для минимизации распространения возбудителей инфекции.

Применение маски медицинской:

1. Достаньте маску из упаковки.
2. Наденьте маску на лицо таким образом, чтобы надпись (торговое наименование) на маске оказалась в верхнем левом углу.
3. В случае отсутствия надписи (торгового наименования), маску необходимо надеть таким образом, чтобы внешняя складка, расположенная посередине маски, оказалась снаружи.
4. Верхний край маски необходимо зафиксировать на носу путем сдвигания пальцами гибкой проволочной зоны (наносимки).
5. Расправьте складки маски таким образом, чтобы она облегла ваши подбородок.
6. Необходимо избегать такого расположения (прилегания) маски, чтобы все ее края плотно прилегали к лицу, закрывая нос и рот.
7. Не используйте повторно одноразовую маску.
8. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в ОТХОДЫ.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала.

Одежда одноразовая медицинская
по ТУ 9398-001-65578626-2010
Маска медицинская классик

РУ № ФСР 2010/09673 от 22 сентября 2020 года
Нестерильно, не содержит латекс.
Используется фильтр **мембрана**
Для одноразового применения.

Производитель: ООО «КИТ»
Юридический адрес: Россия, 121357,
г. Москва, ул. Вятская, д.12, стр.2, 1 этаж.
Адрес производства: Россия, 619016,
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
Тел.: +7 (495) 150-08-85, www.kitmask.com
Для заказов: тел. 8 (800) 500-14-85,
info@kitmask.com

**Хранить в сухом месте.
Срок годности - 5 лет.**

Дата изготовления
Номер партии
Сайт компании



**КАТ
ЭЛИТ**

Aario

медицинская
МАСКА
классик

50 шт.



**КАТ
ЭЛИТ**

Aario


медицинская
МАСКА
классик

50 шт.





Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные, производства «Хелиомед Хандельсгез м.б.Х.», Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144



Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102

BI-SAFE®

Нитриловые перчатки,
текстурированные на пальцах

Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки "Bi-Safe"
Соответствуют ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 32337-2013.

Нитриловые перчатки обеспечивают надёжный биологический барьер, но не являются химической защитой. Незаменимы для людей, имеющих аллергическую реакцию на латекс. Обеспечивают комфортную защиту кожи рук. Очень пластичные, плотно облегают руку. Сохраняют высокие тактильные ощущения при любых манипуляциях.

Хранить в сухом месте, вдали от солнечных лучей.



VRG Khai Hoan Joint Stock Company (Vietnam)
ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани(Вьетнам)
Адрес: Cau Sat Hamlet, Lai Hung Commune,
Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: +84 650 3591 220

Регистрационное Удостоверение: N: PЗН 2017/6102
от 17.02.2020

Номер партии: 1410420202


Дата производства: 04.12.2020

Срок годности: 5 лет



4 607031 210994

Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650




Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014, производства ООО "ХБК Навтекс",
Россия, РУ РЗН 2015/2557



Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558









Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93, производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441





Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский), производства фирмы «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442





ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский фиксирующий

по ТУ 9393-004-56334457-2007

Способ применения: извлечь лейкопластырь из упаковки, отрезать нужное количество и применить по назначению.

Показания к применению: предназначен для фиксации медицинских приспособлений и перевязочных средств.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте.

Допустимая температура хранения от -30 °С до +40 °С.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость

Утилизация: лейкопластырь утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.2790-10



ООО "ЛЕЙКО"

Рег. уд.: ФСР 2007/01017
от 25 октября 2007 года
ТУ 9393-004-56334457-2007






RUS Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Для фиксации различного вида переломных средств, компрессов, тампонов и креплений на коже вспомогательных медицинских устройств. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Правила хранения: хранить в сухом месте при комнатной температуре.
РУ ФСЗ 2008/01959 от 23.06.2008 г.
Производитель: Pharm Line Limited, Cornwell Buildings, 45-51 Newhall Str., office 330, Birmingham, B3 3QR, Great Britain, tel. +44 121 404 80 22.
«ФармЛайн Лимитед», Корнвелл Билдингс, 45-51 Ньюхолл стрит, офис 330, Бирмингем, Великобритания. Тел. +44 121 404 80 22.
Уполномоченная организация/импортер в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 2, эт. 3, пом. III, ком. 4.
Тел./факс: +7 495 665 80 58.

Дата изготовления: /Mfg date:
Годен до: /Use before:
Партия №: /LOT:

LOT: _____



МАСТЕР ЮНИ

ЮНИФИКС

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Эластичность

пластырь принимает
форму изгибов
тела и не стесняет
движения

Тканевая основа

натуральная основа для
любого типа кожи



Стойкая фиксация


плотно прилегает
и надёжно фиксируется
на коже

Пластиковая втулка

катушка отлично держит
форму и не сминается







на основе
натуральной
хлопчатобумажной
ткани

Лейкопластырь
унипласт®
фиксирующий

Гипоаллергенный клеевой слой
Из натуральной ткани,
незаметен на коже
Легко рвется
без использования ножниц

Способ и условия применения:
От лейкопластыря отрезать полосу необходимого
размера. Клейкой стороной наложить на повязку,
трубку, зонд и т. д., края полосы прижать к сухой,
чистой, неповрежденной коже.

Обладает индивидуальной переносимостью.
Не использовать по истечении срока годности.

Свидетельство на товарный знак № 202223
Р № ФСР 2008/03212 от 15.08.2015
ТУ 21.20.24-010-45961725-2019

2,5x500 см

Хранить при температуре от 15 до 25 °С
и относительной влажности не более 80 %.


Лейкопластырь в индивидуальной упаковке
защищен от воздействия прямых солнечных лучей.

Упаковка, изготовленная из полипропилена, относится к отходам класса
«бумага и картон» и подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.



унипласт®
фиксирующий
ткань

натуральный
гипоаллергенный



2,5x500 см



Лейкопластырь фиксирующий
по ТУ 9393-004-01716953-2017
телесного цвета: 2,5х500 см.



На тканевой основе

Для фиксации повязок или закрепления
предметов медицинского назначения.

Способ применения:

- Перед использованием необходимо убедиться в том, что срок хранения изделия не закончился.
- Извлечь лейкопластырь фиксирующий из потребительской упаковки. Отрезать ножницами полосу необходимого размера.
- Клейкой стороной наложить на повязку или на фиксируемое изделие. Края полосы прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже.
- Лейкопластырь фиксирующий меняют по мере необходимости. Изделие можно использовать только один раз.

Противопоказания к применению: воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности: при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам изделия прекратите использование лейкопластыря фиксирующего и обратитесь к врачу.

Состав: тканевая основа, гипоаллергенный клей.

РУ № РЗН 2017/6112 от 17.08.2017 г.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до +28 °С.

Ножницы тупоконечные
10 см

ГОСТ Р 51268-99


Производитель: YIWU PENGHAO
STATIONERY CO., LTD, Китай

Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию.

Дата выпуска: 07.2018

Срок годности: 07.2023

Номер партии: 18641



Ножницы марки «Лейко», производства ООО «Лейко», Россия



НОЖНИЦЫ

марки "Лейко"

Количество 1 штука

ГОСТ Р 51268-99

Производитель: ООО "Лейко"
РФ, 170030, г. Тверь,
пр-д Стеклопластик, 5

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИВ.01.18
Протокол испытаний № 002 К.19.06.18
от 19.06.2018 г.

Номер упаковки: 12

Дата упаковки: 01.10.2019 г.

ОТК-03

Срок годности неограничен

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

49

листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов

