

**Фотографическое изображение медицинского изделия
«Аптечка первой помощи автомобильная «Тандем ВИТАЛ» по ТУ
9398-045-85535470-2017, в вариантах исполнения: - Тип 03; - Тип
09; - Тип 10/2; - Тип 12; - Тип 14/2; - Тип 14/3; - Тип 20; - Тип 02; -
Тип 38»**

АПТЕЧКА
первой помощи
АВТОМОБИЛЬНАЯ



ТАНДЕМ
ВИТАЛ



www.vitalfarm.ru



Этикетка ВЛТС.939.450-2Э



АПТЕЧКА
АВТОМОБИЛЬНАЯ



AM-02

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

автомобильная


NEW

НОВЫЙ
состав



Соответствует
требованиям
ГИБДД

> airline.su



4 640009 541645




AIRLINE

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

AM-01

**АПТЕЧКА
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**
автомобильная



NEW | новый
состав

Соответствует
требованиям ГИБДД



> airline.su




AIRLINE

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Этикетка ВЛТС.939.450-5Э



СУЭК



АПТЕЧКА

первой помощи

АВТОМОБИЛЬНАЯ

Тандем ВИТАЛ

STVOL★

SA02

www.stvol.su

АПТЕЧКА

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
АВТОМОБИЛЬНАЯ

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГИБДД

STVOL★

www.stvol.su

АПТЕЧКА

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
АВТОМОБИЛЬНАЯ

SA03



НОВЫЙ СОСТАВ

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГИБДД**



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНАЯ «ТАНДЕМ ВИТАЛ»

Перечень вложений

1. Медицинские изделия

1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М	2 пары
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	1 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см №10	2 уп.
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см	1 шт.

2. Прочие средства

2.1 Ножницы	1 шт.
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3 Футляр	1 шт.

Зарегистрирована под названием: Аптечка первой помощи автомобильная «Тандем ВИТАЛ» по ТУ 9398-045-85535470-2017, в вариантах исполнения. РУ № РЗН 2017/6123 от Разработана в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2020 № 1080н. Предназначена для оснащения транспортных средств (автомобилей). Аптечка пополняется по мере расходования или истечения срока годности комплектующих.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте!

Условия хранения и транспортирования при температуре от + 5°C до + 25°C.

Не подлежит обязательной сертификации.

Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты и утилизировать как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм»,

Россия, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н.

городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2 т/ф:

+7(812) 335-05-85 www.vitalfarm.ru

Срок годности аптечки: 4 года.

Гарантийный срок службы футляра: 12 месяцев.

Тип ...

Дата изготовления/номер партии:

см. на упаковке

Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР 2010/07908



Назначение:

Для индивидуальной защиты верхних дыхательных путей

Форма выпуска:

маски для взрослых однократные из нетканого материала, трехслойные, на резинке, с носовым фиксатором, в индивидуальной упаковке 10 штук, стерильные

Инструкция по применению:

Расположить маску горизонтально перед лицом, удерживая за резинки. Завести резинку за уши, надеть маску. Нос и рот должны быть закрыты маской. Поставить пальцами носовой фиксатор в верхней части маски слева и справа от носа для более комфортного расположения маски на лице. После использования снять маску и утилизировать как бытовой отход.

Сокращено и упаковано
ООО «Казанская фабрика
«СпецМедЗащита»

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург
Цветочная д. 2, литер В
мещение 28Н

т +7 (812) 400-81-00

сайт WWW.BAXIMBY.RF

зарегистрировано в МЗ РФ

№ ФСР 2010/07908 от 07.07.2016 г

9398-001-64015714-2010

ток годности 5 лет

Дата изготовления: май 2018г

Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-202,
производства ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733

Маска медицинская из нетканых материалов
нестерильная, одноразовая. Арт. 3(1)-Г-С1
ТУ 32.50.50-004-64015714-2020
"Спецдарт" • НЕСТЕРИЛЬНО • Одноразовая • Тип 1

Размер: 17,5 см x 9,5 см
Количество слоев: 3. Вариант расположения слоев:
SMS (12 мк2), SMS (17 мк2), SMS (17 мк2)
Изготовитель: ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита"
Юридический адрес: Россия, 190004 г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д.2 лит.В пом. 28Н, тел. 8(812)400-31-00
Условия хранения: хранить отдельно у изготовителя и потребителя
должны осуществляться в герметичной таре либо в транспортной таре в
соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15160-89 (при
температуре от -40°C до +40°C) и должны быть защищены от
солнечного света и атмосферных воздействий.
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.
Средний срок годности - не менее 3 лет.

РУ РЗН 2020/10733 от 10.08.2020 г.

Цвет: **Голубой** Количество: **50 шт.**
Дата изготовления: 08.2020 Номер партии: 0820201-007

4 603728 320656

2

смена 3
www.basalt.ru

Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010,
производства ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512

RU Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010. Маска медицинская трёхслойная нестерильная на резинках обеспечивает высокий уровень фильтрации от бактерий и свободное дыхание.

Рекомендуемое время использования: 2 часа.
Только для одноразового применения!

Инструкция по применению:

1. Достать маску из упаковки и расположить её горизонтально перед лицом, держа за резинки.
2. Заведя резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской.
3. Слегка продавить пальцами проволочку в верхней части маски слева и справа от носа для более удобного расположения маски на лице.

Использованные маски относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Возможна утилизация с бытовыми отходами.

Хранить в проветриваемых помещениях, в защищённом от солнечных лучей и атмосферных воздействий месте, вдали от источников тепла.

ТУ 9398-001-64260744-2010
РУ № ФСР 2010/08512 от 03.08.2010 г.

Срок годности: 5 лет.

Произведено и упаковано: ООО «МАСКА», Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., линия 14, д. 31-33, пом. 14-Н, литер А.
Телефон для предъявления претензий: +7 (812) 670-80-80
E-mail: info@senserussia.com; www.senserussia.com

ВУ Маска медицинская из нетканого материала одноразовая ТУ 9398-001-64260744-2010: исполнение - маска медицинская 3-х слойная одноразовая на резинках. Продукция зарегистрирована Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
РУ № ИМ-7.99217/1708 от 02.08.2017 г.

KG Маска SENSE в картонной коробке по 50 шт. Продукция зарегистрирована департаментом лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.
РУ Серия PMT-2016-893
КР-№ 4887 от 14.12.2016 г.

Дата изготовления:


Май 2020 г.

Номер партии:

КБ50052020




Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012,
производства ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158



Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010,
производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707



Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010, производства ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436



Маска медицинская на резинке трехслойная
нестерильная «ГЕКСА (голубая)»



Нестерильно. Нетоксично.

РУ № ФСР 2010/09436 от 05.12.2010 года
ТУ 9398-017-18603495-2010

1 шт.

Хранить в чистом и сухом месте при температуре от -15°C до +35°C и относительной влажности 25-65% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в отсутствие воздействия прямых солнечных лучей.

Упаковка. Маска медицинская относится к типу А класс Б и укомплектована в соответствии с СанПиН 2.1.7.5790-10. Упаковка упакована с бытовыми отходами.

Гарантийный срок: 4 года с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.
Дата изготовления: 06.02.2017


Приниматель: ООО «ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Юридический адрес: 143403, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Голыно, т/п. (Центральная, д. 2)
Место производства: Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, Речинское с/п., д. Лесная

Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов,
производства Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740



Маска медицинская одноразовая "Виталфарм" по ТУ 32.99.11-061-85535470-2020,
производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2020/10975

Маска медицинская одноразовая «Виталфарм»
трехслойная



РУ № РЗН 2020/10975 от 25.06.2020 ТУ 32.99.11-061-85535470-2020 Нестерильно.

Изделие предназначено для наружного закрытия нижней части лица в целях снижения риска инфицирования населения.

Применение:

- Наденьте маску таким образом, чтобы она плотно прилегала к лицу и закрывала нос, рот, подбородок.
- При использовании маски необходимо избегать прикосновений к ней руками.
- Рекомендуемое время использования не более 2 часов.
- Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
- Не используйте повторно одноразовую маску.

Не является защитным средством от проникновения газов, паров ртути и других сильнодействующих химических веществ. Не следует использовать в непосредственной близости от открытого огня, сильно нагретых и раскаленных предметов. Противопоказания отсутствуют.

Хранение должно осуществляться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Хранить на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/Уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322, Ленинградская обл.,
Кировский р-н, городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2,
т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Срок годности: 5 лет.

Дата изготовления/номер партии: 07.2020 г./072020

50 шт.

Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см х 14,0 см; 9,5 см х 14,5 см; 9,5 см х 17,5 см, производства ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118

МАСКА

МЕДИЦИНСКАЯ

НЕСТЕРИЛЬНАЯ

ОДНОРАЗОВАЯ

Размер маски:

9.5 см х 17.5 см

по ТУ 9398-011-14959781-2015

50 шт

Упаковщик:

56

Партия №:

2204

Изготовлено:

04 2019Г

Способ вскрытия: разорвите упаковку либо разрежьте ножницами.


Показания к применению: для наружного закрытия носовой и ротовой полости в целях предупреждения внешнего инфицирования человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду.

Применение: 1. Маску необходимо одеть таким образом, чтобы внешняя складка, расположенная посередине маски оказалась снаружи. 2. Верхний край маски необходимо зафиксировать на носу путем сдавливания пальцами гибкой проволочной зоны (наносника). 3. Расправьте складки маски таким образом, чтобы она легла на ваш подбородок. 4. Необходимо добиться такого расположения (прилегания) маски, чтобы края маски плотно прилегали к лицу, закрывая нос и рот. 5. Не используйте повторно одноразовую маску. 6. Используя маску следует немедленно выбросить в отходы.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала.

Состав: спанбонд, meltblown/спанбонд. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 0 °C до +30 °C. Срок годности: 5 лет. ТУ 9398-011-14959781-2015 РУ № РЗН 2016/4118 от 17.05.2016 г.

Произведено: ООО с ограниченной ответственностью «ЭВТЕКС», 153025, Россия, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1, тел. +7 (499) 707-10-09, www.evers.ru.



46400001906245

Одежда медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе,
производства ООО "Фарм-Глобал", Россия, РУ РЗН 2018/6739

ООО «Фарм - Глобал»

Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2,
помещение II, комната 6 (495) 786-34-91 pharm-global@mail.ru
Одежда медицинская одноразовая **нестерильная**
по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе

Маска 3-х слойная с резинками

Размер маски – 17.5 см х 9.5 см



Количество – 100 шт/пакет

Номер партии

Дата изготовления 01

Годен до 05.2020

05.2025



РУ № РЗН 2018/6739 от 25 января 2018 г.

не применять в случае нарушения целостности потребительской тары.
Хранить при температуре от +5°C до +40°C по ГОСТ 15150, группа 1 (Л).
Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в
соответствии с СанПиН 2.1.7.27910.
Адрес производства – Россия, Московская область, г. Электросталь,
ул. Красная, д.19

Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020,
производства ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944

**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКАХ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ ПО ТУ 32.50.50-001-14382957-2020**

Материалы слоев: спанбонд, СМС, СМС. **100 штук в пакете**

Размер: длина (175±5) мм; ширина (95±5) мм; Срок годности: 3 года.

НЕСТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО

ГОСТ Р 58396-2019

ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП МАСКИ I

М е д с к л а д
многопрофильная компания

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", ИНН 5408002620

Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. РУССКАЯ, 41, ОФ. 607

ТЕЛ. 8-800-201-7-701, +7 (383) 304-76-01 (ф. 02, 03)


HTTP://МЕДСКЛАД.РФ, INFO@MED-SKLAD.RU



Маски медицинские трехслойные нестерильные одноразовые по ТУ 32.50.50-002-22735274-2020,
производства ООО "ИРИС ТЕКСТИЛЬ", Россия, РУ РЗН 2020/11242



Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017,
производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773



Маска медицинская, одноразовая, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-34577351-2020,
производства ООО "Типография ФС ПРИНТ", Россия, РУ РЗН 2020/10026

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ

из нетканых материалов нестерильная
ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКЕ
ГОЛУБАЯ

НЕСТЕРИЛЬНО НЕТОКСИЧНО

ТУ 32.50.50-001-34577351-2020
РЗН 2020/10026

Срок годности 5 лет с даты изготовления
(см. дату изготовления на упаковке)




МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ



- Одноразового использования
- Обеспечивает свободное дыхание
- Микробонепроницаемая
- Соответствует мировым стандартам качества



Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная по ТУ 32.50.50-001-25471752-2020,
производства ООО "НЬЮ-БОРН", Россия, РУ РЗН 2020/10513



Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые,
производства «Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.», Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ
СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ**

- НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
- ОДНОРАЗОВЫЕ
- ОПУДРЕННЫЕ
- ГЛАДКИЕ

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ
СМОТРОВЫЕ
ЛАТЕКСНЫЕ**

EN 455/ASTM D6319/EN374

100
ШТУК

ПРОИЗВЕДНО:
MFG DATE
ГОДЕН ДО:
EXP DATE
ПАРТИЯ:
LOT NO



LATEX EXAMINATION GLOVES
SMOOTH DISPOSABLE
NON-STERILE POWDERED

SIZE **L** 100 Pcs

РУ ФСЗ 2008/02932 ОТ 11.01.2007г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА:

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ СМОТРОВЫЕ «СУПЕРМАКС» ЛАТЕКСНЫЕ
ИМПОРТЕР В РФ: ООО «ИДЛЕКСТИЛЬ»

153027, г. ИВАНОВО, УЛ. П. ВОЛЬШЕВИКОВА, Д. 27, СТР. 9

TET/BAK C-17 (4713) 59-11-11

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD.

LOT 42 PUTRA INDUSTRIAL PARK, 47000 SG. BULOH, SELANGOR, MALAYSIA

«СУПЕРМАКС ГЛОВ МАНУФЭКТОРИНГ СДН. БХД.», МАЛАЙЗИЯ

ИЗДЕЛИЯ ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10°C ДО +30°C

УТИЛИЗировать как медицинские отходы класса А. В ИЛИ В В

соответствии с СанПиН 31.17.70-10 в зависимости от

эпидемиологической опасности


LARGE

LARGE

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Перчатки предназначены для изоляции рук
медицинского персонала при осмотре
пациентов и лабораторных исследованиях в
клиниках, больницах, консультационных
центрах, диспансерах и других медицинских
учреждениях.

Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные,
производства «Хелиомед Хандельсгез м.б.Х.», Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144



Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102

BI-SAFE®

Нитриловые перчатки,
текстурированные на пальцах


Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки "Bi-Safe"
Соответствуют ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 32337-2013.

Нитриловые перчатки обеспечивают надёжный биологический барьер, но не являются химической защитой. Незаменимы для людей, имеющих аллергическую реакцию на латекс. Обеспечивают комфортную защиту кожи рук. Очень пластичные, плотно облегают руку. Сохраняют высокие тактильные ощущения при любых манипуляциях.

Хранить в сухом месте, вдали от солнечных лучей.



4 607031 210994



VRG Khai Hoan Joint Stock Company (Vietnam)
ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани(Вьетнам)
Адрес: Cau Sat Hamlet, Lai Hung Commune,
Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: +84 650 3591 220


Регистрационное Удостоверение: N: PЗН 2017/6102
от 17.02.2020

Номер партии: 1410420202

Дата производства: 04.2020

Срок годности: 5 лет

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007, производства ОАО «Объединение Альфапластик», Россия, РУ ФСР 2007/00032



Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях

ТУ 9398-002-00149535-2007
РУ № ФСР 2007/00032 от 09.02.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях предназначен для временной остановки кровотечения.

2. Эксплуатация

Перед применением жгут следует продезинфицировать спиртовым раствором салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3%-ном растворе перекиси водорода с 0,5% моющего средства ("Нирост" и др.), с интервалом между протиранием 10-15 мин. Температура дезинфицирующего раствора должна быть не менее 18°C. Дезинфицирующий раствор должен применяться однократно.

3. Хранение

Жгут следует хранить в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ, разрушающих резину.

Гарантийный срок годности жгута - 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации жгута - 1 год со дня продажи в торговых гарантиях срока годности.

Дата изготовления


Производитель: ООО «Объединение Альфапластик», Россия,
107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д.3.

Тел: (486) 603-28-27


392011, г. Орел, Новороссийское шоссе, д. 14.

Тел: (4862) 59-84-10

Сайт: www.alpha33.ru



Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650




Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014,
производства ООО "ХБК Навтекс", Россия, РУ РЗН 2015/2557



Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014,
производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558





Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014,
производства ООО "ХБК Навтекс", Россия, РУ РЗН 2015/2557

2 кв. 2020 г. / 14824

Использованный нестерильный бинт относится к отходам класса А или Б
и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).



МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЕ
МЕДИЦИНСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 9393-005-10715071-2014, 7 м x 14 см



Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/2557 от 10.04.2015 г.
Использованный нестерильный бинт относится к отходам класса А или Б



Навтекс

МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

БИНТ

7 м x 14 см

Количество 1 штука




4 680381 003379

Производитель / Претензии по качеству принимает: ООО «Хлопчатобоволоковое производство «Навтекс»

Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014
производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558

27.11.2020

28.2020/14824



Регистрационное удостоверение: РЗН 2015/2558 от 10.04.2015.
Использованный стерильный бинт относится к отходам класса Б и утилизируется
в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. №163).

МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 9393-004-10715071-2014, 7 м x 14 см.


НАИМЕНОВАНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ

Регистрационное удостоверение: РЗН 2015/2558 от 10.04.2015.
Использованный стерильный бинт относится к отходам класса Б и утилизируется

МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ



БИНТ



7 м x 14 см



Количество 1 штука

СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ

Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93, производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441



Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93,
производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649

4 607131 360285

САЛФЕТКИ

МАРЛЕВЫЕ 16x14см
МЕДИЦИНСКИЕ

ДВУХСЛОЙНЫЕ №10
СТЕРИЛЬНЫЕ



10 ШТ.



ГОСТ 16427-93

Производитель-изготовитель/прием претензий: ООО «ЛЕЙКО»
Россия, г.Тверь, проезд Стеклопластик, д.5
тел.: (4822) 56-07-69, 8-800-777-75-75, E-mail: leiko.lver@mail.ru, www.ele-leiko.ru

Рег. Уд. № ФСР 2009/05649 от 09 сентября 2009 г.

Дата изготовления указана на упаковке. Дата стерилизации указана на упаковке. Показания к применению:
салфетки предназначены для использования в качестве готовых операционно-хирургических средств.
СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ.

Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский),
производства фирмы «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442



Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip, производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский фиксирующий

по ТУ 9393-004-56334457-2007

Способ применения: извлечь лейкопластырь из упаковки, отрезать нужное количество и применить по назначению.

Показания к применению: предназначен для фиксации медицинских приспособлений и перевязочных средств.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте. Допустимая температура хранения от -30 °С до +40 °С.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость

Утилизация: лейкопластырь утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.2790-10



ООО "ЛЕЙКО"

Рег. уд.: ФСР 2007/01017
от 25 октября 2007 года
ТУ 9393-004-56334457-2007



Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах,
производства «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ ФСЗ 2008/01959

MASTER UNI

MASTER UNI

UNIFIX

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский
фиксирующий
на тканевой основе


- Натуральная тканевая основа
- Надежная фиксация
- Особая эластичность

2x500 cm

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT:



MASTER UNI



МАСТЕР ЮНИ

ЮНИФИКС

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Эластичность

пластырь принимает
форму изгибов
тела и не стесняет
движения

Тканевая основа

натуральная основа для
любого типа кожи




Стойкая фиксация

плотно прилегает
и надежно фиксируется
на коже

Пластиковая втулка


катушка отлично держит
форму и не сминается




RUS Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Для фиксации различных видов переломных устройств, компрессов, тампонов и протезов на конечностях. Индивидуальная непереносимость. Правила хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до +25 °C.
RU № ФСЗ 2008/01959 от 21.06.2008 г.
© ФармЛайн Лимитед, Cornwall Buildings, 45-51 Newhall St., office 330, Birmingham, B3 3QJ, Great Britain. Tel. +44 121 404 80 22.
«ФармЛайн Лимитед», Корнуэлл Билдингс, 45-51 Ньюхолл стрит, офис 330, Бирмингем, Великобритания. Тел. +44 121 404 80 22.
Уполномоченный представитель в РФ ООО «СПЕКТРУМ», 129626 г. Москва, ул. Павла Коваленко, дом 2, эт. 3, пом. III, каб. 4.
Тел./факс: +7 495 665 80 58.

Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед», производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807





Лейкопластырь медицинский фиксирующий,
производства «Чанчжоу Хуалян Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593



Лейкопластырь «УНИПЛАСТ® /UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019,
производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212

на основе
натуральной
хлопчатобумажной
ткани

Лейкопластырь
унипласт®
фиксирующий

Гипоаллергенный клеевой слой
Из натуральной ткани,
незаметен на коже
Легко рвётся
без использования ножниц

Способ и условия применения:

От лейкопластыря отрезать полосу необходимого размера. Клейкой стороной наложить на повязку, трубку, зонд и т. д., край полосы прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Свидетельство о регистрации № 202221

Page 10 of 10

NY 2003-010-45061725-2010

2,5x500 cm

Хранить при температуре от 15 до 25 °С
и относительной влажности не более 80 %.


THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]

унипласт®

фиксирующий
ткань

**натуральный
гипоаллергенный**



2,5x500 cm



Лейкопластырь фиксирующий
по ТУ 9393-004-01716953-2017
телесного цвета: 2,5х500 см.



На тканевой основе

Для фиксации повязок или закрепления
предметов медицинского назначения.

Способ применения:

- Перед использованием необходимо убедиться в том, что срок хранения изделия не закончился.
- Извлечь лейкопластырь фиксирующий из потребительской упаковки. Отрезать ножницами полосу необходимого размера.
- Клейкой стороной наложить на повязку или на фиксируемое изделие. Края полосы прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже.
- Лейкопластырь фиксирующий меняют по мере необходимости. Изделие можно использовать только один раз.

Противопоказания к применению: воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности: при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам изделия прекратите использование лейкопластыря фиксирующего и обратитесь к врачу.

Состав: тканевая основа, гипоаллергенный клей.

РУ № РЗН 2017/6112 от 17.08.2017 г.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до +28 °C.

Ножницы тупоконечные
10 см

ГОСТ Р 51268-99


Производитель: YIWU PENGHAO
STATIONERY CO., LTD, Китай

Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию.

Дата выпуска: 07.2018

Срок годности: 07.2023

Номер партии: 18641



Ножницы марки «Лейко», производства ООО «Лейко», Россия



Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
47 листа (ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»
Ан.



**Фотографическое изображение медицинского изделия
«Аптечка первой помощи автомобильная «Тандем ВИТАЛ» по ТУ
9398-045-85535470-2017, в вариантах исполнения: - Тип 03; - Тип
09; - Тип 10/2; - Тип 12; - Тип 14/2; - Тип 14/3; - Тип 20; - Тип 02; -
Тип 38»**

АПТЕЧКА
первой помощи
АВТОМОБИЛЬНАЯ



ТАНДЕМ
ВИТАЛ



www.vitalfarm.ru



Этикетка ВЛТС.939.450-2Э



АПТЕЧКА

АВТОМОБИЛЬНАЯ



AM-02

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

автомобильная



NEW

НОВЫЙ
СОСТАВ



Соответствует
требованиям
ГИБДД

> airline.su




4 640009 541645

 **AIRLINE**
АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА

AM-01

**АПТЕЧКА
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**
автомобильная



NEW

НОВЫЙ
состав

Соответствует
требованиям ГИБДД



> airline.su




AIRLINE

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СУЭК



АПТЕЧКА

первой помощи

АВТОМОБИЛЬНАЯ

Тандем ВИТАЛ

STVOL★

SA02

www.stvol.su

АПТЕЧКА

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
АВТОМОБИЛЬНАЯ

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГИБДД


STVOL★

www.stvol.su

АПТЕЧКА

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
АВТОМОБИЛЬНАЯ

SA03



НОВЫЙ СОСТАВ

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ГИБДД



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНАЯ «ТАНДЕМ ВИТАЛ»

Перечень вложений

1. Медицинские изделия

1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М	2 пары
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	1 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см №10	2 уп.
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см	1 шт.

2. Прочие средства

2.1 Ножницы	1 шт.
2.2 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3 Футляр	1 шт.

Зарегистрирована под названием: Аптечка первой помощи автомобильная «Тандем ВИТАЛ» по ТУ 9398-045-85535470-2017, в вариантах исполнения. РУ № РЗН 2017/6123 от Разработана в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2020 № 1080н. Предназначена для оснащения транспортных средств (автомобилей). Аптечка пополняется по мере расходования или истечения срока годности комплектующих.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте!

Условия хранения и транспортирования при температуре от + 5°C до + 25°C.

Не подлежит обязательной сертификации.

Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты и утилизировать как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм»,

Россия, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н.

городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2 т/ф:

+7(812) 335-05-85 www.vitalfarm.ru

Срок годности аптечки: 4 года.

Гарантийный срок службы футляра: 12 месяцев.

Тип ...

Дата изготовления/номер партии:

см. на упаковке

Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях:
двухслойные, трехслойные, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия, РУ ФСР
2010/07908



Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-202,
производства ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733

Маска медицинская из нетканых материалов
нестерильная, одноразовая, АРЛ-3(1)-Г-СТ,
ТУ 32.50.50-004-64015714-2020
"Стандарт" • НЕСТЕРИЛЬНО • Одноразовая • Тип 1

Размер: 17,5 см x 9,5 см
Количество слоев: 3. Вариант расположения слоев
СМД (12 нм2), СМД (17 нм2), СМД (17 нм2)
Изготовитель: ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита"
Юридический адрес: Россия, 190004, г. Санкт-Петербург,
ул. Шелковская, д. 2 лит. В пом. 201, тел. (812) 400-01 00
Условия хранения, хранения изделий у дилера/поставщика и потребителя
должны осуществляться в герметичной таре либо в транспортной таре в
контактных с условиями хранения 3 по ГОСТ 15155-98 (уч.
температурой от -40°C до +40 °C) и должны быть защищены от
солнечного лучей и атмосферных осадков/пыли.
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.
Средний срок годности - не менее 3 лет.

Цвет: **Голубой** РУ № РЗН 2020/10733 от 10.06.2020 г.
Количество: **50 шт.**
Дата изготовления: 06.2020 Номер партии: 0820201-501

4 603728 320656  смена 3
www.bakel.ru

Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010,
производства ООО «МАСКА», Россия, РУ ФСР 2010/08512

Маска медицинская из нетканого материала одноразовая
ТУ 9398-001-64260744-2010. Маска медицинская трёхслойная
стерильная на резинках обеспечивает высокий уровень фильтрации от
бактерий и свободное дыхание.

Рекомендуемое время использования: 2 часа.
Только для одноразового применения!

Инструкция по применению:

1. Достать маску из упаковки и расположить её горизонтально перед
лицом, держа за резинки.
2. Заведя резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались
закрыты маской.
3. Слегка продавить пальцами проволочку в верхней части маски слева
и справа от носа для более удобного расположения маски на лице.

Использованные маски относятся к отходам класса Б и утилизируются
в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Возможна утилизация с бытовыми
отходами.

Хранить в проветриваемых помещениях, в защищённом от солнечных
лучей и атмосферных воздействий месте, вдали от источников тепла.

ТУ 9398-001-64260744-2010
РУ № ФСР 2010/08512 от 03.08.2010 г.

Срок годности: 5 лет.

Произведено и упаковано: ООО «МАСКА», Россия, 199178,
Санкт-Петербург, В.О., линия 14, д. 31-33, пом. 14-Н, литер А.
Телефон для предъявления претензий: +7 (812) 670-80-80
E-mail: info@senserussia.com; www.senserussia.com

ВУ Маска медицинская из нетканого материала одноразовая
ТУ 9398-001-64260744-2010: исполнение - маска медицинская 3-х
слойная одноразовая на резинках. Продукция зарегистрирована
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
РУ № ИМ-7.99217/1708 от 02.08.2017 г.

КГ Маска SENSE в картонной коробке по 50 шт. Продукция зарегистри-
рована департаментом лекарственного обеспечения и медицинской
техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.
РУ Серия PMT-2016-893
КР-№ 4887 от 14.12.2016 г.

Дата изготовления:

Май 2020 г.

Номер партии:

КБ50052020



Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-001-90082438-2012,
производства ООО «УралПромМед», Россия, РУ ФСР 2012/14158

Производитель ООО «УралПромМед»
Россия, 426052, Удмуртская Республика
г. Ижевск, Заречное шоссе, д. 27, оф. 185
Тел.: +7(3412) 477-085, e-mail: med.mask@mail.ru

**Маски медицинские одноразовые
из нетканых материалов
по ТУ 9398-001-90082438-2012**

Вариант исполнения: маска медицинская одноразовая 3-х слойная на
резинках
Размер (длина х ширина): 175±5 х 95±5 мм
Количество: 50 шт.

Дата изготовления: январь 2017 года
Номер партии: 012
Срок годности: 5 лет
Рег. Уд. РЗН № ФСР 2012/14158 от 23.01.2017г.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и влажности
от 0% до 80%, не стерильно, не использовать повторно

Производитель ООО «УралПромМед»
Россия, 426052, Удмуртская Республика
г. Ижевск, Заречное шоссе, д. 27, оф. 185
Тел.: +7(3412) 477-085, e-mail: med.mask@mail.ru

Маска медицинская защитная для лица из нетканых материалов по ТУ 9398-009-56334457-2010,
производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2010/07707



Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные "ГЕКСА" по ТУ 9398-017-18603495-2010, производства ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ ФСР 2010/09436

**Маска медицинская на резинке трехслойная
нестерильная «ГЕКСА (голубая)»**

Нестерильно. Нетоксично.

РУ № ФСР 2010/09436 от 05.12.2010 года
ТУ 9398-017-18603495-2010

1 шт.

Хранить в чистом и сухом месте при температуре от -15°C до +35°C и относительной влажности 25-65% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в отсутствие воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: Маска медицинская утилизируется в отходы класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Утилизация упаковки с баппонами отходами.

Гарантийный срок: 4 года с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.
Дата изготовления: 06.02.2017


Производитель: ООО «ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Юридический адрес: 141403, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Голубое, ул. Центральная, д. 3
Место производства: Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, Речное с/п, д. Лесная

Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов,
производства Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити, Китай, РУ ФСЗ 2011/10740



Маска медицинская одноразовая "Виталфарм" по ТУ 32.99.11-061-85535470-2020,
производства ЗАО «Виталфарм», Россия, РУ РЗН 2020/10975

Маска медицинская одноразовая «Виталфарм»
трехслойная



РУ № РЗН 2020/10975 от 25.06.2020 ТУ 32.99.11-061-85535470-2020 Нестерильно.
Изделие предназначено для наружного закрытия нижней части лица в целях снижения риска
инфицирования населения.

Применение:

- Наденьте маску таким образом, чтобы она плотно прилегала к лицу и закрывала нос, рот, подбородок.
- При использовании маски необходимо избегать прикосновений к ней руками.
- Рекомендуемое время использования не более 2 часов.
- Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
- Не используйте повторно одноразовую маску.

Не является защитным средством от проникновения газов, паров ртути и других сильнодействующих химических веществ. Не следует использовать в непосредственной близости от открытого огня, сильно нагретых и раскаленных предметов. Противопоказания отсутствуют.

Хранение должно осуществляться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Хранить на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/Уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322, Ленинградская обл.,
Кировский р-н, городское поселение Сияяино, ул. Садовая д.2,
т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Срок годности: 5 лет.

Дата изготовления/номер партии: 07.2020 г./072020

50 шт.

маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см х 14,0 см; 9,5 см х 14,5 см; 9,5 см х 17,5 см, производства ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118

МАСКА

МЕДИЦИНСКАЯ

НЕСТЕРИЛЬНАЯ

ОДНОРАЗОВАЯ

Размер маски:

9.5 см х 17.5 см

по ТУ 9398-011-14959781-2015

50 шт

Упаковщик:

56

Партия №:

Изготовлено:

2204

04 2019Г

Способ вскрытия: разорвите упаковку либо разрежьте ножницами.


Показания к применению: для наружного закрытия носовой и ротовой полости в целях предупреждения внешнего инфицирования человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду.

Применение: 1. Маску необходимо одеть таким образом, чтобы внешняя складка, расположенная посередине маски оказалась снаружи. 2. Верхний край маски необходимо зафиксировать на лбу путем сдвигания пальцами гибкой проволочной зоны (наосника). 3. Расправьте складки маски таким образом, чтобы она облегла ваш подбородок. 4. Необходимо добиться такого расположения (прилегания) маски, чтобы края маски плотно прилегали к лицу, закрывая нос и рот. 5. Не используйте повторно одноразовую маску. 6. Использованную маску следует немедленно выбросить в отходы.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала.

Состав: Спанбонд/Нейлоблон/Спанбонд. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от 0 °С до +30 °С. Срок годности: 5 лет. ТУ 9398-011-14959781-2015 РУ РЗН 2016/4118 от 17.05.2016 г.

Произведено: Общество с ограниченной ответственностью «ЭВТЕКС» (ООО «ЭВТЕКС»), 153025, Россия, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1, тел. +7 (499) 707-10-09, www.evers.ru.



46400001906245

Одежда медицинская одноразовая нестерильная по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе,
производства ООО "Фарм-Глобал", Россия, РУ РЗН 2018/6739

ООО «Фарм - Глобал»

Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2,
помещение II, комната 6 (495) 786-34-91 pharm-global@mail.ru
Одежда медицинская одноразовая **нестерильная**
по ТУ 9398-007-70224340-2017, в наборе

Маска 3-х слойная с резинками

Размер маски – 17.5 см х 9.5 см



Количество – 100 шт/пакет

Номер партии

01

Дата изготовления

05.2020

Годен до

05.2025



РУ № РЗН 2018/6739 от 25 января 2018 г.

не применять в случае нарушения целостности потребительской тары.
Хранить при температуре от +5°C до +40°C по ГОСТ 15150, группа 1 (Л).
Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в
соответствии с СанПиН 2.1.7.27910.
Адрес производства – Россия, Московская область, г. Электросталь,
ул. Красная, д.19

**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКАХ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ ПО ТУ 32.50.50-001-14382957-2020**

Материалы слоев: спанбонд, СМС, СМС. 100 штук в пакете

Размер: длина (175 ± 5) мм; ширина (95 ± 5) мм; Срок годности: 3 года.

НЕСТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО

ГОСТ Р 58396-2019

ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП МАСКИ I

М е д с к л а д
многопрофильная компания

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", ИНН 5408002620

Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. РУССКАЯ, 41, ОФ. 607

ТЕЛ. 8-800-201-7-701, +7 (383) 304-78-01 (ф. 02, 03)


HTTP://МЕДСКЛАД.РФ, INFO@MED-SKLAD.RU



Маски медицинские трехслойные нестерильные одноразовые по ТУ 32.50.50-002-22735274-2020,
производства ООО "ИРИС ТЕКСТИЛЬ", Россия, РУ РЗН 2020/11242



Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017,
производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773



МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ трехслойные на резинках (50 штук)

из нетканого материала одноразовые «Стандарт» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ТУ 32.50.50-009-71847378-2017

Размер - 17,5 см x 9,5 см

Сырьевой состав: Спанбонд ЛМС/Спанбонд

РУ № РЗН 2018/7773 от 07.11.2018 г.

Дата изготовления: июль 2020 г.

Годен до: июль 2025 г.

Партия № 50720

Производитель: ООО «НЬЮФАРМ»

Юридический, почтовый адрес, место производства: Россия, 155815,

Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1

www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru, тел. (49331) 2-00-63

Условия хранения: хранить в сухом месте

Утилизация: относятся к отходам класса Б,

утилизуются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Показания к применению: для предотвращения распространения

возбудителей инфекционных заболеваний. Противопоказаний не выявлено.

Способ применения: вскрыть упаковку, изделие использовать по назначению.




LDPE



Маска медицинская, одноразовая, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-34577351-2020,
производства ООО "Типография ФС ПРИНТ", Россия, РУ РЗН 2020/10026




Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная по ТУ 32.50.50-001-25471752-2020,
производства ООО "НЬЮ-БОРН", Россия, РУ РЗН 2020/10513



Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые,
производства «Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.», Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932



Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные,
производства «Хелиомед Хандельсгез м.б.Х.», Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144



Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102

BI-SAFE®

Нитриловые перчатки
текстурированные на пальцах

Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки "Bi-Safe"
Соответствуют ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 32337-2013.

Нитриловые перчатки обеспечивают надёжный биологический барьер, но не являются химической защитой. Незаменимы для людей, имеющих аллергическую реакцию на латекс. Обеспечивают комфортную защиту кожи рук. Очень пластичные, плотно облегают руку. Сохраняют высокие тактильные ощущения при любых манипуляциях.

Хранить в сухом месте, вдали от солнечных лучей.



4 607031 210994



VRG Khai Hoan Joint Stock Company (Vietnam)
ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани (Вьетнам)
Адрес: Cau Sat Hamlet, Lai Hung Commune,
Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: +84 650 3591 220

Регистрационное Удостоверение: № РЗН 2017/6102
от 17.02.2020

Номер партии: 1410420202

Дата производства: 04.2020

Срок годности: 5 лет

Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93, производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05650

Способ применения: вскрыть упаковку и применить по назначению.
Предназначено для фиксации перевязочных средств и медицинских изделий.
Хранить в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной
безопасности, защищая от влаги, пыли, загрязняющих веществ, механических повреждений.
Утилизация: бинт утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.
2019 г. Партия №04. Регистрационное удостоверение: РУ № ФСР 2009/05650 от 07.03.2013 г.

БИНТ 5м x 10см
марлевый медицинский
по ГОСТ 1172-93 НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
количество 1 шт.



РСТ

28.

Разорвите по линии

Количество 1 шт.

Производитель-изготовитель/прием претензий:
ООО «Лейко», Россия, г. Липецк


Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014,
производства ООО "ХБК Навтекс", Россия, РУ РЗН 2015/2557







Хранить в стерильном виде при температуре от 0°C до +30°C. Беречь от огня и влаги.



Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/2557 от 10.04.2015 г.
 Использованный нестерильный бинт относится к отходам класса А или Б
 и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
 требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением
 Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

БИНТ МАРЛЕВЫЙ РЕДАТТАР
 по ТУ 9393 005-10715071-2014, 7 м x 14 см

МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
 по ТУ 9393-005-10715071-2014, 7 м x 14 см

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/2557 от 10.04.2015 г.

МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

БИНТ

Навтекс

7 м x 14 см

Количество 1 штука

4 680381 003379

100% хлопок

Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014,
производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558



Салфетки марлевые медицинские двухслойные и однослойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93, производства ООО «Научно-производственный центр «Сериал-Мед», Россия, РУ РЗН 2013/441



Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см х 14см и 45см х 29см по ГОСТ 16427-93,
производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649

4 607131 360285

САЛФЕТКИ

МАРЛЕВЫЕ 16x14см

МЕДИЦИНСКИЕ

ДВУХСЛОЙНЫЕ №10
СТЕРИЛЬНЫЕ

10 ШТ.

ГОСТ 16427-93



Производитель-изготовитель/принем претензий: ООО «ЛЕЙКО»
Россия, г.Тверь, проезд Стеклопластик, д.5
тел.: (4822) 56-07-69, 8-800-777-75-75, E-mail: leiko.lver@mail.ru, www.lele-leiko.ru


Рег. Уд. № ФСР 2009/05649 от 09 сентября 2009 г.

Дата изготовления указана на упаковке. Дата стерилизации указана на упаковке. Показания к применению:
салфетки предназначены для использования в качестве готовых операционно-аппаратных средств.
СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ.

Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский),
производства фирмы «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442



Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip, производства фирмы «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский фиксирующий

по ТУ 9393-004-56334457-2007

Способ применения: извлечь лейкопластырь из упаковки, отрезать нужное количество и применить по назначению.

Показания к применению: предназначен для фиксации медицинских приспособлений и перевязочных средств.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте.

Допустимая температура хранения от -30 °С до +40 °С.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость

Утилизация: лейкопластырь утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.2790-10



ООО "ЛЕЙКО"

Рег. уд.: ФСР 2007/01017
от 25 октября 2007 года
ТУ 9393-004-56334457-2007



MASTER UNI

MASTER UNI


UNIFIX

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский
фиксирующий
на тканевой основе

Классификация по классу
медицинских изделий
классификация в России

2x500 cm



MASTER UNI



MASTER ЮНИ

ЮНИФИКС

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Эластичность

Лейкопластырь имеет
форму, позволяющую
удерживать рану
долгое время.

Тканевая основа

Лейкопластырь имеет
форму, позволяющую
удерживать рану
долгое время.



Стойкая фиксация

Лейкопластырь
удерживает рану
долгое время.



Пластиковая втулка

Лейкопластырь имеет
форму, позволяющую
удерживать рану
долгое время.

Дополнительная информация


Получить информацию

можно по телефону

8 800 100 100 1




Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед», производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807





Лейкопластырь медицинский фиксирующий,
производства «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593



на основе
натуральной
хлопчатобумажной
ткани

Лейкопластырь
унипласт®
фиксирующий

Гипоаллергенный клеевой слой
Из натуральной ткани,
незаметен на коже
Легко рвется
без использования ножниц

Способ и условия применения:
От лейкопластыря отрезать полосу необходимого
размера. Клейкой стороной наложить на повязку,
трубку, зонд и т. д., края полосы прижать к сухой,
чистой, неповрежденной коже.

Внимание! Проверять на переносимость.
Не использовать по истечении срока годности.
Свидетельство на товарный знак № 202221
Р. № ФСР 2008/03212 от 15.08.2015
ТУ 21.20.24-010-45961725-2019


2,5x500 см

Хранить при температуре от 15 до 25 °С
и относительной влажности не более 80 %.
Лейкопластырь в индивидуальной упаковке
защищен от воздействия тепла, солнечных лучей,
влажности. Лейкопластырь относится к изделиям класса
универсальности в соответствии с требованиями к СанПиН 2.1.7.2838-10.



унипласт®
фиксирующий
ткань

натуральный
гипоаллергенный



2,5x500 см



Лейкопластырь фиксирующий
по ТУ 9393-004-01716953-2017
телесного цвета: 2,5х500 см.



На тканевой основе

Для фиксации повязок или закрепления
предметов медицинского назначения.

Способ применения:

- Перед использованием необходимо убедиться в том, что срок хранения изделия не закончился.
- Извлечь лейкопластырь фиксирующий из потребительской упаковки. Отрезать ножницами полосу необходимого размера.
- Клейкой стороной наложить на повязку или на фиксируемое изделие. Края полосы прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже.
- Лейкопластырь фиксирующий меняют по мере необходимости. Изделие можно использовать только один раз.

Противопоказания к применению: воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности: при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам изделия прекратите использование лейкопластыря фиксирующего и обратитесь к врачу.

Состав: тканевая основа, гипоаллергенный клей.

РУ № РЗН 2017/6112 от 17.08.2017 г.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до +28°С.

Ножницы тупоконечные
10 см

ГОСТ Р 51268-99


Производитель: YIWU PENGHAO
STATIONERY CO., LTD, Китай

Не подлежит обязательной
сертификации и декларированию.

Дата выпуска: 07.2018

Срок годности: 07.2023

Номер партии: 18641



Ножницы марки «Лейко», производства ООО «Лейко», Россия



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

46 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов

