


Фото 1. Общий вид Геля для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera», флакон, 250 г, ТУ 21.20.23-001-76063983-2019

Лицевая сторона

Оборотная сторона




Гель

Фото 1. Общий вид Геля для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera», флакон, 1 кг, ТУ 21.20.23-001-76063983-2019

Лицевая сторона

Оборотная сторона



Гель

Фото 1. Общий вид Геля для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera», канистра, 5 кг, ТУ 21.20.23-001-76063983-2019
Лицевая сторона





Сшито и заверено печатью 4
(четыре) лист а

Генеральный директор
ООО «Гельтек-Медика»
Шанин Д.О.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Гельтек-Медика»

Шанин Д.О.

«16» ноября 2020 г.



Проект этикетки

медицинского изделия:

**Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe
Vera по ТУ 21.20.23-001-76063983-2019**

2020

Макет маркировки потребительской упаковки

Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera»,
флакон, 250 г, ТУ 21.20.23-001-76063983-2019



Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera по ТУ 21.20.23-001-76063983-2019

Назначение: для проведения диагностических, терапевтических и косметологических процедур с использованием ультразвука в условиях медицинских и косметологических учреждений.

Способ применения: гель наносится непосредственно на датчик или тело пациента, распределяется по коже, обеспечивает полный контакт датчика с телом. Гель удаляется с кожи пациента салфеткой или смывается водой, с датчика удаляется салфеткой.

Гель предпочтителен для чувствительной кожи.

Гель применяется при кратковременном контакте с неповрежденными кожными покровами и слизистыми.

Состав: вода очищенная, глицерин, пропиленгликоль, сок Aloe Vera, карбомер, гидроксид калия, консерванты, динатрий ЭДТА.

Возможна индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав геля, проявляющаяся в виде аллергической реакции.

Производитель: ООО «Гельтек-Медика», Россия, 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8; тел.: +7 (495) 212-93-66.

партия №

код

дата изг.:

годен до:

ТУ 21.20.23-001-76063983-2019
Per уд №
от XX XX XXXX г

Условия хранения от +5 °С до +40 °С.
Условия транспортирования
от -50 °С до +50 °С.
Утилизация по классу А
(СанПиН 2.1.7.2790-10).

Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera»,
флакон, 1 кг, ТУ 21.20.23-001-76063983-2019



Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera по ТУ 21.20.23-001-76063983-2019

Назначение: для проведения диагностических, терапевтических и косметологических процедур с использованием ультразвука в условиях медицинских и косметологических учреждений.

Способ применения: гель наносится непосредственно на датчик или тело пациента, распределяется по коже, обеспечивает полный контакт датчика с телом. Гель удаляется с кожи пациента салфеткой или смывается водой, с датчика удаляется салфеткой.

Гель предпочтителен для чувствительной кожи.

Гель применяется при кратковременном контакте с неповрежденными кожными покровами и слизистыми.

Состав: вода очищенная, глицерин, пропиленгликоль, сок Aloe Vera, карбомер, гидроксид калия, консерванты, динатрий ЭДТА.

Возможна индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав геля, проявляющаяся в виде аллергической реакции.

Производитель: ООО «Гельтек-Медика», Россия, 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8; тел.: +7 (495) 212-93-66.

партия №

код

дата изг.:

годен до:

ТУ 21.20.23-001-76063983-2019
Per уд №
от XX XX XXXX г

Условия хранения от +5 °С до +40 °С.
Условия транспортирования
от -50 °С до +50 °С.
Утилизация по классу А
(СанПиН 2.1.7.2790-10).

Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera»,
флакон, 5 кг, ТУ 21.20.23-001-76063983-2019



Гель для ультразвуковых исследований
«Медиагель» с соком Aloe Vera
по ТУ 21.20.23-001-76063983-2019

Назначение: для проведения диагностических, терапевтических и косметологических процедур с использованием ультразвука в условиях медицинских и косметологических учреждений.

Способ применения: гель наносится непосредственно на датчик или тело пациента, распределяется по коже, обеспечивает полный контакт датчика с телом. Гель удаляется с кожи пациента салфеткой или смывается водой, с датчика удаляется салфеткой.

Гель предпочтителен для чувствительной кожи.

Гель применяется при кратковременном контакте с неповрежденными кожными покровами и слизистыми.

Состав: вода очищенная, глицерин, пропиленгликоль, сок Aloe Vera, карбомер, гидроксид калия, консерванты, динатрий ЭДТА. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав геля, проявляющаяся в виде аллергической реакции.

Производитель: ООО «Гельтек-Медика», Россия, 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8; тел.: +7 (495) 212-93-66.

партия №

код

дата изг.

годен до:

ТУ 21.20.23-001-76063983-2019.
Пер. уд. №:
от XX.XX.XXXX г.

Условия хранения от +5 °C до +40 °C.
Условия транспортирования от -50 °C до +50 °C.
Утилизация по классу А (СанПиН 2.1.7.2790-10).

Макет маркировки транспортной упаковки

Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera»,
флакон, 250 г, ТУ 21.20.23-001-76063983-2019



ООО "ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА", Россия, 115201, Москва
1-й Варшавский проезд, д.2, стр.8

Гель для ультразвуковых исследований МЕДИАГЕЛЬ с Aloe Vera

Место для штрих-кода

ТУ 21.20.23-001-76063983-2019

№ партии:	Место для номера	Кол-во изделий:	40 шт x 0,25 кг
Дата изг.:	Место для даты	Годен до:	Место для даты
		Температура хранения:	Масса брутто: Место для массы
	Место для штрих-кода	от +5°C до +40°C	Место для штрих-кода



УА

Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera»,
флакон, 1 кг, ТУ 21.20.23-001-76063983-2019



ООО "ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА", Россия, 115201, Москва
1-й Варшавский проезд, д.2, стр.8

Гель для ультразвуковых исследований МЕДИАГЕЛЬ с Aloe Vera

Место для штрих-кода

ТУ 21.20.23-001-76063983-2019

№ партии:	<i>Место для номера</i>	кол-во изделий:	20 шт x 1 кг
Дата изг.:	<i>Место для даты</i>	Годен до:	<i>Место для даты</i>
		Температура хранения:	от +5°C до +40°C
	<i>Место для штрих-кода</i>		<i>Место для штрих-кода</i>



УА

Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель» с соком Aloe Vera»,
флакон, 5 кг, ТУ 21.20.23-001-76063983-2019



ООО "ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА", Россия, 115201, Москва
1-й Варшавский проезд, д.2, стр.8

Гель для ультразвуковых исследований МЕДИАГЕЛЬ с Aloe Vera

Место для штрих-кода

ТУ 21.20.23-001-76063983-2019

№ партии:	<i>Место для номера</i>	кол-во изделий:	4 шт x 5 кг
Дата изг.:	<i>Место для даты</i>	Годен до:	<i>Место для даты</i>
		Температура хранения:	от +5°C до +40°C
	<i>Место для штрих-кода</i>		<i>Место для штрих-кода</i>



УА

Сшито и заверено печатью 4

(четыре) лист а

Генеральный директор
ООО «Гельтек-Медика»
Шанин Д.О.

