


Детектор рентгеновский для получения цифровых изображений, исполнение Focus 35C Detector.



可充式锂离子电池组

Carestream

产品型号: BATTERY-KV
额定电压: 10.8V
充电限制电压: 12.6V
额定容量: 4125mAh/44.55Wh
典型容量: 4180mAh/45.14Wh
执行标准: GB31241-2014
识别码: 3ICP6/65/80



Carestream Health, Inc.
150 Verona Street, Rochester, NY, USA 14608



警告!

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;
- 禁止电池过放使用, 以防性能失效;
- 若出现严重膨胀, 请勿继续使用, 请勿置于高温环境中;
- 电池浸水后禁止使用!
- 请使用指定充电器为电池充电, 请勿使用其它型号充电器;
- 请在初次使用时请为电池完全充电;
- 当电池电量小于5%时, 请及时给电池充电;
- 请用同型号电池替代, 使用不同型号电池有燃烧或者爆炸危险;
- 请将电池放置于儿童无法触及的地方;
- 请根据当地法规处理废旧电池。

Rechargeable Li-ion Battery Pack

Model: BATTERY-KV
Rated Voltage: 10.8V
Limited Charging Voltage: 12.6V
Rated Capacity: 4125mAh/44.55Wh
Typical Capacity: 4180mAh/45.14Wh
Standard: GB31241-2014
Identification code: 3ICP6/65/80 Made in China



Carestream Health, Inc.
150 Verona Street, Rochester, NY, USA 14608



Carestream Health France
1, rue Galilée 93192 NOISY-LE-GRAND CEDEX FRANCE

CAUTION:

- Prohibited to disassemble, hit, squeeze or throw into the fire.
- Please charge the battery regularly to avoid over discharged failure.
- If severe ballooning, please do not continue to use.
- Please do not put battery in high temperature environment.
- Please use the specified charger to charge the battery.
- Please do not use chargers of any other specifications;
- Please charge the battery full before first use.
- Please charge the battery immediately when the capacity is less than 5%.
- Replace battery with the same model only. Use other model batteries may present a risk of fire or explosion.
- Keep away from children.
- Dispose of all used batteries according to local law.

IS 16046/Part2/IEC 62133-2



R-41150690
www.bis.gov.in

Avertissement!


- Ne pas démonter, frapper, comprimer la batterie ou mettre au feu.
- La sur-décharge va dégrader les performances de la batterie.
- En cas de gonflement, ne plus utiliser la batterie, ne pas laisser la batterie dans un environnement très chaud.
- Chargez la batterie avec le chargeur spécifié.
- N'utilisez pas d'autres modèles de chargeurs;
- Charger la batterie pleinement lors de la première utilisation;
- Charger la batterie immédiatement lorsque la batterie est moins de 5%;
- Remplacer la batterie avec le même modèle, sinon la batterie peut exploser ou brûler;
- Mettre la batterie hors de la portée de l'enfant;
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux lois locales.




B10018200799991377

P- PDCTMCPA


Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель электропитания, тип C4




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель электропитания, тип В1




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель электропитания, тип В2




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель электропитания, тип A5-15



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель электропитания, тип С 3b



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель электропитания, тип A10-20




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- адаптер PoE в комплекте с кабелем электропитания




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель подключения к компьютерной сети, 2 метра




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель подключения к компьютерной сети, 10 метров




Устройство зарядное для батареи детектора (Focus 35C - Trimax 35C Battery Charger).




Кабель электропитания (набор), тип: С4




Кабель электропитания (набор), тип: В1




Кабель электропитания (набор), тип: В2



Кабель электропитания (набор), тип: А5-15




Кабель электропитания (набор), тип: С 3b



Кабель электропитания (набор), тип: А10-20



Фильтр для калибровки детектора (Calibration Filter for Focus and Trimax).




Кабель сервисный для диагностики и обслуживания детектора.



Адаптер питания детектора внешний.




Кабель электропитания детектора от внешнего адаптера питания.



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C).



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C): фотоснимок главного окна.



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
- программное обеспечение для подключения нескольких операторов вэб-записи (WEB APPT MULTI SWLIC/ FOR IMAGE SUITE).

Веб-запись

127.0.0.1/ImageSuite/Web/WebAppointment.aspx

Carestream Image Suite

Веб-запись Интерактивная справка

ИД пользователя: reception Роль: регистратор

Создать назначение Поиск назначением

Текущее состояние: Создать нового пациента

Дата обследования: 11.09.2020

Время обследования: 13:43

ИД пациента: PAT000003

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Возр: Год(ы)

Пол

Комментарии пациента

Учетный номер: ACCNO000004

Лечащий врач

Обследование Информация

Обследуемая часть тела

Проекция

Процедуры

Текущие проекции

Version: Image Suite 4.0.8.1.035

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
- программное обеспечение для создания, редактирования, просмотра и печати отчетов на рабочей станции (CLINICAL RPRT SW LIC /FOR IMAGE SUITE).

Информация об отчете

Программа отчета

Ссылка

Шаблон печати

Общий

ИД пациента

Дата рождения

Пол

Лечащий врач

Дата отчета

Время обследования

Описание обследования

Симптомы/замечания

Комментарии пациента

РАТ000001

11 09 1999

Муж

11 09 2020

12 42 41

Имя

Возраст

Учетный номер

Обследуемая часть тела

Дата обследования

ТЕСТ ОВ

21 Год(ы)

АССНО000001

ГРУДНАЯ КЛЕТКА

11 09 2020

Симптом

Список шаблонов диагнозов

Диагностика Тас

Диагностические

Примечания


12345

После терапии


Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
- программное обеспечение для расширенного набора средств просмотра и редактирования изображений (ADVNC D TOOL SET SW /FOR IMAGE SUITE).



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
 - программное обеспечение для возможности работы с изображениями и записями пациентов на персональном цифровом мобильном устройстве (TABLET VIEWER SOFTWARE /FOR IMAGE SUITE).



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
 - программное обеспечение для получения, обработки, диагностики и архивирования медицинских изображений (HUMAN MEDICAL OPTION PACK).



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
- программное обеспечение для увеличения размера хранилища изображений рабочей станции при получении данных (INCR ACQ SIZE/FOR IMAGE SUITE).

Image Suite Setup Wizard

Carestream Image Suite

- Добро пожаловать
- Установить ПО
- Выберите тип системы
- Подключить оборудование
- Настроить параметры устройств
- Создайте учетные записи пользователя
- Настроить соединения
- Параметры регистрации**
 - Введите дату регистрации
 - Включить параметры
- Экспорт конфигурации
- Готово

Включить параметры

Введите коды активации для опций, нажимая "Добавить" после каждого ввода.

Расположение кодов активации для опций


Код активации

Опции	Код активации	Статус (истекает через)
Medical V4 System Software - Unlimited	Бесплатное опробование активировано	Бесплатная пробная версия (45 дней)
Vita & POC CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Classic CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Medical DR Enablement	M3GAO-XOOTI-1CFWT-VKLNS-1166G	Требуется активация (45 дней)
Medical Mini-PACS	QTHN2-UBRTR-D1QAL-6D4K1-1168K	Требуется активация (45 дней)
Tablet Viewer	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Clinical Reports	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (менее 45 дней)
Advanced Tool Set	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (менее 45 дней)
Increased Acquisition Size	00QDV-TKYC5-0JWUQ-K9QIIQ-110AC	Требуется активация (45 дней)
Mammography	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
DICOM Store SCP	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано

Назад

Далее

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
- программное обеспечение (дополнительный пакет) для установки только программного модуля получения изображений без возможности архивирования и веб-просмотра (Option Pack – Medical Acquisition Only).



Лицензия на программное обеспечение для подключения нескольких операторов веб-записи (WEB APPT MULTI SWLIC/ FOR IMAGE SUITE).

Carestream₀₀₆₀₄₀₀₆

Web Appointment Multiple Instance

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



RGMBS-JSOLV-XV752-K8CH7-116EW

AB1405

Лицензия на программное обеспечение для создания, редактирования, просмотра и печати отчетов на рабочей станции (CLINICAL RPRT SW LIC /FOR IMAGE SUITE).

Carestream 00606747

Clinical Reports

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



1X7CN-GQRR4-RQU7D-Q5XTH-116FY

AB1408

Лицензия на программное обеспечение для расширенного набора средств просмотра и редактирования изображений (ADVNCN TOOL SET SW /FOR IMAGE SUITE).

Carestream 00604885

Advanced Tool Set

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



5XRNK-BLQ6G-86CWL-5ID5O-116I5

AB1411

Лицензия на программное обеспечение для возможности работы с изображениями и записями пациентов на персональном цифровом мобильном устройстве (TABLET VIEWER SOFTWARE /FOR IMAGE SUITE).

Carestream 00604336

Tablet Viewer

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



8FY45-AMFJW-95NL9-ODPCO-116J7

AB1413

Лицензия на программное обеспечение для получения, обработки, диагностики и архивирования медицинских изображений (HUMAN MEDICAL OPTION PACK).

Carestream 00608892

Medical Mini-PACS

Image Suite Medical



AB1399

LWG99-OF883-1BSBX-LWFP5-1168K

Лицензия на программное обеспечение для увеличения размера хранилища изображений рабочей станции при получении данных (INCR ACQ Size/FOR IMAGE SUITE).

Carestream 00604159

Increased Acquisition Size

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary




AB1401

38QDV-TKY65-6JWUQ-N9QHQ-116AO

Лицензия на программное обеспечение (дополнительный пакет) для установки только программного модуля получения изображений без возможности архивирования и взб-просмотра (Option Pack – Medical Acquisition Only).




Точка беспроводного доступа в комплекте с кабелем подключения к компьютерной сети (Wireless Access point –RU/Wireless Network Router).



Руководство по эксплуатации на CD/DVD или в печатном виде:

Руководство по эксплуатации на CD/DVD для детекторов рентгеновских для получения цифровых изображений исполнений Focus 35C Detector, Focus 43C Detector.



Руководство по эксплуатации на CD/DVD или в печатном виде:

Руководство по эксплуатации на CD/DVD для программного обеспечения ImageSuite для консоли оператора.



Руководство по эксплуатации на CD/DVD или в печатном виде:
Руководство по эксплуатации в печатном виде для детектора рентгеновского для получения цифровых изображений исполнения Focus 35C
Детектор.

Carestream

Руководство пользователя


Детектор рентгеновский Focus 35C Detector

Публикация № AJ4309



Прошито и
пронумеровано 42 листов

Детектор рентгеновский для получения цифровых изображений, исполнение Focus 43C Detector.



可充式锂离子电池组

Carestream

产品型号: BATTERY-KV

额定电压: 10.8V

充电限制电压: 12.6V

额定容量: 4125mAh/44.55Wh

典型容量: 4180mAh/45.14Wh

执行标准: GB31241-2014

识别码: 31CP6/65/80



Carestream Health, Inc.
150 Verona Street, Rochester, NY, USA 14608



警告!

- 禁止拆解, 撞击, 挤压或投入火中;
- 禁止电池过放使用, 以防性能失效;
- 若出现严重膨胀, 请勿继续使用;
- 请勿置于高温环境中;
- 电池充电后禁止使用;
- 请改用原装充电器为电池充电, 请勿使用其它型号充电器;
- 请在初次使用时请为电池完全充电;
- 当电池电量小于5%时, 请及时给电池充电;
- 请勿用同型号电池替代, 使用不同型号电池有燃烧或爆炸危险;
- 请将电池放置于儿童无法触及的地方;
- 请按照当地法律处理废旧电池。

Rechargeable Li-ion Battery Pack

Model: BATTERY-KV

Rated Voltage: 10.8V

Limited Charging Voltage: 12.6V

Rated Capacity: 4125mAh/44.55Wh

Typical Capacity: 4180mAh/45.14Wh

Standard: GB31241-2014

Identification code: 31CP6/65/80

Made in China



Carestream Health, Inc.
150 Verona Street, Rochester, NY, USA 14608



Carestream Health France

1, rue Galilée 93192 NOISY-LE-GRAND CEDEX FRANCE

CAUTION:

- Prohibited to disassemble, hit, squeeze or throw into the fire.
- Please charge the battery regularly to avoid over discharged failure.
- If severe ballooning, please do not continue to use.
- Please do not put battery in high temperature environment.
- Please use the specified charger to charge the battery.
- Please do not use chargers of any other specifications.
- Please charge the battery full before first use.
- Please charge the battery immediately when the capacity is less than 5%.
- Replace battery with the same model only. Use other model batteries may present a risk of fire or explosion.
- Keep away from children.
- Dispose of all used batteries according to local law.

Avertissement!

- Ne pas démonter, frapper, comprimer la batterie ou mettre au feu.
- La sur-charge va dégrader les performances de la batterie.
- En cas de gonflement, ne plus utiliser la batterie, ne pas laisser la batterie dans un environnement très chaud.
- Chargez la batterie avec le chargeur spécifique.
- N'utilisez pas d'autres modèles de chargeurs.
- Charger la batterie pleinement lors de la première utilisation.
- Charger la batterie immédiatement lorsque la batterie est moins de 5%.
- Remplacer la batterie avec le même modèle, sinon la batterie peut exploser ou brûler.
- Mettre la batterie hors de la portée de l'enfant.
- Débarassez-vous des piles usagées conformément aux lois locales.



B1001820079991377



Li-ion

IS 16046(Part2)/IEC 62133-2


R-41150890

www.bls.gov.in




P+ P+DOTNCRP


Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип С4




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип В1




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип B2




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип A5-15



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип С 3b



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип A10-20



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:

- адаптер PoE в комплекте с кабелем электропитания




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель подключения к компьютерной сети, 2 метра




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель подключения к компьютерной сети, 10 метров




Устройство зарядное для батарей детектора (Focus 43C - Trimax 43C Battery Charger).




Кабель электропитания (набор), тип: С4




Кабель электропитания (набор), тип: В1




Кабель электропитания (набор), тип: В2




Кабель электропитания (набор), тип: А5-15




Кабель электропитания (набор), тип: С 3в



Кабель электропитания (набор), тип: А10-20



Фильтр для калибровки детектора (Calibration Filter for Focus and Trimax).



Кабель сервисный для диагностики и обслуживания детектора.



Рукоятка для транспортировки детектора.




Адаптер питания детектора внешний.



Кабель электропитания детектора от внешнего адаптера питания.





Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C): фотоснимок главного окна.

The image is a screenshot of the Carestream Image Suite software interface. At the top, the title bar reads "Carestream Image Suite". Below it, a navigation bar contains several icons: a crosshair, a curved arrow, a printer, a list icon, a question mark, and a document icon. A central bar shows a left arrow, the word "СЕГОДНЯ" (Today), a circular refresh icon, and a right arrow. The main interface is a table with six columns: "Состояние" (Status), "ИД пациента" (Patient ID), "ФИО пациента" (Patient Name), "Дата рождения" (Date of Birth), "Тип обследования" (Exam Type), and "Описание обследования" (Exam Description). The first row has the status "НАЗНАЧЕНО, НАЧАТО" (Assigned, Started). The second row contains the following data: "НАЧАТО" (Started), "SMPTE", "LastFirst", "09.09.9999", "ОС - МИШЕНЬ-1Вна(ч)", and an empty description field. Below this, there are many more rows, all of which are empty. At the bottom, there is a status bar with a left arrow, a right arrow, a small icon of a person, and the text "Автоматическое обновление" (Automatic update).

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение для подключения нескольких операторов вэб-записи (WEB APPT MULTI SWLIC/ FOR IMAGE SUITE).

Веб-запись

127.0.0.1/ImageSuite/Web/WebAppointment.aspx

Carestream Image Suite

Веб-запись Интерактивная справка

ИД пользователя: tescr1000 Роль: регистратор

Создать назначение Поиск назначения

Текущее состояние: Создать нового пациента

Дата обследования: 11.09.2020

Время обследования: 13:43

ИД пациента: PAT000003

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Возр: Год(ы)

Пол

Комментарии пациента

Учетный номер: ACCNO000004

Лечащий врач

Обследование Информация

Обследуемая часть тела

Проекция

Процедуры

Текущие проекции

Version: Image Suite 4.0.8.1.035

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение для создания, редактирования, просмотра и печати отчетов на рабочей станции (CLINICAL RPRT SW LIC /FOR IMAGE SUITE).

Информация об отчете

Предпросмотр отчета

Справка

Шаблон печати

default

ИД пациента	RAT000001	Имя	ТЕСТОВ
Дата рождения	11.09.1999	Возр.	21Год(ы)
Пол	Муж.	Учетный номер	ACCNO000001
Лечащий врач		Обследуемая часть тела	ГРУДНАЯ КЛЕТКА
Дата отчета	11.09.2020	Дата обследования	11.09.2020
Время обследования	12:42:41		
Описание обследования			
Симптомы/замечания			
Комментарии пациента			

Симптом

Диагностика Тест

Диагностических

Примечания

12345

После терапии

Список шаблонов диагнозов

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение для расширенного набора средств просмотра и редактирования изображений (ADV NCD TOOL SET SW /FOR IMAGE SUITE).



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение для возможности работы с изображениями и записями пациентов на персональном цифровом мобильном устройстве (TABLET VIEWER SOFTWARE /FOR IMAGE SUITE).

Image Suite Setup Wizard

Carestream Image Suite

- Добро пожаловать
- Установить ПО
- Выберите тип системы
- Подключить оборудование
- Настроить параметры устройств
- Создайте учетные записи пользователей
- Настроить соединения
- Параметры регистрации**
 - Введите дату регистрации
 - Включить параметры
- Экспорт конфигурации
- Готово

Включить параметры

Введите коды активации для опций, нажимая "Добавить" после каждого ввода.

Расположение кодов активации для опций

Код активации

Опции	Код активации	Статус (истекает через)
Medical V4 System Software - Unlimited	Бесплатное опробование активировано	Бесплатная пробная версия (45 дней)
Vita & POC CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Classic CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Medical DR Enablement	M3GAO-XOOTI-1CFWT-VKLNS-1166G	Требуется активация (45 дней)
Medical Mini-PACS	QTHN2-UBRTR-D1QAL-6D4K1-1168K	Требуется активация (45 дней)
Tablet Viewer	8FY45-AMFJW-95NL9-OCPCO-115J7	Требуется активация (45 дней)
Clinical Reports	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (срок истекает через 45 дней)
Advanced Tool Set	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (срок истекает через 45 дней)
Increased Acquisition Size	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Mammography	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
DICOM Store SCP	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано

Назад

Далее

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 430), включающее:
- программное обеспечение для получения, обработки, диагностики и архивирования медицинских изображений (HUMAN MEDICAL OPTION PACK).

Carestream Image Suite

Поиск

ТЕСТ.О В

ИД: PAT000001

Др: 11.09.1999(21 Г...

Пол: Муж.

№ Асс: ACCN0000003

ЧЕРЕП-1 Вид(ы)
11.09.2020

ЧЕРЕП
БОКОВОЙ

Введенные
KVP mAs ms DOSE cm

11.09.2020 12:45:15

DEMO TEST.О В

Carestream

Экспорт обследования

ФИО пациента: ТЕСТ,О

ИД пациента: PAT0000

Тип обследования: ЧЕРЕП-1

Дата обследования: 11.09.20

№ АСС: ACCN000

БОКОВОЙ

Выбрать все

Общий размер: 15 М

Метка	Диск	Тип носителя	Каталог	Свободное ...
CD/DVD	I:	CD/DVD	I:\	0 MB
Elements	J:	USB		46 GB
Локальный	C:	Локальный	C:\Users\DRXCORE\Desktop	112 GB
PreCD	D:	Локальный		109 GB
Database	E:	Локальный		39 GB
Image	F:	Локальный		123 GB
Service	G:	Локальный		19 GB
Backup	H:	Локальный		24 GB

Формат передачи: DICOM

☒ Удалить сведения о пациенте

☒ Удалить название учреждения

☐ Включить средство просмотра DICOM

БОКОВОЙ
W 4095, L 2048
ИД технического специалиста: admin

Измерить на приемнике
Масштаб: 0.51
Carestream Health R&D Hospital

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение для увеличения размера хранилища изображений рабочей станции при получении данных (INCR ACQ SIZE/FOR IMAGE SUITE).

Image Suite Setup Wizard

Carestream Image Suite

- Добро пожаловать
- Установить ПО
- Выберите тип системы
- Подключить оборудование
- Настроить параметры устройства
- Создайте учетные записи пользователя
- Настроить соединения
- Параметры регистрации**
 - Введите дату регистрации
 - Включить параметры**
- Экспорт конфигурации
- Готово

Включить параметры

Введите коды активации для опций, нажимая "Добавить" после каждого ввода.

Расположение кодов активации для опций

Код активации

Добавить


Отмена

Опции	Код активации	Статус (истекает через)
Medical V4 System Software - Unlimited	Бесплатное опробование активировано	Бесплатная пробная версия (45 дней)
Vista & POC CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Classic CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Medical DR Enablement	M3GAO-XOOTI-1CFWT-VKLNS-1166G	Требуется активация (45 дней)
Medical Mini-PACS	QTHN2-UBRTR-D1QAL-6D4K1-1168K	Требуется активация (45 дней)
Tablet Viewer	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Clinical Reports	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (45 дней)
Advanced Tool Set	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (45 дней)
Increased Acquisition Size	00QDV-TK7C5-GJWUQ-N9QIIQ-110AC	Требуется активация (45 дней)
Mammography	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
DICOM Store SCP	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано

Назад

Далее


Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение (дополнительный пакет) для установки только программного модуля получения изображений без возможности архивирования и взб-просмотра (Option Pack – Medical Acquisition Only).



Carestream 00604006

Web Appointment Multiple Instance

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



AB1405

RGMB5-JSOLV-XV752-K8CH7-116EW

Carestream 00606747

Clinical Reports

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary




1X7CN-GQRR4-RQU7D-Q5XTH-116FY

AB1408

Carestream 00604885

Advanced Tool Set

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



5X RNY-BLQ6G-86CWL-5ID5O-116I5

AB1411

Лицензия на программное обеспечение для возможности работы с изображениями и записями пациентов на персональном цифровом мобильном устройстве (TABLET VIEWER SOFTWARE /FOR IMAGE SUITE).

Carestream 00604336

Tablet Viewer

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary




8FY45-AMFJW-95NL9-ODPCO-116J7

AB1413

Carestream 00608892

Medical Mini-PACS

Image Suite Medical




AB1399

LWG99-OF883-1BSBX-LWFP5-1168K

Carestream 00604159

Increased Acquisition Size

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



38QDV-TKY65-6JWUQ-N9QHQ-116AO


AB1401

Лицензия на программное обеспечение (дополнительный пакет) для установки только программного модуля получения изображений без возможности архивирования и взб-просмотра (Option Pack – Medical Acquisition Only).

Carestream 00610502

Medical DR Enablement


Image Suite Medical



AB1396


XW6EL-8S2JT-SADHK-CCCF3-1166G

Точка беспроводного доступа в комплекте с кабелем подключения к компьютерной сети (Wireless Access point –RU/Wireless Network Router).



Руководство по эксплуатации на CD/DVD или в печатном виде:

Руководство по эксплуатации на CD/DVD для детекторов рентгеновских для получения цифровых изображений исполнений TRIMAX 35C Detector, TRIMAX 43C Detector.



Руководство по эксплуатации на CD/DVD или в печатном виде:

Руководство по эксплуатации на CD/DVD для программного обеспечения ImageSuite для консоли оператора.




TRIMAX

**Руководство пользователя
Детектор рентгеновский TRIMAX 43C Detector**

Публикация № А/4312

Детектор рентгеновский для получения цифровых изображений, исполнение TRIMAX 35C Detector.



可充式锂离子电池组

Carestream

产品型号: BATTERY-KV
额定电压: 10.8V
充电限制电压: 12.6V
额定容量: 4125mAh/44.55Wh
典型容量: 4180mAh/45.14Wh
执行标准: GB31241-2014
识别码: 3ICP6/65/80

Carestream Health, Inc.
150 Verona Street, Rochester, NY, USA 14608



警告!

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;
- 禁止电池过放使用, 以防性能失效;
- 若出现严重鼓胀, 请勿继续使用, 请勿置于高温环境中;
- 电池浸水后禁止使用!
- 请使用指定充电器为电池充电, 请勿使用其它型号充电器;
- 请在初次使用时请为电池完全充电;
- 当电池电量小于5%时, 请及时给电池充电;
- 请用同型号电池替代, 使用不同型号电池有燃烧或者爆炸危险;
- 请将电池放置在儿童无法触及的地方;
- 请根据当地法律处理废旧电池。

Rechargeable Li-ion Battery Pack

Model: BATTERY-KV
Rated Voltage: 10.8V
Limited Charging Voltage: 12.6V
Rated Capacity: 4125mAh/44.55Wh
Typical Capacity: 4180mAh/45.14Wh
Standard: GB31241-2014
Identification code: 3ICP6/65/80 Made in China

Carestream Health, Inc.
150 Verona Street, Rochester, NY, USA 14608

Carestream Health France
EC REF 1, rue Galilée 93192 NOISY-LE-GRAND CEDEX FRANCE

CAUTION:

- Prohibited to disassemble, hit, squeeze or throw into the fire.
- Please charge the battery regularly to avoid over discharged failure.
- If severe ballooning, please do not continue to use, Please do not put battery in high temperature environment.
- Please use the specified charger to charge the battery. Please do not use chargers of any other specifications;
- Please charge the battery full before first use.
- Please charge the battery immediately when the capacity is less than 5%.
- Replace battery with the same model only. Use other model batteries may present a risk of fire or explosion.
- Keep away from children.
- Dispose of all used batteries according to local law.

IS 16046(Part2)/IEC 62133-2



R-41150690
www.bis.gov.in

Avertissement!

- Ne pas démonter, frapper, compresser la batterie ou mettre au feu;
- La sur-décharge va dégrader les performances de la batterie;
- En cas de gonflement, ne plus utiliser la batterie, ne pas laisser la batterie dans un environnement très chaud;
- Chargez la batterie avec le chargeur spécifié. N'utilisez pas d'autres modèles de chargeurs;
- Charger la batterie pleinement lors de la première utilisation;
- Charger la batterie immédiatement lorsque la batterie est moins de 5%;
- Remplacer la batterie avec le même modèle, sinon la batterie peut exploser ou brûler;
- Mettre la batterie hors de la portée de l'enfant;
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux lois locales.

SN




B10018200799991377

PA-PADCTNCPRI


Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:

- кабель электропитания, тип С4




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:


- кабель электропитания, тип B1




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель электропитания, тип B2




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель электропитания, тип A5-15



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель электропитания, тип С 3b



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- кабель электропитания, тип A10-20



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:
- адаптер PoE в комплекте с кабелем электропитания




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:

- кабель подключения к компьютерной сети, 2 метра




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 35C & Trimax 35C), в составе:


- кабель подключения к компьютерной сети, 10 метров




Устройство зарядное для батареи детектора (Focus 35C - Trimax 35C Battery Charger).




Кабель электропитания (набор), тип: С4




Кабель электропитания (набор), тип: В1




Кабель электропитания (набор), тип: В2




Кабель электропитания (набор), тип: А5-15




Кабель электропитания (набор), тип: С 3b




Кабель электропитания (набор), тип: А10-20



Фильтр для калибровки детектора (Calibration Filter for Focus and Trimax).



Кабель сервисный для диагностики и обслуживания детектора.



Адаптер питания детектора внешний.




Кабель электропитания детектора от внешнего адаптера питания.



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C).



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C): фотоснимок главного окна.



**Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
- программное обеспечение для подключения нескольких операторов веб-записи (WEB APPT MULTI SWLIC/ FOR IMAGE SUITE).**

Веб-запись

127.0.0.1/ImageSuite/Web/WebAppointment.aspx

ИД пользователя: reception Роль: регистратор

Создать назначение Поиск назначения

Текущее состояние: Создать нового пациента

Дата обследования: 9.2020 Время обследования: 13:43 ИД пациента: PAT000003

Фамилия: Имя: Отчество: Дата рождения: Возр. Год(ы)

Пол: Комментарии пациента: Учетный номер: ACCN0000004 Лечащий врач:

Обследование Информация

Обследуемая часть тела

Проекция Процедуры

Текущие проекции

Version: Image Suite 4.0.8.1.035

**Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
- программное обеспечение для создания, редактирования, просмотра и печати отчетов на рабочей станции (CLINICAL RPRT SW LIC /FOR
IMAGE SUITE).**

Информация об отчете Предварительный отчет

Справка

Шаблон печати **default** ▼

ИД пациента PAT000001

Дата рождения 11 09 1999

Пол Муж

Печаший врач

Дата отчета 11 09 2020

Время обследования 12 42 41

Время обследования

Симптомы/замечания

Комментарии пациента

Имя TEST.OB

Возр 21Г од(м)

Учетный номер ACCNO000001

Обследуемая часть тела ГРУДНАЯ КЛЕТКА

Дата обследования 11 09 2020

СИМПТОМ

● Список шаблонов диагнозов

Диагностический Текст

Диагностических

Примечания

Примечания

12345

После терапии

**Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
- программное обеспечение для расширенного набора средств просмотра и редактирования изображений (ADVNC D TOOL SET SW /FOR IMAGE SUITE).**



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
программное обеспечение для возможности работы с изображениями и записями пациентов на персональном цифровом мобильном устройстве
(TABLET VIEWER SOFTWARE /FOR IMAGE SUITE).

Image Suite Setup Wizard

Carestream Image Suite

- Добро пожаловать
- Установить ПО
- Выберите тип системы
- Подключить оборудование
- Настроить параметры устройств
- Создайте учетные записи пользователя
- Настроить соединения
- Параметры регистрации**
 - Введите дату регистрации
 - Включить параметры**
 - Экспорт конфигурации
- Готово

Включить параметры

Введите коды активации для опций, нажимая "Добавить" после каждого ввода.

Расположение кодов активации для опций

Код активации

Опции	Код активации	Статус (истекает через)
Medical V4 System Software - Unlimited	Бесплатное опробование активировано	Бесплатная пробная версия (45 дней)
Via & POC CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Classic CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Medical DR Enablement	M3GAO-XOOP-1CFWT-VKLNS-1166G	Требуется активация (45 дней)
Medical Mini-PACS	QTHN2-UBRTR-D1QAL-6D4K1-1168K	Требуется активация (45 дней)
Tablet Viewer	8FY45-AMFJW-95NL9-OCPCO-115J7	Требуется активация (45 дней)
Clinical Reports	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (сценарий 45 дней)
Advanced Tool Set	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (сценарий 45 дней)
Increased Acquisition Size	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Mammography	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
DCOM Store SCP	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано

Назад

Далее

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
 - программное обеспечение для получения, обработки, диагностики и архивирования медицинских изображений (HUMAN MEDICAL OPTION PACK).

Carestream Image Suite

Поиск

ТЕСТ, О В

ИД: PAT000001

Др: 11.09.1999(21 Г...)

Пол: Муж.

№ Асс: ACCN0000003

ЧЕРЕП-1 Вид(ы)
11.09.2020

ЧЕРЕП БОКОВОЙ

КVP mAs ms DOSE cm

11.09.2020 12:45:15

CD/DVD

Export examination

ФИО пациента: ТЕСТ, О

ИД пациента: PAT0000

Тип обследования: ЧЕРЕП-1

Дата обследования: 11.09.20

№ АСС: ACCN000

БОКОВОЙ

Выбрать все

Общий размер: 15 М

Метка	Диск	Тип носителя	Каталог	Свободное ...
CD/DVD	I:	CD/DVD	I:\	0 MB
Elements	J:	USB	...	46 GB
Локальный	C:	Локальный	C:\Users\DRXCORE\Desktop	112 GB
PreCD	D:	Локальный	...	109 GB
Database	E:	Локальный	...	39 GB
Image	F:	Локальный	...	123 GB
Service	G:	Локальный	...	19 GB
Backup	H:	Локальный	...	24 GB

Формат передачи: DICOM

Удалить сведения о пациенте

Удалить название учреждения

Включить средство просмотра DICOM

БОКОВОЙ

W: 4095, L: 2048

ИД технического специалиста: admin

Измерить на приемнике

Масштаб: 0.51

Carestream Health R&D Hospital

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
- программное обеспечение для увеличения размера хранилища изображений рабочей станции при получении данных (INCR ACQ SIZE/FOR IMAGE SUITE).

Image Suite Setup Wizard

Carestream Image Suite

- Добро пожаловать
- Установить ПО
- Выберите тип системы
- Подключить оборудование
- Настроить параметры устройства
- Создайте учетные записи пользователей
- Настроить соединения
- Параметры регистрации**
 - Введите дату регистрации
 - Включить параметры
- Экспорт конфигурации
- Готово

Включить параметры

Введите коды активации для опций, нажимая "Добавить" после каждого ввода

Расположение кодов активации для опций


Код активации

Опции	Код активации	Статус (истекает через)
Medical V4 System Software - Unlimited	Бесплатное опробование активировано	Бесплатная пробная версия (45 дней)
Vita & POC CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Classic CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Medical DR Enablement	M3GAO-XOOTI-1CFWT-VKLNS-1166G	Требуется активация (45 дней)
Medical Mini-PACS	QTHN2-UBRTR-D1QAL-6D4K1-1168K	Требуется активация (45 дней)
Tablet Viewer	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Clinical Reports	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (45 дней)
Advanced Tool Set	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (45 дней)
Increased Acquisition Size	00QDV-TK7C5-0JWUQ-N9QI IQ-110AC	Требуется активация (45 дней)
Mammography	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
DICOM Store SCP	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано

Назад

Далее

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 35C), включающее:
- программное обеспечение (дополнительный пакет) для установки только программного модуля получения изображений без возможности архивирования и взб-просмотра (Option Pack – Medical Acquisition Only).



Carestream 00604006

Web Appointment Multiple Instance

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



RGMB5-JSOLV-XV752-K8CH7-116EW

AB1405

Carestream 00606747

Clinical Reports

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



1X7CN-GQRR4-RQU7D-Q5XTH-116FY

AB1408

Carestream 00604885

Advanced Tool Set

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



5XRNY-BLQ6G-86CWL-5ID5O-116I5

AB1411

Лицензия на программное обеспечение для возможности работы с изображениями и записями пациентов на персональном цифровом мобильном устройстве (TABLET VIEWER SOFTWARE /FOR IMAGE SUITE).

Carestream 00604336

Tablet Viewer

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



8FY45-AMFJW-95NL9-ODPCO-116J7

AB1413

Carestream 00608892

Medical Mini-PACS

Image Suite Medical



AB1399

LWG99-OF883-1BSBX-LWFP5-1168K

Лицензия на программное обеспечение для увеличения размера хранилища изображений рабочей станции при получении данных (INCR ACQ Size/FOR IMAGE SUITE).

Carestream 00604159

Increased Acquisition Size

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



38QDV-TKY65-6JWUQ-N9QHQ-116AO


AB1401

Лицензия на программное обеспечение (дополнительный пакет) для установки только программного модуля получения изображений без возможности архивирования и взб-просмотра (Option Pack – Medical Acquisition Only).

Carestream 00610502

Medical DR Enablement


Image Suite Medical



AB1396


XW6EL-8S2JT-SADHK-CCCF3-1166G

Точка беспроводного доступа в комплекте с кабелем подключения к компьютерной сети (Wireless Access point –RU/Wireless Network Router).



Руководство по эксплуатации на CD/DVD или в печатном виде:

Руководство по эксплуатации на CD/DVD для детекторов рентгеновских для получения цифровых изображений исполнений TRIMAX 35C Detector, TRIMAX 43C Detector.



Руководство по эксплуатации на CD/DVD или в печатном виде:

Руководство по эксплуатации на CD/DVD для программного обеспечения ImageSuite для консоли оператора.



Руководство по эксплуатации на CD/DVD или в печатном виде:

Руководство по эксплуатации в печатном виде для детектора рентгеновского для получения цифровых изображений исполнения TRIMAX 35C Detector.


TRIMAX

**Руководство пользователя
Детектор рентгеновский TRIMAX 35C Detector**

Публикация № AJ4310



Детектор рентгеновский для получения цифровых изображений, исполнение Focus 43C Detector.



可充式锂离子电池组

Carestream

产品型号: BATTERY-KV

额定电压: 10.8V

充电限制电压: 12.6V

额定容量: 4125mAh/44.55Wh

典型容量: 4180mAh/45.14Wh

执行标准: GB31241-2014

识别码: 3ICP6/65/80



Carestream Health, Inc.
150 Verona Street, Rochester, NY, USA 14608



警告!

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;
- 禁止电池过放使用, 以防性能失效;
- 若出现严重鼓胀, 请勿继续使用, 请勿置于高温环境中;
- 电池浸水后禁止使用!
- 请使用指定充电器为电池充电, 请勿使用其它型号充电器;
- 请在初次使用时请为电池完全充电;
- 当电池电量小于5%时, 请及时给电池充电;
- 请用同型号电池替代, 使用不同型号电池有燃烧或者爆炸危险;
- 请将电池放置在儿童无法触及的地方;
- 请根据当地法律处理废旧电池。

Rechargeable Li-ion Battery Pack

Model: BATTERY-KV

Rated Voltage: 10.8V

Limited Charging Voltage: 12.6V

Rated Capacity: 4125mAh/44.55Wh

Typical Capacity: 4180mAh/45.14Wh

Standard: GB31241-2014

Identification code: 3ICP6/65/80 Made in China



Carestream Health, Inc.
150 Verona Street, Rochester, NY, USA 14608



Carestream Health France
1, rue Galilée 93192 NOISY-LE-GRAND CEDEX FRANCE

CAUTION:

- Prohibited to disassemble, hit, squeeze or throw into the fire.
- Please charge the battery regularly to avoid over discharged failure.
- If severe ballooning, please do not continue to use, Please do not put battery in high temperature environment.
- Please use the specified charger to charge the battery. Please do not use chargers of any other specifications;
- Please charge the battery full before first use.
- Please charge the battery immediately when the capacity is less than 5%.
- Replace battery with the same model only. Use other model batteries may present a risk of fire or explosion.
- Keep away from children.
- Dispose of all used batteries according to local law.



Li-ion

IS 16046(Part2)/IEC 62133-2



R-41150690
www.bis.gov.in

Avertissement!


- Ne pas démonter, frapper, compresser la batterie ou mettre au feu;
- La sur-décharge va dégrader les performances de la batterie;
- En cas de gonflement, ne plus utiliser la batterie, ne pas laisser la batterie dans un environnement très chaud;
- Chargez la batterie avec le chargeur spécifié. N'utilisez pas d'autres modèles de chargeurs;
- Charger la batterie pleinement lors de la première utilisation;
- Charger la batterie immédiatement lorsque la batterie est moins de 5%;
- Remplacer la batterie avec le même modèle, sinon la batterie peut exploser ou brûler;
- Mettre la batterie hors de la portée de l'enfant;
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux lois locales.



B10018200799991377

P+PDC1CPR


Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип С4




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип B1




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип B2




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип А5-15



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип С 3b



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель электропитания, тип A10-20



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- адаптер PoE в комплекте с кабелем электропитания



Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:
- кабель подключения к компьютерной сети, 2 метра




Комплект аксессуаров (Accessory Kit Focus 43C & Trimax 43C), в составе:


- кабель подключения к компьютерной сети, 10 метров




Устройство зарядное для батареи детектора (Focus 43C - Trimax 43C Battery Charger).




Кабель электропитания (набор), тип: С4




Кабель электропитания (набор), тип: В1




Кабель электропитания (набор), тип: В2




Кабель электропитания (набор), тип: А5-15




Кабель электропитания (набор), тип: С 3b



Кабель электропитания (набор), тип: А10-20



Фильтр для калибровки детектора (Calibration Filter for Focus and Trimax).



Кабель сервисный для диагностики и обслуживания детектора.



Рукоятка для транспортировки детектора.



Адаптер питания детектора внешний.




Кабель электропитания детектора от внешнего адаптера питания.



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C).



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C): фотоснимок главного окна.



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение для подключения нескольких операторов вэб-записи (WEB APPT MULTI SWLIC/ FOR IMAGE SUITE).

Веб-запись

127.0.0.1/ImageSuite/Web/WebAppointment.aspx

Corestream Image Suite

Веб-запись Интерактивная справка

ИД пользователя: reception Роль: регистратор

Создать назначение Поиск назначения

щее состояние. Создать нового пациента

Дата обследования: 11.09.2020
Время обследования: 13:43
ИД пациента: PAT000003
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Возр: Год(ы)
Пол:
Комментарии пациента:
Учетный номер: ACCN0000004
Лечащий врач:

Обследование Информация

Обследуемая часть тела

Проекция

Процедуры

Текущие проекции

Version: Image Suite 4.0.8.1.035

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение для создания, редактирования, просмотра и печати отчетов на рабочей станции (CLINICAL RPRT SW LIC /FOR IMAGE SUITE).

Информация об отчете: Протокол рентгеновского снимка

Справка

Шаблон печати: default

ИД пациента	PAT000001	Имя	ТЕСТОВ
Дата рождения	11 08 1989	Возр	21Год(ы)
Пол	Муж	Учетный номер	ACCM0000001
Лечащий врач		Обследуемая часть тела	ГРУДНАЯ КЛЕТКА
Дата отчета	11 08 2020	Дата обследования	11 08 2020
Время обследования	12 42 41		
Описание обследования			
Симптомы/замечания			
Комментарии пациента			

СИМПТОМ

■ Список шаблонов диагнозов

Диагностика Тест

Диагностических


Описание

Замечания

12345

После терапии

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение для расширенного набора средств просмотра и редактирования изображений (ADVANCED TOOL SET SW FOR IMAGE SUITE).



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение для возможности работы с изображениями и записями пациентов на персональном цифровом мобильном устройстве (TABLET VIEWER SOFTWARE /FOR IMAGE SUITE).

Image Suite Setup Wizard

Carestream Image Suite

- Добро пожаловать
- Установить ПО
- Выберите тип системы
- Подключить оборудование
- Настроить параметры устройства
- Создайте учетные записи пользователей
- Настроить соединения
- **Параметры регистрации**
 - Введите дату регистрации
 - Включить параметры
- Экспорт конфигурации
- Готово

Включить параметры

Введите коды активации для опций, нажимая "Добавить" после каждого ввода.

Расположение кодов активации для опций


Код активации

Опции	Код активации	Статус (истекает через)
Medical V4 System Software - Unlimited	Бесплатное опробование активировано	Бесплатная пробная версия (45 дней)
Vita & POC CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Classic CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Medical DR Enablement	M3GAO-XOOTI-1CFWT-VKLNS-1166G	Требуется активация (45 дней)
Medical Mini-PACS	QTHN2-UBRTR-D1QAL-6D4K1-1168K	Требуется активация (45 дней)
Tablet Viewer	8FY45-AMFJW-95NL9-OCPCO-115J7	Требуется активация (45 дней)
Clinical Reports	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (45 дней)
Advanced Tool Set	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (45 дней)
Increased Acquisition Size	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Mammography	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
DICOM Store SCP	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано

Назад

Далее

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
 - программное обеспечение для получения, обработки, диагностики и архивирования медицинских изображений (HUMAN MEDICAL OPTION PACK).



Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение для увеличения размера хранилища изображений рабочей станции при получении данных (INCR ACQ SIZE/FOR IMAGE SUITE).

Image Suite Setup Wizard

Carestream Image Suite

● Добро пожаловать

● Установить ПО

● Выберите тип системы

● Подключить оборудование

● Настроить параметры устройства

● Создайте учетные записи пользователя

● Настроить соединения

● Параметры регистрации

● Введите дату регистрации

● Включить параметры

● Экспорт конфигурации

● Готово

Включить параметры

Введите коды активации для опций, нажимая "Добавить" после каждого ввода.

Расположение кодов активации для опций

Код активации

Опции	Код активации	Статус (истекает через)
Medical V4 System Software - Unlimited	Бесплатное опробование активировано	Бесплатная пробная версия (45 дней)
Vista & POC DR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Classic CR Enablement	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Medical DR Enablement	M3GAO-XOOTI-1CFWT-VKLNS-1166G	Требуется активация (45 дней)
Medical Mini-PACS	QTHN2-UBRTR-D1QAL-6D4K1-1166K	Требуется активация (45 дней)
Tablet Viewer	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
Clinical Reports	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (ценить 45 дней)
Advanced Tool Set	Щелкните здесь, чтобы бесплатно опробовать	Не активировано (ценить 45 дней)
Increased Acquisition Size	00QDV-THY05-0JWUQ-N9QIIQ-110AO	Требуется активация (45 дней)
Mammography	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано
DICOM Store SCP	Для данной функции бесплатная пробная	Не активировано

Назад


Далее

ООО ЦИРМИ

INFO@CIRMI.RU

WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Программное обеспечение ImageSuite для консоли оператора на CD/DVD (ImageSuite Console SW/Focus & Trimax 43C), включающее:
- программное обеспечение (дополнительный пакет) для установки только программного модуля получения изображений без возможности архивирования и взб-просмотра (Option Pack – Medical Acquisition Only).



Carestream 00604006

Web Appointment Multiple Instance

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



AB1405

RGMBS-JSOLV-XV752-K8CH7-116EW

Carestream 00606747

Clinical Reports

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary




1X7CN-GQRR4-RQU7D-Q5XTH-116FY

AB1408

Carestream 00604885

Advanced Tool Set

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



5XRNY-BLQ6G-86CWL-5ID5O-116I5

AB1411

Лицензия на программное обеспечение для возможности работы с изображениями и записями пациентов на персональном цифровом мобильном устройстве (TABLET VIEWER SOFTWARE /FOR IMAGE SUITE).

Carestream 00604336

Tablet Viewer

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary




8FY45-AMFJW-95NL9-ODPCO-116J7

AB1413

Carestream 00608892

Medical Mini-PACS

Image Suite Medical



LWG99-OF883-1BSBX-LWFP5-1168K

AB1399

Carestream 00604159

Increased Acquisition Size

Image Suite Medical, Image Suite Veterinary



38QDV-TKY65-6JWUQ-N9QH-Q-116AO


AB1401

Лицензия на программное обеспечение (дополнительный пакет) для установки только программного модуля получения изображений без возможности архивирования и веб-просмотра (Option Pack – Medical Acquisition Only).

Carestream 00610502

Medical DR Enablement


Image Suite Medical



AB1396


XW6EL-8S2JT-SADHK-CCCF3-1166G

Точка беспроводного доступа в комплекте с кабелем подключения к компьютерной сети (Wireless Access point –RU/Wireless Network Router).



Руководство по эксплуатации на CD/DVD или в печатном виде:

Руководство по эксплуатации на CD/DVD для детекторов рентгеновских для получения цифровых изображений исполнений Focus 35C Detector, Focus 43C Detector.



Руководство по эксплуатации на CD/DVD или в печатном виде:

Руководство по эксплуатации на CD/DVD для программного обеспечения ImageSuite для консоли оператора.



Carestream

Руководство пользователя

Детектор рентгеновский Focus 43C Detector

Публикация № AJ4311



Прошито и
пронумеровано 43 листов