



Фотографические изображения медицинского изделия

**«Система Cellprep AUTO для приготовления препаратов
методом жидкостной цитологии»**


Производитель: «Biodyne Co., Ltd.», Корея

Фронтальный вид








Сенсорный экран



Вид сбоку








Изделия, входящие в комплект стандартной поставки:


1. Емкость для спирта для фиксации клеток (Alcohol Rack (Alcohol container for cell fixation))




2. Штатив для стекол (Slide Rack)




3. Емкость для отработанных фильтров (Waste Filter Bin)



4. Трей для виал (Vial Tray)



5. Сетевой кабель (Main power cable)



В настоящем документе прошито и
пронумеровано 14 листов
Генеральный директор
ООО «БиоЛайн»
Семенов А.В.



Маркировка медицинского изделия в Российской Федерации

**«Система CellPrep AUTO для приготовления препаратов методом
жидкостной цитологии»**

Производитель: «Биодин Ко., Лтд.», Корея

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1828
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПРОДУКТА GYEONGIN JESIN 07-39

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ Система Cellprep AUTO для приготовления препаратов
методом жидкостной цитологии
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ НОМЕР XX-XXXXXXXX-XXX*
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА УUUUUUU*
ВЕС 175 кг
ГАБАРИТЫ 1000 мм X 650 мм X 800 мм
(Ш) X (Г) X (В)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 220-230 В ~, 50/60 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ макс. 1кВт
УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА 1 ИЗДЕЛИЕ/ НАБОР
МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ФУНКЦИЯ ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЛАСС И ТИП ЗАЩИТЫ ОТ УДАРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ КЛАСС ИЗДЕЛИЯ 1, ТИП ОБОРУДОВАНИЯ В,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  **БИОДИН** Ко., Лтд.

АДРЕС #301, Здание «Кранц Техно», Дунчхон-дэро 388,
Чонвон-гу, Соннам, Кёнгидо,
Корея

ТЕЛ./ ФАКС (031)741-7253 / (031)741-7259

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЯВЛЯЕТСЯ «МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ»



Регистрационное удостоверение в РФ № _____ от _____

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «БиоЛайн», 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Пинский пер., д. 3, лит. А.

Тел.: +7(812)320 49 49; 8 800 333 00 49

* XX-XXXXXXXX-XXX
UUUUUUUU

- переменные данные

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 2/2681 листов
Генеральный директор
ООО «БиоЛайн»
Семенов А.В.

