

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Электрокардиограф МАС 2000 с при-
надлежностями***

УТВЕРЖДАЮ

Лидер по регистрации ООО
«ДжиИ Хэлскеа»
«ДжиИ Хэлскеа» Дорощева Ю.Н.
LLC GE Healthcare
для документов
30 ноября 2020 г.





MAC 2000
[SN] SMT17090076PA

R12L	WIFC	250472627244
E12L	WIFM	603156066434
ERGO	M100	
ME12	M200	071522647221
TIPI	PDFC	150337553773
MI12	CFRA	
MEHR	CTDG	
MIHR	BCRD	
RRAN	ADTF	115323650134
LANM	ADTL	
LANC	SOMF	
MODC	SOML	
MODM	AOMF	007663714174
	AOML	

Ibl p/n 2064479-001

MAC 2000

GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES, Inc.,

8200 W, Tower Avenue, Milwaukee, WI, USA

100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1.5A.

IP20

Rx Only

Сделано в Индии



LBL P/N: 2100227-001

MAC 2000



YYYY-MM

REF

XXXXXXXX-XXX

SN

<SERIAL NUMBER>

BARCODE

LBL P/N: 2064020-001




3. Руководство по эксплуатации.


GE Healthcare

MAC™ 2000
Система анализа ЭКГ
Руководство по эксплуатации
2053535-028 Редакция N

**GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.**
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223, USA


Jennifer Strauther
Regulatory Affairs Specialist

This document was signed before me by Jennifer Strauther on this 13 day of July 2020.


Angel Ya
Notary Public
State of Wisconsin
County of Milwaukee
Commission Expires: 18 April 2023



Russian
© 2013-2020 General Electric Company.
Все права защищены.

1. Термочувствительная бумага



**Paper A4, Red Grid 205mm Wide,
Z-Fold, Block Queue, 150 sheets, 10 packs**

REF 2104772-001 LOT

388244

QTY 1

- | | |
|---|---|
| en Paper A4, Red Grid 205mm Wide, Z-Fold, Block Queue, 150 sheets, 10 packs | ko 용지 A4, 적색 격자 205mm 너비, Z 접기, 블록 대기열, 150매, 10팩 |
| hr Papir A4, crvena mreža širine 205 mm, Z-preklop, red blokova, 150 listova, 10 paketa | no Papir A4, Rødt rutenett 205mm bredt, Z-Fold, blokket marg, 150 ark, 10 pakker |
| da Papir A4, rødt gitter 205 mm bredt, Z-foldet, blokke, 150 ark, 10 pakker | pt Papel A4, Greiha vermelha 205mm de largura, dobra em Z, Bloco 150 folhas, 10 pacotes |
| nl Papier A4, rood raster 205mm breed, Z-vouw, blokkenrij, 150 vellen, 10 per pak | pt-b Papel A4, Grade vermelha, 205mm de largura, Dobra em Z, Fila de blocos, 150 folhas, 10 pacotes |
| fr Papier A4, grille rouge 205 mm de largeur, pli Z, série de carrés noirs, 150 feuilles, 10 paquets | ro Hârtie A4, caroiaj roșu 205 mm lățime, pliere în Z, marcaj lateral de identificare tip bloc, 150 de file, 10 pachete |
| de Papier A4, rotes Gitter 205mm breit, Z-Falz, Blockreihe, 150 Blätter, 10 Pakete | zh A4 纸, 205mm 宽红格, Z 型折叠, 块队列, 150 张, 10 包 |
| et Paber A4, 205 mm laiune punane joonestik, Z-voltimisega, järjekorra blokeerimine, 150 lehte, 10 pakki | es Papel A4, cuadrícula roja de 205mm de ancho, plegado en Z, fila de cuadrados negros, 150 hojas, 10 paquetes |
| hu A4 papír, 205mm széles piros kocka, Z-hajtás, tömbsor, 150 lap, 10 köteg | sv Papper A4, Rött rutnät 205mm brett, Z-vikning, färg markör, 150 blad, 10 paket |
| it Carta A4, millimetrata larghezza 205mm, piegatura a fisarmonica, con tacca nera, 150 fogli, 10 confezioni | tr A4 kağıdı, Kırmızı Şerit 205mm Genişlik, Z Katlı, Blok Sıralı, 150 yaprak, 10 paket |
| ja 用紙 A4, レッド方眼 205mm 幅、折りたたみ連続式、ミシン目ブロック、150 枚、10 パック | fi Paperi A4, Punainen ruudukko 205mm Leveä, Z-Taitto, Reikäriivi, 150 arkkia, 10 pakettia |
| kk A4 қағазы, Қызыл тор ені 205 мм, қатпарлы бүктеме, блокты, 150 парақ, 10 қаптама | ru Бумага тепловая регистрационная для ЭКГ диагностики, формат А4, красная сетка, ширина 205mm, фальцовка гармошкой, квадратные метки, 150 листов, 10 упаковок |




Graphic Controls Ltd
Torbay Business Park
Woodview Road
Paignton, Devon, TQ4 7HP UK
+44(0)1803 860 100

Distributed By
GE Healthcare Finland Oy
Kuortaneentie 2
FI-00510 Helsinki, Finland
Tel. +358 10 394 11
www.gehealthcare.com

Türkiye İthalatçı / Turkish Importer
GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti.
Esenyol Mah. Harman Sok. No. 8
34394 Şişli İstanbul Türkiye




(01)05060441915153



Printed in UK

4011017C

2. Термочувствительная диаграммная бумага.



2. Термочувствительная диаграммная бумага.

REF 2009828-061

x1

Vital Signs™

ECG Paper, MAC® series, 10 years archival life, Letter, Red grid with blank area, Z-Fold

LOT

9590047

174685

en	ECG Paper, MAC® series, 10 years archival life, Letter, Red grid with blank area, Z-Fold	it	EKG papirus, "MAC®" serija, 10 metų archyvuojamas laikas, "Letter" formatas, raudonas tinklelis su baltu plotu, zigzaginis
bg	Картин на ЕКГ, серия MAC®: 10 години срок на съхранение на рекламната, формат Letter, червена решетка с бяло място, Z-образно сгъване	lv	EKG papirs, MAC®-sērija, 10 gadu arhivējama arhivēšanas mēds, Vestule, Dantans režģis ar tukšu apgabalu, Z-saliekams
da	EKG-papir, MAC®-serien, 10 års arkiveringslevetid, Letter, Rødt gitter med blank område, Z-format	nl	ECG-papier, MAC®-serie, Levensduur van 10 jaar na archivering, Brief, Rood rooster met blanco gebied, Z-vouw
de	EKG-Papier, MAC®-Serie, 10 Jahre Archivlebensdauer, Letter, Rotes Gitter mit leerem Bereich, Z-Falt	no	EKG-papir, MAC®-serien, 10 års billedarkiveringslevetid, US Letter størrelse, Rødt rutenett med blankt område, Z-brett
el	Καρτί ΗΚΓ, Σειρά MAC®, 10 έτη διάρκειας ζωής, εκτυπωτήσιμη εικόνα, Letter, Κόκκινο πλέγμα με κενό χώρο, Στρίξιμο, Z-πτύσιμο	pl	Papier do wydruku EKG, seria MAC®, okres trwałości zapisu: 10 lat, format Letter, czerwona siatka z obszarem bez nadruku, składany (Z-fold)
es	Papel de ECG, serie MAC®, 10 años de archivado de imágenes, Carta, Cuadrícula roja con área en blanco, Plegado	pt-br	Papel de ECG, Série MAC®, 10 anos Image Archival life, Carta, Grade vermelha com área em branco, Dobra em Z
et	EKG-papir, MAC®-sariis, 10-aastane arhiveerimisaja kestus, kiri, Punane võrgustik tuha alaga, Z-võli	pt-eu	Papel para ECG, Série MAC®, 10 anos de vida em arquivo, Carta, Grade vermelha com área em branco, Dobra em Z
fi	EKG-papiri, MAC®-sarja, tulosta säilyy 10 vuotta, Letter, punainen ruudukko, tyhjä alue, Z-taitos	ro	Hârtie pentru EKG, seria MAC®, Durata de viață la arhivă de 10 ani ca format Letter, carcăz roșu cu zonă albă, pliată în Z
fr	Papier ECG, Série MAC®, Durée d'archivage : 10 ans, Format lettre, Grille rouge avec zone vierge, Pliage Z	ru	Бумага для ЭКГ, серия MAC®, срок хранения изображения — 10 лет, Letter, с красной сеткой и зоной без рисунка, фальцовка
hr	Papir za EKG, Serija MAC®, vijek trajanja 10 godina u arhivi slika, Letter, Crvena mreža s praznim područjem, Z-sklapanje	sk	EKG papieri, séria MAC®, doba archivácie vytlačka 10 rokov, list, červená mrežka s prázdňou plochou, skladaný
hu	EKG papir, MAC® sorozat, 10 éves archiválási élettartam, Levél, Vörös rácsos területtel, „Z” alakban hajtogatott	sl	Papir za EKG, serija MAC®, 10 let arhiviranja slik, pisimo, rdeča mreža s praznim predelom, 3-delni pregib
id	Kertas ECG, Seri MAC®, 10 tahun masa simpan, Letter, Grid merah dengan bidang kosong, Z-Fold	sr	EKG papir, serija MAC®, 10 godina trajanja u arhivi, Letter, crvena mreža s praznim oblaš, Z-sklapanje
it	Carta per ECG, serie MAC®, durata archivio 10 anni, Lettera, griglia rossa con area bianca, piegatura a Z	sv	EKG-papper, MAC®-serien, 10 års arkiveringslevetid, Letter, rött rutnät med vitt område, Z-vikt
ja	ECG用紙, MAC® シリーズ, 10 年間保存可能, Letter, 赤白付き赤い罫線, Z 折	tr	EKG Kağıdı, MAC® serisi, 10 yıllık arşiv ömrü, Letter, Boy alanı kırmızı ızdır, Z Katı
ko	ECG 용지, MAC® 시리즈, 10년 기록 보존 수명, 레터, 무지 공간에 빨간 선을, Z형	uk	Папір для ЕКГ, серія MAC®, строк зберігання зображення - 10 років, формат «лист» (216x279 мм), з червоною сіткою і ділянкою без змків, фальцювання
		zh	心电图纸, MAC® 系列, 长达 10 年的影像保存期限, 字母, 带有空白区域的红色网格, Z 折对叠

Distributed by
CareFusion Finland 320 Oy
 Kuortaneenkatu 2
 FI-00510 Helsinki, Finland
 +358 20 7871 090
 Made in U.S.A.
 www.carefusion.com

Becton Dickinson İth. İhr. Ltd. Şti
 Rüzgaribahçe Mah. Şişli Etfak Cad.
 No:6 Akel İş Merkezi K:3
 Kavacık İstanbul 34805

Graphic Controls
 400 Exchange St
 Buffalo, NY 14204 U.S.A.
 Tel: 1 800 669 1535
 Fax: 1 800 347 2420

Graphic Controls Ltd
 St. Peter's Quay
 Totnes, Devon, TQ9 5XH England
 Tel: +44 1803 860100
 Fax: +44 1803 863838

97201110



CareFusion



(01)70885403252626

USARx Only



0473

3. Крем электродный, контактный (не более 50 шт.).



4. Аэрозоль электродный, контактный (Не более 50 шт.).



5. Электроды взрослые для Стресс-теста/ЭКГ (не более 2500 шт.).




6. Электрод с грушей-присоской (не более 20 шт.).




6. Электрод с грушей-присоской (не более 20 шт.).






7. Электроды одноразовые (не более 12000 шт.).



7. Электроды одноразовые (не более 12000 шт.).



7. Электроды одноразовые (не более 12000 шт.).



8. Провод отведения для ЭКГ (не более 20 шт.).




9. Провод отведений для ЭКГ САМ 14 (не более 28 шт.).



10. Кабель для ЭКГ с разъемом.



11. Кабель пациента.



11. Кабель пациента.



12. Соединительный кабель для велоэргометра, универсальный.



13. Соединительный кабель для беговой дорожки, универсальный.



14. Соединительный кабель для нагрузочного устройства.




15. Зажим многоразового использования для конечностей не более 4 шт. в упаковке (не более 8 упаковок).




16. Переходник для ЭКГ (не более 20 шт.).




16. Переходник для ЭКГ (не более 20 шт.).



17. Разъем для ЭКГ типа «банан» (не более 20 шт.).



17. Разъем для ЭКГ типа «банан» (не более 20 шт.).




18. Разъем для ЭКГ (не более 20 шт.).



19. Разъем для ЭКГ с захватом (не более 20 шт.).



20. Провод отведения для устройства вакуумной аппликации (не более 20 шт.).




21. Устройство вакуумной аппликации без помпы.




21. Устройство вакуумной аппликации без помпы.



22. Устройство вакуумной аппликации с наружной помпой.




23. Наружная помпа для устройства вакуумной аппликации электродов.



24. Электрод для устройства вакуумной аппликации (не более 20 шт.).



24. Электрод для устройства вакуумной аппликации (не более 20 шт.).




25. Поворотный крепежный кронштейн для устройства вакуумной аппликации.



26. Крепление к столу для устройства вакуумной аппликации.



27. Провод вакуумной аппликации для одноразовых электродов.



28. Присоска для устройства вакуумной аппликации (не более 20 шт.).



28. Присоска для устройства вакуумной аппликации (не более 20 шт.).



29. Диск фильтра электрода для устройства вакуумной аппликации (не более 1000 шт.).



29. Диск фильтра электрода для устройства вакуумной аппликации (не более 1000 шт.).



30. Устройство считывания штрих-кода.



31. Карта памяти.



32. Программное обеспечение на русском языке.



33. Программный ключ активации проведения нагрузочных тестов на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Параметры теста с нагрузкой

Усиление (мм/мБ)	10
Скорость (мм/с)	25
Фильтр нижних частот (Гц)	40
Тип фильтра ЭКГ	FRF
FRF	☒
Сетевой фильтр	☒

Включено

6 отведений : 1x6	☐
6 отведений : 2x3	☒

Формат экрана

3 отведения 1x3	☐
-----------------	--------------------------

Просмотр группы отведений

3 отв. ритма	☐
--------------	--------------------------


След. стр.

LANM
ERGO
BCRD


ЛИБ — МОСЛ

Тест с напр. (дорожка, велосипед, Master's Step): прс
Поддержка считывания штрих кодов (УПШ)


34. Программный ключ активации измерения ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.




35. Программный ключ активации измерения и интерпретации ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.



36. Программный ключ активации измерения, интерпретации ЭКГ и прогнозирования развития ишемии миокарда на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.



36. Программный ключ активации измерения, интерпретации ЭКГ и прогнозирования развития ишемии миокарда на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.



37. Программный ключ активации анализа variability сердечного ритма на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.



38. Программный ключ активации анализа и протоколов ЭКГ для фармацевтических исследований на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Прогр. клим. иссл.

Включено

Номер обследования ☒

Тип обследования ☒

Тип дозы ☒

Код исследователя ☒

Доп. вопросы...

Смысл доз

Код проекта и ид. код испытания


Пред. стр.

След. стр.



39. Программный ключ активации считывания штрих-кода и устройство чтения штрих-кодов на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Настройка скан. штрих-кодов		Пред. стр.	
Авто конфиг.			
Общее кол-во байт		Длина	
Ид. код пациента			
Имя			
Фамилия			
Год рождения			
Месяц рождения			
Дата рождения			
Пол			



40. Программный ключ активации передачи данных через LAN и серийный интерфейс в локальную кардиологическую систему для хранения данных, памяти на 200 ЭКГ и экспорта в формат PDF/XML/HT на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.




41. Программный ключ активации передачи данных через LAN и серийный интерфейс в локальную кардиологическую систему для хранения данных и экспорта в формат PDF/XML/HT на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.



42. Программный ключ активации передачи данных через LAN и серийный интерфейс в кардиологическое программное обеспечение для хранения данных и экспорта в формат PDF/XML/HT на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.



43. Программный ключ активации хранение данных, возможность экспорта в формат PDF/XML/HT на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.



44. Программный ключ активации хранение данных, возможность сохранения в формате XML/HT на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Параметры передачи данных

Адрес по умолчанию

Экспорт в формате XML ☐

Параметры общего каталога

☐ Разрешить экспорт с использ. общего каталога

Общее имя

Имя пользователя

Пароль

Подтвердить

Домен


В поле выше / заменятся на

След. стр.

45. Модем для передачи данных.




46. Программный ключ активации передачи данных по беспроводному интерфейсу в кардиологическое программное обеспечение для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.



МФМ

Связь по WIFI с MUZE


47 Программный ключ активации передачи данных по беспроводному интерфейсу в локальную кардиологическую систему для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.




WIFC

Связь по WIFI с CardioSoft


48. Программный ключ активации интерпретации ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.




49. Программный ключ активации опции прогнозирования развития ишемии миокарда на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.



50. Программный ключ активации хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.




52. Программный ключ активации передачи данных через LAN интерфейс в кардиологическое программное обеспечение для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.



LANC
LANM

ЛВС — CardioSoft
ЛВС — MUSE

53. Программный ключ активации передачи данных через серийный интерфейс в кардиологическое программное обеспечение для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.



MODM

MODEM — MUSE

Модем или посл. порт — MUSE

54. Программный ключ активации передачи данных через серийный интерфейс в локальную кардиологическую систему для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений


Адреса устройств, принимающих данные

Пред. стр.

#1	Адрес		Устройство	
	Тел. №		Протокол	
#2	Адрес		Устройство	
	Тел. №		Протокол	
#3	Адрес		Устройство	
	Тел. №		Протокол	
#4	Адрес		Устройство	
	Тел. №		Протокол	

След. стр.


55. Программный ключ активации передачи данных через LAN интерфейс в сеть на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.



LANC

ЛВС — CardioSoft

56. Программный ключ активации передачи данных в кардиологическое программное обеспечение для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.



ЛАПМ

2066454-010

OPT ACT DATA COMM
OVER LAN TO MUSE
(ЛАПМ)

377015324517

57. Программный ключ активации модема на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

Параметры модема

Пред. стр.

Модем

Метод набора номеров

☒ Треб. сигнал готовности

☐ Набор персонального ид. №

Задержка

секунд

Номер поставщика услуг

Персональный ид. №

Внешняя линия


☐ Набор номера вручную

След. стр.


58. Тележка для электрокардиографа.



59. Держатель кабеля для тележки.



60. Держатель устройства считывания штрих-кода.



60. Держатель устройства считывания штрих-кода.




61. Программное обеспечение на оптических, электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.



62. Программное обеспечение для передачи ЭКГ отчета на ПК на оптических, электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.



63. USB ключ цифровой (не более 2 шт.).



ПРОШУТО И
СКРЕПЛЕНО 85
ЛИСТОВ



Фотографические изображения
медицинского изделия

**Электрокардиограф МАС 2000 с при-
надлежностями**

УТВЕРЖДАЮ

Лицензиат по регистрации ООО
«ДжиИ Хэлскеа»

Дорофеева Ю.Н.

2021 г.







MAC 2000**[SN] SMT17090076PA**

R12L

E12L

ERGO

ME12

TPI

MI12

MEHR

MIHR

RRAN

LANM

LANC

MODC

MODM

163301674520

324765346111

544275533531

275640237773

WIFC

WIFM

M100

M200

PDFC

CFRA

CTDG

BCRD

ADTF

ADTL

SOMF

SOML

AOMF

AOML

250472627244

603156066434

071522647221

150337553773

115323650134

007663714174

Ibl p/n 2064479-001



MAC 2000

GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES, Inc.,

8200 W, Tower Avenue, Milwaukee, WI, USA

100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1.5A.

IP20

Rx Only

Сделано в Индии



LBL P/N: 2100227-001

MAC 2000



YYYY-MM


REF

XXXXXXXX-XXX

SN

<SERIAL NUMBER>

LBL P/N: 2064020-001




3. Руководство по эксплуатации.


GE Healthcare

MAC™ 2000
Система анализа ЭКГ
Руководство по эксплуатации
2053535-028 Редакция N

GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223, USA


Jennifer Strauther
Regulatory Affairs Specialist

This document was signed before me by Jennifer Strauther on this 13 day of July 2020.


Angel Ya
Notary Public
State of Wisconsin
County of Milwaukee
Commission Expires: 18 April 2023



Russian
© 2013-2020 General Electric Company.
Все права защищены.



**Paper A4, Red Grid 205mm Wide,
Z-Fold, Block Queue, 150 sheets, 10 packs**

REF 2104772-001

LOT

388244

QTY 1

- | | |
|---|---|
| en Paper A4, Red Grid 205mm Wide, Z-Fold, Block Queue, 150 sheets, 10 packs | ko 용지 A4, 적색 격자 205mm 너비, Z 접기, 블록 대기열, 150매, 10팩 |
| hr Papir A4, crvena mreža širine 205 mm, Z-preklap, red blokova, 150 listova, 10 paketa | no Papir A4, Rødt rutenett 205mm bredt, Z-Fold, blokket marg, 150 ark, 10 pakker |
| da Papir A4, rødt gitter 205 mm bredt, Z-foldet, blokke, 150 ark, 10 pakker | pt Papel A4, Greiha vermelha 205mm de largura, dobra em Z, Bloco 150 folhas, 10 pacotes |
| nl Papier A4, rood raster 205mm breed, Z-vouw, blokkenrij, 150 vellen, 10 per pak | pt-b Papel A4, Grade vermelha, 205mm de largura, Dobra em Z, Fila de blocos, 150 folhas, 10 pacotes |
| fr Papier A4, grille rouge 205 mm de largeur, pli Z, série de carrés noirs, 150 feuilles, 10 paquets | ro Hârtie A4, caroiaj roșu 205 mm lățime, pliere în Z, marcaj lateral de identificare tip bloc, 150 de file, 10 pachete |
| de Papier A4, rotes Gitter 205mm breit, Z-Falz, Blockreihe, 150 Blätter, 10 Pakete | zh A4 纸, 205mm 宽红格, Z 型折叠, 块队列, 150 张, 10 包 |
| et Paber A4, 205 mm laiune punane joonestik, Z-voltimisega, järjekorra blokeerimine, 150 lehte, 10 pakki | es Papel A4, cuadrícula roja de 205mm de ancho, plegado en Z, fila de cuadrados negros, 150 hojas, 10 paquetes |
| hu A4 papír, 205mm széles piros kocka, Z-hajtás, tömbsor, 150 lap, 10 köteg | sv Papper A4, Rött rutnät 205mm brett, Z-vikning, färg markör, 150 blad, 10 paket |
| it Carta A4, millimetrata larghezza 205mm, piegatura a fisarmonica, con tacca nera, 150 fogli, 10 confezioni | tr A4 kağıdı, Kırmızı Şerit 205mm Genişlik, Z Katlı, Blok Sıralı, 150 yaprak, 10 paket |
| ja 用紙 A4、レッド方眼 205mm 幅、折りたたみ連続式、ミシン目ブロック、150 枚、10 パック | fi Paperi A4, Punainen ruudukko 205mm Leveä, Z-Taitto, Reikäriivi, 150 arkkia, 10 pakettia |
| kk A4 қағазы, Қызыл тор ені 205 мм, қатпарлы бүктеме, блокты, 150 парақ, 10 қаптама | ru Бумага тепловая регистрационная для ЭКГ диагностики, формат A4, красная сетка, ширина 205mm, фальцовка гармошкой, квадратные метки, 150 листов, 10 упаковок |




Graphic Controls Ltd
Torbay Business Park
Woodview Road
Paignton, Devon, TQ4 7HP UK
+44(0) 1803 860 100

Distributed By:
GE Healthcare Finland Oy
Kuortaneentie 2
FI-00510 Helsinki, Finland
Tel. +358 10 394 11
www.gehealthcare.com

Türkiye İthalatçı / Turkish Importer
GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8
34394 Şişli İstanbul Türkiye




(01)05060441915153



Printed in UK

4011017C

2. Термочувствительная диаграммная бумага.




3. Крем электродный, контактный (не более 50 шт.).




4. Аэрозоль электродный, контактный (Не более 50 шт.).



5. Электроды взрослые для Стресс-теста/ЭКГ (не более 2500 шт.).



5. Электроды взрослые для Стресс-теста/ЭКГ (не более 2500 шт.).




6. Электрод с грушей-присоской (не более 20 шт.).




6. Электрод с грушей-присоской (не более 20 шт.).




7. Электроды одноразовые (не более 12000 шт.).




7. Электроды одноразовые (не более 12000 шт.).



7. Электроды одноразовые (не более 12000 шт.).



7. Электроды одноразовые (не более 12000 шт.).



8. Провод отведения для ЭКГ (не более 20 шт.).




9. Провод отведений для ЭКГ САМ 14 (не более 28 шт.).



10. Кабель для ЭКГ с разъемом.




11. Кабель пациента.



11. Кабель пациента.



12. Соединительный кабель для велоэргометра, универсальный.



13. Соединительный кабель для беговой дорожки, универсальный.



14. Соединительный кабель для нагрузочного устройства.



15. Зажим многоразового использования для конечностей не более 4 шт. в упаковке (не более 8 упаковок).




16. Переходник для ЭКГ (не более 20 шт.).




16. Переходник для ЭКГ (не более 20 шт.).




16. Переходник для ЭКГ (не более 20 шт.).



17. Разъем для ЭКГ типа «банан» (не более 20 шт.).



17. Разъем для ЭКГ типа «банан» (не более 20 шт.).




18. Разъем для ЭКГ (не более 20 шт.).




19. Разъем для ЭКГ с захватом (не более 20 шт.).



20. Провод отведения для устройства вакуумной аппликации (не более 20 шт.).




21. Устройство вакуумной аппликации без помпы.




21. Устройство вакуумной аппликации без помпы.



22. Устройство вакуумной аппликации с наружной помпой.




23. Наружная помпа для устройства вакуумной аппликации электродов.



24. Электрод для устройства вакуумной аппликации (не более 20 шт.).



24. Электрод для устройства вакуумной аппликации (не более 20 шт.).




25. Поворотный крепежный кронштейн для устройства вакуумной аппликации.



26. Крепление к столу для устройства вакуумной аппликации.



27. Провод вакуумной аппликации для одноразовых электродов.



28. Присоска для устройства вакуумной аппликации (не более 20 шт.).



28. Присоска для устройства вакуумной аппликации (не более 20 шт.).



29. Диск фильтра электрода для устройства вакуумной аппликации (не более 1000 шт.).



29. Диск фильтра электрода для устройства вакуумной аппликации (не более 1000 шт.).



30. Устройство считывания штрих-кода.



31. Карта памяти.



11.01.2021 13:58:19 200/200

MAC2000 GE Healthcare

Пользователь:: Пользователь MAC2000 по умолч.
Серийный номер: SRR19200020PA
Версия ПО: 1.1
Версия ПО 12SL: 12SL™ v241

ЭКГ в сост. покоя

Аритмия

Модуль упр.
файлами

Конфигурация
системы

Помощь

33. Программный ключ активации проведения нагрузочных тестов на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Параметры теста с нагрузкой

Усиление [мм/мВ]

10

Скорость [мм/с]

25

Фильтр нижних частот [Гц]

40

Тип фильтра ЭКГ

FRF

FRF ☒

Сетевой фильтр ☒

Включено

6 отведений : 1x6 ☐

6 отведений : 2x3 ☒

Формат экрана

3 отведения : 1x3

Просмотр группы отведений

3 отв. ритма

След. стр.

33. Программный ключ активации проведения нагрузочных тестов на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Параметры теста с нагрузкой

Пред. стр.

Расширение кардиост. ☐

Макс. ожидаемая формула ЧСС

ВОЗ

Целевая ЧСС [%]

100

Протокол

WHO

Изм. протоколов

Вычисление точки J+x

Rautaharju

Вычисление точек E и J

Продолженный

След. стр.

11.01.2021 13:59:40

200/200

85 bpm

ЭКГ в сост. покоя

QRS :	102 мс
QT / QTcBaz :	374 / 447 мс
PQ :	162 мс
P :	100 мс
RR / PP :	700 / 697 мс
P / QRS / T :	-2 / 40 / 3 град.

нормальный синусовый ритм
резкое отклонение электрической оси влево
неспецифические изменения сегмента ST и зубца T
аномальная ЭКГ

Имит. данные пациента

Ритм

34. Программный ключ активации измерения ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

11.01.2021 13:59:40

200/200

85 bpm

ЭКГ в сост. покоя

QRS :	102 мс
QT / QTcBaz :	374 / 447 мс
PQ :	162 мс
P :	100 мс
RR / PP :	700 / 697 мс
P / QRS / T :	-2 / -40 / 3 град.


нормальный синусовый ритм
резкое отклонение электрической оси влево
неспецифические изменения сегмента ST и зубца T
аномальная ЭКГ

Имит. данные пациента

Ритм

35. Программный ключ активации измерения и интерпретации ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

36. Программный ключ активации измерения, интерпретации ЭКГ и прогнозирования развития ишемии миокарда на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.



37. Программный ключ активации анализа variability сердечного ритма на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Параметры анализа RR

Целевое знач

Регистрируемое отведение

Сетевой фильтр ☒

Расширение кардиост. ☐

Усиление [мм/мВ]

Скорость [мм/с]

Фильтр нижних частот [Гц]

АДС ☒

Запись ритма ☒

Таблица интервалов RR ☒

38. Программный ключ активации анализа и протоколов ЭКГ для фармацевтических исследований на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Парам. клин. иссл.

Пред. стр.

Включено

Номер обследования ☒

Тип обследования ☒

Тип дозы ☒

Код исследователя ☒

Доп. вопросы...

Список доз...

Код проекта и ид. код испытания

След. стр.

39. Программный ключ активации считывания штрих-кода и устройство чтения штрих-кодов на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Настройка скан. штрих-кодов

Пред. стр.

Авто конфиг.

Общее кол-во байт

Смещение

Длина

Ид. код пациента

Посещение

Имя

Фамилия


Год рождения

Месяц рождения

Дата рождения

Пол

40. Программный ключ активации передачи данных через LAN и серийный порт, программный ключ активации передачи данных через USB-порт, программный ключ активации передачи данных через беспроводную кардиологическую систему для хранения данных, памяти на 200 ЭКГ и возможность экспорта данных в формате PDF/XML/HT на оптических или электронных носителях или код активации теле.



41. Программный ключ активации передачи данных через LAN и сервер локальную кардиологическую систему для хранения данных и экспорта XML/HT на оптических или электронных носителях или код активации сителе.

Формат отчета: подробные результаты

Экземпляры отчета 1

Печать интерпретации ☒

Автосохранение ЭКГ ☐

Сорт. модулем упр. файлами Дата

Авт. передача ЭКГ ☐

Удалить после передачи ☐

Печать журнала передачи ☐

Автоматическое экспортирование ЭКГ

Путь для экспорта

След. стр.

Нилтор PDF

Пред. стр.

След. стр.

Отмена

41. Программный ключ активации передачи данных через LAN и серийный интерфейс в локальную кардиологическую систему для хранения данных и экспорта в формат PDF/XML/HT на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

11.0 21 14.06.37 2007/200

Конфигурация системы

Параметры проводной сети

Имя кардиограф. устройства **GE SRR19200020PA**

Посл. порт переадресации связи **3001**

☒ Авт. получение IP-адреса (DHCP)

IP-адрес **0.0.0.0**

Маска подсети **0.0.0.0**

Межсетевой интерфейс **0.0.0.0**

☒ Авт. получение адреса сервера DNS (DHCP)

Предпочитаемый сервер DNS **0.0.0.0**

Альтернативный сервер DNS **0.0.0.0**

Предпочтительный сервер WINS **0.0.0.0**

Альтернативный сервер WINS **0.0.0.0**

След. стр.

Пред. стр.

Отмена

42. Программный ключ активации передачи данных через LAN и серийный порт
логическое программное обеспечение для хранения данных и экспорта в формате
оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе

Формат отчета: подробные результаты

Экземпляры отчета 1

Печать интерпретации ☒

Автосохранение ЭКГ ☐

Сорт. модулем упр. файлами Дата

Авт. передача ЭКГ ☐

Удалить после передачи ☐

Печать журнала передачи ☐

Автоматическое экспортирование ЭКГ

Путь для экспорта Hilltop PDF

След. стр.

Пред. стр.

След. стр.

Отмена



Параметры проводной сети

Пред. стр.

Имя кардиограф. устройства **GE SRR19200020PA**Посл. порт переадресации связи **3001**☒ Авт. получение IP-адреса (DHCP)

IP-адрес 0.0.0.0

Маска подсети 0.0.0.0

Межсетевой интерфейс 0.0.0.0

☒ Авт. получение адреса сервера DNS (DHCP)

Предпочитаемый сервер DNS 0.0.0.0

Альтернативный сервер DNS 0.0.0.0

Предпочтительный сервер WINS 0.0.0.0

Альтернативный сервер WINS 0.0.0.0

След. стр.

Пред. стр.

След. стр.

Отмена

42. Программный ключ активации передачи данных через LAN и серийный интерфейс в кардиологическое программное обеспечение для хранения данных и экспорта в формат PDF/XML/NT на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Формат отчета: подробные результаты

Экземпляры отчета 1

Печать интерпретации ☒

Автосохранение ЭКГ ☐

Сорт. модулем упр. файлами Дата

Авт. передача ЭКГ ☐

Удалить после передачи ☐

Печать журнала передачи ☐

Автоматическое экспортирование ЭКГ

Путь для экспорта Hilltop PDF

След. стр.

Пред. стр.

След. стр.

Отмена

43. Программный ключ активации хранения данных, возможность экспорта в формат PDF/XML/HT на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

44. Программный ключ активации хранение данных, возможность сохранения в формате XML/HT на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Параметры передачи данных

Адрес по умолчанию

Экспорт в формате XML ☐

Параметры общего каталога

☒ Разрешить экспорт с использ. общего каталога

Общее имя

В поле выше / заменяется на \

Имя пользователя

Пароль

Подтвердить

Домен

След. стр.

45. Модем для передачи данных.



46. Программный ключ активации передачи данных по беспроводному интерфейсу в кардиологическое программное обеспечение для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

11.01.2021 14:06:46 200/200

Конфигурация системы

Пред. стр.

Сетевое имя (SSID)

Проверка подлинности

Шифрование

Индекс ключа

Ключ

☐ Включить беспроводную сеть

☐ Включить аутентификацию 802.1X в этой сети

ЕАР, фаза 1

ЕАР, фаза 2

Имя польз.

Пароль

След. стр.

Отмена

След. стр.

Пред. стр.

47 Программный ключ активации передачи данных по беспроводному интерфейсу из локальную кардиологическую систему для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

11.01.2021 14:06:42 200/200

Параметры беспроводной сети

Пред. стр.

Имя кардиограф. устройства GE_SRR19ZD0020PA

Посл. порт переадресации связи 3001

☒ Авт. получение IP-адреса (DHCP)

IP-адрес 0.0.0.0

Маска подсети 0.0.0.0

Межсетевой интерфейс 0.0.0.0

☒ Авт. получение адреса сервера DNS (DHCP)

Предпочитаемый сервер DNS 0.0.0.0

Альтернативный сервер DNS 0.0.0.0

Предпочтительный сервер WINS 0.0.0.0

Альтернативный сервер WINS 0.0.0.0


След. стр.

Отмена


След. стр.

Пред. стр.


48. Программный ключ активации интерпретации ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.



49. Программный ключ активации опции прогнозирования развития ишемии миокарда на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.



49. Программный ключ активации опции прогнозирования развития ишемии миокарда на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.



11.01.2021 13:58:19 200/200

MAC2000 GE Healthcare

Пользователь:: Пользователь MAC2000 по умолч.
Серийный номер: SRR19200020PA
Версия ПО: 1.1
Версия ПО 12SL: 12SL™ v241

ЭКГ в сост. покоя


Аритмия

Модуль упр.
файлами


Конфигурация
системы

50. Программный ключ активации хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

51. Программный ключ активации возможности сохранения в формате PDF на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.



52. Программный ключ активации передачи данных через LAN интерфейс в кардиологическое программное обеспечение для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.



53. Программный ключ активации передачи данных через серийный интерфейс
логическое программное обеспечение для хранения данных на оптических или
ных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновл

11.04.2021 14:06:33 200/200

Параметры модема

Пред. стр.

Модем

Метод набора номеров

Тональный набор

☒ Треб. сигнал готовности

☐ Набор персонального ид. №

Задержка 0 секунд

Номер поставщика услуг

Персональный ид. №

Внешняя линия

☐ Набор номера вручную

След. стр.

Пред. стр.

След. стр.

Отмена

54. Программный ключ активации передачи данных через серийный интерфейс в локальную кардиологическую систему для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений

11.04.2021 14:08:28 200/200

Конфигурация системы

Адреса устройств, принимающих данные

	Адрес	Тел. №	Устройство	Протокол	Пред. стр.
#1					
#2					
#3					
#4					

След. стр.

Пред. стр.

След. стр.

Отмена

Параметры проводной сети

Пред. стр.

Имя кардиограф. устройства

GE SRR19200020PA

Посл. порт переадресации связи

3001

☒ Авт. получение IP-адреса (DHCP)

IP-адрес 0.0.0.0

Маска подсети 0.0.0.0

Межсетевой интерфейс 0.0.0.0

☒ Авт. получение адреса сервера DNS (DHCP)

Предпочитаемый сервер DNS 0.0.0.0

Альтернативный сервер DNS 0.0.0.0

Предпочтительный сервер WINS 0.0.0.0

Альтернативный сервер WINS 0.0.0.0

След. стр.

Отмена

Пред. стр.

След. стр.

55. Программный ключ активации передачи данных через LAN интерфейс в сеть на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

56. Программный ключ активации передачи данных в кардиологическое программное обеспечение для хранения данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

11.0 321 14.06.37 200/200

Параметры проводной сети

Пред. стр.

Имя кардиограф. устройства GE SRR19200020PA

Посл. порт переадресации связи 3001

☒ Авт. получение IP-адреса (DHCP)

IP-адрес 0.0.0.0

Маска подсети 0.0.0.0

Межсетевой интерфейс 0.0.0.0

☒ Авт. получение адреса сервера DNS (DHCP)

Предпочитаемый сервер DNS 0.0.0.0

Альтернативный сервер DNS 0.0.0.0

Предпочтительный сервер WINS 0.0.0.0

Альтернативный сервер WINS 0.0.0.0

След. стр.

Пред. стр. След. стр. Отмена

57. Программный ключ активации модема на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

11.01.2021 14:06:33 200/200

Конфигурация системы

Параметры модема

Пред. стр. След. стр.

Модем	
Метод набора номеров	Тональный набор
☒ Треб. сигнал готовности	☐ Набор персонального ид. №
Задержка	0 секунд
Номер поставщика услуг	
Персональный ид. №	
Внешняя линия	
☐ Набор номера вручную	


Отмена

Пред. стр. След. стр.


58. Тележка для электрокардиографа.



59. Держатель кабеля для тележки.



60. Держатель устройства считывания штрих-кода.




60. Держатель устройства считывания штрих-кода.



61. Программное обеспечение на оптических, электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.



63. USB ключ цифровой (не более 2 шт.).



ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ЛИСТА (ОВ) 89

