

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «биоМерье Рус»

Н.В. Бердникова

2020 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия для диагностики in vitro

«Карта VITEK 2 AST-YS08 для определения чувствительности клинически значимых дрожжей к противогрибковым препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», 20 шт./уп.,

производства «биоМерье, Инк.» (bioMérieux Inc.), США

Общий вид изделия «Карта VITEK 2 AST-YS08 для определения чувствительности клинически значимых дрожжей к противогрибковым препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», 20 шт./уп.



Вторичная упаковка изделия «Карта VITEK 2 AST-YS08 для определения чувствительности клинически значимых дрожжей к противогрибковым препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», 20 шт./уп.

VITEK® 2 AST-YS08

REF 420739

Σ 20

LOT 2880981403

2020-08-03

2019-02-02

042566-03



(01)03573026535353(17)200803(10)2880981403

EN VITEK®2 Systems. For susceptibility testing of clinically significant yeasts against specified antimicrobials.

FR VITEK®2 Systems. Pour un antifongogramme des levures les plus fréquemment rencontrées en microbiologie clinique pour les antifongiques spécifiés.

DE VITEK®2 Systems. Für Empfindlichkeitsprüfung von klinisch relevanten Hefen gegen bestimmte Antimykotika.

ES VITEK®2 Systems. Para pruebas de sensibilidad de levaduras clínicamente significativas frente a determinados antifúngicos.

IT VITEK®2 Systems. Per test di antibiogramma di lieviti clinicamente significativi contro antimicrobici specifici.

PT VITEK®2 Systems. Para testes de sensibilidade de leveduras de relevância clínica contra antibióticos específicos.

EL VITEK®2 Systems. Για εξέταση ευαισθησίας κλινικά σημαντικών ζυμομυκήτων σε συγκεκριμένους αντιμικροβιακούς παράγοντες.

DA VITEK®2 Systems. Til følsomhedstestning af klinisk signifikante gærarter imod specificerede antimikrobielle stoffer.

SV VITEK®2 Systems. För resistensbestämning av kliniskt signifikanta jästsvampar mot specifika antimikrobika.

PL Oprogramowanie VITEK®2 Systems. Do oceny wrażliwości klinicznie istotnych drożdży na określone antybiotyki.

µg/mL: AB 1,4,16,32; CAS 0.12,0.5,2,8; FLU 2,4,8,16,32,64; FCT 1,4,16,32; MCF 0.06,0.25,1,4; VRC 0.5,1,4,8

(01)03573026535353
(17)200803
(10)2880981403



046699-01
www.biomerieux.com/techlib




bioMérieux, Inc.
100 Rodolphe Street
Durham, NC 27712 USA




bioMérieux SA
378, Chemin de l'Orme
69280 Marcy-l'Etoile - France

+02°C
+08°C

Вторичная упаковка изделия «Карта VITEK 2 AST-YS08 для определения чувствительности клинически значимых дрожжей к противогрибковым препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», 20 шт. уп.



Внешний вид изделия «Карта VITEK 2 AST-YS08 для определения чувствительности клинически значимых дрожжей к противогрибковым препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», 20 шт./уп.



Прошито и пронумеровано

5 листов

« 26 » 05 2020 года

Генеральный директор

Бердникова Н.В.

