

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Научно-производственная  
фирма «ВИНАР»

В.С. Андреев

«01» сентября 2020 г

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые

**ТУ 32.50.50-207-1174404-2020**

Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический одноразовый для контроля паровой стерилизации ИнТЕСТ-ПФ11





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

Индикатор химический одноразовый для контроля паровой стерилизации ИнТЕСТ-ПФ11



# Индикаторы



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
-Научно-производственная фирма -ВИНАР- (ООО -НПФ -ВИНАР-)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## ИнТЕСТ-ПФ11

для режимов стерилизации -126 °С, 20 мин., -134 °С, 10 мин.

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Пер.уд. № xxxxx/xxxxx от xx.xx.xxxx  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0001040

11 ЮН 2019





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический одноразовый для контроля паровой стерилизации ИнТЕСТ-ПФ11



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

# ИнТЕСТ-ПФ11

для режимов стерилизации -126 °С, 20 мин-; -134 °С, 10 мин-

кол-во: **500 шт.**

ТУ 32.50.50-207-11764404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег.уд. № xxxxx/xxxxx от xx.xx.xxxx  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
научно-производственная фирма «Винар» (ООО «НПО «Винар»),  
125046, Россия, Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;  
тел./факс: +7(495) 988-7667, www.vinar.ru  
для писем: 105094, Россия, Москва, а/я 26; e-mail: vinar@vinar.ru



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0001040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | июль 2019 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ |           |
| МАССА БРУТТО          |           |

**Условия транспортирования:**

- максимальная температура +50 °С;
  - минимальная температура минус 50 °С;
  - максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.
- Транспортируется в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ12





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ12



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## ИнТЕСТ-ПФ12

для режимов стерилизации +126 °С, 25 мин., -134 °С, 12 мин.

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-11764404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег.уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАР

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; [www.vinar.ru](http://www.vinar.ru); [vinar@vinar.ru](mailto:vinar@vinar.ru)

|         |                   |           |
|---------|-------------------|-----------|
| ПАРТИЯ  | ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ШТАМП ОТК |
| 0002040 | ИЮЛ 2019          | QC 34     |



 ООО ЦПМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

# ИНТЕСТ-ПФ12

Для режимов стерилизации  $+126^{\circ}\text{C}$ , 25 мин.,  $+134^{\circ}\text{C}$ , 17 мин.

КОЛ-ВО: 500 шт.

TV 32 50 50-2007-1176-4404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (ИСО/СС 4)

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (ИСО 11140-1)

Рег. уд. № 00000/00000 от 00.00.0000  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не выше 80 %, при  $+25^{\circ}\text{C}$ , в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Берегать от влаги.

②

**ПАР**



Journal of the American Statistical Association, 1998, Vol. 93, No. 443, pp. 1000-1010. Printed in the United States of America  
© 1998 by the American Statistical Association  
0162-1459/98/1000-1000\$10.00  
DOI: 10.2307/2322111

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0002040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | июль 2019 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

3. *St. John's wort* (Hypericum perforatum L.) is a common herb used in folk medicine for its antidepressant effects. It is often used in combination with other antidepressants, but it can also interact with them, leading to decreased effectiveness. It is important to be aware of these potential interactions when using St. John's wort.



**ВИНАР®**  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФИРМА



Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ13

Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ13





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ13



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## ИнТЕСТ-ПФ13

Для режимов стерилизации +132 °С, 20 мин - +134 °С, 14 мин

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег. уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх

Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0003040

ИЮН 2019







ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

# ИнТЕСТ-ПФ13

для режимов стерилизации +132 °С, 20 мин., +134 °С, 14 мин.

кол-во: **500 шт.**

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.



**ПАР**

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью  
"Научно-производственная фирма «Винар» (ООО «НПФ «Винар»)  
125046, Россия, Москва, Гостиничный в-л, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Тел./факс: +7(495)488-7667, info@vinar.ru  
для почты: 125046, Россия, Москва, д/а 20, info@vinar.ru



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0003040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | июль 2019 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Условия транспортирования:  
максимальная температура +50 °С,  
минимальная температура минус 50 °С,  
максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.  
Транспортируется в упакованном виде, исключая повреждение при этом  
солнечным светом, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



# ВИНАР®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФИРМА







Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ14



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ  
**ИнТЕСТ-ПФ14**  
для режимов стерилизации: +132 °С, 30 мин.; +134 °С, 20 мин.  
кол-во: **500 шт.**

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег. уд. № 00000/00000 от 00.00.0000  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
-Научно-производственная фирма -ВИНАР- (ООО -НПФ -ВИНАР-)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, в/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ      ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ      ШТАМП ОТК  
000400      10.01.2019





ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

# ИнТЕСТ-ПФ14

для режимов стерилизации +132 °С, 30 мин., +134 °С, 20 мин.

кол-во: **500 шт.**

ТУ 32.50.50-207-11764404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «Винар» (ООО «Винар»),  
125040, Россия, Москва, Поклонный вал, д. 5, стр. 7А, пом. 010,  
телефон: +7(495) 486-19-17, www.vinar.ru  
Для заказа: 125040, Россия, Москва, в/п 26, в/п 010, «Винар».



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0004040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | июль 2019 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Полное наименование:  
индикатор химический «Винар» для контроля температуры +132 °С,  
индикатор химический «Винар» для контроля температуры +134 °С,  
индикатор химический «Винар» для контроля влажности 100% при 25 °С.  
Предназначен для использования в виде индикатора попадания пара  
в стерилизуемый контейнер на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.






Индикатор химический для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ15





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ15



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## ИнТЕСТ-ПФ15

для региональной стерилизации = 134 °C, 3 мин., - 143 °C, 1

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 4)

Рег.уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх

Гарантийный срок хранения 38 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ  
0005040

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ИЮЛ 2019

ШТАМП ОТК  
QC 34



Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ15



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

# ИНТЕСТ-ПФ15

Для режимов стерилизации  $+134^{\circ}\text{C}$ , 3 мин.,  $+143^{\circ}\text{C}$ , 1 мин.

**кол-во: 500 шт.**

TY 32.50.50-2017-11764604-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (ИСО/СС 4)

Per. va. № XXXXX/XXXXX of XL. II. 2010

Гарантийный срок хранения 38 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не выше 80 % при  $+25^{\circ}\text{C}$ , в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Берець от влаги.



**ПАР**



Ученый секретарь: Зинаида Ю. Соловьева, e-mail: zsolov@yandex.ru  
 Главный редактор: Наталья Борисовна Федорова, e-mail: nbfed@yandex.ru  
 ISSN 1068-7964, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 3, стр. 10, пом. VII  
 тел./факс: (843) 266-7667, www.izvestia.ru  
 Для цитирования: Известия РАН. Физика, 2004, Россия, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 3, стр. 10, пом. VII

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0005040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | июль 2019 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

PLASMA THERAPY FOR EPILEPSY

PLATE 1. *Staphylococcus aureus* (left) and *Staphylococcus aureus* (right) on agar plates.

7.6% w/w; 0.8% w/w

2. 5% above all other products

2. 67 mls (100%) solution of 100% ethanol

1. *Antennae*—11-segmented, with 12-15 segments on the 11th segment.





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ16





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ПФ16









Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ВИАР 6 класс-М1





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ВИНАР 6 класс-М1





# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## ВИНАР 6 класс-М1

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 6)  
Рег.уд. № 40004/40004 от 03.04.2020  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАР

ПАРТИЯ: 0034040      ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: СЕН 2020      ШТАМП ОТ: 03/34



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «Винар» (ООО «НПФ «Винар»)  
105094, Россия, г. Москва, Гостиничный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, д/я 28  
т/ф: +7(495)988-7667; [www.vinar.ru](http://www.vinar.ru); [vinar@vinar.ru](mailto:vinar@vinar.ru)





ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

# ВИНАР 6 класс-М1

для режимов стерилизации «121 °С, 15 мин», «134 °С, 3 мин»

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 6)

Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ПАР

Индикатор химический для контроля стерилизации одноразовый ВИНАР 6 класс-М1  
ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 6)  
Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев  
Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0034040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | сент 2019 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Упаковка: 10 шт. в коробе, 100 шт. в коробе, 1000 шт. в коробе  
Упаковка: 10 шт. в коробе, 100 шт. в коробе, 1000 шт. в коробе  
Упаковка: 10 шт. в коробе, 100 шт. в коробе, 1000 шт. в коробе  
Упаковка: 10 шт. в коробе, 100 шт. в коробе, 1000 шт. в коробе





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ВИАР 6 класс-М2





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ВИНАР 6 класс-М2







ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

# ВИНАР 6 класс-М2

для режимов стерилизации: +121 °С, 20 мин.; +134 °С, 7 мин.

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 6)

Рег.уд. № 00000/00000 от 08.08.2018

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ПАР



Индикатор химический для контроля паровой стерилизации одноразовый ВИНАР 6 класс-М2. Производитель: ООО «Цирми», 125080, Россия, Москва, Ленинский пр., д. 5, стр. 1А, пом. 005. Тел: (495) 988 3067, www.cirmi.ru. Для заказа: 125080, Россия, Москва, втб 26, e-mail: info@circmi.ru.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0035040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | сент 2019 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Упаковка: полиэтиленовый пакет.  
Максимальная температура: +50 °С.  
Максимальная температура кипения: 120 °С.  
Максимальная относительная влажность: 100% при 25 °С.  
Температура хранения: в упаковке ВИНАР 6 класс-М2, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикатор химический для контроля стерилизации одноразовый МедИС-В-180/30

[illegible]



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый МедИС-В-180/30



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## МедИС-В-180/30

для режима стерилизации +180 °С, 30 мин

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-11764404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег.уд. № xxxxx/xxxxx от xx.xx.xxxx  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев



ВОЗД

хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, в/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0006040

ФЕВ 2020





Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый МедИС-В-180/30





Индикатор химический для контроля стерилизации одноразовый ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый МедИС-В-180/45

[illegible]



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый МедИС-В-180/45



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## МедИС-В-180/45

для режима стерилизации -180 °С, 45 мин

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх

Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



**ВОЗД**

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК


0007040

ФЕВ 2020





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый МедИС-В-180/45





Индикатор химический для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

[illegible]



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый МедИС-В-200/30



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## МедИС-В-200/30

для режима стерилизации - 200 °C, 30 мин.

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 4)

Рег. уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ВОЗД



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИАР» (ООО «НПФ «ВИАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0008040

ФЕВ 2020





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый МедИС-В-200/30





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-160/150





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-160/150



# Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

## СтериТЕСТ-В-160/150

для режима стерилизации -160 °С, 150 мин-

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ВОЗД

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
- Научно-производственная фирма -ВИНАР- (ООО -НПФ -ВИНАР-) 105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0009040

ФЕВ 2020





Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-160/150

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

# СтеритЕСТ-В-160/150

наименование предприятия = 140 °C, 150 мм

КОЛ-ВО: 500 шт.

TM 33 50 50-2007-11764404-2020

Ты 32.50.50-207-11764404-2020  
Рост 150.11740-1-2011 (WJNCC 4)

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (ИСО/ТС 91)

Рег. уа. № 00000/00000 от 00.00.0000

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Бесечь от влаги.



ВОЗД

**БИНАР**  
— 1997 —

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0009040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

**УПАКОВКА:** ПЭТ-бутылки по 0,5 л.  
 - для хранения в холодильнике +6...+8 °С;  
 - замороженные напитки хранить при температуре от минус 1 до минус 5 °С.

**ВИНАР®**  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ  
ФИРМА



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-B-160/200





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-160/200



# Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

## СтериТЕСТ-В-160/200

для режима стерилизации +160 °С, 200 мин

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



**ВОЗД**

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0010040

ФЕВ 2020





Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-160/200

# СтериТЕСТ-В-160/200

кол-во: 500 шт.

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (К/ИСО 4)

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.



**ВОЗД**

**ВИНАР®**  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФИРМА



**BIMBA**

[illegible]

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0010040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Рис. 1. Температурные режимы:  
нагревательная температура +30 °C;  
температура выдержки +30 °C;  
температура охлаждения +20 °C;  
температура хранения +20 °C; влажность воздуха 100%; время 25 мин.




Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-180/30





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-180/30



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## СтериТЕСТ-В-180/30

для режима стерилизации -180 °С, 30 мин-

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег. уд. № xxxxx/xxxxx от xx.xx.xxxx

Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ВОЗД

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО -НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0011040

ФЕВ 2020





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-180/30





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтеритЕСТ-В-180/45





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-180/45



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## СтериТЕСТ-В-180/45

для режима стерилизации +180 °С, 45 мин.  
кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег. уд. № 00000/00000 от 00.00.0000  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАРТИЯ 0012040      ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФЕВ 2020      ШТАМП ОТК

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР» (ООО «НПФ «ВИАНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-180/45





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-180/60





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-180/60



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## СтериТЕСТ-В-180/60

для режима стерилизации +180 °С, 60 мин.

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх

Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 60% при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ВОЗД

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИАР» (ООО «НПФ «ВИАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0013040

ФЕВ 2020







ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

# СтериТЕСТ-В-180/60

для режима стерилизации +180 °С, 60 мин

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 60 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



**ВОЗД**

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Индустриальный Центр «Винар» (ООО «ИЦВ «Винар»)  
125094, Россия, Москва, Голубинский вал, д. 3, стр. 7А, пом. 10  
Тел./факс: +7 (495) 988-1847, www.vinar.ru  
Для заказа: 125094, Россия, Москва, ул. 25, в-мат: vinar@vinar.ru



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0013040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

**Условия транспортирования:**

- максимальная температура +50 °С;
  - минимальная температура мин. 50 °С;
  - максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.
- Транспортируется в упакованном виде, защищенном от прямого попадания солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикатор химический для контроля стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-200/30






Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-200/30







# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

## СтериТЕСТ-В-200/30

для режима стерилизации +200 °С, 30 мин.  
кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег. уд. № 00000/00000 от 00.00.0000  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 60 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

|         |                   |                                                                                       |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ПАРТИЯ  | ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ШТАМП ОТК                                                                             |
| 0014040 | ФЕВ 2020          |  |

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; [www.vinar.ru](http://www.vinar.ru); [vinar@vinar.ru](mailto:vinar@vinar.ru)



Индикатор химический для контроля стерилизации одноразовый ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В-200/30



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЙ

# СтерилТЕСТ-В-200/30

ДАН ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ = 200 °C, 10 мм.

кол-во: 500 шт.

TY 32.50.50-207-1176404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (ИСО/СС 4)

Рост. 150-155 см. Вес 50-60 кг. Цвет волос темный. Цвет глаз карий. Цвет кожи светлая. Цвет ногтей розовый. Цвет зубов белый. Цвет волос темный. Цвет глаз карий. Цвет кожи светлая. Цвет ногтей розовый. Цвет зубов белый.

Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в условиях пром. влажности при температуре от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью до 90%.

$\pm 0,7$ , в зависимости от относительной влажности не выше 60 % при +25 °С; в защищенном от солнечного излучения месте.

COSTA MECTE, IS  
SPEECH OF BUSH.

ВОЗД



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                 | 0014040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ      | февр 2010 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО           | 10        |

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 375–381



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В1





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В1



# Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

## СтериТЕСТ-В1

для режимов стерилизации +160 °C, 150 мин.

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх

Гарантийный срок годности 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ВОЗД

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0015040

ФЕВ 2020



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В1






Индикатор химический для контроля стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В2





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В2



# Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

## СтериТЕСТ-В2

для режимов стерилизации -180 °С, 30 мин-

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-11764404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх

Гарантийный срок годности 60 месяцев



ВОЗД

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0016040

ФЕВ 2020





Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В2



ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

# СтеригТЕСТ-В2

D.A.B. (personal communication) = 1800 °C. (b) see a.

КОЛ-ВО: 500 шт.

TV 37.50.50-207-11764604-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (ИСО/С 4)

Per. yd. No xxxxxx/xxxxxx of xxx, xxx, xxxxx

Гарантийный срок годности 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не выше 80 % при  $+25^{\circ}\text{C}$  в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, вдали от влаги.



ВОЗД



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИВ                | 0016040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | Февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Die Polymeren wurden in  $\text{CHCl}_3$  gelöst und mit  $\text{NaOH}$ -Lösung versetzt. Die Polymeren wurden in  $\text{CHCl}_3$  gelöst und mit  $\text{NaOH}$ -Lösung versetzt. Die Polymeren wurden in  $\text{CHCl}_3$  gelöst und mit  $\text{NaOH}$ -Lösung versetzt.





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В3





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-ВЗ





# Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

## СтериТЕСТ-ВЗ

для режимов стерилизации +180 °С, 45 мин.

кол-во: **500 шт.**

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000  
Гарантийный срок годности 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАРТИЯ

0017040

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ФЕВ 2020

ШТАМП ОТК



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО -НПФ -ВИНАР-)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; [www.vinar.ru](http://www.vinar.ru); [vinar@vinar.ru](mailto:vinar@vinar.ru)



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В3



ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

# СтериТЕСТ-В3

для режимов стерилизации +130 °С, 45 мин.

КОЛ-ВО: 500 ШТ.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег. уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок годности 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ВОЗД



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ВИНАР»  
125040, г. Москва, ул. Восточная, д. 100, стр. 100  
ИНН 50/001 000 000, ОГРН 1045000000000  
тел./факс: +7 (495) 888 7847, e-mail: info@vinar.ru

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0017040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | Февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Упаковка, предназначенная для  
использования в качестве индикатора при +40 °С.  
Индикатор предназначен для контроля температуры  
стерилизации. При использовании индикатора в  
температурном режиме +40 °С, в течение 1000 часов при 25 °С.  
Индикатор не должен использоваться для контроля температуры  
стерилизации при температуре ниже +40 °С.









Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В4



# Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

## СтериТЕСТ-В4

для режимов стерилизации 180 °C, 60 мин


кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № xxxxx/xxxxx от xx.xx.xxxx

Гарантийный срок годности 60 месяцев



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0018040

ФЕВ 2020







ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

# СтериТЕСТ-В4

для режимов стерилизации +180 °С, 60 мин

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000  
Гарантийный срок годности 60 месяцев.



**ВОЗД**

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
"Научно-производственная фирма «Винар»" ООО «НПФ «Винар»»,  
125094, Россия, Москва, Гаспитальный вал, д.5, стр. 3А, пом. УН;  
тел./факс: +7(495) 988 7867, email: info@vinar.ru  
для почты: 125094, Россия, Москва, а/я 35; e-mail: vinar@yandex.ru



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0018040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | Февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 50        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Условия транспортирования:  
максимальная температура +50 °С,  
минимальная температура минус 50 °С,  
максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.  
Транспортируется в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В5





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В5



**ВИНАР®**  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФИРМА

# Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

## СтериТЕСТ-В5

для режимов стерилизации -200 °С, 30 мин.  
кол-во: **500 шт.**

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег. уд. № xxxxx/xxxxx от xx.xx.xxxx  
Гарантийный срок годности 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАРТИЯ      ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ      ШТАМП ОТК

0019040      ФЕВ 2020      QC 34

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru





# Индикаторы химические для контроля воздушной стерилизации ОДНОРАЗОВЫЕ

## СтериТЕСТ-В5

для воздушной стерилизации +250 °С, 30 мин.

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег. уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок годности 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ВОЗД



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые  
«ВИНАР» ООО «Цирми» 125040, Россия, Москва, д. 28, в-мод. 010/Фирма/01  
тел: +7 (495) 948-5607, e-mail: info@cirmi.ru

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0019040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 50        |
| МАССА ВРУТТО          | 10        |

Внимание! При использовании  
индикатора температура +50 °С,  
относительная влажность воздуха не менее 30 %.  
Применение: в упаковке влажность воздуха 100% при 25 °С.  
Срок годности: 60 мес. от даты изготовления. Срок годности не менее 1 м от нагревательных приборов.









Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-В6







# Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

## СтериТЕСТ-В6

для режимов стерилизации =160 °С, 200 мин=

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег.уд. № xxxxx/xxxxx от xx.xx.xxxx  
Гарантийный срок годности 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

|         |                   |                                                                                       |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ПАРТИЯ  | ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ШТАМП ОТК                                                                             |
| 0020040 | ФЕВ 2020          |  |

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru





ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ОДНОРАЗОВЫЕ

# СтеритЕСТ-В6

для режимов стерилизации +160 °С, 200 мин

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1:2011 (ИСО С 4)

Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок годности 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С, относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечных светов месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ВОЗД

Индикаторы химические для контроля стерилизации  
одноразовые «Виннар» ООО «Виннар»  
100000, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 15, стр. 10, пом. 401  
ИНН 50/0000000000 ОГРН 1045000000000  
Сайт: www.vinnar.ru



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0020040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Упаковка: 10 комплектов/упаковка  
Индикаторы химические «Виннар» ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикаторы химические «Виннар» ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикаторы химические «Виннар» ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикаторы химические «Виннар» ТУ 32.50.50-207-1174404-2020



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФИРМА



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой и воздушной стерилизации одноразовый ВИНАР 5 класс-1





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой и воздушной стерилизации одноразовый ВИНАР 5 класс-1







ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# ВИНАР 5 класс-1

для всех режимов паровой и воздушной стерилизации

кол-во: **500 шт.**

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 5)  
Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000  
Гарантийный срок хранения 38 месяцев.



ПАР  
ВОЗД

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
"Научно-производственная фирма «Винар» (ООО «НПФ «Винар»)  
105094, Россия, Москва, Голубинский вал, д.5, стр. 1А, пом. 100;  
тел./факс: +7(495)988-7867, info@vinar.ru  
Для почты: 105094, Россия, Москва, в/п 26; e-mail: vinar@vinar.ru



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0021040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Условия транспортирования:

максимальная температура +30 °С;  
минимальная температура минус 50 °С;  
максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.  
Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой, воздушной и этиленоксидной стерилизации одноразовый ВИАР 5 класс-2





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой, воздушной и этиленоксидной стерилизации одноразовый ВИНАР 5 класс-2







ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ, ВОЗДУШНОЙ И  
ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# ВИНАР 5 класс-2

для всех режимов паровой, воздушной и этиленоксидной стерилизации


кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 5)

Рег. уд. № xxxxx/xxxxx от xx.xx.xxxx

Гарантийный срок хранения 38 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
"Научно-производственная фирма "ВИНАР" ООО "НПФ "ВИНАР",  
105094, Россия, Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
тел./факс: +7(495)988-7867, www.vinar.ru  
Для писем: 105094, Россия, Москва, в/я 26, e-mail: vinar@vinar.ru




|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0022040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °C;
- минимальная температура минус 50 °C;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °C.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой, воздушной и пероксидной стерилизации одноразовый ВИАР 5 класс-3





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой, воздушной и пероксидной стерилизации одноразовый ВИНАР 5 класс-3







ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ, ВОЗДУШНОЙ И ПЕРОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# ВИНАР 5 класс-3

для всех режимов паровой, воздушной и перекисидной стерилизации

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 5)

Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок хранения 38 месяцев.



ПАР

ВОЗД

ПЕР

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
"Научно-производственная фирма «Винар» (ООО «НПФ «Винар»),  
105094, Россия, Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;  
тел./факс: +7(495)586-7617, www.vinar.ru  
Для писем: 105094, Россия, Москва, в/я 28; e-mail: vinar@vinar.ru



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0023040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

## Условия транспортирования

- максимальная температура +50 °С;
  - минимальная температура минус 50 °С;
  - максимальная относительная влажность 100% при 25 °С
- Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой, воздушной и озоновой стерилизации одноразовый ВИАР 5 класс-4





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой, воздушной и озоновой стерилизации одноразовый ВИНАР 5 класс-4

The image shows the packaging and individual indicators for VINAR 5 class-4 chemical sterilization indicators. The packaging is a white card with a blue header and a blue abstract graphic. It features the VINAR logo, which consists of a stylized snowflake and the word "ВИНАР" in blue, with "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА" written below it. The main title "Индикаторы" is in large blue letters. Below the title, there is a blue box containing the text "ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ, ВОЗДУШНОЙ И ОЗОНОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ", "ВИНАР 5 класс-4", and "кол-во: 500 шт.". The box also contains technical specifications, storage instructions, and a table with columns for "ПАР", "ВОЗД", and "ОЗОН". The individual indicators are small white cards with a grid of colored dots (brown, green, yellow, and blue) and the text "5 класс-4".

**ВИНАР**  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФИРМА

# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ, ВОЗДУШНОЙ И  
ОЗОНОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

## ВИНАР 5 класс-4

для всех режимов паровой, воздушной и озоновой стерилизации

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 5)  
Рег. уд. № 30000/00000 от 04.04.2019  
Гарантийный срок хранения 36 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80% при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

| ПАР | ВОЗД | ОЗОН |
|-----|------|------|
|     |      |      |

ПАРТИЯ: 0024040      ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ФЕВ 2020      ШТАМП ОТК: QC 34

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
"Научно-производственная фирма "ВИНАР" (ООО "НПФ "ВИНАР")  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru





ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ, ВОЗДУШНОЙ И  
ОЗОНОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# ВИНАР 5 класс-4

для всех режимов паровой, воздушной и озоновой стерилизации

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 5)

Рег.уд. № xxxxx/xxxxx от xx.xx.xxxx

Гарантийный срок хранения 38 месяцев.



ПАР

ВОЗД

ОЗОН

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80% при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
"Научно-производственная фирма «Винар» (ООО «Винар»),  
125094, Россия, Москва, Грешталинский вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
тел./факс: +7(495) 983 7867, [vinar@vinar.ru](mailto:vinar@vinar.ru)  
Для писем: 125094, Россия, Москва, в/п 20; e-mail: [vinar@vinar.ru](mailto:vinar@vinar.ru)



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0024040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
  - минимальная температура минус 50 °С;
  - максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.
- Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.









# Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

Индикатор химический для контроля паровой, воздушной, пероксидной и этиленоксидной стерилизации одноразовый ВИНАР 5 класс-5







ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ, ВОЗДУШНОЙ, ПЕРОКСИДНОЙ И ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# ВИНАР 5 класс-5

для всех режимов паровой, воздушной, пероксидной и этиленоксидной стерилизации

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 5)

Реч. уд. № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Гарантийный срок хранения 36 месяцев


Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80% при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беспрерывно от влаги.

2

ПАР ПЕР


ВОЗД ЭО

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Винар» (ООО «НПФ «Винар»), 105084, Россия, Москва, Голубинский вл., в/з, стр. 1а, пом. 401, тел./факс: +7(495) 988-7661, e-mail: vinar@vinar.ru для писем: 105084, Россия, Москва, вл/з/б в т/б/б, 401/Факс/1а



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0025040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | Февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Условия транспортирования:  
 - максимальная температура +50 °C,  
 - минимальная температура минус 50 °C,  
 - максимальная относительная влажность 100% при 25 °C.  
 Транспортировать в упаковке производителя, исключая последний герметичный пакет, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.









**Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020**  
**Индикатор химический для контроля паровой, воздушной, этиленоксидной, пероксидной и озоновой стерилизации одноразовый**  
**ВИНАР 5 класс-6**







ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ, ВОЗДУШНОЙ, ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ, ПЕРОКСИДНОЙ И ОЗОНОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# ВИНАР 5 класс-6

для всех режимов паровой, воздушной, перексидной и озоновой стерилизации

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 5)

Рег.уд. № XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Гарантийный срок хранения 38 месяцев.



ПАР ПЕР

ВОЗД ОЗОН ЭО

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПО «ВИНАР»)  
105094, Россия, Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
тел./факс: +7(495)688-7667, www.vinar.ru  
Для писем: 105094, Россия, Москва, в/я 26; e-mail: vinar@vinar.ru




|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0026040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

#### Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °C;
- минимальная температура минус 50 °C;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °C.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой и воздушной стерилизации одноразовый ВИАР 5 класс-7





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой и воздушной стерилизации одноразовый ВИНАР 5 класс-7

The image shows the packaging and individual indicator cards for VINAR 5 class-7 chemical sterilization indicators. The packaging is a white box with a blue and white geometric pattern on the left side. The VINAR logo is prominently displayed in the top right corner, featuring a stylized snowflake and the text "ВИНАР" and "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА". Below the logo, the word "Индикаторы" (Indicators) is written in large blue letters. The front of the box has a blue label with white text providing technical details and usage instructions. Individual indicator cards are shown fanned out behind the box, each featuring a grid of small circular indicators in green, yellow, and red, with the text "5 класс-7" and "ВИНАР" printed on them.

**ВИНАР**  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФИРМА

# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

## ВИНАР 5 класс-7

Для всех режимов паровой и воздушной стерилизации, в том числе для контроля качества стерилизации в режиме +120 °C, 30 мин. воздушного обеззараживания.

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 5)  
Рег. уд. № 00000/00000 от 00.00.0000  
Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить в упаковке, защищенной от влаги, при температуре от -5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80% при +25 °C, вдали от источников света, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАР ВОЗД

ПАРТИЯ: 0027040  
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ФЕВ 2020  
ШТАМП ОТК: 0034

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
- Научно-производственная фирма - ВИНАР - (ООО -НПО -ВИНАР-)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, д/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля паровой и воздушной стерилизации одноразовый ВИНАР 5 класс-7



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# ВИНАР 5 класс-7

Для всех режимов паровой и воздушной стерилизации, в том числе: быть использован для  
контроля всего цикла стерилизации парового и воздушного +120 °C, 60 мин. Воздушная стерилизация

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 5)  
Рег. № 10000/0000 от 01.03.2020  
Гарантийный срок хранения 36 месяцев

Краньте в упаковке при температуре от +5 °C до +40 °C в  
относительной влажности не выше 80% при +25 °C, в зависимости от фактического  
состава смеси, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.  
Бережно от влаги

ПАР

ВОЗД



Заводская марка: 10000/0000  
Срок годности: 36 месяцев  
Срок хранения: 36 месяцев  
Срок годности: 36 месяцев  
Срок хранения: 36 месяцев

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                 | 0027040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ      | Февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО           | 10        |

Заводская марка: 10000/0000  
Срок годности: 36 месяцев  
Срок хранения: 36 месяцев  
Срок годности: 36 месяцев  
Срок хранения: 36 месяцев









**Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020**  
**Индикатор химический для контроля для контроля озоновой, пероксидной, этиленоксидной и пароформальдегидной стерилизации**  
**одноразовый ВИНАР 5 класс-8**







ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОЗОНОВОЙ, ПЕРОКСИДНОЙ, ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ И ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# ВИНАР 5 класс-8

Для всех режимов озоновой, пероксидной, этиленоксидной и пароформальдегидной стерилизации


кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 5)

Рег.уд. № 00000/00000 от 00.00.0000

Гарантийный срок хранения 38 месяцев



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80% при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
"Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, Москва, Токстительный вал, д.3, стр. 7А, пом. VIII;  
тел./факс: +7(495)988-7867, [www.vinar.ru](http://www.vinar.ru)  
Для писем: 105094, Россия, Москва, в/я 26; e-mail: [info@vinar.ru](mailto:info@vinar.ru)



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0028040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
  - минимальная температура минус 50 °С;
  - максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.
- Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый СтеритЕСТ-ФОРМ





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-ФОРМ



**ВИНАР®**  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФИРМА

# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

## СтериТЕСТ-ФОРМ

для режимов стерилизации при температуре 54-85 °С, с концентрацией формальдегида 2±37 %, времени экспозиции 60-150 мин

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег. уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев.  
Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАРТИЯ 0029040  
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ фев 2020  
ШТАМП ОТК QC 34

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый СтериТЕСТ-ФОРМ



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# СтериТЕСТ-ФОРМ

для режимов стерилизации при температуре 34-85 °С, с концентрацией формальдегида 2-3,37 %  
продолжение экспозиции 60-150 мин

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег. убр. № 000000/000000 от 01.01.2011

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, беречь от влаги.



ООО «Цирми», Общество с ограниченной ответственностью  
налогоплательщик НДС - «Вход» - 000 «ВН» - «Винар»  
100000, Россия, Москва, Гусинский в-л, д. 3, стр. 1А, пом. 101  
тел./факс: +7(495) 648 7447, e-mail: info@cirmi.ru  
сайт: www.cirmi.ru

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0029040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | Февр 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 1,0       |

Способ применения:

Способ применения:

Способ применения:

Способ применения:

Способ применения:

Способ применения:

Способ применения:

Способ применения:





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ФОРМ





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

Индикатор химический для контроля парформальдегидной стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ФОРМ



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

## ИнТЕСТ-ФОРМ


для режимов стерилизации при температуре 54-85 °С, с концентрацией формальдегида 2+37 %, времени экспозиции 60-150 мин

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег. уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0030040

МАР 2020







ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# ИНТЕСТ-ФОРМ

для режимов стерилизации при температуре 54-85 °С, с концентрацией паров формальдегида 2-137 %  
время экспозиции 60-150 мин

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 4)

Рег.уд. № 00000/00000 от 09.09.2011

Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Беречь от влаги.



**ФОРМ**



Производитель: ООО «ВИНАР» - производственный структурный  
подраздел ООО «Беларусь-Белмед» (ООО «Белмед» - Беларусь,  
г. Минск, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 18, пом. VII)  
Тел./факс: +375 (0)21 780 70 71, www.vinar.by  
Для заказа: 029384, Рязань, Москва, д/а 20, e-mail: info@vinar.by

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0030040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | март 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 50        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Условия использования:  
- температура хранения: +5...+30 °С;  
- влажность воздуха: не более 80 %;  
- срок хранения: 60 месяцев;  
- транспортировать в упаковке производителя, влажность воздуха: не более 80 % при +25 °С;  
- использовать в соответствии с инструкцией производителя;  
- хранить вдали от источников тепла, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ФОРМ1





Индикатор химический для контроля стерилизации парформальдегидной стерилизации одноразовые ИнТЕСТ-ФОРМ1



# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

## ИнТЕСТ-ФОРМ1

для режима стерилизации при температуре 80 °С, времени экспозиции 120 мин

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-11764404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег. уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх

Гарантийный срок хранения 60 месяцев

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

0031040

МАР 2020





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ФОРМ1



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОФОРМАЛЬДЕГИДНОМ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

# ИНТЕСТ-ФОРМ 1

... .. new Tenuferratus 80°C, spinelites 120 min

кол-во: 500 шт.

TY 32.50.50-207-11764404-2020

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (ИСО/ТС 4)

Рег. у д. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх  
Российской Федерации

Гарантийным сроком хранения 60 месяцев.

хранили в упаковке при температуре  $+25^{\circ}\text{C}$ , в защищённом от солнечного излучения месте. Относительной влажностью не выше 80 % при  $+25^{\circ}\text{C}$ .

СВЕТЛА АНСТЕ, И  
БЕРЕНТИ ОТ БЛАЗИМ.



**ФОРМ**

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, беречь от влаги.

[illegible]

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0031040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | март 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

[illegible]



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ФОРМ2





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ФОРМ2



**ВИНАР**  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФИРМА

# Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

## ИнТЕСТ-ФОРМ2

для режима стерилизации при температуре 80 °С, времени экспозиции 180 мин

кол-во: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)  
Рег. уд. № ххххх/ххххх от хх.хх.хххх  
Гарантийный срок хранения 60 месяцев.  
Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАРТИЯ 0032040  
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАР 2020  
ШТАМП ОТК

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)  
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII  
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26  
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru



Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый ИнТЕСТ-ФОРМ2





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый ФОРМ-5 класс





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый ФОРМ-5 класс





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля пароформальдегидной стерилизации одноразовый ФОРМ-5 класс



Индикатор химический для контроля пароформальдегидной  
стерилизации одноразовый

# ФОРМ-5 класс

для всех режимов пароформальдегидной стерилизации

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 32.50.50-207-1174404-2020

ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 5)


Рег. №: Не xxxxx/xxxxx от xx.xx.xxxx

Гарантийный срок хранения 60 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не выше 80 % при +25 °C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ФОРМ



Производитель: ООО «Винар», г. Саратов, ул. Промышленная, 100  
Юридический адрес: ООО «Винар», г. Саратов, ул. Промышленная, 100  
ИНН 64-07-00001, ОГРН 1046407000011  
Сайт: www.vinar.ru

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ПАРТИЯ                | 0033040   |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     | март 2020 |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ | 60        |
| МАССА БРУТТО          | 10        |

Содержимое упаковки:  
- индикаторы температуры 50 шт.  
- индикаторы влажности 50 шт.  
- индикаторы стерилизации 50 шт.  
Температура стерилизации: 121 °C при 25 °C.  
Время стерилизации: 15 минут.  
Дальнейшее использование: в соответствии с инструкцией производителя.





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля десорбции формальдегида одноразовый ДеСОРБ-ФОРМ1





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля десорбции формальдегида одноразовый ДеСОРБ-ФОРМ1





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля десорбции формальдегида одноразовый ДеСОРБ-ФОРМ1






Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля десорбции формальдегида одноразовый ДеСОРБ-ФОРМ2





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля десорбции формальдегида одноразовый ДеСОРБ-ФОРМ2





Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые ТУ 32.50.50-207-1174404-2020  
Индикатор химический для контроля десорбции формальдегида одноразовый ДеСОРБ-ФОРМ2





Всего прошнуровано и скреплено  
печатью

115 лист 06

Генеральный директор  
ООО «НПФ «ВИНАР»

В.С. Андреев

