

УТВЕРЖДАЮ

Аладина Е.А.

Генеральный директор

ООО "ЗЕНИТ Р.С."




2020 г.

Фотографические изображения общего вида и образец этикетки на русском языке медицинского изделия «Установка стоматологическая CASTELLINI, в вариантах исполнения, с принадлежностями» производства CEFLA S.C Via Selice Provinciale 23/a - 40026 Imola (BO), Italy


Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения PUMA ELI R




Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения PUMA ELI R CART




Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения PUMA ELI R CP



Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения PUMA ELI R ORTHO




Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения PUMA ELI R CART ISO



Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 5



Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 5 CP



Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 5 ORTHO



Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 6




Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 6 CP



Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 6 CART



Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 8 RS



Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 8 CP




Блок управления установкой.
Блок управления установкой ножной многофункциональный с джойстиком



Блок управления установкой ножной "Power pedal"





Блок управления установкой ножной многофункциональный с джойстиком





**Шприц-пистолет воздушно-водяной стоматологический с фиброоптикой, изогнутый, при необходимости;
Шприц-пистолет воздушно-водяной стоматологический с фиброоптикой, прямой, при необходимости.**










Лампа стоматологическая с возможностью крепления на гидроблок или на консоль для монитора VENUS PLUS –L





Лампа стоматологическая с возможностью крепления на гидроблок, на консоль для монитора или на потолок VENUS PLUS CL -L



Данные позиции одинаковы для всех вариантов исполнения

Стул врача-стоматолога, варианты исполнения С7, С8, С9: Стул врача-стоматолога, со спинкой (при необходимости)



Стул врача-стоматолога, со спинкой и подставкой для ног (при необходимости)



Стул врача-стоматолога эргономичный, со спинкой и подставкой для ног (при необходимости)



Стул ассистента стоматолога, со спинкой (при необходимости)



Стул ассистента стоматолога, со спинкой и подставкой для ног (при необходимости)




Стул ассистента стоматолога эргономичный, со спинкой и подставкой для ног (при необходимости); На фото стул без подставки для ног




Принадлежности

Держатель подноса для инструментов, крепление на столик врача



Держатель подноса для инструментов, крепление на столик ассистента




Подносы для инструментов (не более 4 штук)




Держатель монитора, односоставной




Держатель монитора, двухсоставной






Шнур апекслокатора с держателем файлов и электродом пациента




Модуль помпы перистальтической для ирригации



Клапан электропневматический для модуля аспирации



Клапан электропневматический для сухой линии




Клапан дренажный для водяной линии




Канюля для слюноотсоса (3RD SUCTION CANULA)




Реле контрольное к мотору сляноотсеса




Макролинза для нитраоральной камеры




Чехол защитный для кресла



Магистраль слюноотсоса гидравлического



Подушка для периодонтических манипуляций; Вариант для взрослых пациентов



Держатель дополнительного инструмента для столика врача



Производитель: CEFLA S.C., Via Bicocca 14/C - 40026 Imola (BO), Italy, Италия

Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения Skema 8 CP

комплект устройств для обеспечения персонала стоматологического кабинета всем необходимым для лечения зубов пациента. Установка позволяет использовать сжатый воздух, воду, электричество, проводить аспирацию, оснащена креслом для размещения пациента, столиками врача и ассистента, плевательницей, монитором и стоматологическим светильником.

Серийный номер и дата выпуска: см. на транспортной упаковке. Регистрационное удостоверение РЗН YYYU/XXXX от год.месяц.день.

Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Уполномоченный Представитель производителя в Российской Федерации:

ООО "Зенит Р.С."

Здание 3, владение 15, ул. Городок-17, пос. Большие Вяземы, Одинцовский р-н, 143051 Московская обл., РФ

Телефон: +7 (495)980-13-50, +7 (495)787-68-36



Аладина

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 48 лист
Генеральный директор
ООО «ЗЕНИТ Р.С.»
Е.А. Аладина



УТВЕРЖДАЮ

Аладина Е.А.

Генеральный директор

ООО "ЗЕНИТ Р.С."




« 07 » июня 2021 г.

Дополнительные фотографические изображения и образцы маркировки
медицинского изделия «Установка стоматологическая CASTELLINI, в вариантах
исполнения, с принадлежностями»
производства CEFLA S.C Via Selice Provinciale 23/a - 40026 Imola (BO), Italy




На всех фотографических изображениях присутствуют два турбинных наконечника. Турбинные наконечники не входят в комплект поставки изделия на территорию Российской Федерации. Могут быть приобретены любые совместимые наконечники с коннектором типа MIDWEST.

Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 5 CP



Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 6



Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения SKEMA 6 CP











Лампа стоматологическая VENUS PLUS -L / VENUS PLUS -L



Лампа стоматологическая VENUS PLUS MCT / VENUS PLUS CL MCT




Лампа стоматологическая VENUS PLUS E




Комплект монтажный




Поднос для инструментов с силиконовой защитой автоклавируемой



Подушка для периодонтических манипуляций



Чехол защитный для кресла (на кресле)




Адаптер для шприца-пистолета



Образец маркировки, позволяющий однозначно идентифицировать вариант исполнения медицинского изделия



Данная маркировка расположена на основании кресла




Фотографические изображения мест нанесения на медицинское изделие надписей и символов

На медицинское изделие нанесён в двух местах нанесён символ «Опасность сдавливания ноги»:



Места нанесения данного символа: кресло стоматологическое



На гидроблок нанесена надпись «Disinfecting device for the suction system» («Дезинфицирующее устройство для аспирационной системы»), перевод которой дан в руководстве по эксплуатации.





На медицинском изделии имеются символы «Внимание», «См. техническое руководство», запрет на использование ключа 4 мм



Место расположения данной маркировки



Рядом с бачком системы очистки аспирационных канюль нанесена маркировка, перевод которой дан в инструкции



На модуль помпы ирригационной нанесены следующие символы: «Внимание!» и «Опасность защемления. Не приближать пальцы к вращающимся частям»



Образец маркировки на русском языке

Производитель: CEFLA S.C., Via Bicocca 14/C - 40026 Imola (BO), Italy, Италия

Установка стоматологическая CASTELLINI, вариант исполнения Skema 8 RS

Изделие предназначено для оказания профессиональной стоматологической помощи, включая лечение заболеваний полости рта и зубов разной степени сложности, осуществление диагностики состояния зубов и полости рта, гигиенических процедур для предупреждения и профилактики заболеваний полости рта, послеоперационного контроля. Изделие предназначено для применения в следующих областях: гигиена полости рта, ортодонтия, консервативная стоматология и зубное протезирование, пародонтология, эндодонтология, имплантология, челюстно-лицевая хирургия.

Серийный номер и дата выпуска: см. на транспортной упаковке. Регистрационное удостоверение РЗН УУУУ/XXXX от год.месяц.день.

Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Уполномоченный Представитель производителя в Российской Федерации:

ООО "Зенит Р.С."

Здание 3, владение 15, ул. Городок-17, пос. Большие Вяземы, Одинцовский р-н, 143051 Московская обл., РФ

Телефон: +7 (495)980-13-50, +7 (495)787-68-36



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 26 листа
Генеральный директор
ООО «ЗЕНИТ Р.С.»
Е.А. Аладина

