


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»



Чэнь Син

«11» декабря 2020 г.

по доверенности от 20.08.20г
СЫСОВЕВА Н.В.

**Фотографическое изображение
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Набор калибраторов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV Calibrators (Anti-HCV CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL»

производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057
Shenzhen, People's Republic of China

место производства: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.,
1203 Nanhuan Avenue, Guangming District, 518106 Shenzhen, People's Republic of China

2020 г.


Набор калибраторов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV Calibrators (Anti-HCV CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL:

- 1. Калибратор C0, 2,0 мл - 1 флакон.**
- 2. Калибратор C1, 2,0 мл - 1 флакон.**
- 3. Калибровочная карта**
- 4. Инструкция по применению.**

Внесены в реестр

карта
канцеромаркера

и СТ
карта



Mindray Anti-HCV Calibrators

Order Information	Package Size
Calibrator No. Anti-HCV/111	C0: 1x2.0 mL C1: 1x2.0 mL

Intended Use
Mindray Anti-HCV Calibrators (Anti-HCV CAL) are intended to be used to calibrate the quantitative antibody to hepatitis C virus (anti-HCV) assay on Mindray Chemistry Immunoassay.

Summary
Mindray C₀ measurement system is composed of Mindray Chemistry Immunoassay and Calibrator Anti-HCV Calibrators. The Mindray C₀ measurement system calculates an Anti-HCV result based on the ratio of the sample RLU to the control RLU (S/C₀) for each specimen and control. C₀ mean RLU = (C₀ mean RLU) × calibration factor.

Components

Anti-HCV CAL

2.0mL

LOT

2020020100



2021-03-06

Anti-HCV CAL



2.0mL

LOT

2020020100



2021-03-06



Anti-HCV CAL

P/N: 105-005923-00



Anti-HCV Calibrators

Калибраторы для определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV)

Calibradores Anti-HCV

Calibradores anti-VHC

Calibratori anti-HCV

Anti-HCV Kalibratörleri

Calibrateurs d'anti-VHC

REF

Anti-HCV211



ALS202002010000443

LOT


2020020100



2021-03-06

047-013331-00(2.0)

Anti-HCV CAL



Anti-HCV Calibrators

Contents:

C0: 1×2.0 mL, C1: 1×2.0 mL





SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

mindray



IVD



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

Tel : +86 755 26582888 Fax : +86 755 26582680

Website : <http://www.mindray.com>

Максимизируйте эффективность упаковки

Прошито и скреплено

печатью *Р* листов

по доверенности от 20.08.200

СЫСОВА Н.В.
Medtray
Medical Rus

