


"Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба" по ТУ 9442-003-56755207-2013
Исполнение «ПульпЭст»



**"Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба"
по ТУ 9442-003-56755207-2013
Исполнение «ПульпЭст» в сборе**



Генеральный директор

В.А. Гофштейн

М.П.

Лист 2 из 2




Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 л.


Генеральный директор В.А.Гофштейн



Упаковка для исполнения «ПульпЭст»



Эскиз развертки упаковочной коробки для исполнения «ПульпЭст»



DENT
GEOsoft

IN



REV.



RU

Производитель:
ЗАО «ГеоСофт Дент» (Россия)

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 129090,
г. Москва, 2-ой Троицкий пер.,
д.6а, стр 5

ТЕЛ./ФАКС: +7(495) 663-22-11
E-mail: mail@geosoft.ru
Web: www.geosoft.ru
E-mail: hotline@geosoft.ru

EN

Manufacturer:
OJSC "Geosoft Dent" (Russia)

LEGAL ADDRESS: 129090,
Building 5, Apt.6-a,
2-nd Troitsky per., Moscow, Russia
TEL./FAX: +7(495) 663-22-11
E-mail: mail@geosoft.ru
Web: www.geosoft.ru/en
E-mail: hotline@geosoft.ru



REPRESENTATIVE IN EUROPE:
DENTAL WORLD SRL
Via Antichi Pacifici
15-70056 Molfetta (BA) Italy
Tel: +39 080 3381004
Fax: +39 080 3384617



- EN** Device for Electric Pulp Testing
- RU** Беспроводной аппарат для электроодонтодиагностики
- IT** Dispositivo Elettrico di Polpa di Test





CE **PGT** РУ № РЗН 2015/3393

Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба по
ТУ9442-003-56755207-2013. Исполнение «ПульпЭст»

PulpEst







Эскиз наклейки на упаковочную коробку для исполнения «Estus Pulp»


ESTUS

DEVICE FOR ELECTRIC DENTAL PULP TESTING /
АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКИ ПУЛЬПЫ ЗУБА

ESTUS PULP



EN Device for electric dental pulp testing
RU Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба
IT Dispositivo per prove elettriche sulla polpa dentale



ESTUS PULP


CE PG

РУ № РЗН 2015/3393
Аппарат для
электроодонтодиагностики
пульпы зуба «Estus Pulp»
ТУ9442-003-56755207-2013

SN _____

REV. _____

Генеральный директор



В.А.Гофштейн



Лист 7 из 7




Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 л.

Генеральный директор В.А.Гофштейн



"Аппарат для электроодонтодиагностики пульпы зуба" по ТУ 9442-003-56755207-2013
Исполнение «Estus Pulp»





Наконечник «Estus Pulp» в сборе



Наконечник «Estus Pulp»

Щуп «ЭОД»
стандартный (Ø 1,2 мм)




Аккумуляторный блок




Блок управления «Estus Pulp»

Подставка «Estus One-B»




Зарядная станция «Estus Energy-S»



Кабель зарядки USB A-USB B



Блок питания (USB-разъем) 1А



Кабель и загубник

Кабель
(micro pin 2 mm,
single)

Загубник
«Oral Hook»

Генеральный директор

В.А.Гофштейн



Лист 8 из 8

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 л.

Генеральный директор В.А.Гофштейн

