

Директор отдела регистрации



«Дентсплай Сирона»

В.Г.Хаиндрава

09 декабря 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

**Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого
канала,
производства VDW GmbH / ВДВ ГмбХ, Германия**

Фото 1. Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала в блистерах по 4 шт. (вторичная упаковка) на примере инструмента размером 35.04, длина 21 мм. Данный внешний вид упаковки идентичен для всех вариантов исполнений.



Фото 2. Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала в блистерах по 4 шт. на примере инструмента размером 35.
21 мм: вид спереди. Данный внешний вид упаковки идентичен для всех вариантов исполнений.



Фото 3. Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала в блистерах по 4 шт.. на примере инструмента размером 35.04, диаметр: вид сзади. Данный внешний вид упаковки идентичен для всех вариантов исполнений.



Фото 4. Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала (без упаковки) на примере инструмента размером 35.04, мм.
Данный внешний вид изделия идентичен для всех вариантов исполнений следующих размеров: 35.04, 35.06.




Фото 5. Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала (без упаковки) на примере инструмента размером 30.04, длин...
Данный внешний вид изделия идентичен для всех вариантов исполнений следующих размеров: 30.04, 60.04, 30.06.



Фото 6. Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала (без упаковки) на примере инструмента размером 25.05, мм.
Данный внешний вид изделия идентичен для всех вариантов исполнений следующих размеров: 25.06, 25.04, 25.05.




Фото 7. Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала (без упаковки) на примере инструмента размером 40.06, длин...
Данный внешний вид изделия идентичен для всех вариантов исполнений следующих размеров: 40.04, 40.06.



Фото 8. Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала (без упаковки) на примере инструмента размером 15.04.
Данный внешний вид изделия идентичен для всех вариантов исполнения размерами 15.04.




Фото 9. Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала (без упаковки) на примере инструмента размером 20.05, для
Данный внешний вид изделия идентичен для всех вариантов исполнений следующих размеров: 20.05, 50.04.





Фото 10. Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала в блистерах по 3 шт., на примере ассортимент: 15.04 (1 шт. 25.06 (1шт.), длина 25 мм.



Макет маркировки на русском языке:

REF MSTVRO1631640
ISO ISO 040 006 31mm
LOT 123456 2025-09-07

REF MSTVRO1631640
ISO ISO 040 006 31mm
LOT 123456 2025-09-07

REF MSTVRO1631640
ISO ISO 040 006 31mm
LOT 123456 2025-09-07

REF MSTVRO1631640
ISO ISO 040 006 31mm
LOT 123456 2025-09-07

REF MSTVRO 31640
ISO ISO 040 006 31mm
LOT 123456 2025-09-07

REF MSTVRO 31640
ISO ISO 040 006 31mm
LOT 123456 2025-09-07

Инструмент эндодонтический VDW.ROTATE для обработки корневого канала
РУ №РЗН #####

Только для использования врачами стоматологами

Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях представлена в инструкции по применению

Информация о сроках годности представлена на блистерах

Условия хранения: температура 0 – 30 °C, относительная влажность 50 – 60 %, беречь от солнечных лучей

Производитель: VDW GmbH, Bayerwaldstraße 15, 81737 München, Germany Tel: + 49 89 62734 0

Уполномоченный представитель: ООО «Дентсплай Сирона», 115432 Москва, Проспект Андропова, дом 18, корпус 6, офисы 1 39 40 Тел: +7 (495) 725 1087

Страна происхождения: Швейцария



STERILE R
Rev. 0 08/20



0123

300-400 rpm



Сшито 12 листа (ов)
Директор по регистрации,
Россия и СНГ
ООО «Дентсплай Сирона»

Хаиндрава В.



