

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Гекса-нержаные материалы»
А.Ф. Бунин
«29» апреля 2014 года



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор гинекологический одноразовый стерильный НГО «ГЕКСА»

1. Назначение
2. Основные технические характеристики
3. Противопоказания к применению
4. Подготовка к работе, порядок работы изделия
5. Правила хранения

1 Назначение

Набор гинекологический одноразовый стерильный НГО «ГЕКСА» предназначен для взятия материала на анализ при проведении профосмотров и исследований в женских консультациях, отделениях медицинских клиник, кожно-венерологических диспансерах и в других медицинских учреждениях.

В состав Набора гинекологического одноразового стерильного НГО «ГЕКСА» входят:

- Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско — 1 шт.
- Шпатель по Эйру - ложка Фолькмана — 1 шт.
- Салфетка — 1 шт.
- Перчатки смотровые латексные или нитриловые — 1 пара.
- Бахилы низкие — 1 пара.

2 Основные технические характеристики

Набор выпускается стерильным.

Набор упаковывается в индивидуальную упаковку под стерилизацию.

3 Противопоказания к применению

Противопоказаний нет.

4 Подготовка к работе, порядок работы изделия

Вскрыть упаковку с Набором и извлечь из неё содержимое.

После извлечения содержимое упаковки использовать по назначению.

Изделие предназначено только для однократного использования – после использования Набор подвергается утилизации.

5 Утилизация Набора

Использованные Наборы собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку.

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или контейнерах.

После заполнения пакета не более чем на 3/4, сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание.

Наборы в закрытых одноразовых емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов, до последующего вывоза транспортом специализированных организаций к месту обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних лиц в помещения временного хранения медицинских отходов запрещается.

6 Правила хранения

Набор транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

- по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150;
- по условиям перемещения согласно п.п. 2.3.4, 2.3.8, 2.3.9 ГСТ 12.3.010.

Хранение Изделия у потребителя должно производиться в чистом и сухом месте при температуре от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 25-65% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок годности Изделия 5 лет со дня стерилизации.

Пронумеровано и пронумеровано

3 (тм) листа (-ов)

«28» апреля 20 14 г.

Генеральный директор
ООО «Гекса-испытательные материалы»



ГЕКСА
нетканые
материалы

Бунин А.Ф./