

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Фирма К и К»



/ Стародумов Ю.М./

«18» декабря 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Ингалятор ультразвуковой (МЭШ)
LD-812U**

производства компании / manufactured by the company
Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд / Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

2020 г.




Ингалятор ультразвуковой (МЭШ) LD-812U – основной блок, вид спереди.



Ингалятор ультразвуковой (МЭШ) LD-812U – основной блок, вид сзади



**Ингалятор ультразвуковой (МЭШ) LD-812U – основной блок,
вид спереди с ингаляционной камерой и маской.**



**Ингалятор ультразвуковой (МЭШ) LD-812U – основной блок,
вид спереди с ингаляционной камерой и мундштуком.**

ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ (МЭШ) LD-812U
ЭЛ. ПИТАНИЕ: 3В (2*AA) или  5В, 1А




 LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area,
226010 Nantong, Jiangsu, PRC

 SN AYYMM812XXXX

Ингалятор ультразвуковой (МЭШ) LD-812U – проект маркировки на корпусе на русском языке



Ингаляционная камера LD-N065
Вид спереди



Ингаляционная камера LD-N065
Вид сзади



Маска ингаляционная для взрослых LD-N041
Вид сбоку



Маска ингаляционная для детей LD-N040
Вид сбоку



Мундштук ингаляционный LD-N022
Вид спереди



Элементы питания AA



Кабель USB для источника питания



Сумочка для хранения

[illegible]

Little Doctor

1. Основной блок с ингаляционной камерой LD-N065.
2. Маска ингаляционная для детей LD-N040.
3. Маска ингаляционная для взрослых LD-N041.
4. Мундштук ингаляционный LD-N022 – 2 шт.
5. Элементы питания AA – 2 шт.
6. Сумочка для хранения.
7. Кабель USB для источника питания.



 **DOWNLOAD
USER MANUAL** 

www.littledoctor.sg/manuals

POL
Inhalator ultradźwiękowy (MESH) LD-812U. W inhalatorze wykorzystano technologię „MESH TECHNOLOGY”. Przeznaczony do leczenia i profilaktyki chorób dróg oddechowych i płuc aerozolami wodnych roztworów i preparatów leczniczych zarówno w ośrodkach leczenia, jak i w warunkach domowych. Objętość pojemnika na roztwór inhalacyjny – 5 ml. Średni rozmiar cząsteczek (MMAD) 5 µm. Konkretne objętości roztworu inhalacyjnego – nie więcej niż 0,5 ml. Zasilanie: elektryczne. 2 baterie AA lub DC 5V/3A za pomocą portu micro-USB.

RUS
Ингалятор ультразвуковой (МЗШ) LD-612U. Машинное получение аэрозоля. Предназначен для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких аэрозольными водными растворами лекарственных препаратов в лечебных учреждениях, и в домашних условиях. Объем резервуара для ингаляционного раствора 3 мл. Средний размер частиц аэрозоля (УМЗДШ) 3 мкм. Остаточный объем ингаляционного раствора, не более 0,5 мл. Источник питания: батарейки 3В (2xAA) или адаптер DC 3В/1А.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-06-37.

[illegible]

LD-812U

- **Безопасный минимальный режим**
- **Большая часть цифрового спектра частот, включая антибиотики**
- Питание от 2xAA батарей или Micro-USB разъем
- Позволяет наклонять прибор до 45° во время ингаляции



Little Doctor

- ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
- БЕСШУМНАЯ РАБОТА
- ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ИНГАЛЯЦИЮ ДЕТАМ ДАЖЕ ВО СНЕ

ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ (МЭШ)



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area,
226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic Of China





Important notice!

This device is the complex technical equipment. Before use please read the «Operating instructions» carefully.

Внимание!

Данный прибор является сложным техническим устройством. Перед использованием внимательно прочитайте «Руководство по эксплуатации».

Увага!

Данай прылад з складным тэхнічным прыстроём. Перад выкарыстаннем уважкі прачытайце «Керавніцтва з эксплуатацыі».

Есіңізде болсын!

Бұл аспап күрделі техникалық құрылғы болып табылады. Қолданар алдында «Пайдалану жөніндегі бесшы нұсқаулықты» мұқият оқып шығыңыз.

E597/2010/4

LD-812U

Little Doctor®

BLR

Ингалятор аэрозольный ультразвуковой с принадлежностями, модель LD-812U. Предназначен для лечения заболеваний дыхательных путей и легких аэрозолями растворов лекарственных средств в лечебных учреждениях и домашних условиях.

Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок - 1 год. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по Эксплуатации. Импортер и Уполномоченный представитель производителя: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Телефон (+375 17) 221-02-90, e-mail - fiatos@mail.ru. Телефон бесплатной горячей линии: + (375 17) 392-00-11.

ENG

Ultrasonic nebulizer (MESH) LD-812U. Mesh-technology aerosol producing. The ultrasonic nebulizer is used for the treatment of respiratory and pulmonary diseases by medicine aerosol. The ultrasonic nebulizer can be used individually at home as well as in hospitals. Medicine cup - 8 ml. MMAD 5 µm. Residual volume not more than 0.5 ml. Power supply 2xAA or DC 5V/1A by micro-USB port.

KAZ





© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2020
 ® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



Основные части ингалятора ультразвукового (МШ) LD-812U:

1. Основной блок с ингаляционной камерой LD-N065.
2. Маска ингаляционная для детей LD-N040.
3. Маска ингаляционная для взрослых LD-N041.
4. Мундштук ингаляционный LD-N022 – 2 шт.
5. Элементы питания AA – 2 шт.
6. Сумочка для хранения.
7. Кабель USB для источника питания.

LD-812U

Little Doctor

Будь Б



Important notice!

The accessories included in the kit are not sterilized. The special treatment is needed according to the «Operating Instructions».

Внимание!

Все принадлежности, входящие в комплект прибора, не являются стерильными. Перед использованием требуется их обработка согласно «Руководству по эксплуатации».

Увага!

Усі комплектуючі, які входять в комплект приладу, не є стерильними. Перед використанням їх необхідно обробити згідно «Керівництва з експлуатації».

Есінгіде болжоні!

Асап жынтыгына кіретін керек-жарактардың барлығы да залалсыздандырылмаған. Оларды қолданар алдында «Пайдалану жөніндегі басшы нұсқаулыққа» сәйкес бактериясыздандыру талап етіледі.

LD-812U



**DOWNLOAD
USER MANUAL**


www.littledoctor.sg/manuals



LD-812U

новая
технология

Little Doctor



ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ (МЭШ)

LD-812U

ПРЕИМУЩЕСТВА МЭШ-ТЕХНОЛОГИИ:

- Крайне компактный размер
- Использование широкого спектра лекарств, включая антибиотики
- Питание от 2xAA батарей или Micro-USB разъема
- Позволяет наклонять прибор до 45° во время ингаляции



ПОДХОДИТ ДЛЯ
АНТИБИОТИКОВ



БЕСШУМНЫЙ



РЕЖИМ
САМООЧИСТКИ



ПИТАНИЕ
ОТ USB




- ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
- БЕСШУМНАЯ РАБОТА
- ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ИНГАЛЯЦИЮ ДЕТЯМ ДАЖЕ ВО СНЕ

Little Doctor

LD-812U

ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ (МЭШ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ
АНТИБИОТИКОВ



БЕСШУМНЫЙ



РЕЖИМ
САМООЧИСТКИ



ПИТАНИЕ
ОТ USB

ULTRASONIC NEBULIZER (MESH) LD-812U




Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area,
226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic Of China

CE 0123



Потребительская тара (Упаковка) – изображение оригинальной упаковки на английском языке



Ultrasonic Nebulizers



HANDLE WITH CARE

Little Doctor

Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699

Fax: 65-62342197 www.LittleDoctor.sg

LD-812U		PCS
Ultrasonic Nebulizers		30
Manufacturer: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., P.R. China		
Ref. No:	Carton No:	Page:

CE0123

Маркировка этикетки на транспортной упаковке

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 18 (Восемнадцать) лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «Фирма К и К»
 Ю.М. Стародумов

