

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «РМК Групп»

Терехин Р.Л.

«28» декабря 2020 г.



ФОТОМАТЕРИАЛЫ


медицинского изделия

«Изделия одноразовые для ручной очистки гибких эндоскопов


по ТУ 32.50.13-002-05354754 -2020»

производства ООО «РМК Групп», Россия


Всего прошито, пронумеровано




1. DB2010-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




2. DB2012-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




3. DB3010-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




4. DB3012-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




5. DB3016-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




6. DB3018-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




7. DB3023-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




8. DB5015-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




9. DB5016-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




10. DB5018-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




11. DB5023-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




12. DB5515-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




13. DB5516-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




14. DB5518-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




15. DB5523-OS Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




16. DB2010-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




17. DB2012-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




18. DB3010-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




19. DB3012-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




20. DB3016-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




21. DB3018-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




22. DB3023-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




23. DB5015-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




24. DB5016-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




25. DB5018-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




26. DB5023-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




27. DB5515-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




28. DB5516-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




29. DB5518-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




30. DB5523-OSW Щетка чистящая односторонняя, одноразовая




31. DB2010-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




32. DB2012-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




33. DB3010-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




34. DB3012-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




35. DB3016-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




36. DB3018-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




37. DB3023-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




38. DB5015-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




39. DB5016-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




40. DB5018-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




41. DB5023-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




42. DB5515-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




43. DB5516-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




44. DB5518-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




45. DB5523-DS Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




46. DB2010-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




47. DB2012-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




48. DB3010-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




49. DB3012- DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




50. DB3016-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




51. DB3018-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




52. DB3023-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




53. DB5015-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




54. DB5016-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




55. DB5018-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




56. DB5023-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




57. DB5515-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




58. DB5516-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




59. DB5518-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




60. DB5523-DSW Щетка чистящая двухсторонняя, одноразовая




61. DB1060-PH Щетка чистящая для портов клапанов, одноразовая




62. DB1011-PH Щетка чистящая для портов клапанов, одноразовая




63. DB51280-PDS Щетка чистящая для портов клапанов двухсторонняя, одноразовая



64. DB51115-PDS Щетка чистящая для портов клапанов двухсторонняя, одноразовая



65. DB2060B Щетка чистящая для очистки поверхностей



Щетки чистящие одноразовые серии DB нестерильные

- Диаметр щетины: 5,5 мм
- Рабочая длина: 2300 мм
- Для канала: Ø 2,8-6,0 мм

Артикул: DB-SS230SW

Кол-во в инд. упаковке — 1 шт.



РУ № _____
от « ____ » ____ 20__ г.

- № партии: 1902201
- Произведено: 19.02.2020 г.
- Годен до: февраля 2025 г.
- Не использовать повторно
- Хранить в сухом месте вдали от солнечных лучей при 10-40°C и 30-85 % влажности

Применение:

- Аккуратно введите щетку в каждый канал или порт эндоскопа, не прилагайте чрезмерных усилий.
- Во время чистки после каждого выхода щетки из канала/порта эндоскопа, очищайте рабочую часть щетки. Рабочая часть щетки должна возвращаться в канал/порт эндоскопа очищенной.
- В ходе очистки повторите вышеуказанное несколько раз.
- Процедура механической очистки считается завершенной при визуальном отсутствии загрязнения рабочей части щетки.
- Утилизировать инструмент после использования

ООО «РМК Групп», адрес: Республика Татарстан, 420036, г. Казань,
ул. Беринского, д. 21Б, склад №4, помещение №2
тел: +7 (843) 251-00-19, Rmkrl@mail.ru

РМК

**Щетки чистящие одноразовые серии DB
нестерильные**

Диаметр щетки: 5,5 мм
Рабочая длина: 2300 мм
Для канала: Ø 2,8-6,0 мм

Артикул: DB-S5230SW
Кол-во в упаковочной шт. — 50 шт.



№ 2

№ партии: 1802204

Применение: 19.02.2020 г.

Годен до: февраль 2020 г.

2 Не использовать повторно

Хранить в сухом месте вдали от солнечных лучей при 10-40°C и 30-65% влажности

Применение:

- Аккуратно введите щетку в каждый канал или порт эндоскопа, не прилагайте чрезмерных усилий.
- Во время чистки: после каждого выхода щетки из канала/порта эндоскопа, очищайте рабочую часть щетки. Рабочая часть щетки должна возвращаться в канал/порт эндоскопа очищенной.
- В ходе очистки повторите вышеуказанное несколько раз.
- Процедура механической очистки считается завершенной при визуальном отсутствии загрязнения рабочей части щетки.
- Утилизировать инструмент после использования

ООО «РМК Групп», адрес: Республика Татарстан, 420036, г. Казань,
ул. Белинского, д. 21Б, склад №4, помещение №2
тел: +7 (843) 251-00-19, Rmkrf@mail.ru


67. Упаковка групповая

Щетка чистящая
одноразовая, нестерильная

РУ № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

- Диаметр щетины: 5,5 мм
- Рабочая длина: 2300 мм
- Для канала: Ø 2,8-6,0 мм

Артикул: DB-5523OSW
Кол-во в транспортной уп. –
7 групповых уп. по 50 шт.



LOT

№ партии: 1902201



Произведено: 19.02.2020 г.



Годен до: февраль 2025 г.



Не использовать повторно



Хранить с сухом месте в
дали от солнечных лучей
при 10-40°C и 30-85 %
влажности

ООО «РМК Групп», адрес: Республика Татарстан, 420036, г. Казань,
ул. Белинского, д. 21Б, склад №4, помещение №2
тел: +7 (843) 251-00-19, Rmkrf@mail.ru

Директор
Терехин Р.Л.

Ф.И.О.

 личная подпись

