

Фотографии набора реагентов
Streptococcus agalactiae

Организация-производитель

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»

Самарин С.А.

2020 г.




ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ *IN VITRO* ДИАГНОСТИКИ

**Набор реагентов
для выявления ДНК Streptococcus agalactiae
методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(Streptococcus agalactiae)**


2020 г.

**Набор реагентов для выявления ДНК *Streptococcus agalactiae* методом ПЦР
с детекцией в режиме реального времени (*Streptococcus agalactiae*).
Фасовка S, стрипы**




**Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae методом ПЦР
с детекцией в режиме реального времени (Streptococcus agalactiae).
Фасовка S, стрипы**

Информация о производителе нанесена
типографским способом
на внешнюю упаковку изделия – коробку.
Код производителя указан на этикетке
(см. последнюю букву в серии)



**Набор реагентов для выявления ДНК *Streptococcus agalactiae* методом ПЦР
с детекцией в режиме реального времени (*Streptococcus agalactiae*).
Фасовка S, стрипы**

Информация о месте производства нанесена
типографским способом
на внешнюю упаковку изделия – коробку.
Код места производства указан на этикетке
(см. последнюю цифру в серии)



**Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae методом ПЦР
с детекцией в режиме реального времени (Streptococcus agalactiae)
Фасовка S, пробирки**

Инструкция по применению

Паспорт качества

Смесь для амплификации,
запечатанная парафином
48 пробирок


Положительный
контрольный образец
1 пробирка

Раствор Taq-полимеразы
1 пробирка

Минеральное масло
1 пробирка


**Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae методом ПЦР
с детекцией в режиме реального времени (Streptococcus agalactiae)
Фасовка S, пробирки**

Информация о производителе нанесена типографским способом
на внешнюю упаковку изделия – коробку. Код производителя
указан на этикетке (см. последнюю букву в серии)



**Набор реагентов для выявления ДНК *Streptococcus agalactiae* методом ПЦР
с детекцией в режиме реального времени (*Streptococcus agalactiae*)
Фасовка S, пробирки**

Информация о месте производства нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку. Код места производства указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии)



Набор реагентов для выявления ДНК *Streptococcus agalactiae* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени (*Streptococcus agalactiae*).

Фасовка U

Инструкция по применению

Паспорт качества

Полимераза ТехноТаq МАХ
1 пробирка

ПЦР-буфер
1 пробирка

Смесь для амплификации
1 пробирка

Положительный
контрольный образец
1 пробирка

ДНК ТЕХНОЛОГИИ
Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae методом ПЦР
с детекцией в режиме реального времени (Streptococcus agalactiae).
Фасовка U

Информация о производителе нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.
Код производителя указан на этикетке
(см. последнюю букву в серии)

Фасовка U

[illegible]

Восстановление экологии территории
Stiropococcus agalacticus

Создан для биоремедиации
ПАР-объектов
Полностью экологически чистый

1 спора/клетка
1 флакончик
1 ампула

LOT F0307U
2021-07-03

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10

(если) листа (ов)

специалист по регистрации
Щербакова Н.И.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»



С.А. Самарин

2020 г.

**МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

**Набор реагентов для выявления ДНК *Streptococcus agalactiae*
методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(*Streptococcus agalactiae*)**

2020 г.

Маркировка изделия

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для выявления ДНК *Streptococcus agalactiae* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени (*Streptococcus agalactiae*)» соответствует требованиям:

- п.6.2 ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации»;

- ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики *in vitro* для профессионального применения»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Ч.1. Основные требования»;

- требованиям п. 1.5 ТУ 21.20.23-112-46482062-2020.

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для выявления ДНК *Streptococcus agalactiae* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени (*Streptococcus agalactiae*)» выполнена печатным способом и включает:

- **информацию непосредственно на коробке**, нанесенную типографским способом, содержащую:

- логотип;
- адрес изготовителя и его контактные данные (см. развертку макета коробки, лист с 4 по 6, 10);

- **этикетку на коробку набора реагентов**, содержащую информацию (образцы см. лист 4, 5, 6, 8, 9):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;
- адрес изготовителя;
- полное и сокращенное наименование набора;
- вариант исполнения и фасовки;
- каталожный номер;
- количество определений;
- состав изделия;
- номер серии набора;
- дату изготовления набора;
- срок годности набора;
- условия хранения набора;
- указание на наличие холодовой части (при наличии);
- символ «Не стерильно»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Одноразовое использование»;
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ IVD;
- надпись «Предназначено для профессионального применения»;
- номер технических условий;
- номер и дату регистрационного удостоверения.

- **этикетку на каждый компонент**, входящий в состав набора реагентов, содержащую следующую информацию (образцы см. лист с 4 по 7):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;

- наименование компонента;

- объём/количество компонента;
- номер серии;
- срок годности;
- условия хранения;
- символ «Не допускается воздействие солнечного света» (при необходимости);
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD».

Примечания:

1. Размер внутренней упаковки не достаточен для размещения указанного содержания информации на этикетках компонентов, в связи с чем, надпись или символ «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*» на некоторых компонентах опущены.
2. Требование об указании «сокращенного наименования изделия» распространяется только на специфичные компоненты для данного набора реагентов: смеси для амплификации и положительный контрольный образец.
3. Требование об указании знака токсичности, агрессивности или другой опасности не применимо, так как набор не содержит веществ в опасных концентрациях.
4. Надписи при маркировке изделия частично заменены символами, соответствующими требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.
5. Дизайн и способ маркировки могут быть изменены производителем в одностороннем порядке при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Символы, используемые при маркировке набора

	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>		Дата изготовления
	Температурный диапазон		Обратитесь к инструкции по применению
	Количество тестов		Каталожный номер
	Годен до		Адрес изготовителя
	Серия набора		Не допускается воздействие солнечного света
	Не стерильно		Одноразовое использование

– этикетку на транспортную тару, содержащую информацию (образцы см. лист 11, 12):

- торговое (при наличии) и полное наименование набора;
- наименование и адрес изготовителя;
- вариант исполнения;
- срок годности набора (год, месяц включительно);
- дату изготовления (год, месяц);
- требования к условиям хранения и транспортирования набора (при необходимости – особые условия обращения с набором);
- номер серии;
- количество наборов в транспортной таре;
- масса нетто и масса брутто на транспортной таре;
- масса нетто потребительской упаковки;
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD».

Примечание - Надписи на транспортной таре, содержащие данные о числе изделий, дате изготовления и сроке годности, номера серии допускается выполнять от руки или с помощью клише (ГОСТ Р 51088, пункт 6.2.4).

**Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae
методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(Streptococcus agalactiae)**

Фасовка S, стрипы

Этикетка на коробку



IVD Real-time
REF R1-P012-S3/4
LOT F0307S-2M

2020-07-03
2021-07-03

2021-07-03

48

2 °C

8 °C

Фасовка S, стрипы

Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени

Streptococcus agalactiae

Состав:

Смесь для амплификации, запечатанная парафином	6 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл
Раствор Taq-полимеразы	1 пробирка 500 мкл
Минеральное масло	1 пробирка 1,0 мл
Положительный контрольный образец	1 пробирка 130 мкл
Крышки для стрипов	6 шт



ПУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-119-46482062-2020
Предназначено для профессионального применения

Этикетка на полиэтиленовый пакет (гриппер)

**Смесь для амплификации,
запечатанная парафином.
6 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл**



Streptococcus agalactiae

Смесь для амплификации,
запечатанная парафином


6 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл

Real-time

LOT F0307S

2021-07-03

Фасовка S, стрипы



IVD



Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

Информация о производителе и месте производства нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.

DNA-TECHNOLOGY

Код производителя указан на этикетке/Code of manufacturer is shown on the label (см. последнюю букву в серии)/ see the last letter in the lot:

Р. ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

«DNA-Technology Research & Production», LLC, Russia, 142281, Moscow region, Protvino, Zheleznodorozhnaya street, 20

М. ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.4

«DNA-Technology Research & Production», LLC, Russia, 142281, Moscow

Made in Russia

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Код места производства указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии):

1. ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

2. ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.4

Тед./факс: +7 (495) 640 17 71
mail@dna-technology.ru

Служба клиентской поддержки: 8 (800) 200 75 15 (для России, звонок бесплатный) +7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный)

hotline@dna-technology.ru
www.dna-technology.ru

Сделано в России

**Этикетка на пробирку
Раствор Taq-полимеразы
500 мкл**

Раствор Taq-полимеразы

500 мкл

LOT F24

2021-10-01



Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

**Этикетка на пробирку
Минеральное масло
1,0 мл**

Минеральное масло

1,0 мл

LOT F24

2021-10-01



Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

**Этикетка на пробирку
Положительный контрольный образец
130 мкл**

Streptococcus agalactiae

Положительный контрольный образец

130 мкл

LOT F2201

2021-07-22




Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

**Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae
методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(Streptococcus agalactiae)**

Фасовка S, пробирки

Этикетка на коробку



Набор реагентов для выявления ДНК
Streptococcus agalactiae методом ПЦР
с детекцией в режиме реального времени

Streptococcus agalactiae

Состав:

Смесь для амплификации, запечатанная парафином	48 пробирок по 20 мкл
Раствор Таq-полимеразы	1 пробирка 500 мкл
Минеральное масло	1 пробирка 1,0 мл
Положительный контрольный образец	1 пробирка 130 мкл

IVD Real-time
REF R1-P012-23/4
LOT F0607S-2M
2020-07-06
2021-07-06
48 2 °C 8 °C
Фасовка S, пробирки



РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-119-46482062-2020
Предназначено для профессионального применения

Этикетка на полиэтиленовый пакет (гриппер)

**Смесь для амплификации,
запечатанная парафином.
48 пробирок по 20 мкл**



Streptococcus agalactiae


Смесь для амплификации,
запечатанная парафином
48 пробирок по 20 мкл

Real-time

LOT F0607S

2021-07-06

Фасовка S, пробирки



Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

Информация о производителе и месте
производства нанесена типографским способом
на внешнюю упаковку изделия – коробку.



Код производителя указан
на этикетке/Code of
manufacturer is shown on the label
(см. последнюю букву в серии)/
see the last letter in the lot:
Р. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20
«DNA-Technology Research &
Production», LLC, Russia, 142281,
Moscow region, Protvino,
Zheleznodorozhnaya street, 20
М. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4
«DNA-Technology Research &
Production», LLC, Russia, 142281,
Moscow
Made in Russia



Код места производства указан на
этикетке
(см. последнюю цифру в серии):
1. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20
2. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.4
Тед./факс: +7 (495) 640 17 71
mail@dna-technology.ru
Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200 75 15
(для России, звонок бесплатный)
+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ
и зарубежья, звонок платный)
hotline@dna-technology.ru
www.dna-technology.ru
Сделано в России

**Этикетка на пробирку
Раствор Таq-полимеразы
500 мкл**

Раствор Таq-полимеразы
500 мкл **LOT** F24
2021-10-01

Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

**Этикетка на пробирку
Минеральное масло
1,0 мл**

Минеральное масло
1,0 мл **LOT** F24
2021-10-01

Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

**Этикетка на пробирку
Положительный контрольный образец
130 мкл**

Streptococcus agalactiae
Положительный контрольный образец
130 мкл **LOT** F2201
2021-07-22


Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

**Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae
методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(Streptococcus agalactiae)**


Фасовка U

Часть 1 из 2 (условия хранения от 2 °С до 8 °С)

Этикетка на коробку




Этикетка на пробирку
**Смесь для амплификации
600 мкл**




Условия хранения от 2 °С до 8 °С

Этикетка на пробирку
**ПЦР-буфер
600 мкл**



Условия хранения от 2 °С до 8 °С

Этикетка на пробирку
**Положительный контрольный образец
130 мкл**



Условия хранения от 2 °С до 8 °С

Этикетка на полиэтиленовый пакет (гриппер)
Компоненты набора реагентов

Смесь для амплификации	1 пробирка
ПЦР-буфер	1 пробирка
Положительный контрольный образец	1 пробирка


Информация о производителе и месте производства нанесена типографским способом на внешнюю упаковку изделия – коробку.

**Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae
методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(Streptococcus agalactiae)**

Фасовка U


Часть 2 из 2 (условия хранения от минус 18 °С до минус 22 °С)

Этикетка на коробку




Условия хранения
от минус 18°С до минус 22°С

Этикетка на пробирку
Полимераза ТехноТaq МАХ
30 мкл




Условия хранения
от минус 18°С до минус 22°С


Макет этикетки на набор, фасовка S (пример)



Макет этикетки на набор, фасовка U



Макет этикетки на холодовую часть





Код места производства указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии):

1. ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20
2. ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.4

Тел./факс: +7 (495) 640 17 71
mail@dna-technology.ru

Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200 75 15
(для России, звонок бесплатный)
+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ
и зарубежья, звонок платный)

hotline@dna-technology.ru
www.dna-technology.ru

Сделано в России



Made in Russia

Код производителя указан на этикетке/Code of manufacturer is shown on the label (см. последнюю букву в серии/see the last letter in the lot):

Р. ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д.20

«DNA-Technology Research & Production», LLC,
Russia, 142281, Moscow region, Protvino,
Zheleznodorozhnaya street, 20

М. ООО «ДНК-Технология ТС», 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4

«DNA-Technology TS», LLC,
Russia, 117246, Moscow,
Nauchnyi proezd, 20, bid. 4

Код места производства
(надпись на коробке)

Код производителя
(надпись на коробке)

Код места производства
(код на этикетке)

Код производителя
(код на этикетке)

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Набор реагентов для выявления ДНК
Streptococcus agalactiae методом ПЦР
с детекцией в режиме реального времени

IVD Real-time
REF R1-P012-S3/4
LOT F0307S-2M

Streptococcus agalactiae

Состав:

Смесь для амплификации, запечатанная парафином	6 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл
Раствор Таq-полимеразы	1 пробирка 500 мкл
Минеральное масло	1 пробирка 1,0 мл
Положительный контрольный образец	1 пробирка 130 мкл
Крышки для стрипов	6 шт

2020-07-03
2021-07-03

8 °C
2 °C
48

Фасовка S, стрипы

РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21 20 23-119-46482062-2020
Предназначено для профессионального применения

Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae
методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(Streptococcus agalactiae)

IVD Фасовка S, стрипы	Streptococcus agalactiae
  LOT _____ _____ _____ Количество наборов: _____ шт.	Условия транспортирования В термоконтейнерах с хладоэлементами  2 °C  25 °C не более 5 суток Условия хранения  2 °C  8 °C

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Код места производства указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии):

1.ООО «НПО ДНК-Технология», Россия

142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20

2.ООО «ДНК-Технология ТС», Россия

117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться по адресу: ООО «ДНК-Технология», 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6, этаж 5, ком. 14, тел./факс +7 (495) 640-17-71, www.dna-technology.ru

ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!

Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae
методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(Streptococcus agalactiae)

IVD Фасовка S, пробирки	Streptococcus agalactiae
  LOT _____ _____ _____ Количество наборов: _____ шт.	Условия транспортирования В термоконтейнерах с хладоэлементами  2 °C  25 °C не более 5 суток Условия хранения  2 °C  8 °C

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Код места производства указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии):

1.ООО «НПО ДНК-Технология», Россия

142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20

2.ООО «ДНК-Технология ТС», Россия

117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться по адресу: ООО «ДНК-Технология», 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6, этаж 5, ком. 14, тел./факс +7 (495) 640-17-71, www.dna-technology.ru

ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!

Набор реагентов для выявления ДНК *Streptococcus agalactiae*
методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(*Streptococcus agalactiae*)

IVD Фасовка U	Streptococcus agalactiae
 _____  _____ LOT _____ Количество наборов: _____ шт.	Условия транспортирования В термоконтейнерах с холодоэлементами  25 °C 2 °C  не более 5 суток Условия хранения  8 °C 2 °C 

Набор реагентов для выявления ДНК *Streptococcus agalactiae*
методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(*Streptococcus agalactiae*)

IVD Фасовка U	Полимераза ТехноТaq MAX
 _____  _____ LOT _____ Количество наборов: _____ шт.	Условия транспортирования В термоконтейнерах с холодоэлементами  8 °C 2 °C  не более 5 суток Условия хранения  -18 °C -22 °C 

Внимание! Полимераза ТехноТaq MAX упакована отдельно

Масса нетто потребительской упаковки:	_____
Масса нетто:	_____
Масса брутто:	_____

Код места производства указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии):

1.ООО «НПО ДНК-Технология», Россия
142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20
2.ООО «ДНК-Технология ТС», Россия
117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.
E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться по адресу: ООО «ДНК-Технология», 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6, этаж 5, ком. 14, тел./факс +7 (495) 640-17-71, www.dna-technology.ru

ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!

Масса нетто потребительской упаковки:	_____
Масса нетто:	_____
Масса брутто:	_____

Код места производства указан на этикетке (см. последнюю цифру в серии):

1.ООО «НПО ДНК-Технология», Россия
142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20
2.ООО «ДНК-Технология ТС», Россия
117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.
E-mail: mail@dna-technology.ru

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться по адресу: ООО «ДНК-Технология», 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125ж, к.6, этаж 5, ком. 14, тел./факс +7 (495) 640-17-71, www.dna-technology.ru

ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12
(двенадцать) листа (ов)
специалист по регистрации
Щербакова Н.И.

