

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
Акционерного общества
«ДИАКОН-ДС»

Корзун Т.Ю.

« 21 » 04 20 24 г.

**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе
с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия
по назначению**

**Анализатор автоматический биохимический ДДС-240 с принадлежностями
по ТУ ДАЛЕ.941412.002ТУ**



Анализатор автоматический биохимический ДДС-240 с принадлежностями по ТУ ДАЛЕ.941412.002ТУ

I. Состав:

1. Анализатор автоматический биохимический ДДС-240.



2. Системный блок с операционной системой – 1 шт.



3. Клавиатура – 1 шт.



4. Манипулятор «мышь» – 1 шт.



5. Монитор – 1 шт.



6. Принтер – 1 шт.



7. Источник бесперебойного питания – 1 шт.



8. Флеш-накопитель USB с ПО – 1 шт.




9. Кабель питания – 1 шт.




10. Кабель-переходник RS 232 – 1 шт.



11. Емкость для дистиллированной воды – 1 шт.



12. Емкость для отходов – 1 шт.



13. Датчик контроля уровня системной воды – 1 шт. (при необходимости)



14. Датчик переполнения ёмкости для отходов – 1 шт. (при необходимости)



15. Трубка для слива отходов низкой концентрации – 1 шт.




16. Трубка для слива концентрированных отходов – 1 шт.




17. Трубка для заполнения системы дистиллированной водой – 1 шт.



18. Флаконы для реагента емкостью 30 мл с крышкой – 20 шт. (при необходимости)




19. Флаконы для реагента емкостью 15 мл с крышкой – 20 шт. (при необходимости)



20. Флакон для моющего раствора с крышкой (60 мл) – 2 шт.



21. Моющая станция – 1 шт. (при необходимости)




22. Трубка для промывки (подачи щелочного раствора) – 1 шт.



23. Моющий раствор щелочной, 1000 мл. – 1 флакон.



24. Моющий раствор концентрированный, 1000 мл. - 1 флакон.



25. Игла дозатора – 1 шт.



26. Лопатка миксера – 1 шт.



27. Ротор для реагентов/образцов - 1 шт.



28. Реакционный ротор – 1 шт.



29. Чашки для образцов – 1 упаковка.




30. Кюветы пластиковые в сборе – 9 сегментов*9 кювет (81 кювета).



31. Галогенная лампа – 1 шт.



32. Ионоселективный модуль – 1 шт. (при необходимости)



33. Электрод для определения ионов натрия – 1 шт. (при необходимости)



34. Электрод для определения ионов калия – 1 шт. (при необходимости)



Д. Электрод для определения ионов хлора – 1 шт. (при необходимости)




36. Электрод для определения ионов лития – 1 шт. (при необходимости)




37. Электрод сравнения к ионоселективному модулю – 1 шт. (при необходимости)




38. Электродная вставка к ионоселективному модулю – 1 шт. (при необходимости)




39. Руководство по эксплуатации – 1 шт.



40. Краткое руководство пользователя – 1 шт.




41. Паспорт – 1 шт.



Принадлежности:

1. Ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.



2. Ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.



3. Отвертка крестовая – 1 шт.



4. Приспособление для промывки дозатора – 1 шт.



5. Инструмент для прочистки дозатора – 1 шт.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 28

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»



Т.Ю. Корзун

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Акционерного общества
«ДИАКОН-ДС»



Корзун Т.Ю.

20 20 г.

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Анализатор автоматический биохимический ДДС-240 с
принадлежностями
по ТУ ДАЛЕ.941412.002ТУ**

2020

1. Маркировка анализатора

Анализатор автоматический биохимический ДДС-240 с принадлежностями
по ТУ ДАЛЕ.941412.002ТУ

Образец маркировки, расположенной на корпусе анализатора





Описание символов, которые располагаются на Анализаторе и этикетке Анализатора




Значок	Описание символа
	Указывает серийный номер анализатора
	Код модели/руководства
	Знак заземления
	Указывает производителя анализатора
	Дата изготовления
	Указывает, что анализатор служит для <i>in vitro</i> диагностики
	Переменный ток
	Прибор выключен
	Прибор включен
	Указывает на необходимость ознакомиться с инструкцией по эксплуатации
	Указывает на необходимость специальной утилизации, прописанной в нормах региона, где эксплуатируется данное устройство.

2. Маркировка транспортной тары

Образец нанесения манипуляционных знаков на упаковку



Маркировка Анализатора, расположенная на упаковочной коробке (таре)

 Хрупкое. Осторожно	 Вверх	 Беречь от влаги
 Беречь от солнечных лучей	 Пределы температуры	 Пределы атмосферного давления
 Пределы влажности	 Штабелировать запрещается	 Не кантовать
 Вторичная переработка	АО «ДИАКОН-ДС»  УПАКОВАНО: ГОД: _____ МЕСЯЦ _____	

Образец маркировки Анализатора, расположенной на упаковочной таре:

Анализатор автоматический
 биохимический ДДС-240
 с принадлежностями по ТУ ДАЛЕ.941412.002ТУ

ДДС-240

с/н 01

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

 Т.Ю. Корзун

