



ООО «АЛЬСАРИЯ»

ИНН 5752049241, КПП 575201001, ОГРН 1085752004546

**302008 г. Орел, ул. Высоковольтная д.2а, т. 89102617220; тел/факс
8(4862)720096**

**р/с 40702810059010901331, в банке ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.
Владимир, БИК 041708761, к/с 30101810200000000761**

Инструкция по эксплуатации аппликаторов анатомических с микросферами.

Значение: аппликатор представляет собой изделие, состоящее из двух наволочек: наружной, сшитой кривой строчкой и пришитой к ней внутренней, изготовленной из водонепроницаемой ткани, с герметично проваренными специальной лентой швами и заполненное на 1/3 объема жидкостью из натриевоборосиликатных и калий-натриевых с кремнийорганическим покрытием микросфер, размерами от 15 до 300 мкм, смешанных в определенных соотношениях.

Принцип действия: Микросферы обладают отражающими свойствами, в том числе в диапазоне инфракрасного излучения. Лечебное действие обусловлено воздействием на больной сустав аппликаторов с наполнителем из микросфер. Отражая в неизмененном виде инфракрасное излучение организма человека, аппликатор воздействует на область патологии. В результате чего, усиливается микроциркуляция, устраняется болевой синдром и купируются воспалительные процессы, снимается отек поврежденного сустава, укрепляется связочный аппарат. Улучшается питание и регенерация хряща. Восстанавливается объем движений в суставе при их ограничении. Сокращаются сроки восстановительного периода. При использовании изделия снижается необходимость применения инвазивных методов лечения, лекарственных препаратов, уменьшается вероятность развития осложнений и предотвращается появление нежелательных побочных эффектов. Наполнитель химически нейтрален, не впитывает влагу, не сохраняет запах, не является средой обитания для насекомых и вредных микроорганизмов, не вызывает аллергию.

Назначение: Аппликаторы предназначены для профилактики остеохондроза, сосудистой недостаточности, венозного застоя, артрозо-артритов, воспалительных заболеваний, создания оптимальных физиологических условий для развития костно-суставной системы детей и подростков. Рекомендованы для профилактики остеохондроза, сосудистой недостаточности, венозного застоя, артрозо-артритов, после травм, создания оптимальных физиологических условий для развития костно-суставной системы. Используются для комплексного лечения и профилактики всех видов артритов, артрозов коленного, локтевого, голеностопного и других суставов, для защиты суставов от чрезмерных нагрузок, используется в восстановительном периоде после травм.

Правила эксплуатации: Аппликатор вкладывается в чехол из ситцевой, хлопчатобумажной или шелковой ткани позволяющий фиксировать их на любой участок тела. Аппликатор прикладывается на соответствующей части тела от 30 мин до 2 часов. В процессе эксплуатации рекомендуется просушивать изделие для поддержания нормальной влажности. Аппликаторы предназначены для применения в медицинских организациях и на дому при климатических условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 50444.

а изделием: разрешена сухая чистка или ручная стирка при температуре до 40 градусов С
изменения порошка. Отжимать и гладить запрещается.

ект поставки: аппликатор, чехол, инструкция по эксплуатации, сумка


предосторожности: не рвать, не колоть, не подвергать резким нагрузкам для сохранения
ности шва.

портировка. Изделия следует транспортировать всеми видами транспорта в крытых
ортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном
транспорта. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении изделий должна
чиваться их сохранность от механических повреждений, увлажнения и загрязнения.
ия должны храниться упакованными на стеллажах в крытых, сухих, вентилируемых
ких помещениях поставщика или потребителя в условиях, обеспечивающих сохранность
ва изделий. Не допускается транспортировать или хранить изделия совместно с
твами, обладающими неприятным или специфическим запахом.

изация: Утилизация обычным способом в контейнеры для сбора мусора.

тийные обязательства: Гарантия 1 год со дня продажи. Средний срок службы изделий не
трёх лет.

альный директор
«Альсария»



Е.В. Шураева



В данной книге про
нумеровано, прошу
вано и скреплено
гателью 2 (два) ме
Генеральный директор
ООО "Альсари"



Исх. № 14.05.16