

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Генератор электрохирургический ESG-150

Руководитель Отдела по нормативному регулированию и регистрации
медицинских изделий Департамента медицинских систем
ООО «Олимпас Москва»

Данилова А.В.

М.П.



Electrosurgical Generator

ESG-150

REF WA90150W

Catalogue number

SN B000453

Serial number

QTY 1

Quantity

 2020-02-20

Date of manufacture



Follow
instructions for
use

Rx Only

Caution: Federal
(USA) law restricts
this device to sale
by or on the order
of a physician.



Manufacturer

OLYMPUS WINTER & IBE GMBH
Kuehnstr. 61
22045 Hamburg, Germany
MADE IN GERMANY

CE 0197

Certification mark - compliance with
Medical Device Directive 93/42/EEC



(01)04042761085793(11)200220(21)B000453

2020-02-20



WA90150W



B000453

W9215515 Rev. 00

OLYMPUS

Генератор электрохирургический ESG-150

Маркировка транспортной упаковки (оригинальная этикетка)

Генератор электрохирургический ESG-150, в составе

1. Электрохирургический генератор ESG-150.
2. Педальный переключатель, на две педали.
3. Кабель сетевой.
4. Инструкция по эксплуатации.
5. Руководство по техническому обслуживанию.

Производитель: Олимпас Винтер энд Ибе ГмбХ, Германия
(Olympus Winter & Ibe GmbH)
Kuehnstr. 61, 22045 Hamburg, Germany

Место производства: Германия

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва»
107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия хранения и транспортировки: Температура - от -25 до 60°C
Отн. влажность воздуха - от 10 до 85%,
без конденсации
Атмосферное давление - от 50 до 106 кПа


Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Электропитание: Генератор: диапазон напряжений от 100 до 120 В
перем. тока / от 220 до 240 В перем. тока, частота 50/60 Гц,
максимальная входная мощность 650 ВА.


Педальный переключатель: напряжение 24 В пост. тока,
электрический ток 0,1 А



Генератор электрохирургический ESG-150
Маркировка транспортной упаковки (макет русскоязычной этикетки)







OLYMPUS

Type: ESG-150
REF: WA90150W
Line: 100-120 V~ / 220-240 V~, 50/60 Hz, 650 VA
Output: Monopolar Cut 120 W @ 500 Ω
Monopolar Coag 120 W @ 100 Ω
Bipolar Cut 100 W @ 500 Ω
Bipolar Coag 120 W @ 100 Ω
Output Frequency 365KHz $\pm 20\%$
Duty Cycle 25% (10s ON, 30s OFF)



Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuelnsr. 61
22045 Hamburg
Germany
MADE IN GERMANY

SN:

B000453

2020-02-20

CE 0197




Rx Only



2 x T6.3AH / 250 V

W7129301-00





OLYMPUS
MKF 2 ZS/ZS-MED GP26
Type: Footswitch Double Pedal
REF: WBS0402W
U / Isw: 24 V DC / 0,1 A
IP: X3
SN: 2808 - 0963
Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuehnstra. 3a-61
22045 Hamburg
Germany
MADE IN GERMANY
CE

Педальный переключатель, на две педали (вид снизу)

OLYMPUS

MKF 2 2S/2S-MED GP26

Type: Footswitch Double Pedal

REF: WB50402W

U / Isw: 24 V DC / 0,1 A

IP: X8


SN: 2008 - 0943



Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuehnstraße 61
22045 Hamburg
Germany

MADE IN GERMANY





OLYMPUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР

ESG-150



CE 0197 WA90150W
WA90150C
WA90150J

OLYMPUS

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР

ESG-150



CE 0197 WA90150W
WA90150J



[Handwritten signature]

и сертификат качества
и сертификат качества