

Генеральный директор


ООО «СКАЛЕО МЕДИКАЛ»

ЭТЛИШЕР СЕДРИК АРМАН ФРАНСУА




Фотографические изображения медицинского изделия


Каталка для душа Shado с принадлежностями,
производства SCALEO Medical (СКАЛЕО Медикал)



Опора




Матрац



Боковой борт



Ручка открытия бокового борта




Ограничитель наклона каталки




Задний борт



Стопорные гайки для монтажа переднего борта



Стопорные гайки для монтажа заднего борта




Сливная заглушка




Сливной шланг



Привод наклона тип LA31



Кнопка экстренной остановки



Блок управления и питания (батарея) NiMh 24 В 2,9 А/час




Привод подъема каталки тип LA34



Педали подъема каталки



Педали для многофункциональных колес



Колеса одинарные




• Колеса двойные



Пульт дистанционного управления



Зарядное устройство, стандартное, напряжения заряда: 27,6 В, ток заряда: 300 мА



Зарядное устройство, настенное, напряжения заряда: 27,6 В, ток заряда: 650 мА

SCALED
MEDICAL

Подушка-луна

Каталка для душа Shado с принадлежностями
Каталка для душа с электрическим приводом Shado 160



SCALEO Medical

Zac Parc 2000, 107 rue Joe Dassin, 34080 Montpellier – France

REF

S 27 00 050

SN

SERIXS 18 06 102



2018-06

Напр. сети: 240 В, 50/60Гц Максимальная нагрузка, кг 260

Зар. устройство: Макс. ток

заряда: 650 мА

Макс. время заряда: 4 часа



max

160



SCALEO
MEDICAL

IP65



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 24 листов
Подпись _____

М.П.

