

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Синерджи Консалтинг»



Фотографические изображения
«Система церебральной защиты от эмболии SENTINEL»

Производитель: «Бостон Сайентифик Корпорейшн», США.

Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific Way, Marlborough , MA 01752, USA

Система церебральной защиты от эмболии SENTINEL, проксимальный фильтр 15мм, дистальный фильтр 10мм, C-Curve, эффективная длина 95см

Boston
Scientific


SENTINEL™

Cerebral Protection System

Sistema de proteccion cerebral, Système de protection cérébrale, Zerebrales Schutzsystem, Sistema di protezione cerebrale, Cerebraal beschermingssysteem, Cerebralt beskyttelsessystem, Σύστημα εγκεφαλικής προστασίας, Sistema de Proteção Cerebral, Cerebralt skyddssystem, Cerebrális védelmi rendszer, Systém pro ochranu mozku, System ochrony mózgu, Cerebralt beskyttelsessystem, Serebral Koruma Sistemi, Aivojen suojausjärjestelmä, Sistem de protecție cerebrală, Systém cerebrálnej ochrany



Contents (1)



Brachiocephalic Artery Diameter	Left Common Carotid Artery Diameter
9.0 – 15.0 mm	6.5 – 10.0 mm



0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

175cm min.



6F
Recommended Introducer Sheath

GTIN 00863229000028



Catalog No. **CMS15-10C**



Use By **2022-06-24**



LOT 25756122

Boston Scientific

SENTINEL™

GTIN 00863229000028

REF CMS15-10C

LOT 25756122



Boston Scientific

SENTINEL™

GTIN 00863229000028

REF CMS15-10C

LOT 25756122



Boston Scientific

SENTINEL™

GTIN 00863229000028

REF CMS15-10C


LOT 25756122



(01)00863229000028(17)220624(10)25756122

Маркировка на вторичной упаковке

Система церебральной защиты от эмболии SENTINEL, проксимальный фильтр 15мм, дистальный фильтр 10мм, C-Curve, эффективная длина 95см



Маркировка на вторичной упаковке (продолжение)

Примечание: Наклейка «NOT FOR HUMAN USE» использована, так как изображённое изделие – образец, ввезённый на территорию Российской Федерации в целях технических и токсикологических испытаний, и, соответственно, не предназначен для использования непосредственно на человеке. На ввозимых после получения регистрационного удостоверения изделиях данная наклейка присутствовать не будет.



SENTINEL

Boston Scientific

**Boston
Scientific**


SENTINEL™

Cerebral Protection System

Sistema de protecció cerebral, Systéme de protection
cérebale, Zerebrales Schutzsystem, Sistema di
protezione cerebrale, Cerebraal beschermingssysteem,
Cerebrall beskyttelsessystem, Σύστημα εγκεφαλικής
προστασίας, Sistema de Proteção Cerebral, Cerebrall
skyddssystem, Cerebrális védelmi rendszer, Systém pro
ochranu mozku, System ochrony mózgu, Cerebrall
beskyttelsessystem, Serebral Koruma Sistemi, Aivojen
suojausjärjestelmä, Sistem de protecție cerebrală, Systém
cerebrálnej ochrany



Contents (1)



Brachiocephalic Artery Diameter	Left Common Carotid Artery Diameter
8.0 – 15.0 mm	6.5 – 10.0 mm



0.014in (0.36mm) 175cm min.
Recommended Guidewire



6F Recommended Introducer Sheath

GTIN 00863229000028

REF Catalog No. CMS15-10C

 Use By **2022-06-24** **LOT** **25756122**

Boston Scientific

SENTINEL™

GTIN 00863229000028

REF CMS15-10C

LOT 25756122



Boston Scientific

SENTINEL™

UTIM 00863229000028

REF CMS15-10C

LOT 25756122



Boston Scientific

SENTINEL™

GTIN 00863229000028

REP CMS15-10C

LOT 25756122



(01)00863228000028(17)220824(10)25758127

Маркировка на первичной стерильно упаковке

REF CMS15-10C
LOT 25756122



(01)00863229000028(17)220624(10)25756122

STERILE R Sterilized using
Irradiation.

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Resterilize

Do not use if package
is damaged.

Non-Pyrogenic

Consult instructions
for use.

Keep Dry

Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001

Made in USA
1745 Copperhill Parkway, Suite 1
Santa Rosa, CA 95403 USA

EC REP EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

**NOT FOR
HUMAN USE**

CE 2797

92488884-01 A

Система церебральной защиты от эмболии SENTINEL,
проксимальный фильтр 15мм, дистальный фильтр 10мм,
C-Curve, эффективная длина 95см (950мм)

Р/У № P3H 20XX/XXXX от XX.XX.20XXг.

Система церебральной защиты от эмболии SENTINEL

Московское представительство компании Бостон Сайентифик,
125284, Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72к2
E-mail: Info-russia@bsci.com

Нетоксично, апиrogenно.


температура хранения: 17°C - 27°C

температура транспортировки: -29°C - + 60°C

24.06.2020

Маркировка на первичной стерильной упаковке (продолжение)

Система церебральной защиты от эмболии SENTINEL, проксимальный фильтр 15мм, дистальный фильтр 10мм, C-Curve, эффективная длина 95см



Общий вид изделия

Прошито, пронумеровано
(6) лист(ов))
скреплено печатью

