

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ННУ-6-IgG-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
«22» 09 2020 г.



АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “ННУ-6-IgG-ИФА-БЕСТ”
 серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 09/2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ННВ-6-IgG-ИФА-БЕСТ” № 1
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ННУ-6-IgG-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ННУ-6-IgG-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусанов
“10” 09 2020 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ННУ-6-IgG-ИФА-БЕСТ” № 4
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
10/10/2020 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ННУ-6-IgG-ИФА-БЕСТ” № 5
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2020 г.




АО «Вектор-Бест»
IVD Планшет разборный
для предварительного
разведения исследуемых
образцов





ВЕКТОР
БЕСТ



REF

X-XXXX

набор реагентов
 для иммуноферментного выявления
 иммуноглобулинов класса G
 к вирусу герпеса человека 6 типа
 в сыворотке (плазме) крови

ННУ-6-IgG-ИФА-БЕСТ

Lot 3



СОСТАВ:

Lot

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном ННУ-6	1 шт.	3
2. Положительный контрольный образец	1 фл., 1,5 мл	3
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл., 3,0 мл	3
4. Конъюгат	1 фл., 13,0 мл	3
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл., 12,0 мл	3
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл., 10,0 мл	3
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	3
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл., 13,0 мл	3
9. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл	3
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	2 шт.
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	16 шт.
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.	2 шт.
13. Ватночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"HNV-6-IgG-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»


М.Д. Хусаинов
2020 г.



**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G
к вирусу герпеса человека 6 типа в сыворотке (плазме) крови
(NHV-6-IgG-ИФА-БЕСТ)**

1. Образцы этикеток на компоненты набора “NHV-6-IgG-ИФА-БЕСТ”

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном NHV-6	
Положительный контрольный образец (K+)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток (PPC)	
Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	

Наименование компонента	Этикетка
Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	

2. Образцы этикеток на коробке набора “ННУ-6-IgG-ИФА-БЕСТ”

2.1. Верхняя этикетка.

REF X-XXXX		набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу герпеса человека 6 типа в сыворотке (плазме) крови	
ННУ-6-IgG-ИФА-БЕСТ			
LOT XXXX	Состав:		LOT
1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном ННУ-6	1 шт.		XXXX
2. Положительный контрольный образец	1 фл., 1,5 мл		XXXX
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл., 3,0 мл		XXXX
4. Конъюгат	1 фл., 13,0 мл		XXXX
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл., 12,0 мл		XXXX
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл., 10,0 мл		XXXX
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 25,0 мл		XXXX
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл., 13,0 мл		XXXX
9. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл		XXXX
10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.		
11. Пленки для закрепления планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.		
13. Ванночки для реагентов	2 шт.		

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 96	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-068-23548172-2019 ПУ №			XXXX-XX-XX	XXXX-XX-XX
HHV-6-IgG-ИФА-БЕСТ				
IVD	  2°C		 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<i>Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют</i>				

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО "Вектор-Бест"
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»



М.Ю. Рукавишников
« 01 » 12 2020 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



А.В. Масыго
2021 г.