

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "Страйкер"


Усачев Д.А.




29.12.2020
(Дата)

Фотографические изображения медицинского изделия


**Инструменты для аппарата высокочастотного для электролечения Multigen
2 с принадлежностями**



Общий вид изделия Канюля, прямая



Общий вид изделия Канюля Venom, изогнутая



Общий вид изделия Канюля, изогнутая



Пример Стерильной упаковки изделия Канюля

stryker



Manufactured for: Stryker Instruments, Kalamazoo, MI 49001, USA
t: +1-269-323-7700 t: +1-800-2533210

Radiofrequency (RF) Cannula
Cánula de radiofrecuencia (RF)
Hochfrequenz(HF)-Kanüle
Canule radiofréquence (RF)
Caninula a radiofrecuenza (RF)
Radiofrequentiecanule (RF-canule)
Radiofrekvenskanyl (RF)
Radiofrekvens (RF) kanyle
Radiotaajuuskanyyli

Cánula de radiofrecuencia (RF)
Radiofrekvenskanyle (RF-kanyle)
Kaniula - prąd o częst. radiowej (RF)
Radyofrekans (RF) Kanüü
無線周波数力ニユーレ
射頻 (RF) 套管
고주파(RF) 캐놀러



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 / Amsterdam
1101 CM
Netherlands

01.81.005.04/17

Size: 100 MM Curved ,5 MM , 18G

REF

0406-840-115

LOT

6000081306/19G12-1



2022-07-11



(01)07613327118568(17)220711(10)6000081306

STERILE EO



0197 QTY 1 R ONLY



Пример стерильной упаковки изделия Канюля

REF 0406-620-125

QTY 10

HF-SURGERY
L:100/10mm,22Gauge
Radiofrequency (RF) Canula
Canula de radiofrecuencia (RF)
Radiofrequenz (RF)-Kantüle
Canula radiofrecuencia (RF)
Canula a radiofrecuencia (RF)
Radiofrequentiekantüle (RF-cantüle)
Radiofrikantülen (RF)
Radiofrikantülen (RF) Kantüle
Radiofrikantülen

LOT 1000367225

stryker



Canula de radiofrecuencia (RF)
Radiofrikantülen (RF-Kantüle)
Kantüle - prag o cizit: radiofrecuencia (RF)
Radiofrikantülen (RF) Kantüle
BUN BGR 02523-1
DIN (RF) 11 11
2 011 (RF) 11 11

STERILE EO



2019-07-23



2022-07-22

Medical Instrument
Made in Germany
NO
STAINLESS STEEL

Rx Only



U.S. PATENTS: WWW.STRYKER.COM/PATENTS

CE 0197


Manufactured for:
Stryker Instruments
Kalamazoo, MI 49001, USA
T: +1-269-323-7700
F: +1-800-253-5210



(01) 37613327411111111111 22072211111111111111

REV. 11/02, V2.0 0223

Пример групповой упаковки изделия Канюля



Общий вид изделия Электрод пациента, нейтральный, самоклеющийся (25 шт. в уп.).

Caution: U.S.A. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



CE 0086
Made in U.S.A. by
3M Health Care
2510 County Ave.
St. Paul, MN 55144 U.S.A.
1-800-228-3857
3M.com/medical
3M is a trademark of 3M.
Used under license in Canada.
© 2017, 3M. All rights reserved.
34-8721-5231-8

3M 3M Deutschland GmbH
Health Care Division
Carl-Schurz-Str. 1
42699 Solingen, Germany

REF 8149F

- Electrosurgical Patient Plate
- Plaque électrochirurgicale
- Neutral-Elektrode
- Plastru paziente con gel adesivo conduttore
- Placa de paciente
- Elektrochirurgische Patienten Plaat
- Neutralelektrod med konduktiv häftfästa
- Neutralelektrode for voksne med enkelt ledende klæbeflade
- Diatermiplate
- Neutraalelektrodi
- Placa para paciente
- Πλάκα Ασθενούς Ηλεκτροχειρουργικής
- 3M 导电粘性封接板
- 电刀极板

5



Use contents within 14 days after opening.
Utiliser le contenu dans les deux semaines après ouverture.
Den Inhalt innerhalb von 14 Tagen nach dem Öffnen verbrauchen.
Una volta aperta la confezione, il contenuto dovrà essere utilizzato entro 14 giorni.
Utilizar el producto en las dos semanas posteriores a la apertura del envase.
Inhoud moet binnen 14 dagen na opening gebruikt worden.
Använd innehållet innan 14 dagar efter öppnandet.
Skal anvendes inden 14 dage efter pakningen er åbnet.
Innholdet må brukes innen 14 dager etter åpning.
Käytä pekkauksen sisältö 14 päivän kuluessa avaamisesta.
Utilizar o produto nas duas semanas imediatas à abertura da embalagem.
Χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο εντός 14 ημερών μετά το άνοιγμα.
本品は開封後14日以内に使用して下さい。
请在打开包装后的14天内使用。

2022-05-10 LOT 202205FL

(01)10707367563490
(17)220510
(10)202205FL



8149F 2022-05

8149F 2022-05

REF 0406-650-205

LOT 1000372823

S-ADHESIVE NEUTRAL ELECTRODE, PAT. PLATE

QTY 25

stryker

Model 8149F
MADE IN U.S.A.

ELECTRODE DEVICE




No Only




0011307073675634901000372823

REF 8149F 2022-05


Упаковка изделия Электрод пациента, нейтральный, самоклеющийся (25 шт. в уп.)




Общий вид изделия Электрод Nitinol монополярный




Общий вид изделия: Электрод Multigen 2



Общий вид изделия: Электрод Venom Multigen 2




Пример упаковки изделия Электрод



Общий вид изделия Контейнер стерилизационный, облегченный.



Упаковка изделия Контейнер стерилизационный, облегченный.



Общий вид изделия Идентификационные метки

REF

0406630125

LOT

stryker®

№ РЗН

от

года

Канюля, изогнутая, длина 100 мм, 20G, длина активного кончика 10.0 мм,
стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.)

Место производства:

XXXXXXX

Производитель:

Stryker Instruments, a Division of
Stryker Corporation, 4100 East Milham
Avenue, Kalamazoo, MI 49001-6797,
USA



Проект маркировки для продажи изделия на территории Российской Федерации

Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия, маркировки и упаковки на все варианты исполнения:

Инструменты для аппарата высокочастотного для электролечения Multigen 2, варианты исполнения:

1. Канюля, прямая, длина 50 мм, 22G, длина активного кончика 5.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
2. Канюля, прямая, длина 100 мм, 22G, длина активного кончика 5.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
3. Канюля, прямая, длина 100 мм, 22G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
4. Канюля, прямая, длина 150 мм, 20G, длина активного кончика 5.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
5. Канюля, прямая, длина 150 мм, 22G, длина активного кончика 5.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
6. Канюля, прямая, длина 150 мм, 20G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
7. Канюля, прямая, длина 200 мм, 20G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
8. Канюля Venom, изогнутая, длина 100 мм, 18G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
9. Канюля Venom, изогнутая, длина 100 мм, 20G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
10. Канюля Venom, изогнутая, длина 150 мм, 18G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
11. Канюля Venom, изогнутая, длина 150 мм, 20G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
12. Канюля, изогнутая, длина 50 мм, 20G, длина активного кончика 5.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
13. Канюля, изогнутая, длина 50 мм, 20G, длина активного кончика 7.5 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
14. Канюля, изогнутая, длина 50 мм, 22G, длина активного кончика 5.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
15. Канюля, изогнутая, длина 100 мм, 20G, длина активного кончика 5.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
16. Канюля, изогнутая, длина 100 мм, 20G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
17. Канюля, изогнутая, длина 100 мм, 20G, длина активного кончика 15.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
18. Канюля, изогнутая, длина 100 мм, 22G, длина активного кончика 5.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
19. Канюля, изогнутая, длина 100 мм, 22G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
20. Канюля, изогнутая, длина 150 мм, 20G, длина активного кончика 5.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
21. Канюля, изогнутая, длина 150 мм, 20G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
22. Канюля, изогнутая, длина 150 мм, 20G, длина активного кончика 15.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
23. Канюля, изогнутая, длина 100 мм, 18G, длина активного кончика 5.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
24. Канюля, изогнутая, длина 100 мм, 18G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).
25. Канюля, изогнутая, длина 150 мм, 18G, длина активного кончика 10.0 мм, стерильная, одноразовая (10 шт. в уп.) (вид 237150).

26. Электрод пациента, нейтральный, самоклеющийся (25 шт. в уп.) (вид 292610).
27. Электрод Nitinol монополярный 50 мм (вид 162320).
28. Электрод Nitinol монополярный 100 мм (вид 162320).
29. Электрод Nitinol монополярный 150 мм (вид 162320).
30. Электрод Multigen 2 50 мм (вид 162320).
31. Электрод Multigen 2 100 мм (вид 162320).
32. Электрод Multigen 2 150 мм (вид 162320).
33. Электрод Multigen 2 200 мм (вид 162320).
34. Электрод Venom Multigen 2 100 мм (вид 162320).
35. Электрод Venom Multigen 2 150 мм (вид 162320).

Принадлежности:

1. Контейнер стерилизационный, облегченный.
2. Идентификационные метки

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 20 листа (ов)
Генеральный директор ООО «Страйкер»

Д.А. Усачев

