

Инструкция по применению
«Маска медицинская одноразовая многослойная по ТУ32.50.50-007-62704289-2020»

ПРИМЕНЕНИЕ:

Инструкция по применению:

1. Достать маску из упаковки и расположить её горизонтально перед лицом, удерживая за резинки.
2. Заведя резинки за уши, надеть маску так, чтобы нос и рот оказались закрыты маской.
3. Продолжительность использования не должна превышать 3-х часов.
4. Не допускается повторное использование.

Заменять маску следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы, а также если маска стала мокрой, дыхание затрудненным. Маски выпускают нестерильными.

После применения маска должна быть утилизирована в соответствии с:

- СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как медицинские отходы класса Б.

- не использованная маска должна быть утилизирована в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как медицинские отходы класса А. Возможна утилизация с бытовыми отходами.

Изделия применяются в различных отраслях и сферах: пищевое производство, общественное питание, домашние цели, в быту, хозяйственные нужды, промышленность, лабораторные исследования, косметология, медицина и многие другие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не допускается применять маску, имеющую механические повреждения, нарушающие целостность изделия, в том числе поврежденные (надорванные ушные петли). Не допускается применять маску при работах с сильно действующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом маски (спанбонд). Не является защитным средством от газов (кислых, органических и неорганических), паров ртути и других сильных химических веществ. Не рекомендуется применение в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами. Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов изделия.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ:

Маска состоит из трех слоев (материалы: спанбонд-мельтблаун-спанбонд), носовой зажим/фиксатор, а также ушные петли (фиксаторы). Материал маски является гипоаллергенным, водонепроницаемым, обладает свойствами пылезащиты, при этом хорошо пропускает воздух, ограниченно защищает от вирусов и бактерий, минимизирует риск инфекционных заболеваний. Выпускается универсального размера, с различными показателями толщины, цвета.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Маска предназначена для защиты органов дыхания от попадания биологических жидкостей обеспечения профилактических мероприятий, направленных на снижение риска инфицирования населения. Маски используют в качестве барьерного средства, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:

«Маска медицинская одноразовая многослойная по ТУ32.50.50-007-62704289-2020» произведена из спанбонда типа СМС (спанбонд- мельтблаун-спанбонд), тесьма плетенная эластичная круглая(шнуры) ОСТ 17-10-31-2000. Длина резинок в растянутом состоянии не менее 30 см. Паропроницаемость не менее 45 мг/см². Поверхностная плотность 60г/м² Маска может быть выполнена следующих цветов: белый, светло-голубой, фиолетовый, розовый, светло-зеленый, васильковый, черный.

№ п\п	Наименование	Допустимый диапазон, ширина (см)	Допустимый диапазон, длина (см)	Шаг (см)	Длина резинок (см)
1	Маска медицинская 3-х слойная с фиксирующими резинками	9-20	15-21	1	14 -19
2	Маска медицинская 4-х слойная с фиксирующими резинками	9-20	15-21	1	14 -19
3	Маска медицинская 3-х слойная с фиксирующими резинками детская	8-19	13-19	1	12-14
4	Маска медицинская 4-х слойная с фиксирующими резинками детская	8-19	13-19	1	12-14

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Условия хранения в складских помещениях должны соответствовать 1 группе по ГОСТ 15150. Необходимые условия отсутствие прямых солнечных лучей на маски в первичной упаковке, а так же на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Изготовитель гарантирует соответствие качества масок требованиям ТУ32.50.50-007-62704289-2020, при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации предусмотренных в ТУ.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с момента изготовления.

Срок годности: 5 лет с момента изготовления.

Изготовитель ООО «ЮниГрупп»

По всем вопросам обращаться по адресу или телефону: 301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, д. 3, литер А, каб. 57

Телефон: 8-495-721-88-90

e-mail: info@ecopacks.ru

