


ПОРОШОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

**INTENSE
SMOOTH
SOFT**

**Фотографические изображения общего
вида медицинского изделия**



1.1 Общий вид вторичной упаковки
Порошок стоматологический МЕКТРОН INTENSE
REF 03140002 (250 г x 2 шт.)



MECTRON

PROPHYLAXIS POWDER INTENSE

EN

Basic Ingredient: Sodium bicarbonate, lemon taste
Average particle size: < 120 µm
Intended use: For dentistry. Not for internal use.
Use only with Mectron airpolishing devices.

IT

Ingredienti: Bicarbonato di sodio, aroma al limone.
Dimensione media particelle: < 120 µm
Indicazioni d'uso: Uso odontoiatrico. Non
per uso interno. Usare solo con dispositivi
air-polishing Mectron.



Above cemento-
enamel-junction
Sopra la giunzione
amelo-cementizia



Temperature
Limitation

Humidity
Limitation



CE symbol refers
to Directive
93/42/EEC



Caution: consult
accompanying
documents



Read
manual



Airpolishing
device

REF

03140002

Catalogue
Number

LOT

2864

LOT
Number




Factory


WBC




1.2 Маркировка вторичной упаковки:
Порошок стоматологический MECTRON INTENSE
REF 03140002 (250 г x 2 шт.)



1.3 Общий вид первичной упаковки-флакона:
Порошок стоматологический MECTRON INTENSE
REF 03140012 (250 г)



1.4 Маркировка первичной упаковки-флакона:
Порошок стоматологический MECTRON INTENSE
REF 03140012 (250 г)



**2.1 Общий вид вторичной упаковки:
Порошок стоматологический MECTRON SMOOTH
REF 03140010 (250 г x 4 шт.)**

www.we-love-prophylaxis.com

EN Contains: precipitated Calcium carbonate round shaped micro-spheres. Neutral taste – salt and sugar free.

Average particle size: 45 - 75 µm

Intended use: For dentistry. Not for internal use. To be used with Mectron air-polishing devices and other manufacturer's air polishing systems.



Above cemento-enamel junction
Sopra la giunzione amelo-cementizia

IT Contiene: micro-sfere a base di precipitato di Carbonato di calcio a forma circolare. Gusto neutro. Senza sale e zuccheri aggiunti.

Dimensione media particelle: 45 - 75 µm

Destinazione d'uso: Usare solo con dispositivi air-polishing Mectron e sistemi di air-polishing di altre marche.

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.



Temperature
Indication

Humidity
Indication

Shake bottle
before use



Dental
use only
Non per uso
dentale



Caution
avoid
inhalation
Evitare l'inalazione



Consumption
Indication
Indicazioni
di consumo

REF

Catalogue
Number

03140010

LOT

LOT
Number


A0020

EXP


EXP
Date of
expiration

2019-02-01


2.2 Маркировка вторичной упаковки:
Порошок стоматологический MECTRON SMOOTH
REF 03140010 (250 г x 4 шт.)



2.3 Общий вид первичной упаковки-флакона:
Порошок стоматологический MECTRON SMOOTH
REF 03140009 (250 г)



**2.4 Маркировка первичной упаковки-флакона:
Порошок стоматологический MECTRON SMOOTH
REF 03140009 (250 г)**



3.1 Общий вид вторичной упаковки:
Порошок стоматологический MECTRON SOFT
REF 03140008 (250 г х 4 шт.)

www.we-love-prophylaxis.com

Composition: Sodium bicarbonate,
mint taste.
Average particle size: 40 µm
Intended use: For dentistry. Not for internal use.
Use only with mechanical airpolishing devices.

Composizione: Bicarbonato di sodio,
aroma di menta.
Dimensione media particelle: 40 µm
Destinazione d'uso: Uso odontoiatrico. Non
per uso interno. Usare solo con dispositivi air-
polishing /Action.

Above cemento-
enamel junction.
Sopra la giunzione
amelo-cementizia

Caution: Use Mectron only with the Mectron
airpolishing device.



Intended use: Handpiece
application




Intended use: Handpiece
application

REF 03140008


Caution:
Not for

LOT A1500

3.2 Маркировка вторичной упаковки:
Порошок стоматологический MECTRON SOFT
REF 03140008 (250 г x 4 шт.)



**3.3 Общий вид первичной упаковки-флакона:
Порошок стоматологический МЕСТРОН СОФТ (250 г)
REF 03140011 (250 г)**



**3.4 Маркировка первичной упаковки-флакона:
Порошок стоматологический MECTRON SOFT
REF 03140011 (250 г)**

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7. СЕМЬ

Подпись.

Р.В. Ма

