



ООО Карл Цейсс · Москва · Россия

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения

109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Исх. № 6/н от 18.05.2021

ООО «Карл Цейсс»

ОГРН 1027739044409

ИНН 7701234835

Россия, Москва, 109028,

Серебряническая наб, 29

Тел: +7 495 9335151

Факс: +7 495 9335155

E-mail: office@ru.zeiss.com

Фотографическое изображение

Микроскоп операционный KINEVO 900 с принадлежностями
производства
«Карл Цейсс Медитек АГ» (Carl Zeiss Meditec AG), Германия

Генеральный
директор
ООО «Карл Цейсс»



(подпись, печать)

Сенин Д.А.

Исп.: Подколзин А.М.

Подпись:

Дата: 18.05.2021



Общий вид изделия



Окуляр широкоугольный 10х




Окуляр широкоугольный 12,5х



Блок ламповый



Тубус бинокулярный, в исполнении: Тубус поворотный 180°



Тубус биноклярный, в исполнении: Тубус прямой



Тубус биноккулярный, в исполнении: Тубус складной




Тубус бинокулярный, в исполнении: Тубус складной для использования с ротовым блоком управления микроскопом



Одноразовые стерильные чехлы ZEISS SMARTDRAPE




Защитные линзы для объектива VisionGuard



Видеокамера специальная, в исполнениях: - Видеокамера специальная (302584-9721-000)

- Видеокамера специальная (302584-9720-000)**
- Видеокамера специальная (302584-9772-000)**
- Видеокамера специальная (302584-9782-000)**



Видеорекодер специальный



Кабель питания



Кабели соединительные, в исполнении: Видеокабель Quad-SDI, 10 м.



Кабели соединительные, в исполнении: Кабель DVI-D, 5 м.



Кабели соединительные, в исполнении: Кабель DVI-D, 10м.



Кабели соединительные, в исполнении: Кабель DVI-D, 0,3 м



Кабели соединительные, в исполнении: Кабель Displayport-D, 5 м.



Кабели соединительные, в исполнении: Кабель Video Out, Lemo-E, 5 м.



Кабели соединительные, в исполнении: Кабель Endo in, Lemo-E, 5м.



Кабели соединительные, в исполнении: Кабель Endo in, Lemo-DVI, 5 м.




Кабели соединительные, в исполнении: Кабель Video Out (4K), ODU, 5 м.



Кабели соединительные, в исполнении: Кабель HD-SDI, 10 м.



Кабели соединительные, в исполнении: Кабель HDMI video, 5м.




Сетевой адаптер




Носитель со специальным программным обеспечением




Камера специальная эндоскопическая QEVO



Блок управления камерой специальной эндоскопической QEVO ECU



Камера специальная эндоскопическая QEVO и Блок управления камерой специальной эндоскопической QEVO ECU



Бокс для стерилизации QEVO



Второй монитор , вариант исполнения: Монитор HD 2D (305992-9061-000)



Второй монитор, вариант исполнения: Монитор HD 3D (305992-9060-000)

Кулисный ножной переключатель






Пульт ножной многофункциональный, в исполнении: беспроводной FCP WL



Пульт ножной многофункциональный, в исполнении: проводной FCP.



Кабель соединительный для пульта многофункционального ножного, 6 м



Ротовой блок для тубуса поворотного 180°



Устройство для параллельного стереонаблюдения




Стереочки



USB-накопитель - 64 Гб, Лицензионный ключ для подключения навигационных систем, Лицензионный ключ для активации модуля флуоресцентного, Лицензионный ключ для подключения беспроводного соединения, Лицензионный ключ для активации DICOM соединений, Лицензионный ключ для соединения микроскопа с локальной сетью (внешний вид идентичен)



Внешний жёсткий диск -1 Тб



Модуль флуоресцентный, в варианте исполнения: BLUE 400 в составе:

- Мишень флуоресцентная BLUE 400.
- Световой фильтр для визуализации для BLUE 400 (2 шт.).
- Возбуждающий фильтр.
- Крепеж.
- Информационный стикер (2 шт.)




Модуль флуоресцентный, в варианте исполнения: INFRARED 800 с опцией FLOW 800 в составе:- Мишень флуоресцентная INFRARED 800 с опцией FLOW 800,- Световой фильтр для визуализации для INFRARED 800 с опцией FLOW 800 (2 шт.), - Возбуждающий фильтр,- Информационный стикер (2шт.),- Крепеж




Модуль флуоресцентный, в варианте исполнения: YELLOW 560 в составе:


- Мишень флуоресцентная YELLOW 560.
- Световой фильтр для визуализации для YELLOW 560 (2 шт.)
- Возбуждающий фильтр.
- Крепеж.
- Информационный стикер (2 шт.)






Мишень флуоресцентная INFRARED 800 с опцией FLOW 800



Мишень флуоресцентная BLUE 400



Мишень флуоресцентная YELLOW 560



Адаптер специальный для совмещения с фото-видеооборудованием



Чехол пылезащитный



Набор для чистки оптики в составе: средство для чистки оптики, кисточка для удаления пыли, салфетка из микроfibры, салфетки влажные (10 шт.), сумка для набора



Трехступенчатый переключатель увеличения

Carl Zeiss Meditec AG



Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena, Germany

KINEVO 900



6640



6640121951



2018-07-30

(01)04049539066404

(11)180730(21)6640121951

100V - 240V

max. 1350VA

50Hz - 60Hz


MADE IN GERMANY



max. 395kg



Carl Zeiss



SIP Service Identification Program

SIP-No


6640121951

Carl Zeiss Meditec AG




Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena, Germany

INFRARED 800



7012



7012101951



2018-07-30

(01)04049539070128

(11)130730(21)7012101951



Маркировка «Микроскоп операционный KINEVO 900 с принадлежностями»

Микроскоп операционный KINEVO 900

Регистрационное удостоверение: № РЗН xxxx/xxxxx от xx xx 20xxг.



Серийный номер и дата производства: см. на оригинальной упаковке.

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в руководстве по эксплуатации.

Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в руководстве по эксплуатации.



Производитель:

Карл Цейсс Медитек АГ
(Carl Zeiss Meditec AG)
Goeschwitzer Strasse 51-52,
07745 Jena, Germany

Уполномоченный


представитель производителя:

ООО «Карл Цейсс»
109028, Россия, Москва,
Серебряническая набережная, 29, эт.
4, пом. 1, ком. 21
тел. (495) 933-51-51; факс (495) 933-51-55



Проект маркировки «Микроскоп операционный KINEVO 900 с принадлежностями» на территории Российской Федерации

SMARTDRAPE



132 cm x 340 cm
(52 in x 134 in)



STERILE EO



2021-12-28



LOT

DXXXXXXX



2016-12-13



(01)04049539102386(10)DXXXXXX(17)211228(241)3060280000000

G-30-1996/Issue 1.8



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
Germany

Assembled in the Dominican Republic

CE 0297



Маркировка «Одноразовые стерильные чехлы ZEISS SMARTDRAPE»


VisionGuard™ Replacement Lenses

STERILE	EO
---------	----

LOT

 DXXXXXX  2020-08-28

     2015-08-03



(01)04049539101334(10)DXXXXXX(17)200828(241)306001000000

G-30-1617/Issue4.0



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
Germany

Assembled in the Dominican Republic

 0297


MD



Маркировка «Защитные линзы для объектива VisionGuard»

Маркировка «Блок управления камерой специальной эндоскопической QEVO ECU»





Маркировка «Камера специальная эндоскопическая QEVO»



R_xonly



INT 500s/1000s



(01)04049539072122(11)YYMMDD(21)721210XXXX(241)3031559020000



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwtzter Strasse 51-52, 07745 Jena, Germany

YYYY-MM-DD

CE 0297




REF 7212


Σ_1

SN 721210XXXX

QEVO



Made in Germany



303155-9020-000

Маркировка на упаковке «Камера специальная эндоскопическая QEVO»



.steute Medizintechnik

WF 1S/1S-MED-AP

CZ-MNR 305989-8609-000

25 V AC / 60 V DC

IEC 60601-1

IP X8

SN 00001


DDD



steute Schaltgeräte 32584 Löhne Germany



Маркировка кулисный переключатель



Маркировка Ротовой блок для тубуса поворотного 180°



Маркировка Устройство для параллельного стереонаблюдения

Пронумеровано, прошито
скреплено печатью на _____

32

