

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Автоаптечка»

С.А. Фролов

«28» апреля 2021 г.



Этикетка

**АПТЕЧКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНАЯ) "А-АПТЕЧКА"**

по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020

Этикетка на футляр "Мини"


Действует на всей территории России с 01 января 2021 года

АПТЕЧКА

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ
(АВТОМОБИЛЬНАЯ)
"А-АПТЕЧКА"

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1000н от 06.10.2020 г.

НОВЫЙ СОСТАВ



4 607178 060025


Этикетка на футляр "Стандарт"

Действует на всей территории России с 01 января 2021 года

АПТЕЧКА

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНАЯ)

"А-АПТЕЧКА"



Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1920-н от 08.10.2020 г.

НОВЫЙ СОСТАВ

4 607178 060025

Этикетка на футляр текстильный



ПЕРЕЧЕНЬ
ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В "АПТЕЧКУ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
(АВТОМОБИЛЬНУЮ) "А-АПТЕЧКА", по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020
 (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
 № 1080н от 08.10.2020 г.)

№ п/п	Наименование вложений	Кол-во вид уп-ки
1. Медицинские изделия		
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	1 шт.
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10	2 уп.
1.8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	1 шт.
2. Прочие средства		
2.1	Ножницы	1 шт.
2.2	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3	Футляр	1 шт.
- Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке . - По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. - Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями - При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного		
ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4-1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований.		

АПТЕЧКА
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ В
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
АВТОМОБИЛЬНАЯ "А-АПТЕЧКА"
по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020

Производитель: ООО "Автоаптечка"
 Россия, 115211, г. Москва,
 ул. Борисовские пруды, д. 15, корп.2, кв. 19
 тел.: (495) 344-99-81
 Место производства:
 111524, г. Москва, ул. Перовская, д.1, с.22
 ТУ 21.20.24-001-82422141-2020

РУ № _____

Условия хранения: по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре +5°C до +40°C в помещении веществ, выделяющих пары с резким запахом, не допускается.

Утилизация и уничтожение использованных изделий осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21. И использованные по назначению вложения аптечки, не контактирующие с биологическими жидкостями, а также не использованные по назначению вложения аптечки относят к отходам класса А. И использованные по назначению вложения аптечки, контактирующие с биологическими жидкостями, например, кровью, относят к отходам класса Б. Аптечка с истекшим сроком годности утилизируется вместе с бытовыми отходами.

Партия №.....
Упаковано:
Срок годности: 4 года
Упаковщик №
Отметка ОТК: **ПРИНЯТО**

Партия №.....
Упаковано:
Срок годности: 4 года
Упаковщик №
Отметка ОТК: **ПРИНЯТО**

Партия №.....
Упаковано:
Срок годности: 4 года
Упаковщик №
Отметка ОТК: **ПРИНЯТО**

**АПТЕЧКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНАЯ) "А-АПТЕЧКА" по ТУ
21.20.24-001-82422141-2020**

Производитель: ООО "Автоаптечка"

**Россия, 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 15,
корп.2, кв. 19**

тел.: (495) 344-99-81

**Место производства: 111524, г. Москва, ул. Перовская, д.1, с.22
ТУ 21.20.24-001-82422141-2020**

КОЛИЧЕСТВО: 5 штук

НОМЕР ПАРТИИ:


ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

**Условия хранения - по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 при
температуре +5°C до +40°C. Наличие в помещении веществ,
выделяющих пары с резким запахом, не
допускается.**

**Условия транспортирования — по
условиям хранения 5 ОЖ4 по ГОСТ
15150 при температуре минус 50°C до
+50°C.**

ОТМЕТКА ОТК

ШТРИХ-КОД




Транспортная этикетка

Сшито и заверено печатью х
(Сшит) лист 06


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО "АВТОАПТЕЧКА"
ФРОЛОВ С.А.





Общий вид:

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
«А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020
(футляр пластмассовый «Мини»)**




Общий вид маркировки:
Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
«А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020
(футляр пластмассовый «Мини»)



Общий вид:

*Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
«А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020
(футляр текстильный)*



Общий вид маркировки:

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
«А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020
(футляр текстильный)**





Общий вид маркировки:

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
«А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020
(футляр текстильный)**




Общий вид маркировки:

**Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
«А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020
(футляр пластмассовый «Стандарт»)**




Общий вид маркировки:
 Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
 «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020
 (футляр пластмассовый «Стандарт»)



Общий вид вложения в Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020:

Маска медицинская нестерильная одноразовая:

Маска медицинская одноразовая трехслойная, на резинках, арт. RLN3210, производства «ВуханЛифармаКемикалз Ко., Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ 2008/02100



Общий вид вложения в Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020:

Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М

Перчатки медицинские виниловые неопудренные нестерильные однократного применения SITEK MED, размер М, производства «Райзен Хэлфхэз Продактс Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ 2007/00510



Общий вид вложения в Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020:

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»:

Устройство для проведения искусственного дыхания — «рот-устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997-10, производства ООО НПФ «МИРАЛ», Россия, РУ № ФСР 2010/07434.



Общий вид вложения в Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020:

Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения:

Жгут кровоостанавливающий «ФЭСТ» одноразовый №4 по ТУ 9398-077-10973749-2008, производства ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия, РУ № ФСР 2008/03126



Общий вид вложения в Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020:

Бинт марлевый медицинский, размером не менее 5м x 10см:

Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см по ГОСТ 1172-93, производства ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ № ФСР 2010/06612



Общий вид вложения в Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020:

Бинт марлевый медицинский, размером не менее 7м x 14см:


Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см по ГОСТ 1172-93, производства ООО «НЬЮФАРМ», Россия, РУ № ФСР 2010/06612



Общий вид вложения в Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020:

Салфетки марлевые медицинские стерильные, размером не менее 16x14 см, №10:

Салфетки марлевые медицинские стерильные 16см x 14см, двухслойные, №10 по ГОСТ 16427-93, производства ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия, РУ № РЗН 2013/441



Общий вид вложения в Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020:

Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2x500 см:

Лейкопластырь медицинский фиксирующий по ТУ 9393-004-56334457-2007, производства ООО «Лейко», Россия, РУ № ФСР 2007/01017.



Общий вид вложения в Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020:

Ножницы:

Ножницы по ГОСТ Р 51268-99, производства «Юу Пенгхао Стэтонери Ко., Лтд. №», КНР

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

N п/п	Наименование вложений	Использование
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
1.2	Перчатки медицинские нитриловые, размером не менее M	Наденьте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
1.7	Салфетка марлевая медицинская стерильная размером не менее 16 x 14 см №10	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
1.8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	Используйте для закрытия осалин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди
2.1	Ножницы	Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок

Общая последовательность действий на месте происшествия (универсальный алгоритм оказания первой помощи)

Если Вы стали участником или очевидцем происшествия, выполняйте следующие действия: 1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи. 2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания – перейдите к п.7 Алгоритма. 3. Восстановите проходимость дыхательных путей пострадавшего и определите признаки жизни (определите наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания перейдите к п.6 Алгоритма. 4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие специализированные службы (по тел. 112, 103, 03, или региональным номерам), приложите повязки или используйте грелку с теплой водой. 5. Назначьте проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования дыхания ртом в рот и грудных компрессий на искусственном дыхании «Рот ко рту», «Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни прекратите п.4.6 Алгоритма. 6. При появлении (или наличии) признаков жизни приложите пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей. 7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения и остановите его (выполните прямое давление на рану, наложите давящую повязку). При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерий и наложите кровоостанавливающий жгут, или выполните максимальное сжатие конечности в суставе. 8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую помощь в случае выявления указанных состояний. 9. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий). 10. Постепенно контролируйте состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывайте психологическую поддержку. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специализированным службам, сообщить в полицию об оказании первой помощи, сообщить или обеспечить информацию.	п.1  п.2  п.3  п.4  п.5  п.6  п.7  п.8  п.9 
--	--

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) «А-Аптечка»

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020

Производитель: ООО "Автоаптечка"
Россия, 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 15, корп.2, кв. 19
тел.: (495) 344-99-81
Место производства: 111524, г. Москва, ул.Перовская, д.1, с.22
ТУ 21.20.24-001-82422141-2020
КОЛИЧЕСТВО: 5 штук

НОМЕР ПАРТИИ: M032021
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: март 2021
Условия хранения - по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре +5°C до +40°C. Наличие в помещении веществ, выделяющих пары с резким запахом, не допускается.
Условия транспортирования - по условиям хранения 5 ОЖ4 по ГОСТ 15150 при температуре минус 50°C до +50°C.
ОТМЕТКА ОТК

ШТРИХ-КОД



Транспортная упаковка:

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «А-Аптечка» по ТУ 21.20.24-001-82422141-2020

Сшито и заверено печатью 2

Дипнагуа лист 06

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО "АВТОАПТЕКА"
ФРОЛОВ С.А.

