


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Пробирка вакуумная одноразовая VacPlus для взятия, хранения, анализа крови, получения компонентов крови с наполнителями и без наполнителей в вариантах исполнения:

1. Пробирка вакуумная VacPlus без наполнителя (красная). Объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл.
Размеры: 13 мм x 75 мм, 13 мм x 100 мм, 16 мм x 100 мм.




2. Пробирка вакуумная VacPlus с активатором свертывания (кремнезем) (красная). Объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл. Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x100 мм.



3. Пробирка вакуумная VacPlus с активатором свертывания (кремнезем) и разделительным гелем (желтая). Объем забираемой крови: 3 мл, 3,5 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл. Размеры: 13 мм x 75 мм, 13 мм x 100 мм, 16 мм x 100 мм.



4. Пробирка вакуумная VacPlus с активатором свертывания (кремнезем) и срединно-расположенным гелем G-Plus (розовая). Объем забираемой крови: 3 мл, 3,5мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 8,5 мл. Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x100 мм.



5. Пробирка вакуумная VacPlus с ЭДТА трикалиевая соль (КЗЭДТА) (лиловая). Объем забираемой крови: 1мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл. Размеры: 13 мм х75 мм, 13 мм х100 мм, 16 мм х100 мм.



6. Пробирка вакуумная VacPlus с ЭДТА трикалиевая соль (КЗЭДТА) и с разделительным гелем (лиловая). Объем забираемой крови: 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл. Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x 100 мм.



7. Пробирка вакуумная VacPlus с ЭДТА двукальевая соль (K2ЭДТА) (лиловая). Объем забираемой крови: 1мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл. Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x100 мм.



8. Пробирка вакуумная VacPlus с ЭДТА двукальневая соль (K2ЭДТА) и с разделительным гелем (лиловая) . Объем забирасмой крови: 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл. Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x100 мм.




9. Пробирка вакуумная VacPlus с 3,2% натрия цитратом (голубая). Объем забираемой крови: 1,8 мл, 2,7 мл, 3,6 мл, 4,5 мл, 5,4 мл, 6,3 мл, 7,2 мл, 8,1 мл, 9 мл. Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x100 мм.




10. Пробирка вакуумная VacPlus с 3,2% натрия цитратом (белая). Объем забираемой крови: 1,8 мл, 2,7 мл, 3,6 мл, 4,5 мл, 5,4 мл, 6,3 мл, 7,2 мл, 8,1 мл, 9 мл. Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x100 мм.




11. Пробирка вакуумная VacPlus с 3.8% натрия цитратом (голубая). Объем забираемой крови: 1.8 мл, 2.7 мл, 3.6 мл, 4.5 мл, 5.4 мл, 6.3 мл, 7.2 мл, 8.1 мл, 9 мл. Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x100 мм.




12. Пробирка вакуумная VacPlus с 3,8% натрия цитратом для СОЭ (черная). Объем забираемой крови: 1,28 мл, 1,6 мл, 1,8 мл, 2 мл, 2,4 мл, 3 мл, 3,2 мл, 4 мл, 5 мл. Размеры: 8 мм x 120 мм, 9 мм x 120 мм, 13 мм x 75 мм, 13 мм x 100 мм.



13. Пробирка вакуумная VacPlus с натрия фторидом и калия оксалатом (серая). Объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл. Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x100 мм.




14. Пробирка вакуумная VacPlus с натрия фторидом и К2ЭДТА (серая). Объем забираемой крови: 1мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл.
Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x100 мм.




15. Пробирка вакуумная VacPlus с натрий-гепарином (NaHe) (зеленая). Объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл. Размеры: 13 мм x 75 мм, 13 мм x 100 мм, 16 мм x 100 мм.



16. Пробирка вакуумная VacPlus с литий-гепарином (LiHe) (зеленая). Объем забираемой крови: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл, 10 мл. Размеры: 13 мм x75 мм, 13 мм x100 мм, 16 мм x100 мм.



17. Пробирка вакуумная VacPlus с натрий-гепарином (NaHe) и разделительным гелем (зеленая). Объем забираемой крови: 2 мл, 3 мл, 4 мл, 5 мл, 6 мл, 7 мл, 8 мл, 9 мл. Размеры: 13 мм x 75 мм, 13 мм x 100 мм, 16 мм x 100 мм.



Сшито и скреплено печатью

17 лист(а/ов).

Генеральный директор

ООО «РЕАЛ КЭР»

Сюй Чжаоцзюнь



Место печати


(подпись)

29 января 2021 года